




a STERIS company



PLATEAUX DE STÉRILISATION PRO-LITE™

Spécial V-PRO, basse température

www.sterilmed.fr



PLATEAUX PRO-LITE™

Conçus spécifiquement pour la stérilisation à basse température V-PRO, les plateaux de stérilisation PRO-LITE™ sont proposés en différentes tailles afin de s'adapter à une large variété d'instruments.

**Un endoscope
(arthroscope, laparoscope,
etc.)**



VP0045

330 mm x 114 mm x 57 mm

VP0046

483 mm x 114 mm x 57 mm

VP0047

635 mm x 114 mm x 57 mm

**Kits d'arthroscopie, caméra, kit
ORL, laryngoscopes**




VP0048

330 mm x 197 mm x 57 mm

VP0049

483 mm x 197 mm x 57 mm

**Deux endoscopes et optiques
Da Vinci Si**



VP0050

686 mm x 197 mm x 102 mm

**Équipement électrique,
caméra, batteries**



VP0051

305 mm x 298 mm x 102 mm

Endoscopes souples, sets



VP0052


635 mm x 298 mm x 114 mm

VP0053

635 mm x 355 mm x 127 mm

TAPIS SILICONE

Les tapis en silicone sont conçus pour protéger et offrir un maintien des instruments chirurgicaux. Des dimensions spécifiques sont fournies pour chaque plateau correspondant. Les tapis peuvent être découpés à la taille souhaitée et utilisés conjointement avec des organisateurs d'instruments.




Référence	Dimensions	Compatible plateau
VP0071	330 x 114 mm	VP0045
VP0072	483 x 114 mm	VP0046
VP0073	635 x 114 mm	VP0047
VP0074	330 x 197 mm	VP0048
VP0075	483 x 197 mm	VP0049
VP0076	686 x 197 mm	VP0050
VP0077	305 x 298 mm	VP0051
VP0078	635 x 298 mm	VP0052
VP0079	635 x 356 mm	VP0053



ORGANISATEURS

Pour organiser et maintenir les dispositifs pendant le transport grâce à des porte-instruments robustes, disponibles en différents modèles. Faciles à installer, ils peuvent être fixés sur les côtés ou au fond du plateau pour une polyvalence maximale.



Ø 3 à 7 mm
Grand modèle



Ø 3 à 7 mm
Petit modèle

Référence	Description	Ø du support	Unité vente
VP0063	Grand modèle *	3 à 7 mm	5
VP0064	Grand modèle *	7 à 11 mm	5
VP0065	Grand modèle *	11 à 15 mm	5
VP0066	Grand modèle *	15 à 19 mm	5
VP0054	Grand modèle *	plein	5
VP0067	Petit modèle **	3 à 7 mm	5
VP0068	Petit modèle **	7 à 11 mm	5
VP0069	Petit modèle **	11 à 15 mm	5
VP0070	Petit modèle **	15 à 19 mm	5
VP0055	Petit modèle **	plein	5
VP0056	Kit de 5 de chaque	-	1

* Pour utilisation uniquement avec les plateaux VP0050, VP0051, VP0052 et VP0053.

** Pour utilisation avec les fonds de plateaux VP0045, VP0046, VP0047, VP0048 et VP0049, ainsi qu'avec les fonds et/ou les côtés des plateaux VP0050, VP0051, VP0052 et VP0053.

CONSOMMABLES

Tous les consommables ont été testés lors de cycles réels avec les stérilisateur V-PRO et sont validés pour fonctionner ensemble en tant que système.

Les gammes de produits Celerity™, VERIFY™ et PRO-LITE™ de STERIS sont compatibles avec tous les modèles et tous les cycles des stérilisateur basse température V-PRO.




**Indicateur chimique
multiparamétrique
Celerity™ HP pour la
stérilisation VH2O2
type 4**

Par 200 unités
PCC079



**Ruban indicateur
Celerity™ HP pour la
stérilisation VH2O2**

Par 6 unités
PCC077



**Étiquettes adhésives
avec indicateur chimique
Celerity™ HP type 1 pour
la stérilisation VH2O2**

Par 1000 unités
PCC078



**Indicateur chimique
VERIFY™ HPI pour la
stérilisation VH2O2
type 1**

Par 200 unités
PCC062

STERILMED France
20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

☎ +33(0)3 26 50 02 10
☎ +33(0)3 26 50 02 11
✉ info@sterilmed.fr
🌐 www.sterilmed.fr