


Canules à usage unique




- Fabrication en Polypropylène semi-rigide à usage médical
- Flexible, peut prendre et conserver la forme souhaitée
- Embout boutonné ou épointé
- À usage unique, stérile ou non stérile

N°	Réf.	Type embout	Longueur utile (en mm)	Longueur totale (en mm)	Diamètre intérieur (en mm)	Stérile / non stérile	Unité vente
1	05005		35	45	0.8	Non stérile	200 pièces
	05004		35	45	0.8	Stérile	200 pièces
	05053		35	45	0.8	Stérile	50 pièces
	05023		35	45	0.8	Stérile	21 pièces
2	05001		60	70	0.8	Non stérile	150 pièces
	05000		60	70	0.8	Stérile	150 pièces
	05050		60	70	0.8	Stérile	50 pièces
	05021		60	70	0.8	Stérile	21 pièces
3	05003		80	100	1.0	Non stérile	150 pièces
	05002		80	100	1.0	Stérile	150 pièces
	05052		80	100	1.0	Stérile	50 pièces
	05022		80	100	1.0	Stérile	21 pièces
4	05007		75	90	1.0	Non stérile	150 pièces
	05006		75	90	1.0	Stérile	150 pièces
	05056		75	90	1.0	Stérile	50 pièces
	05026		75	90	1.0	Stérile	21 pièces
5	05009		35	55	0.8	Non stérile	200 pièces
	05008		35	55	0.8	Stérile	200 pièces
	05058		35	55	0.8	Stérile	50 pièces
	05028		35	55	0.8	Stérile	21 pièces

Regroupez l'ensemble de vos besoins en accessoires de stérilisation chez STERILMED®


Canules UU en Polypropylène



Canules UU en Inox



Canules UU coudées en Inox



- Fabrication en Inox
- Embout boutonné ou époinaté
- De forme droite ou coudée
- Stérile à usage unique

N°	Réf.	Type embout	Longueur utile (en mm)	Longueur totale (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Diamètre intérieur(en mm)	Unité vente
6	05013		80	95	0.8	0.50	100 pièces
7	05011		100	115	1.0	0.60	100 pièces
8	05047		100	116	1.2	0.65	100 pièces
9	05038		40	55	1.4	1.00	100 pièces
10	05046		60	75	0.9	0.65	100 pièces
11	05016		80	95	1.5	1.00	100 pièces
12	05036		80	95	2.5	2.00	100 pièces
13	05035		80	95	2.8	2.00	100 pièces
14	05030		100	115	0.6	0.35	100 pièces
15	05031		100	115	0.8	0.50	100 pièces
16	05032		80	95	1.0	0.60	100 pièces
17	05033		90	105	1.0	0.60	100 pièces
18	05034		90	105	1.5	1.00	50 pièces
19	05042		80	95	1.6	1.00	50 pièces
20	05043		80	95	1.8	1.20	50 pièces
21	05044		80	95	2.0	1.30	50 pièces
22	05045		80	95	2.4	1.80	50 pièces

Regroupez l'ensemble de vos besoins en accessoires de stérilisation chez STERILMED®

Canules en Polypropylène à usage unique


STERILMED vous propose des canules en Polypropylène fabriquées par un procédé de moulage par injection. Destinées à l'irrigation ou au rinçage des plaies, ces canules se substitueront facilement aux canules réutilisables qui sont difficiles à nettoyer et à contrôler.

Contrairement aux autres canules classiques, elles sont très résistantes et ultra flexibles. Elles peuvent subir des distorsions même au-delà d'un angle de 90°, sans endommager ni leur structure ni leur canal interne. Leur fonctionnalité restera intacte.

Avantages des canules en Polypropylène à usage unique :

- Garanti sans résidu
- Fabrication en Polypropylène à usage médical
- Qualité vérifiée par contrôle visuel et fonctionnel avant conditionnement
- Large gamme stérile et non-stérile
- Connexion Luer-Lock
- Excellent rapport qualité prix comparé aux canules réutilisables

CANULES EN POLYPROPYLENE, UNE ALTERNATIVE ECONOMIQUE AUX CANULES METALLIQUES



Regroupez l'ensemble de vos besoins en accessoires de stérilisation chez STERILMED

