




STERILMED[®]

F R A N C E

Endoscopie et accessoires



*Fournitures pour la Stérilisation Centrale
et le Bloc Opérateur depuis 2002*




ENDOSCOPIE ET ACCESSOIRES

Instruments Usage Unique	P04
Soins • Diagnostics • Accessoires	P12
Écouvillons et brosses	P22
Emballages, protections et transports	P26
Identification et traçabilité	P30



INSTRUMENTS USAGE UNIQUE

Une sélection d'instruments stériles de haute qualité pour endoscopie prêts à l'emploi.



PINCE À BIOPSIE «ALLIGATOR»

Fabrication Acier inoxydable avec gaine
Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

N°	Référence	Gaine	Dard	Longueur	Diamètre	Unité Vente
1	26343	Bleu	Non	2300 mm	Ø 2.3 mm	10
2	26344	Bleu	Oui	2300 mm	Ø 2.3 mm	10



1



2



3



4



5



6

PINCE À BIOPSIE FENÊTRÉE

Fabrication Acier inoxydable avec ou sans gaine
Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

N°	Référence	Gaine	Dard	Longueur	Diamètre	Unité Vente
1	26070	Non	Non	1200 mm	Ø 1.8 mm	10
	26071	Non	Non	1800 mm	Ø 2.4 mm	10
	26072	Non	Non	2300 mm	Ø 2.4 mm	10
2	26073	Non	Oui	1800 mm	Ø 2.4 mm	10
	26074	Non	Oui	2300 mm	Ø 2.4 mm	10
3	26075	Bleu	Non	1200 mm	Ø 1.8 mm	10
	26076	Bleu	Non	1800 mm	Ø 1.8 mm	10
	26077	Bleu	Non	1200 mm	Ø 2.4 mm	10
	26079	Bleu	Non	2300 mm	Ø 2.4 mm	10
	26080	Bleu	Non	2300 mm	Ø 3.0 mm	10
4	26078	Gris	Non	1800 mm	Ø 2.4 mm	10
5	26081	Gris	Oui	1800 mm	Ø 2.4 mm	10
6	26082	Bleu	Oui	2300 mm	Ø 2.4 mm	10



PINCE À BIOPSIE CHAUDE AVEC CONNEXION HF

Fabrication Acier inoxydable avec gaine
Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Gaine	Dard	Longueur	Diamètre	Unité Vente
26083	Noir	Non	2300 mm	Ø 2.4 mm	10

PINCE À PRÉHENSION «DENTS DE RAT»

Fabrication Acier inoxydable
Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Dard	Longueur	Diamètre	Unité Vente
26084	Non	1200 mm	Ø 1.8 mm	10
26085	Non	2300 mm	Ø 2.4 mm	10



PINCE À PRÉHENSION «PELICAN»

Fabrication Acier inoxydable
Ouverture de mors 15 mm
Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Dard	Longueur	Diamètre	Unité Vente
26086	Non	1200 mm	Ø 1.8 mm	10
26087	Non	2300 mm	Ø 2.4 mm	10





ANSE À POLYPECTOMIE OVALE

Fabrication en fil tressé haute résistance
Avec connexion HF Olympus
Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Cable	Longueur	Diamètre	Taille collet	Unité Vente
26088	Monofilament	2300 mm	Ø 2.4 mm	20-30 mm	10
26089	Multifilament	2300 mm	Ø 2.4 mm	10 mm	10
26306	Multifilament	2300 mm	Ø 2.4 mm	20-30 mm	10

PANIER À CORPS ÉTRANGERS 4 FILS

Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Cable	Longueur	Diamètre	Diamètre panier	Unité Vente
26103	Nitinol	1200 mm	Ø 1.0 mm	Ø 10 mm	10
26104	Multifilament	1900 mm	Ø 2.4 mm	Ø 20 mm	10
26105	Multifilament	2300 mm	Ø 2.4 mm	Ø 30 mm	10



BROSSE CYTOLOGIQUE

Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique



Référence	Longueur	Diamètre	Diamètre brosse	Unité Vente
26098	1200 mm	Ø 1.8 mm	Ø 2.0 mm	10
26099	2300 mm	Ø 2.4 mm	Ø 3.0 mm	10



AIGUILLE À INJECTION



Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Avec manchon intégré
Stérile, à usage unique

Référence	Longueur	Diamètre	Longueur aiguille	Diamètre aiguille	Unité Vente
26096	1200 mm	Ø 1.8 mm	13 mm	Ø 0.7 mm	10
26097	1200 mm	Ø 1.8 mm	18 mm	Ø 0.7 mm	10
26307	1800 mm	Ø 2.4 mm	6 mm	Ø 0.7 mm	10
26308	2300 mm	Ø 2.4 mm	6 mm	Ø 0.7 mm	10
26309	2300 mm	Ø 2.4 mm	6 mm	Ø 1.0 mm	10

PINCE À CORPS ÉTRANGERS

Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Longueur	Diamètre	Mâchoires avec anse	Unité Vente
26310	2300 mm	Ø 2.4 mm	3	5
26311	2300 mm	Ø 2.4 mm	5	5



FIL GUIDE (NITINOL)

Emballé individuellement, prêt à l'emploi
Pointe hydrophile
Stérile, à usage unique

Référence	Longueur	Diamètre	Longueur pointe	Unité Vente
26120	4000 mm	Ø 0.9 mm	55 mm	1



PANIER D'EXTRACTION DE CORPS ÉTRANGERS

Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Longueur	Diamètre	Diamètre sac	Unité Vente
26106	1600 mm	Ø 1.8 mm	Ø 15 mm	10
26107	2300 mm	Ø 2.4 mm	Ø 35 mm	10

BALLON DE DILATATION

Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique


Référence	Longueur	Diamètre	Longueur ballon	Diamètre ballon	Unité Vente
26312	2400 mm	Ø 2.3 mm	30 mm	Ø 4 mm	2
26313	2400 mm	Ø 2.3 mm	20 mm	Ø 6-8 mm	2
26314	2400 mm	Ø 2.3 mm	30 mm	Ø 8-10 mm	2
26315	2400 mm	Ø 2.3 mm	55 mm	Ø 10-12 mm	2
26114	2400 mm	Ø 2.3 mm	55 mm	Ø 12-15 mm	2
26115	2400 mm	Ø 2.3 mm	55 mm	Ø 18-20 mm	2



BALLON D'EXTRACTION DE CALCULS

Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Longueur	Diamètre ballon	Lumen	Unité Vente
26116	2000 mm	Ø 9 mm	1	5
26117	2000 mm	Ø 14 mm	1	5
26118	2000 mm	Ø 16 mm	3	5





SYSTÈME DE GONFLAGE

Robinet d'arrêt à 3 voies
Emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Manomètre	Volume	Unité Vente
26119	Jusqu'à 30 bar	25 ml	1

CATHÉTER SPRAY

Instrument emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Longueur	Diamètre	Unité Vente
26320	2300 mm	Ø 1.8 mm	10
26321	2300 mm	Ø 2.4 mm	10



CLIP À RESSORT

Fabrication Acier inoxydable
Permet de garder les mâchoires des instruments ouvertes
Stérilisable à l'autoclave à 134 °C, réutilisable



Référence	Longueur	Diamètre	Unité Vente
26147	18 mm	Ø 32 mm	5

SOINS • DIAGNOSTICS • ACCESSOIRES

Une diversité d'accessoires pour endoscopie afin de répondre aux besoins des patients et soignants (cale-dents, pantalons à usage unique, aspirateurs, valves, nappes, sachets...)





CALE-DENTS

Fabrication Caoutchouc
Garanti sans Latex
Dispositif emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Ouverture	Bandeau	Description	Unité Vente
26000	26 x 20 mm	-	Vert	100
26001	26 x 20 mm	Textile	Vert Avec connecteur oxygène	100

CALE-DENTS PÉDIATRIQUE

Fabrication Polypropylène
Modèle enfant avec bandeau de maintien textile
Garanti sans Latex
Dispositif emballé individuellement, prêt à l'emploi
Non stérile, à usage unique



Référence	Ouverture	Couleur	Unité Vente
-----------	-----------	---------	-------------

26002	20 x 16 mm	Bleu	50
-------	------------	------	----

CALE-DENTS ADULTE

Fabrication Polypropylène
Modèle avec bandeau de maintien
Garanti sans Latex
Dispositif emballé individuellement, prêt à l'emploi
Non stérile, à usage unique



Référence	Ouverture	Bandeau	Couleur	Unité Vente
26004	25 x 20 mm	Silicone	Vert	50
26003	25 x 20 mm	Textile	Vert	50



PIÈGE À POLYPES

Garanti sans Latex
Dispositif emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

Référence	Description	Unité Vente
26040	4 compartiments	1

ASPIRATEUR USAGE UNIQUE

Garanti sans Latex
Dispositif emballé individuellement, prêt à l'emploi
Stérile, à usage unique

N°	Référence	Capacité	Unité Vente
1	26043	20 ml	5
2	26044	40 ml	5





VALVES DE BIOPSIE

Garanti sans Latex

Dispositif emballé individuellement, prêt à l'emploi
À usage unique

N°	Référence	Description	Unité Vente
1	26050	Adapté aux endoscopes Olympus et Fujinon Non stérile	100
	26051	Adapté aux endoscopes Olympus et Fujinon Stérile	100
2	26052	Adapté aux endoscopes Pentax GI Non stérile	100
	26053	Adapté aux endoscopes Pentax GI Stérile	100

ANNEAUX POUR LIGATURE

Fabrication Caoutchouc
Garanti sans Latex
À usage unique

Référence

Unité Vente

26031

100



KIT BROSSES DE NETTOYAGE «PENTAX»

Prêt à l'emploi, à usage unique

Contenu :

1 Brosse endoscopie double tête (réf. 26020)

1 Brosse à valve double tête (réf. 26027)

1 Valve de biopsie (réf. 26052)

1 Éponge de nettoyage et protection (réf. 26030)

Référence

Unité Vente

09355

1 kit





NAPPE AVEC POCHEs

Fabrication en Viscose non-tissé
Bande adhésive à l'arrière pour la fixation
Poches transparentes
Garanti sans Latex
Stérile, à usage unique

Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
26041	3 poches	750 x 900 mm	10
26042	4 poches	750 x 900 mm	10

TAIE D'OREILLER JETABLE

Fabrication CPE
Garanti sans Latex
À usage unique

Référence	Dimensions	Unité Vente
-----------	------------	-------------

26009	60 x 60 mm	250
-------	------------	-----





BERMUDAS DE COLOSCOPIE NON TISSÉS AVEC VELCRO + RABAT

Garanti sans Latex
À usage unique

Référence	Couleur	Taille	Dimensions	Unité Vente
26060	Bleu	L	600 x 700 mm	100
26061	Vert	XL	780 x 780 mm	100

BERMUDAS DE COLOSCOPIE NON TISSÉS AVEC FENTE

Garanti sans Latex
À usage unique

Référence	Couleur	Taille	Dimensions	Unité Vente
26062	Bleu	L	600 x 700 mm	100
26063	Vert	XL	780 x 780 mm	100



TEST RAPIDE HELICO CHECK

Test rapide d'urée pour le diagnostic de H. pylori
À usage unique

Référence	Unité Vente
26301	50





PANTALON DE COLOSCOPIE AVEC RABAT ET BANDES ADHÉSIVES

Garanti sans Latex
À usage unique

Référence	Couleur	Taille	Dimensions	Unité Vente
26064	Bleu	XL	1100 x 650 mm	100

FILET DE COLOSCOPIE AVEC OUVERTURE

Garanti sans Latex
À usage unique

Référence	Couleur	Taille	Dimensions	Unité Vente
26066	Blanc	Unique	-	100





SAC POUR EFFETS PERSONNELS DU PATIENT

Avec impression «AFFAIRES PERSONNELLES DU PATIENT»

À usage unique

Référence	Dimensions	Unité Vente
03016	585 x 605 x 0.05 mm	250

SAC POUR OBJETS DE VALEUR

Avec impression «ATTENTION OBJETS DE VALEUR»
À usage unique



Référence	Dimensions	Unité Vente
03038	200 x 300 mm	1000



SAC POUR PROTHÈSE DENTAIRE

Avec impression «Attention : prothèse dentaire»
À usage unique

Référence	Dimensions	Unité Vente
03021	165 x 240 mm	500



BROSSES CHIRURGICALES USAGE UNIQUE

Emballé individuellement avec éponge et cure-ongles
À usage unique

Référence	Description	Unité Vente
09391	Brosse sèche stérile Boîte distributrice par 40	240
09337	Brosse imprégnée PVP Iodine Boîte distributrice par 25	375
09367	Brosse imprégnée Chlorexidine Boîte distributrice par 25	375

GANTS DE PROTECTION

Fabrication Nitril
Garanti sans Latex
Stérile, à usage unique
100 unités / boîte

Référence	Taille	Longueur	Couleur	Unité Vente
09362	S	24 cm	Bleu	1 boîte
09360	M	"	"	1 boîte
09361	L	"	"	1 boîte
09364	M	30 cm	Blanc	1 boîte
09363	L	"	"	1 boîte
09481	XL	"	"	1 boîte





BLOUSES DE PROTECTION

Respirant au dos
Partiellement doublé
Résistant à l'eau (devant et manches)
Longueur : 136 cm
Non stérile, à usage unique

Référence	Taille	Épaisseur	Couleur	Unité Vente
09401	Unique	30 g/m ²	Jaune	100
09402	Unique	15 g/m ²	Orange	100

KIT PROTECTION DU VISAGE

Ensemble monture et 2 visières de protection
Transparence exceptionnelle
Pas de distorsion du champ de vision
Anti-éblouissement, anti-statique, anti-buée
Résistant aux rayures, liquides et produits chimiques

Référence	Couleur	Unité Vente
09720	Blanc	1
09721	Bleu	1
09722	Transparent	1
09723	Rose	1
09724	Jaune	1
09725	Vert	1



LUNETTES DE PROTECTION

Monture et visière de protection
À usage unique



Référence	Description	Unité Vente
09081	Jaune	10
09431	Rose	10
09082	Visière de rechange	25

ÉCOUVILLONS ET BROSSES

Une gamme complète d'écouvillons et de brosses de haute qualité pour un pré-nettoyage des endoscopes souples avant leur passage en laveur-désinfecteur.





BROSSE DE NETTOYAGE

Fabrication en Nylon, manchon en plastique
Garanti sans Latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
1	26027	Double tête 5.2 mm / 11 mm Non autoclavable - À usage unique	156 mm	100
2	09064	Fibres synthétiques Non autoclavable, lavable en laveur-désinfecteur - Réutilisable	155 mm	12
3	09084	Double tête - Fibres souples Stérilisable en autoclave 134°C, lavable en laveur-désinfecteur - Réutilisable	175 mm	2
4	09459	Double tête - Fibres extra-dures Stérilisable en autoclave 134°C, lavable en laveur-désinfecteur - Réutilisable	175 mm	2
5	09320	Fibres extra-dures Stérilisable en autoclave 134°C, lavable en laveur-désinfecteur - Réutilisable	165 mm	10

1



2



3



4



5



6



7



8



9



BROSSE DE NETTOYAGE ENDOSCOPIE DOUBLE TÊTE


Composée de deux têtes avec des fibres en Nylon et d'un revêtement en plastique

Garanti sans Latex

Dispositif emballé individuellement

Non stérile, à usage unique

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Couleur	Unité Vente
1	09352	2.0 mm	12 mm	100 cm	Jaune	1
2	26090	2.5 mm	15 mm	230 cm	Rouge	1
3	09353	3.0 mm	12 mm	100 cm	Blanc	1
4	26022	3.0 mm	20 mm	230 cm	Bleu	50
5	26020	5.0 mm	20 mm	230 cm	Rouge	50
6	26021	6.0 mm	20 mm	230 cm	Turquoise	50
	26482	6.0 mm	20 mm	360 cm	Turquoise	50
7	26025	4-6 mm & 3-5 mm	15 mm & 24 mm	230 cm	Conique, jaune	50
8	26028	5.5 mm - 10 mm	23.5 mm - 30 mm	230 cm	Turquoise	50
9	26305	3.0 mm	20 mm - 310 mm	230 cm	Bleu	50
	26026	5.0 mm	20 mm - 310 mm	265 cm	Jaune	50
10	09356 1 Brosse endoscopie 1 Brosse à valve	6.5 mm 4.5 / 10 mm	20 mm 18 / 30 mm	2570 mm 150 mm	Bleu Jaune	1 kit



EMBALLAGE, PROTECTION ET TRANSPORT

Une gamme d'emballage et de protection des dispositifs médicaux permettant de prévenir la recontamination et minimiser le risque d'infections nosocomiales pendant le transport et le stockage.





ENDO SEAL BAG

Sachet de transport et de protection des endoscopes
 Identification visuelle simple des dispositifs médicaux propres (face verte) et souillés (face rouge)
 Fermeture adhésive sécurisée
 Stérile, à usage unique

Référence	Dimensions	Unité Vente
26010	640 x 540 mm	250



Sac stérile avec doublure pour envelopper l'endoscope



Face verte indiquant le contenu propre



Compatible avec les plateaux et chariots de transport / stockage



Sac transparent pour identifier facilement le contenu



Face rouge indiquant le contenu contaminé



Produit breveté



ÉPONGE DE NETTOYAGE ET PROTECTION

Utilisé pour le pré-nettoyage et la protection des endoscopes

Garanti sans Latex, à usage unique

Référence	Dimensions	Unité Vente
26030	ø 55 mm - Largeur 95 mm	200

PANIER POUR VALVES ET PISTONS

Fabrication Silicone

Garanti sans Latex , réutilisable

Dimensions : Ø 68 mm - 4 compartiments

Stérilisable à l'autoclave à 134°C

Référence	Couleur	Unité Vente
26015	Bleu	1



ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ

Usage unique

Non autoclavable

N°	Référence	Couleur	Dimensions	Unité Vente
1	04240	Rouge	90 x 30 mm	500
2	04281	Vert	90 x 30 mm	500



BOÎTE DE TRANSPORT

Fabrication Polypropylène

Dimensions : 290 x 225 x 125 mm

Stérilisable à l'autoclave à 134°C

N°	Référence	Description	Couleur	Unité vente
1	17150	Cuve	Bleu	1
	17148	Couvercle	Bleu	1
2	17160	Cuve	Rouge	1
	17158	Couvercle	Rouge	1
3	17170	Cuve	Vert	1
	17168	Couvercle	Vert	1
4	17180	Cuve	Jaune	1
	17178	Couvercle	Jaune	1

BAC DE PRÉ-DÉSINFECTION

Fabrication Polypropylène

Surfaces lisses et côtés renforcés

Garanti sans Latex et **garanti 1000 cycles d'utilisation**

Réutilisables


Stérilisable à l'autoclave 121°C, à l'Oxyde d'Éthylène (EtO), et au Peroxyde d'Hydrogène (H2O2)

N°	Référence	Description	Unité vente
1	W0930	Avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir (DSS4215) 426 x 156 x 138 mm - 4 litres	1
2	W0940	Avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir (DSS8515) 890 x 200 x 145 mm - 12 litres	1
	W0950	Lot de 2 bacs de pré-désinfection avec 2 couvercles, 1 égouttoir, 1 tamis (DS8515TP) 890 x 200 x 145 mm - 12 litres	1




IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

Une gamme d'étiquettes et d'attaches pour faciliter l'affectation des dispositifs médicaux au sein des différents services et unités. Différents marquages et couleurs permettant une traçabilité renforcée.



ATTACHES INSTRUMENTS À USAGE UNIQUE

Fabrication Silicone
Stérilisable en autoclave à 134°C.
Par 100 unités.








N°	Référence	Couleur	Dimensions
1	09235	Rouge	11 cm
	09236	Jaune	"
	09237	Vert	"
	09238	Bleu	"
	09369	Violet	"
	09370	Noir	"
	2	09239	Rouge
09240		Jaune	"
09241		Vert	"
09242		Bleu	"
09371		Violet	"
09372		Noir	"

ATTACHES INSTRUMENTS INSTRU-FIX®

Fabrication Silicone
Réutilisable
Stérilisable en autoclave à 134°C
Par 100 unités

N°	Référence	Couleur	Dimensions
3	ST22.200	Bleu	22 cm
	ST22.201	Rouge	"
	ST22.202	Vert	"
	ST22.203	Jaune	"
	ST22.204	Orange	"






ÉTIQUETTES BAGAGE PRÉINSCRITES AVEC TEXTES STANDARDS GRAND MODÈLE

Dimensions : 236 x 50 mm
 Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
 Par 250 unités

N°	Référence	Couleur	Inscription
1	ST35.121	Rose	URGENT
	ST35.124	Rouge	URGENT
	ST35.125	Vert	URGENT
	ST35.127	Jaune	URGENT
	ST35.128	Bleu	URGENT
2	ST35.111	Rose	à réparer
	ST35.114	Rouge	à réparer
3	ST35.101	Rose	En prêt
	ST35.107	Jaune	En prêt
4	ST35.139	Noir	Réservé
5	ST35.146	Orange	En dépôt
6	ST35.302I	Bleu	Calendrier



ÉTIQUETTES BAGAGE SANS INSCRIPTION GRAND MODÈLE


Dimensions : 236 x 50 mm

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Par 250 unités

Inscription avec marqueurs. Réf 400.001



Référence	Couleur
ST35.301A	Blanc
ST35.301C	Bleu
ST35.301F	Vert
ST35.301E	Rouge
ST35.301H	Jaune



ÉTIQUETTES BAGAGE SANS INSCRIPTION PETIT MODÈLE

Dimensions : 160 x 35 mm

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Par 250 unités

Inscription avec marqueurs. Réf 400.001













Référence	Couleur
ST35.701A	Blanc
ST35.701C	Bleu
ST35.701F	Vert
ST35.701E	Rouge
ST35.701H	Jaune
ST35.701D	Marron
ST35.701J	Noir



ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

Personnalisez vos étiquettes avec le texte de votre choix :

<p>Taille choisie</p>	<input type="checkbox"/> Grand modèle 240 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Petit modèle 160 x 35 mm
<p>Couleur</p>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	
<p>Texte personnalisé</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Quantité (minimum 2500)</p>	<p>.....</p>	

Vos coordonnées (ou cachet):

Vos commentaires :

.....

.....

.....

.....

Code Client

Commande

Devis

Échantillon

Produits	Référence	Quantité

Brochure Endoscopie - Octobre 2018 - Photos non contractuelles

Vos coordonnées (ou cachet):

Vos commentaires :

.....

.....

.....

.....

STERILMED®

FRANCE

Gamme de produits Sterilmed France

Tous nos catalogues sont disponibles en téléchargement sur notre site internet www.sterilmed.fr



Brochure Endoscopie - Octobre 2018 - Photos non contractuelles