



STÉRILISATION CENTRALE • BLOC OPÉRATOIRE • SERVICE DES SOINS

CATALOGUE GÉNÉRAL  
**2020**





20, route de Champigny  
F-51430 TINQUEUX

 +33 (0)3 26 50 02 10

 +33 (0)3 26 50 02 11

 [info@sterilmed.fr](mailto:info@sterilmed.fr)

 [www.sterilmed.fr](http://www.sterilmed.fr)



- Plus de 5000 références
- Plus de 3000 m<sup>2</sup> de stocks
- Livraison 24 / 48 H
- Des produits de haute qualité
- Une équipe dynamique et réactive

# "Fournitures pour la Stérilisation Centrale et le Bloc Opérateur depuis 2002"

STERILMED France développe, fabrique et distribue depuis sa création en 2002 des dispositifs médicaux répondant aux besoins des services de stérilisation et blocs opératoires. En près de 20 ans STERILMED est devenu le partenaire privilégié des Hôpitaux et Cliniques.

Située près de Reims à TINQUEUX, STERILMED dispose de près de 4000 m<sup>2</sup> de locaux regroupant le siège social, les services administratifs et commerciaux, les stocks ainsi que la plateforme logistique.

Acteur incontournable de par sa fiabilité, son expertise et la diversité de ses produits, STERILMED est engagée à développer, fabriquer et distribuer des produits de très haute qualité en maintenant la satisfaction de ses clients au coeur de son activité.



Notre équipe met à votre disposition l'ensemble de leurs compétences afin de répondre à vos exigences du lundi au vendredi de 08 h 45 à 17 h 30 :

<b>Accueil :</b>	<b>03 26 50 02 10</b>
<b>Service commercial :</b>	<b>03 26 50 53 41</b>
<b>Service commandes :</b>	<b>03 26 50 53 42</b>
<b>Service comptabilité :</b>	<b>03 26 50 53 43</b>
<b>Service des marchés :</b>	<b>03 26 50 53 44</b>

# SOMMAIRE



<b>008</b> Containers de stérilisation	<b>01</b>
<b>046</b> Paniers de stérilisation	<b>02</b>
<b>138</b> STERIPLAST® • Hygiène et soins	<b>03</b>
<b>168</b> Consommables de stérilisation	<b>04</b>
<b>182</b> Étiquettes de traçabilité	<b>05</b>
<b>222</b> Assurance qualité	<b>06</b>
<b>236</b> Identification / Protection des instruments	<b>07</b>
<b>270</b> Écouvillons et brosses • Nettoyage	<b>08</b>
<b>320</b> Protection de la personne	<b>09</b>
<b>336</b> Bloc opératoire et soins	<b>10</b>
<b>354</b> Scellés de sécurité hospitaliers	<b>11</b>





# **CONTAINERS DE STÉRILISATION**



## **Containers de stérilisation**

Infos Containers	10
Containers Standards 1/1	14
Containers 3/4	16
Containers 1/2	18
Containers dimensions spéciales	20
Containers Mini 1/4, Dentaires	22
Containers à Soupapes	24

## **Accessoires de containers**

Filtres pour containers	26
Étiquettes pour containers	32
Plombs de verrouillage	38

# INFOS CONTAINERS

Sterilmed propose aux services de stérilisation une large gamme de containers de grande qualité afin de répondre à l'ensemble de leurs besoins.


Les caractéristiques des containers assurent une stérilisation optimale, un stockage et un transport sécurisés, mais aussi une mise à disposition facile et simple des dispositifs médicaux stériles.

Conformes aux exigences des normes EN-868 et EN-11607.



## CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication en aluminium à surface anodisée
- Cuves et couvercles emboutis pour une plus grande résistance et rigidité
- Joint en silicone atoxique garantissant une parfaite étanchéité
- Système de verrouillage compatible avec les plombs de verrouillage usuels
- Stockage stérile de longue durée
- Sécurité d'acheminement des instruments stériles
- Plus sûr que les emballages souples
- Conforme à la série des normes EN-868 et EN-11607
- Marquage CE



## PERFORÉ / NON-PERFORÉ

Composition modulable des containers adaptée à tous types d'usages :

-  • Couvercle perforé avec cuve non perforée
-  • Couvercle perforé avec cuve perforée
-  • Couvercle perforé avec cuve non perforée et option sur-couvercle
-  • Couvercle perforé avec cuve non perforée et option sur-couvercle

## LE COUVERCLE

Le couvercle est composé d'un joint d'étanchéité en silicone assurant la barrière microbienne (physique et mécanique) entre la cuve et le couvercle.

La durée de vie du joint garantie 1200 cycles de stérilisation.



### LE PORTE-FILTRE

Muni de joints silicone et d'un système de verrouillage par clipsage, le porte-filtre permet de plaquer le filtre contre le couvercle.

### LE FILTRE

À usage unique ou permanent, le filtre préserve la barrière microbienne en empêchant les micro-organismes de pénétrer dans le container.

## OPTION SUR-COUVERCLE

Le sur-couvercle offre une protection physique contre les éventuels incidents extérieurs (poussière, projections, chocs...) et assure la protection de la barrière stérile selon EN 11607 durant le transport et le stockage.

Il peut facilement se retirer grâce à son bouton de déverrouillage.



## PLOMBS DE VERROUILLAGE

Le plomb de verrouillage garantit l'intégrité du container de la phase de stérilisation jusqu'à la mise à disposition au bloc opératoire, en passant par le transport et le stockage.



### ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ALUMINIUM

Très résistante et disponible en plusieurs couleurs, l'étiquette en aluminium peut être identifiée grâce à un marquage laser (code barre, texte...)

## IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

### ÉTIQUETTES MÉTAL-PHOTO

Étiquette alu adhésive marquée avec code barre et texte. Elle assure la traçabilité des containers et est compatible avec les logiciels de traçabilité usuels.

### ÉTIQUETTES PAPIER USAGE UNIQUE

L'étiquette pré-imprimée permet d'indiquer les informations du processus de stérilisation (date de stérilisation, date de péremption...) Elle peut être avec ou sans indicateur de passage, simple ou autocollante.



## CONTAINERS STANDARDS 1/1

Dimensions externes / Dimensions internes

01 CONTAINER 1/1 Cuve <b>non</b> perforée Couvercle perforé 	585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 85 mm	585 x 280 x 135 mm 550 x 260 x 115 mm	585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 135 mm	585 x 280 x 205 mm 550 x 260 x 185 mm	585 x 280 x 265 mm 550 x 260 x 245 mm	Unité vente
	 SY110.10	SY110.13	SY110.15	SY110.20	SY110.26	1
 SY120.10	SY120.13	SY120.15	SY120.20	SY120.26	1	
 SY130.10	SY130.13	SY130.15	SY130.20	SY130.26	1	
 SY140.10	SY140.13	SY140.15	SY140.20	SY140.26	1	
 SY150.10	SY150.13	SY150.15	SY150.20	SY150.26	1	
 SY160.10	SY160.13	SY160.15	SY160.20	SY160.26	1	

01 CONTAINER 1/1 Cuve <b>perforée</b> Couvercle perforé 	585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 75 mm	585 x 280 x 135 mm 550 x 260 x 105 mm	585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 125 mm	585 x 280 x 205 mm 550 x 260 x 175 mm	585 x 280 x 265 mm 550 x 260 x 235 mm	Unité vente
	 SY111.10	SY111.13	SY111.15	SY111.20	SY111.26	1
 SY121.10	SY121.13	SY121.15	SY121.20	SY121.26	1	
 SY131.10	SY131.13	SY131.15	SY131.20	SY131.26	1	
 SY141.10	SY141.13	SY141.15	SY141.20	SY141.26	1	
 SY151.10	SY151.13	SY151.15	SY151.20	SY151.26	1	
 SY161.10	SY161.13	SY161.15	SY161.20	SY161.26	1	

02 CUVE 1/1 SEULE Non perforée 	585 x 280 x 90 mm 550 x 260 x 85 mm	585 x 280 x 120 mm 550 x 260 x 115 mm	585 x 280 x 140 mm 550 x 260 x 135 mm	585 x 280 x 190 mm 550 x 260 x 185 mm	585 x 280 x 250 mm 550 x 260 x 245 mm	Unité vente
	 SY105.10	SY105.13	SY105.15	SY105.20	SY105.26	1

03 CUVE 1/1 SEULE Perforée 	585 x 280 x 90 mm 550 x 260 x 75 mm	585 x 280 x 120 mm 550 x 260 x 105 mm	585 x 280 x 140 mm 550 x 260 x 125 mm	585 x 280 x 190 mm 550 x 260 x 175 mm	585 x 280 x 250 mm 550 x 260 x 235 mm	Unité vente
	 SY106.10	SY106.13	SY106.15	SY106.20	SY106.26	1

04 COUVERCLE 	585 x 280 mm	Unité vente	05 SUR-COUVERCLE (option) 	585 x 280 mm	Unité vente
	 SY100.01	1		 SY103.01	1
 SY100.02	1	 SY103.02	1		
 SY100.03	1	 SY103.03	1		
 SY100.04	1	 SY103.04	1		
 SY100.05	1	 SY103.05	1		
 SY100.06	1	 SY103.06	1		



## CONTAINERS 3/4

Dimensions externes / Dimensions internes

		465 x 280 x 105 mm 430 x 260 x 85 mm	465 x 280 x 135 mm 430 x 260 x 115 mm	465 x 280 x 155 mm 430 x 260 x 135 mm	Unité vente
<b>01</b> <b>CONTAINER 3/4</b> Cuve <b>non</b> perforée Couvercle perforé 		SY210.10	SY210.13	SY210.15	1
		SY220.10	SY220.13	SY220.15	1
		SY230.10	SY230.13	SY230.15	1
		SY240.10	SY240.13	SY240.15	1
		SY250.10	SY250.13	SY250.15	1
		SY260.10	SY260.13	SY260.15	1
<b>01</b> <b>CONTAINER 3/4</b> Cuve <b>perforée</b> Couvercle perforé 		SY211.10	SY211.13	SY211.15	1
		SY221.10	SY221.13	SY221.15	1
		SY231.10	SY231.13	SY231.15	1
		SY241.10	SY241.13	SY241.15	1
		SY251.10	SY251.13	SY251.15	1
		SY261.10	SY261.13	SY261.15	1
<b>02</b> <b>CUVE 3/4 SEULE</b> Non perforée 		SY205.10	SY205.13	SY205.15	1
<b>03</b> <b>CUVE 3/4 SEULE</b> Perforée 		SY206.10	SY206.13	SY206.15	1
<b>04</b> <b>COUVERCLE</b> 		SY200.01			1
		SY200.02			1
		SY200.03			1
		SY200.04			1
		SY200.05			1
		SY200.06			1
<b>05</b> <b>SUR-COUVERCLE</b> (option) 			SY203.01		1
			SY203.02		1
			SY203.03		1
			SY203.04		1
			SY203.05		1
			SY203.06		1



## CONTAINERS 1/2

Dimensions externes / Dimensions internes

01 CONTAINER 1/2 Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé	295 x 280 x 105 mm 260 x 260 x 85 mm		295 x 280 x 135 mm 260 x 260 x 115 mm		295 x 280 x 155 mm 260 x 260 x 135 mm		295 x 280 x 205 mm 260 x 260 x 185 mm		295 x 280 x 265 mm 260 x 260 x 245 mm		Unité vente
			SY310.10		SY310.13		SY310.15		SY310.20		
		SY320.10		SY320.13		SY320.15		SY320.20		SY320.26	1
		SY330.10		SY330.13		SY330.15		SY330.20		SY330.26	1
		SY340.10		SY340.13		SY340.15		SY340.20		SY340.26	1
		SY350.10		SY350.13		SY350.15		SY350.20		SY350.26	1
		SY360.10		SY360.13		SY360.15		SY360.20		SY360.26	1

01 CONTAINER 1/2 Cuve <b>perforée</b> Couvercle perforé	295 x 280 x 105 mm 260 x 260 x 75 mm		295 x 280 x 135 mm 260 x 260 x 105 mm		295 x 280 x 155 mm 260 x 260 x 125 mm		295 x 280 x 205 mm 260 x 260 x 175 mm		295 x 280 x 265 mm 260 x 260 x 235 mm		Unité vente
			SY311.10		SY311.13		SY311.15		SY311.20		
		SY321.10		SY321.13		SY321.15		SY321.20		SY321.26	1
		SY331.10		SY331.13		SY331.15		SY331.20		SY331.26	1
		SY341.10		SY341.13		SY341.15		SY341.20		SY341.26	1
		SY351.10		SY351.13		SY351.15		SY351.20		SY351.26	1
		SY361.10		SY361.13		SY361.15		SY361.20		SY361.26	1

02 CUVE 1/2 SEULE Non perforée	295 x 280 x 90 mm 260 x 260 x 85 mm		295 x 280 x 120 mm 260 x 260 x 115 mm		295 x 280 x 140 mm 260 x 260 x 135 mm		295 x 280 x 190 mm 260 x 260 x 185 mm		295 x 280 x 250 mm 260 x 260 x 245 mm		Unité vente
			SY305.10		SY305.13		SY305.15		SY305.20		

03 CUVE 1/2 SEULE Perforée	295 x 280 x 90 mm 260 x 260 x 75 mm		295 x 280 x 120 mm 260 x 260 x 105 mm		295 x 280 x 140 mm 260 x 260 x 125 mm		295 x 280 x 190 mm 260 x 260 x 175 mm		295 x 280 x 250 mm 260 x 260 x 235 mm		Unité vente
			SY306.10		SY306.13		SY306.15		SY306.20		

04 COUVERCLE	295 x 280 mm		Unité vente	05 SUR-COUVERCLE (option)	295 x 280 mm		Unité vente
					SY300.01	1	
		SY300.02	1		SY303.02	1	
		SY300.03	1		SY303.03	1	
		SY300.04	1		SY303.04	1	
		SY300.05	1		SY303.05	1	
		SY300.06	1		SY303.06	1	

01



02



03



## CONTAINERS DIMENSIONS SPÉCIALES

Dimensions externes / Dimensions internes

<p><b>01</b></p> <p><b>CONTAINER EXTRA-LARGE</b></p> <p>Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé</p> 	<b>600 x 400 x 125 mm</b> 565 x 380 x 105 mm	<b>600 x 400 x 185 mm</b> 565 x 380 x 165 mm	<b>Unité vente</b>
	 SY110.62	SY110.68	1
	 SY120.62	SY120.68	1
	 SY130.62	SY130.68	1
	 SY140.62	SY140.68	1
	 SY150.62	SY150.68	1
	 SY160.62	SY160.68	1
<p><b>01</b></p> <p><b>CONTAINER EXTRA-LARGE</b></p> <p>Cuve <b>perforée</b> Couvercle perforé</p> 	<b>600 x 400 x 125 mm</b> 565 x 380 x 105 mm	<b>600 x 400 x 185 mm</b> 565 x 380 x 165 mm	<b>Unité vente</b>
	 SY111.62	SY111.68	1
	 SY121.62	SY121.68	1
	 SY131.62	SY131.68	1
	 SY141.62	SY141.68	1
	 SY151.62	SY151.68	1
	 SY161.62	SY161.68	1
<p><b>02</b></p> <p><b>CONTAINER EXTRA-LONG</b></p> <p>Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé</p> 	<b>710 x 280 x 205 mm</b> 685 x 260 x 175 mm		<b>Unité vente</b>
	 SY110.70		1
	 SY120.70		1
	 SY130.70		1
	 SY140.70		1
	 SY150.70		1
	 SY160.70		1
<p><b>02</b></p> <p><b>CONTAINER EXTRA-LONG</b></p> <p>Cuve <b>perforée</b> Couvercle perforé</p> 	<b>710 x 280 x 205 mm</b> 685 x 260 x 175 mm		<b>Unité vente</b>
	 SY111.70		1
	 SY121.70		1
	 SY131.70		1
	 SY141.70		1
	 SY151.70		1
	 SY161.70		1
<p><b>03</b></p> <p><b>CONTAINER TAILLE SPÉCIALE</b></p> <p>Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé</p> 	<b>350 x 250 x 105 mm</b> 315 x 230 x 115 mm	<b>350 x 250 x 135 mm</b> 315 x 230 x 115 mm	<b>Unité vente</b>
	 SK055.10	SK055.13	1



01



02



03



04



## CONTAINERS 1/2 PLATS, MINI 1/4 ET DENTAIRES

Dimensions externes / Dimensions internes

01 CONTAINER 1/2 PLAT Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé 	300 x 280 x 55 mm 270 x 270 x 45 mm		300 x 280 x 85 mm 270 x 270 x 75 mm		Unité vente
	SY310.05A		SY310.08A		1
	SY320.05A		SY320.08A		1
	SY330.05A		SY330.08A		1
	SY340.05A		SY340.08A		1
	SY350.05A		SY350.08A		1
	SY360.05A		SY360.08A		1

02 CONTAINER MINI 1/4 Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé 	310 x 140 x 45 mm 280 x 130 x 40 mm		310 x 140 x 75 mm 280 x 130 x 70 mm		310 x 140 x 105 mm 280 x 130 x 100 mm		Unité vente
	SY410.04A		SY410.07A		SY410.10A		1
	SY420.04A		SY420.07A		SY420.10A		1
	SY430.04A		SY430.07A		SY430.10A		1
	SY440.04A		SY440.07A		SY440.10A		1
	SY450.04A		SY450.07A		SY450.10A		1
	SY460.04A		SY460.07A		SY460.10A		1

03 CONTAINER DENTAIRE Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé 	310 x 190 x 45 mm 280 x 180 x 40 mm		310 x 190 x 65 mm 280 x 180 x 60 mm		310 x 190 x 85 mm 280 x 180 x 80 mm		310 x 190 x 105 mm 280 x 180 x 100 mm		310 x 190 x 135 mm 280 x 180 x 130 mm		Unité vente
	SY510.04A		SY510.06A		SY510.08A		SY510.10A		SY510.13A		1

03 CONTAINER DENTAIRE Cuve <b>perforée</b> Couvercle perforé 	310 x 190 x 45 mm 280 x 180 x 40 mm		310 x 190 x 65 mm 280 x 180 x 60 mm						Unité vente	
	SY511.04A		SY511.06A		-		-		-	1




04 CONTAINER DENTAIRE 1/2 Cuve <b>non perforée</b> Couvercle perforé 			210 x 155 x 55 mm 180 x 145 x 50 mm		Unité vente
				SY515.05	1



## CONTAINERS À SOUPAPES

Dimensions externes / Dimensions internes

		285 x 280 x 105 mm 250 x 260 x 85 mm	285 x 280 x 135 mm 250 x 260 x 115 mm	285 x 280 x 155 mm 250 x 260 x 135 mm	285 x 280 x 205 mm 250 x 260 x 185 mm	Unité vente
<b>01</b> <b>CONTAINER</b> <b>À SOUPAPES 1/2</b> Cuve <b>non perforée</b> Couvercle à soupapes 						
		SK310.10B	SK310.13B	SK310.15B	-	1
<b>02</b> <b>CONTAINER</b> <b>À SOUPAPES 3/4</b> Cuve <b>non perforée</b> Couvercle à soupapes 		465 x 280 x 105 mm 430 x 260 x 85 mm	465 x 280 x 135 mm 430 x 260 x 115 mm	465 x 280 x 155 mm 430 x 260 x 135 mm	465 x 280 x 205 mm 430 x 260 x 185 mm	Unité vente
		SK210.10B	SK210.13B	SK210.15B	-	1
<b>03</b> <b>CONTAINER</b> <b>À SOUPAPES 1/1</b> Cuve <b>non perforée</b> Couvercle à soupapes 		585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 85 mm	585 x 280 x 135 mm 550 x 260 x 115 mm	585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 135 mm	585 x 280 x 205 mm 550 x 260 x 185 mm	Unité vente
		SK110.10B	SK110.13B	SK110.15B	SK110.20B	1
<b>04</b> <b>SUR-COUCVERCLE</b> (option) 		285 x 280 mm	465 x 280 mm	585 x 280 mm		Unité vente
		SK303.01	SK203.01	SK103.01		1
		SK303.02	SK203.02	SK103.02		1
		SK303.03	SK203.03	SK103.03		1
		SK303.04	SK203.04	SK103.04		1
		SK303.05	SK203.05	SK103.05		1
		SK303.06	SK203.06	SK103.06		1



## FILTRES PAPIER

Fabrication papier, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage  
Norme ISO 11607-1

N°	Référence	Type container	Dimensions	Perforation centrale	Indicateur	Description	Conditionnement	Unité vente
01	ST30.001	DIN 1/1, 1/2, 3/4	Ø 190 mm	Ø 6 mm	Vapeur	-	500	1000
02	ST30.002	Mini, dentaire	235 x 118 mm	-	Vapeur	-	200	1000
03	01140	Aesculap	Ø 190 mm	Ø 6 mm	Vapeur	-	500	1000
	01141	"	Ø 190 mm	Ø 6 mm	-	-	500	1000
04	01365	"	Ø 190 mm	Ø 6 mm	Vapeur	Papier non-tissé	500	1000
	01378	"	Ø 190 mm	Ø 6 mm	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	-	100	500
05	01148	"	118 x 235 mm	-	Vapeur	-	200	1000
	01186	"	118 x 235 mm	-	-	-	200	1000
06	01317	"	170 x 230 mm	-	Vapeur	-	500	1000
07	01153	"	230 x 230 mm	-	Vapeur	Coins biseautés	500	1000
	01142	"	230 x 230 mm	-	-	Coins biseautés	500	1000
	01149	"	230 x 230 mm	-	-	-	500	1000
08	01355	Wagner	Ø 190 mm	Ø 10 mm	Vapeur	-	500	1000
09	01369	"	Ø 75 mm	Ø 10 mm	Vapeur	-	1000	1000
10	01363	"	400 x 245 mm	-	Vapeur	-	500	1000
11	01323	"	96 x 212 mm	-	Vapeur	-	250	1000
12	01312	CBM / WAGNER	540 x 240 mm	-	Vapeur	Coins biseautés	100	1000
	01327	"	540 x 240 mm	-	Vapeur	-	100	1000
	01181	"	540 x 240 mm	-	-	-	100	1000
13	01315	"	240 x 240 mm	-	Vapeur	Coins biseautés	250	1000
	01144	"	240 x 240 mm	-	-	-	250	1000
14	01330	Martin	104 x 104 mm	-	Vapeur	Coins arrondis Perforation centrale	250	1000
15	01158	"	240 x 110 mm	-	Vapeur	2 perforations	200	1000
16	01143	"	270 x 180 mm	-	Vapeur	-	500	1000
17	01321	"	255 x 180 mm	-	Vapeur	-	500	1000
18	01145	"	225 x 225 mm	-	Vapeur	Papier non-tissé 2 perforations	500	1000

01



02



03



04




05




06



07



08



09




10



## AUTRES FILTRES PAPIER

Fabrication papier, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage  
Norme ISO 11607-1

N°	Référence	Dimensions	Indicateur	Description	Conditionnement	Unité vente
01	01314	205 x 145 mm	Vapeur	-	100	1000
02	01357	255 x 170 mm	Vapeur	-	500	1000
03	01356	435 x 200 mm	Vapeur	-	100	1000
04	01367	350 x 250 mm	Vapeur	-	200	1000
05	01368	Ø 92 mm	-	-	100	1000
06	01157	Ø 130 mm	-	2 perforations	200	1000
07	01318	358 x 132 mm	-	4 perforations, coins arrondis	50	1000
	01167	245 x 165 mm	-	4 perforations, coins arrondis	100	1000
	01305	210 x 210 mm	-	4 perforations, coins arrondis	500	1000
	01304	490 x 210 mm	-	4 perforations, coins arrondis	100	1000
08	01345	280 x 160 mm	-	4 perforations	200	1000
09	01306	255 x 220 mm	-	4 perforations - 2 coins arrondis	100	1000
10	01303	40 x 155 mm	-	-	250	1000
	01301	40 x 285mm	-	-	250	1000
	01300	85 x 285 mm	-	-	200	1000
	01377	100 x 200 mm	-	-	100	1000
	01366	100 x 230 mm	-	-	250	1000
	01352	100 x 300 mm	-	-	250	1000
	01351	110 x 170 mm	-	-	250	1000
	01336	112 x 225 mm	-	-	250	1000
	01333	120 x 120 mm	-	-	250	1000
	01380	120 x 285 mm	-	-	100	1000
	01370	130 x 215 mm	-	-	250	1000
	01311	145 x 205 mm	-	-	200	1000
	01371	165 x 245 mm	-	-	250	1000
	01183	180 x 260 mm	-	-	250	1000
	01194	180 x 270 mm	-	-	250	1000
	01361	185 x 390 mm	-	-	500	1000
	01354	200 x 400 mm	-	-	250	1000
	01358	200 x 550 mm	-	-	250	1000
	01383	210 x 390 mm	-	-	250	1000
	01196	210 x 490 mm	-	-	100	1000
	01198	230 x 540 mm	-	-	250	1000
	01359	300 x 400 mm	-	-	500	1000



## FILTRES PTFE PERMANENTS

Fabrication teflon  
Garantis 1000 cycles d'utilisation  
Norme ISO 11607-1

N°	Référence	Type container	Dimensions	Unité vente
01	ST30.051	DIN 1/1, 1/2, 3/4	Ø 190 mm	10
02	ST30.052	Mini, dentaire	215 x 95 mm	10

## PORTE-FILTRE


Système de verrouillage par clipsage / déclipsage  
Fabrication acier inoxydable avec joint silicone

N°	Référence	Type container	Dimensions	Unité vente
03	SY809.00	DIN 1/1, 1/2, 3/4	Ø 185 mm	1
04	SY807.00	Mini, dentaire	210 x 90 mm	1

01



02



03



04



## ÉTIQUETTES MÉTAL PHOTO

Étiquettes aluminium autocollantes  
Avec code barre / texte

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01	ST24.001	40 x 20 x 0.13 mm		182
	ST24.002	50 x 20 x 0.13 mm		150
	ST24.003	50 x 30 x 0.13 mm		96

## ÉTIQUETTES ALUMINIUM


Fabrication aluminium  
Gravage laser en option

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
02	SY820.01	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.02	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.03	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.04	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.05	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.06	50 x 18 x 1 mm		1

## ÉTIQUETTES «MAISON» À PLOMB

Fabrication papier rigide  
Compatibles avec tous les plombs de verrouillage usuels  
Stérilisables à 134°C. Usage unique



N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
03	04162	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04192	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04193	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04194	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04195	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04216	60 x 110 mm + 20 mm		1000
	04289	60 x 110 mm + 20 mm		1000
	04237	100 x 160 mm + 20 mm		1000
	05200	110 x 160 mm + 20 mm		1000
	05201	110 x 160 mm + 20 mm		1000
	05202	110 x 160 mm + 20 mm		1000
	05203	110 x 160 mm + 20 mm		1000
04	04172	40 x 75 mm + 20 mm		1000



## ÉTIQUETTES PAPIER POUR CONTAINERS

Fabrication papier, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Type container	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
01	01136	<b>Aesculap</b>	67 x 39.5 mm	Oui	Oui	1000
	01135	"	68 x 39.5 mm	Oui	Non	1000
	01123	"	65 x 39 mm	Non	Non	1000
02	04102	"	68 x 39.5 mm	Non	Non	1000
	04106	"	68 x 39.5 mm	Non	Oui	1000
03	04000	"	60 x 18 mm	Oui	Oui	1000
04	04005	"	50 x 18 mm	Oui	Non	1000
05	01400	"	80 x 35 mm	Oui	Non	1000
	04184	"	80 x 35 mm	Non	Non	1000
06	01133	<b>Wagner</b>	59 x 40 mm	Oui	Non	1000
07	01134	"	59 x 40 / 10 mm	Oui	Oui	1000
08	01169	"	59 x 40 / 15 mm	Oui	Oui	1000
09	04116	<b>CBM</b>	55 x 39.5 mm	Oui	Non	1000
10	01120	<b>Medicon</b>	67 x 36 mm	Oui	Oui	1000
	01121	"	64 x 36 mm	Oui	Non	1000
	04123	"	67 x 36 mm	Non	Non	1000
11	01119	<b>Martin</b>	60 x 46 mm	Oui	Non	1000
	01122	"	60 x 46 mm	Oui	Oui	1000
	01124	"	60 x 46 mm	Non	Non	1000
	04105	"	60 x 46 mm	Non	Oui	1000
12	01137	"	50 x 35 mm	Oui	Non	1000
	01125	"	50 x 35 mm	Oui	Oui	1000
13	01138	"	50 x 46 mm	Oui	Non	1000
	01139	"	50 x 46 mm	Oui	Oui	1000
14	04112	"	63 x 39 mm	Oui	Oui	1000




## ÉTIQUETTES PLOMBS POUR CONTAINERS

Fabrication papier, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Couleur	Unité vente
01	01010	-	100 x 18 mm	Non	Non		1000
02	02638	-	105 x 30 mm	Oui	Non		1000
	01003	Pré-imprimé	105 x 30 mm	Oui	Non		1000
03	01004	Pré-imprimé	117 x 38 mm	Oui	Non		500
	04120	Pré-imprimé	132 x 38 mm	Oui	Non		500
04	01005	Pré-imprimé	117 x 38 mm	Oui	Oui		500
05	04179	-	145 x 35 mm	Oui	Oui		750
06	02665	-	70 x 38 mm	Non	Non		500
07	01006	Pour Aesculap	35 x 74 mm	Oui	Oui		1000
	01008	"	35 x 74 mm	Oui	Non		1000
08	04114	"	35 x 74 mm	Non	Non		1000
09	04113	"	35 x 80 mm	Oui	Oui		1000
10	01009	"	35 x 74 mm	Oui	Oui		1000
	04108	"	35 x 74 mm	Oui	Non		1000
11	04128	"	35 x 74 mm	Oui	Oui		1000
	04129	"	35 x 74 mm	Oui	Oui		1000
	04130	"	35 x 74 mm	Oui	Oui		1000
	04131	"	35 x 74 mm	Oui	Oui		1000



01



02




03



04

05



06



07



## PLOMBS DE VERROUILLAGE

Fabrication plastique, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Type container	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	ST29.001	Type Aesculap	Non		1000
02	01228	Aesculap	Oui		1000
	01229	"	Oui		1000
	01230	"	Oui		1000
	01231	"	Oui		1000
	01232	"	Oui		1000
	01235	"	Oui		1000
	01237	"	Oui		1000
03	01020	"	Non		1000
	01021	"	Non		1000
	01022	"	Non		1000
	01023	"	Non		1000
	01024	"	Non		1000
	01234	"	Non		1000
	01236	"	Non		1000
	02618	"	Non		1000
	02619	"	Non		1000
	01286	"	Non		1000
04	01210	"	Oui		1000
05	01015	"	Non		1000
06	02632	Aesculap / Wagner	Oui		1000
	02633	"	Oui		1000
	02634	"	Oui		1000
	02635	"	Oui		1000
	02663	"	Oui		1000
	02664	"	Oui		1000
07	02612	"	Non		1000
	02613	"	Non		1000
	02614	"	Non		1000
	02615	"	Non		1000
	02661	"	Non		1000
	02662	"	Non		1000

01



02



03



04



05



06



## PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

Fabrication plastique, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	KLIPP.1i	KLIPP Fluo	Oui		1000
	KLIPP.2i	"	Oui		1000
	KLIPP.3i	"	Oui		1000
	KLIPP.4i	"	Oui		1000
	KLIPP.6i	"	Oui		1000
02	KLIPP.1	"	Non		1000
	KLIPP.2	"	Non		1000
	KLIPP.3	"	Non		1000
	KLIPP.4	"	Non		1000
	KLIPP.6	"	Non		1000
03	02650	Uniclip®	Oui		1000
	02651	"	Oui		1000
	02652	"	Oui		1000
	02653	"	Oui		1000
	02654	"	Oui		1000
	02655	"	Oui		1000
	02658	"	Oui		1000
	02659	"	Oui		1000
	02657	"	Non		1000
04	02644	"	Non		1000
	02645	"	Non		1000
	02646	"	Non		1000
	02647	"	Non		1000
	02648	"	Non		1000
	02649	"	Non		1000
	02656	"	Non		1000
	02657	"	Non		1000
05	01220	Stericlip®	Oui		1000
	01221	"	Oui		1000
	01233	"	Oui		1000
	01238	"	Oui		1000
	01239	"	Oui		1000
06	01025	"	Non		1000
	01026	"	Non		1000
	01027	"	Non		1000
	01028	"	Non		1000
	01029	"	Non		1000
	02624	"	Non		1000
	02625	"	Non		1000

01



02




03




04



05






06



## PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

Fabrication plastique, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	01274	Aesculap / Wagner	Oui		1000
	01275	"	Oui		1000
	01276	"	Oui		1000
	01277	"	Oui		1000
02	01270	"	Non		1000
	01271	"	Non		1000
	01272	"	Non		1000
	01273	"	Non		1000
03	01255	Unilock® XL	Oui		1000
	01256	"	Oui		1000
	01257	"	Oui		1000
	01258	"	Oui		1000
	01259	"	Oui		1000
	02516	"	Oui		1000
	02517	"	Oui		1000
	04	01250	"	Non	
04	01251	"	Non		1000
	01252	"	Non		1000
	01253	"	Non		1000
	01254	"	Non		1000
	02514	"	Non		1000
	02515	"	Non		1000
	05	02603	Cadenas	Oui	
02605		"	Oui		1000
02607		"	Oui		1000
02609		"	Oui		1000
02611		"	Oui		1000
06		02602	"	Non	
	02604	"	Non		1000
	02606	"	Non		1000
	02608	"	Non		1000
	02610	"	Non		1000



## PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

Fabrication plastique, à usage unique  
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Dimensions	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	01013	Aesculap	11 cm	Oui		1000
	01212	"	11 cm	Oui		1000
	01213	"	11 cm	Oui		1000
	01214	"	11 cm	Oui		1000
	01215	"	11 cm	Oui		1000
02	01014	"	11 cm	Non		1000
	01216	"	11 cm	Non		1000
	01217	"	11 cm	Non		1000
	01218	"	11 cm	Non		1000
	01219	"	11 cm	Non		1000
03	01205	Universel	22 cm	Oui		1000
04	01204	"	22 cm	Non		1000
	02641	"	22 cm	Non		1000
	02643	"	22 cm	Non		1000
	02660	"	22 cm	Non		1000
05	01011	Type Martin	-	Non		1000
	01012	"	-	Oui		1000
06	02630	Type Martin - Miniset	-	Non		1000
	02631	"	-	Oui		1000
07	02636	Type Martin - Microstop	-	Non		500
	02637	"	-	Oui		500



# **PANIER** **DE STÉRILISATION** **ET ACCESSOIRES**

## **Paniers de stérilisation**

Infos paniers	48
Paniers perforés	50
Paniers cadre perforé	52
Paniers grillagés	54
Paniers dimensions spéciales	56
Micro-paniers / petits paniers	58
Paniers à la demande	74
Paniers cylindriques	76
Paniers optiques / robotiques	82
Plateaux / cassettes de stérilisation	88

## **Accessoires**

Éléments de fixation / calage	92
Tapis et boîtes silicone	100
Couvercles / nappes silicone	105
Coins de protection	108
Attaches silicone	110
Étiquettes d'identification synthétique	114
Étiquettes d'identification inox	122
Fixations / attaches étiquettes	124
Étiquettes "Bagage"	128
Marqueurs permanents	134

# INFOS PANIERS

Sterilmed développe pour les services de stérilisation une gamme complète de paniers de tailles très variées, allant du maillage ultra fin au panier très robuste. D'excellente qualité, les paniers sont conçus pour permettre une utilisation simple et ergonomique. Selon les modèles il peuvent être équipés de poignées rétractables, de porte-étiquette, de couvercles amovibles.

Les paniers sont compatibles avec tout type d'autoclave et sont conformes aux exigences de la norme NFS 90322.



## CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication en acier inoxydable
- Excellente qualité et finition
- Idéal pour les emballages papier
- Compatible avec les containers de stérilisation taille DIN
- Maille indessoudable
- Coins arrondis, atraumatiques
- Fermeture et verrouillage sécurisés
- Marquage CE



## MAILLES ET PERFORATIONS


Différents maillages ou perforations sont proposés afin de répondre à toutes les exigences. Parfaitement adaptés au lavage en laveur désinfecteur et à la stérilisation en autoclave.

- Perforations carrées
- Perforations circulaires latérales / fond de panier mailles treillis soudé
- Mailles grillagées



### PANIER PERFORÉ

Surface entièrement lisse.  
Totalement atraumatique.  
Idéalement conçu pour les emballages souples.



### PANIER CADRE PERFORÉ

Atraumatique et ultra robuste.  
Perforations latérales  
et mailles treillis soudé  
compatibles avec la petite  
instrumentation.  
Utilisation adaptée avec  
containers ou  
emballages souples.




### PANIER GRILLAGÉ

Panier d'usage universel.  
Convient pour tout type  
d'instrumentation.  
Adapté pour une utilisation  
avec containers.

## INSERTS SILICONE / SÉPARATEURS

Les paniers sont compatibles avec de nombreux supports en silicone et séparateurs, permettant ainsi une organisation et un agencement personnalisés.





## PANIERES PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales 2 x 2 mm, fond et couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	DIN	Dimensions	Unité vente
01	SY181.05	1/1	539 x 252 x 45 mm	1
	SY181.07	1/1	539 x 252 x 65 mm	1
	SY181.10	1/1	539 x 252 x 95 mm	1
	SY181.01*	Couvercle	543 x 256 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
02	SY180.05	1/1	484 x 252 x 45 mm	1
	SY180.07	1/1	484 x 252 x 65 mm	1
	SY180.10	1/1	484 x 252 x 95 mm	1
	SY180.01*	Couvercle	488 x 256 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
03	SY280.05	3/4	405 x 252 x 45 mm	1
	SY280.07	3/4	405 x 252 x 65 mm	1
	SY280.10	3/4	405 x 252 x 95 mm	1
	SY280.01*	Couvercle	409 x 256 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
04	SY380.05	1/2	242 x 252 x 45 mm	1
	SY380.07	1/2	242 x 252 x 65 mm	1
	SY380.10	1/2	242 x 252 x 95 mm	1
	SY380.01*	Couvercle	246 x 256 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				



PERFORATIONS  
LATÉRALES  
2 X 2 MM  
PERFORATIONS  
FOND / COUVERCLE  
4 X 4 MM




## PANIERS CADRE PERFORÉ

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales Ø 3 mm, mailles fond et couvercle treillis soudé 6 x 6 mm

N°	Référence	DIN	Dimensions	Unité vente
01	SY197.05C	1/1	540 x 255 x 50 mm	1
	SY197.07C	1/1	540 x 255 x 70 mm	1
	SY197.10C	1/1	540 x 255 x 100 mm	1
	SY195.01C*	Couvercle	510 x 240 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
02	SY196.05C	1/1	485 x 255 x 50 mm	1
	SY196.07C	1/1	485 x 255 x 70 mm	1
	SY196.10C	1/1	485 x 255 x 100 mm	1
	SY194.01C*	Couvercle	455 x 240 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
03	SY296.05C	3/4	405 x 255 x 50 mm	1
	SY296.07C	3/4	405 x 255 x 70 mm	1
	SY296.10C	3/4	405 x 255 x 100 mm	1
	SY294.01C*	Couvercle	375 x 240 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
04	SY396.05C	1/2	255 x 245 x 50 mm	1
	SY396.07C	1/2	255 x 245 x 70 mm	1
	SY396.10C	1/2	255 x 245 x 100 mm	1
	SY394.01C*	Couvercle	240 x 215 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				



PERFORATIONS  
LATÉRALES Ø 3 MM  
MAILLES FOND ET  
COUVERCLE  
6 X 6 MM



## PANIERES GRILLAGÉS

Fabrication acier inoxydable  
Mailles 4 x 4 mm

N°	Référence	DIN	Dimensions	Unité vente
01	SY193.05	1/1	540 x 255 x 50 mm	1
	SY193.07	1/1	540 x 255 x 70 mm	1
	SY193.10	1/1	540 x 255 x 100 mm	1
	SY193.01B*	Couvercle	510 x 240 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
02	SY192.05	1/1	485 x 255 x 50 mm	1
	SY192.07	1/1	485 x 255 x 70 mm	1
	SY192.10	1/1	485 x 255 x 100 mm	1
	SY192.01B*	Couvercle	455 x 240 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
03	SY292.05	3/4	405 x 255 x 50 mm	1
	SY292.07	3/4	405 x 255 x 70 mm	1
	SY292.10	3/4	405 x 255 x 100 mm	1
	SY292.01B*	Couvercle	375 x 240 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				
04	SY392.05	1/2	255 x 245 x 50 mm	1
	SY392.07	1/2	255 x 245 x 70 mm	1
	SY392.10	1/2	255 x 245 x 100 mm	1
	SY392.01B*	Couvercle	240 x 215 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>				



MAILLES  
4 X 4 MM



## PANIERS CADRE PERFORÉ DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales Ø 3 mm, mailles 3.5 x 3.5 mm

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SY297.04	-	340 x 250 x 40 mm	1
	SY298.04	-	440 x 250 x 40 mm	1
02	SY298.08	Avec poignées de maintien	440 x 250 x 80 mm	1
	SY299.08	Avec poignées de maintien	460 x 320 x 80 mm	1

Couvercle inclus



## PANIERS GRILLAGÉS DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication acier inoxydable  
Mailles 5 x 5 mm ou 4 x 4 mm

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
03	SY191.60	Mailles 5 x 5 mm	533 x 337 x 101 mm	1
	SY190.55	"	470 x 337 x 51 mm	1
04	SK090.05	"	300 x 230 x 50 mm	1
	SK090.07	"	300 x 230 x 70 mm	1
05	SY590.13	Mailles 4 x 4 mm	270 x 170 x 45 mm	1
	SY492.05	"	265 x 120 x 45 mm	1
	SY590.15	"	265 x 120 x 70 mm	1



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11

## PETITS PANIERS CADRE PERFORÉ


Fabrication acier inoxydable

Couvercle amovible, verrouillage sécurisé


Perforations latérales 2 mm, mailles fond et couvercle 3.5 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	SY590.01	130 x 115 x 50 mm	1
02	SY590.03	130 x 115 x 70 mm	1
03	SY590.04	200 x 75 x 40 mm	1
04	SY590.05	225 x 130 x 40 mm	1
05	SY590.07	260 x 115 x 40 mm	1
06	SY590.08	260 x 115 x 50 mm	1
07	SY590.10	260 x 115 x 70 mm	1
08	SY398.03	272 x 172 x 30 mm	1
09	SY398.05	272 x 172 x 50 mm	1
10	SY398.07	272 x 172 x 70 mm	1
11	SY398.10	272 x 172 x 100 mm	1

Couvercle inclus



PERFORATIONS  
LATÉRALES Ø 2 MM  
MAILLES  
3.5 X 3.5 MM



## MICRO-PANIERES PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable  
Couvercle riveté, fermeture "spot"  
Perforations 2 x 2 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.A01	40 x 40 x 25 mm	1
02	ST12.A02	60 x 60 x 25 mm	1
03	ST12.A03	60 x 60 x 40 mm	1
04	ST12.A04	80 x 80 x 25 mm	1
05	ST12.A05	80 x 80 x 40 mm	1
06	ST12.A06	80 x 40 x 40 mm	1

## MICRO-PANIERES LONGS PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable  
Couvercle à charnière, fermeture bouton poussoir et verrouillage sécurisé  
Perforations 2 x 2 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
07	ST12.A20	100 x 30 x 25 mm	1
08	ST12.A21	160 x 30 x 25 mm	1
09	ST12.A22	200 x 30 x 25 mm	1
10	ST12.A23	240 x 40 x 40 mm	1
11	ST12.A24	300 x 40 x 40 mm	1
12	ST12.A25	450 x 40 x 40 mm	1



PERFORATIONS  
2 X 2 MM



## PANIERS MINI PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations fond / couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	SY480.04	270 x 123 x 45 mm	1
02	SY480.06	270 x 123 x 65 mm	1

## PANIERS DENTAL PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations fond / couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
03	SY580.05	270 x 170 x 50 mm	1
04	SY580.10	270 x 170 x 100 mm	1



PERFORATIONS  
LATÉRALES  
2 X 2 MM  
PERFORATIONS  
FOND / COUVERCLE  
4 X 4 MM



## PETITS PANIERS PERFORÉS 2 X 2

Fabrication acier inoxydable  
 Coins arrondis, couvercle à charnière  
 Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé  
 Perforations 2 x 2 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.A40	115 x 90 x 45 mm	1
02	ST12.A41	115 x 115 x 25 mm	1
03	ST12.A42	145 x 150 x 50 mm	1
04	ST12.A43	170 x 135 x 35 mm	1
05	ST12.A44	210 x 145 x 25 mm	1
06	ST12.A45	210 x 145 x 45 mm	1
07	ST12.A46	240 x 240 x 45 mm	1
08	ST12.A47	275 x 175 x 35 mm	1
09	ST12.A48	280 x 170 x 60 mm	1



PERFORATIONS  
2 X 2 MM

01



02



03



04



05



06



07



08



## PETITS PANIERS PERFORÉS 4 X 4

Fabrication acier inoxydable

Coins arrondis, couvercle à charnière

Verrouillage sécurisé

Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations fond et couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	ST12.B01	Fermeture bouton poussoir	80 x 80 x 40 mm	1
02	ST12.B02	Fermeture par clipsage	100 x 80 x 30 mm	1
03	ST12.B03	"	130 x 115 x 40 mm	1
	ST12.B04	"	130 x 115 x 60 mm	1
04	ST12.B05	"	195 x 70 x 40 mm	1
05	ST12.B06	"	225 x 130 x 40 mm	1
06	ST12.B07	"	250 x 115 x 25 mm	1
	ST12.B08	"	250 x 115 x 40 mm	1
	ST12.B09	"	250 x 115 x 60 mm	1
07	ST12.B11	"	270 x 123 x 45 mm	1
	ST12.B12	"	270 x 123 x 65 mm	1
	ST12.B13	"	270 x 170 x 50 mm	1
	ST12.B14	"	270 x 170 x 100 mm	1
08	ST12.B10	"	480 x 115 x 50 mm	1



PERFORATIONS  
LATÉRALES  
2 X 2 MM  
PERFORATIONS  
FOND / COUVERCLE  
4 X 4 MM



## MICRO-PANIERES GRILLAGÉS - Fermeture ruban

Fabrication acier inoxydable  
Verrouillage sécurisé, fermeture ruban  
Mailles **1 x 1 mm**

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.301	40 x 40 x 20 mm	1
02	ST12.302	60 x 60 x 20 mm	1
	ST12.303	60 x 60 x 40 mm	1
03	ST12.304	80 x 40 x 40 mm	1
04	ST12.305	80 x 80 x 20 mm	1
	ST12.306	80 x 80 x 60 mm	1
	ST12.307	80 x 80 x 80 mm	1
05	ST12.308	120 x 120 x 27 mm	1
06	ST12.309	160 x 40 x 40 mm	1
07	ST12.310	240 x 120 x 27 mm	1

## MICRO-PANIERES GRILLAGÉS - Fermeture boucle

Fabrication acier inoxydable  
Verrouillage sécurisé, fermeture boucle  
Mailles **1 x 1 mm**

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
08	ST12.351	40 x 40 x 20 mm	1
09	ST12.352	80 x 40 x 20 mm	1
10	ST12.353	80 x 80 x 40 mm	1
11	ST12.354	150 x 110 x 20 mm	1
12	ST12.356	160 x 40 x 20 mm	1
13	ST12.357	200 x 40 x 40 mm	1
14	ST12.355	230 x 150 x 50 mm	1



MAILLES  
1 X 1 MM



## MICRO-PANIERES GRILLAGÉS - Fermeture boucle

Fabrication acier inoxydable  
Verrouillage sécurisé, fermeture boucle  
Mailles **2 x 2 mm**

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.401	40 x 40 x 20 mm	1
02	ST12.402	80 x 40 x 20 mm	1
	ST12.403	80 x 40 x 40 mm	1
03	ST12.404	80 x 80 x 40 mm	1
04	ST12.405	90 x 90 x 50 mm	1
05	ST12.406	150 x 110 x 20 mm	1
	SY591.03	150 x 145 x 50 mm	1
06	ST12.408	160 x 40 x 20 mm	1
07	ST12.407	180 x 130 x 20 mm	1
08	ST12.409	200 x 40 x 40 mm	1
	ST12.410	200 x 60 x 40 mm	1
09	ST12.411	210 x 170 x 20 mm	1
10	SY591.07	220 x 140 x 50 mm	1
11	ST12.412	250 x 200 x 20 mm	1
12	SY591.08	275 x 175 x 35 mm	1
13	SY591.09	280 x 170 x 60 mm	1
14	ST12.413	300 x 180 x 20 mm	1



MAILLES  
2 X 2 MM

01



02



03





04



## AUTRES PETITS PANIERS

Fabrication acier inoxydable

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	08879	Panier de lavage Mailles 0.4 x 0.4 mm	76 x 70 x 45 mm	1
	08877	Support panier de lavage	80 x 80 x 92 mm	1
	08874	Cadre pour 6 supports	330 x 230 x 97 mm	1
02	HBMR.44	Boule à maille inox	Ø 44 mm	1
	HBMR.54	"	Ø 54 mm	1
	HBMR.64	"	Ø 64 mm	1
03	08880	Panier de lavage à compartiments Mailles 2.5 x 2.5 mm	200 x 200 x 25 mm	
04	08937	Panier à 5 compartiments Maille 1 x 1 mm	165 x 135 x 25 mm	1
	08938	Couvercle pour panier réf. 08937	165 x 105 x 6 mm	1



## PLATEAUX PERFORÉS À SUSPENDRE

Fabrication acier inoxydable

Conçus pour les 3 modèles de paniers DIN (inox perforé, inox cadre perforé, inox grillagé)

Un étage supplémentaire modulable permettant d'obtenir une séparation, un aménagement spécifique

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST11.204	254 x 72 x 30 mm	1
02	ST11.201	254 x 120 x 30 mm	1
03	ST11.202	254 x 170 x 30 mm	1
04	ST11.203	254 x 240 x 30 mm	1

## PANIERS SUR-MESURE

Fabrication acier inoxydable

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
05	ST11.220	Panier perforé	260 x 115 x 40 mm	1
06	ST11.210	Panier perforé sans poignées	265 x 115 x 45 mm	1
	ST11.212	"	265 x 165 x 45 mm	1



## PANIERS CYLINDRIQUES

Fabrication acier inoxydable, perforés à l'extrémité

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Diamètre	Unité vente
01	ST12.101	Panier cylindrique perforé	Acier inoxydable	100 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.102	"	Acier inoxydable	130 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.103	"	Acier inoxydable	170 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.104	"	Acier inoxydable	190 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.105	"	Acier inoxydable	210 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.106	"	Acier inoxydable	240 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.107	"	Acier inoxydable	260 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.108	"	Acier inoxydable	330 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.109	"	Acier inoxydable	450 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.110	"	Acier inoxydable	495 mm	Ø 10 mm	1
	ST12.111	"	Acier inoxydable	560 mm	Ø 10 mm	1
02	ST12.120	Bouchon à vis pour refs. ST12.101 à ST12.111	Acier inoxydable	-	Ø 10 mm	1
03	ST12.120	Bouchon avec adaptateur d'irrigation pour refs. ST12.101 à ST12.111	Acier inoxydable	-	Ø 10 mm	1
04	ST12.001	Panier cylindrique très robuste, tissé inox	Acier inoxydable	120 mm	Ø 32 mm	1
	ST12.002	"	Acier inoxydable	240 mm	Ø 32 mm	1
	ST12.003	"	Acier inoxydable	360 mm	Ø 32 mm	1
	ST12.010	Anneau de liaison pour refs. ST12.001 à ST12.003	Acier inoxydable	-	Ø 32 mm	1
05	ST12.011	Bouchon grillagé pour refs. ST12.001 à ST12.003	Acier inoxydable	-	Ø 32 mm	1
06	ST12.012	Bouchon plein pour refs. ST12.001 à ST12.003	Acier inoxydable	-	Ø 32 mm	1




## PANIERES CYLINDRIQUES

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Diamètre	Unité vente
01	07433	Anneau, étiquette inox, 2 bouchons silicone inclus	Acier inoxydable	55 mm	Ø 19 mm	1
	07434	"	Acier inoxydable	110 mm	Ø 19 mm	1
	07435	"	Acier inoxydable	165 mm	Ø 19 mm	1
	07436	"	Acier inoxydable	220 mm	Ø 19 mm	1
	07437	"	Acier inoxydable	275 mm	Ø 19 mm	1
	07438	"	Acier inoxydable	330 mm	Ø 19 mm	1
	07439	"	Acier inoxydable	385 mm	Ø 19 mm	1
	07440	"	Acier inoxydable	440 mm	Ø 19 mm	1
	07441	"	Acier inoxydable	495 mm	Ø 19 mm	1
	07442	"	Acier inoxydable	550 mm	Ø 19 mm	1
	07443	"	Acier inoxydable	605 mm	Ø 19 mm	1
	07444	"	Acier inoxydable	660 mm	Ø 19 mm	1
	07445	"	Acier inoxydable	715 mm	Ø 19 mm	1
	07446	"	Acier inoxydable	770 mm	Ø 19 mm	1
	07447	"	Acier inoxydable	825 mm	Ø 19 mm	1
	07448	"	Acier inoxydable	880 mm	Ø 19 mm	1
	07449	"	Acier inoxydable	935 mm	Ø 19 mm	1
	07451	Bouchon en silicone	Silicone	-	Ø 19 mm	10
02	07493	4 compartiments	<b>Titane</b>	130 mm	Ø 20 mm	1
	07494	"	<b>Titane</b>	200 mm	Ø 20 mm	1
	07495	"	<b>Titane</b>	350 mm	Ø 20 mm	1

01



02



03



04



## PANIERS CYLINDRIQUES

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Diamètre	Unité vente
01	07473	Rectangulaire	Acier inoxydable	170 mm	20 x 20 mm	1
	07474	"	Acier inoxydable	200 mm	20 x 20 mm	1
	07475	"	Acier inoxydable	330 mm	20 x 20 mm	1
	07454	Bouchon à vis	Acier inoxydable	-	Ø 20 mm	1
02	07476	4 compartiments Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm	Acier inoxydable	170 mm	20 x 20 mm	1
	07478	4 compartiments Ø 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 mm	Acier inoxydable	170 mm	20 x 20 mm	1
	07477	4 compartiments Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm	Acier inoxydable	200 mm	20 x 20 mm	1
03	07430	Grillagé, mailles 0.8 x 0.8 mm	Acier inoxydable	170 mm	Ø 22 mm	1
	07431	"	Acier inoxydable	200 mm	Ø 22 mm	1
	07461	"	Acier inoxydable	330 mm	Ø 22 mm	1
	07464	Bouchon à vis	Acier inoxydable	-	Ø 22 mm	1
04	07460	4 compartiments Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm	Acier inoxydable	170 mm	Ø 20 mm	1



## PANIERES OPTIQUES / ROBOTIQUES


Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations fond et couvercle 8 x 8 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST11.160	750 x 150 x 80 mm	1
02	ST11.150	670 x 290 x 70 mm	1
	ST11.140	650 x 150 x 70 mm	1
03	ST11.130	600 x 300 x 60 mm	1
	ST11.121	600 x 150 x 80 mm	1
	ST11.120	600 x 150 x 50 mm	1
04	ST11.110	480 x 150 x 50 mm	1
05	ST11.103	452 x 103 x 44 mm	1
	ST11.102	452 x 83 x 44 mm	1
06	ST11.101	272 x 103 x 44 mm	1
	ST11.100	272 x 83 x 44 mm	1



PERFORATIONS  
LATÉRALES  
2 X 2 MM  
PERFORATIONS  
FOND / COUVERCLE  
8 X 8 MM



01

02

03


04

05



06

07



08

09

10

11

## PANIERS OPTIQUES

Fabrication acier inoxydable  
Supports silicone inclus

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SY690.02	Grillagé, pour 1 optique	290 x 80 x 55 mm	1
02	SY690.03	Grillagé, pour 2 optiques	290 x 80 x 55 mm	1
03	SY690.04	Grillagé, pour 1 optique	460 x 80 x 55 mm	1
04	SY690.05	Grillagé, pour 2 optiques	460 x 80 x 55 mm	1
05	SY690.06	Grillagé, pour 1 optique	670 x 80 x 55 mm	1
06	SY691.02	Grillagé, pour 1 optique	290 x 80 x 55 mm	1
07	SY691.04	Grillagé, pour 1 optique	460 x 80 x 55 mm	1
08	SY695.00	Perforé, pour 1 optique	272 x 83 x 44 mm	1
09	SY695.03	Perforé, pour 2 optiques	272 x 103 x 44 mm	1
10	SY696.00	Perforé, pour 1 optique	452 x 83 x 44 mm	1
11	SY696.03	Perforé, pour 2 optiques	452 x 103 x 44 mm	1



## PANIER OPTIQUE THERMOFORMÉS

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
01	SM3.3130	1 optique	Radel	271 x 70 x 35 mm	1
02	SM3.3131	2 optiques	Radel	271 x 70 x 35 mm	1
03	SM3.3170	1 optique	Radel	394 x 70 x 35 mm	1
04	SM3.3180	2 optiques	Radel	394 x 70 x 35 mm	1
05	SM3.3200	1 optique	Radel	457 x 70 x 35 mm	1
06	SM3.3210	2 optiques	Radel	457 x 70 x 35 mm	1
07	SM3.5120	Pour optique, trocart, canule et cable	Radel	430 x 155 x 39 mm	1
08	SM3.5130	Pour optique, trocart, canule et cable	Radel	635 x 155 x 39 mm	1
09	SMT5510	Jusqu'à 3 optiques, stérilisable à 134°C	Polypropylène	660 x 110 x 66 mm	1
	SG5510	Insert porte-instruments pour SMT5510	Silicone	660 x 110 x 66 mm	10
	09225	Patte de fermeture pour SMT5510	Silicone	660 x 110 x 66 mm	100
10	SM1.2710	1 optique	Polypropylène	185 x 50 x 20 mm	1
	SM1.2720	2 optiques	Polypropylène	185 x 50 x 20 mm	1
11	08932	2 optiques	Polypropylène	400 x 100 x 40 mm	1



01

02

03

04

05



06

07

08

09

10



11

12

13

14



15

16

17

18

## PLATEAUX DE STÉRILISATION

Fabrication polypropylène  
Stérilisable à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SM1.3600	Plateau de stérilisation avec couvercle et tapis silicone inclus	148 x 64 x 18 mm	1
02	SM1.2700	"	185 x 50 x 20 mm	1
03	SM1.3700	"	185 x 75 x 20 mm	1
04	SM1.4800	"	190 x 102 x 19 mm	1
05	SM1.7100	"	267 x 159 x 16 mm	1
	SM1.7110	"	267 x 159 x 35 mm	1
06	PST1100SB	Plateau de stérilisation avec couvercle et tapis silicone inclus	190 x 63 x 19 mm	1
07	PST2100SB	"	165 x 102 x 19 mm	1
08	PST3100SB	"	254 x 152 x 19 mm	1
09	PST3200SB	"	254 x 152 x 38 mm	1
10	PST3300SB	Plateau de stérilisation <b>2 étages</b> avec couvercle et <b>2 tapis silicone</b> inclus	254 x 152 x 38 mm	1
11	MB285.01	Plateau de stérilisation avec couvercle	285 x 185 x 22 mm	1
12	MB285.03	"	285 x 185 x 22 mm	1
13	MB180.01	"	180 x 80 x 30 mm	1
14	MB180.03	"	180 x 80 x 30 mm	1
15	08422	Plateau de stérilisation avec couvercle	150 x 65 x 26 mm	1
16	08423	"	190 x 138 x 36 mm	1
17	08424	"	230 x 175 x 42 mm	1
18	08425	"	300 x 200 x 50 mm	1



01



02



03




04



05



06



07

08



09



10



11



12



13

## CASSETTES DE STÉRILISATION


Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
01	ST2770.A	20 instruments	Acier inoxydable	288 x 182 x 34 mm	1
02	ST2771.A	10 instruments	Acier inoxydable	182 x 144 x 34 mm	1
03	ST2772.A	5 instruments	Acier inoxydable	182 x 72 x 34 mm	1
04	S182812B	15 instruments	Acier inoxydable	215 x 180 x 27 mm	1
05	S182810B	10 instruments	Acier inoxydable	180 x 136 x 27 mm	1
06	S182800B	5 instruments	Acier inoxydable	180 x 95 x 27 mm	1
07	S182803B	3 instruments	Acier inoxydable	180 x 64 x 27 mm	1
08	S182095	Cassette 6 compartiments	Acier inoxydable	210 x 60 x 20 mm	1
09	S182096	Cassette 12 compartiments	Acier inoxydable	210 x 60 x 20 mm	1
10	SM7.6050	Tapis silicone inclus	Polypropylène	203 x 114 x 15 mm	1
11	SM7.6000	Porte instruments (6) Ø 2.5 - 8 mm inclus	Polypropylène	203 x 114 x 15 mm	1
12	S182040	Micro-cassette	Acier inoxydable	40 x 55 x 20 mm	1
	S182060	"	Acier inoxydable	74 x 45 x 20 mm	1
	S182070	"	Acier inoxydable	74 x 59 x 24 mm	1
13	09889	Mini cassette usage unique	Polypropylène	31 x 26 x 5 mm	50


01



02




03




04



05








06




## ÉLÉMENTS DE FIXATION ET CALAGE

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
01	SY842.05	Barre de séparation, avec 2 vis	Acier inoxydable	110 x 38 mm	1
	SY842.06	"	Acier inoxydable	235 x 38 mm	1
02	SY854.76	Barre de séparation, avec vis	Silicone / Inox	30 x 38 mm	1
	SY854.78	"	Silicone / Inox	115 x 38 mm	1
	SY854.80	"	Silicone / Inox	235 x 38 mm	1
03	SY831.05	Barre de séparation	Acier inoxydable	50 x 20 mm	1
	SY831.13	"	Acier inoxydable	130 x 20 mm	1
	SY831.22	"	Acier inoxydable	225 x 20 mm	1
	SY831.46	"	Acier inoxydable	460 x 20 mm	1
	SY830.01	Plot pour séparateurs avec fente	Acier inoxydable	-	1
	SY830.00	Plot pour séparateurs sans fente	Acier inoxydable	-	1
04	SY849.20	Clip de maintien	Acier inoxydable	24 x 28 x 25 mm Ø 7-12 mm	1
	SY849.21	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 29 mm Ø 12-16 mm	1
	SY849.22	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 31 mm Ø 16-26 mm	1
	SY849.23	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 40 mm Ø 26-36 mm	1
	SY849.24	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 44 mm Ø 36-45 mm	1
05	SY845.00	Ressort de maintien avec vis	Acier inoxydable	105 mm	1
	SY847.00	"	Acier inoxydable	210 mm	1
06	SY841.00	Rail de fixation avec vis de blocage	Acier inoxydable	230 mm	1
	SY841.01	"	Acier inoxydable	470 mm	1
	SY840.00	Séparateur, avec vis pour réf SY841.00 - SY841.01	Silicone	-	1
	SY842.00	Élément de calage avec vis de blocage	Acier inoxydable	230 mm	1
	SY842.01	"	Acier inoxydable	470 mm	1



## PORTE-INSTRUMENTS SILICONE


N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SY843.06	Rack de rangement endoscopique avec 6 x ref. SY855.01 et 24 x ref. SY855.02	485 x 235 x 160 mm	1
02	SY855.01	Insert silicone pour rack	Ø 10 mm	1
03	SY855.02	"	Ø 5 mm	1
04	SY843.04	Rack de calage ajustable avec 1 x ref. SY857.01 et 2 x ref. SY857.03	230 x 220 x 40 mm	1
05	SY857.01	Insert silicone droit pour rack	226 x 17 mm	1
06	SY857.03	Insert silicone cranté pour rack	226 x 17 mm	1
07	SY856.05	Insert silicone pour panier optique	Ø 12 mm	1
08	SY855.06	"	Ø 14 mm	1
09	SY858.03	Insert silicone pour panier 1 optique	40 x 17 mm	1
10	SY858.04	"	70 x 17 mm	1
11	SY859.04	Insert silicone pour panier 2 optiques	54 x 17 mm	1
12	SY859.06	"	68 x 17 mm	1
13	SY859.07	"	80.5 x 17 mm	1
14	SY854.00	Insert silicone	8 x 26 x 40 mm	1
15	SY854.03	"	8 x 26 x 40 mm	1
16	SY854.05	"	8 x 26 x 40 mm	1
17	SY854.60P	Rail thermoformé	16 x 100 mm	1
18	SY854.70	Rail + 4 inserts + 4 clips de fixation	16 x 104 x 40 mm	1
19	SY854.73	"	16 x 104 x 40 mm	1
20	SY854.75	"	16 x 104 x 40 mm	1



## PORTE-INSTRUMENTS SILICONE

Rail et vis inclus

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SM2.8103	-	38 x 51 mm	1
02	SM2.8134	-	38 x 51 mm	1
03	SM2.8107	-	38 x 51 mm	1
04	SM2.8109	-	38 x 51 mm	1
05	SM2.8115	-	38 x 51 mm	1
06	SM2.8117	-	38 x 51 mm	1
07	SM2.8114	-	76 x 51 mm	1
08	SM2.8125	-	76 x 51 mm	1
09	SM5370	10 instruments	L : 17.8 cm Ø 3 - 8 mm	1
	SM5330	3 instruments	L : 7.3 cm Ø 3 - 8 mm	1
10	SM5371	8 instruments	L : 17.8 cm Ø 8 - 15 mm	1
	SM5331	3 instruments	L : 7.3 cm Ø 8 - 15 mm	1
11	SM5372	9 instruments	L : 17.8 cm Ø 5 & 10 mm	1
	SM5332	3 instruments	L : 7.3 cm Ø 5 & 10 mm	1
12	SM5375	12 instruments	L : 17.8 cm Ø 3 mm	1
	SM5335	5 instruments	L : 7.3 cm Ø 3 mm	1
13	SM5310	Barre séparatrice - Sans rail ni vis	L : 17.8 cm	1
	SM5311	Barre séparatrice - Sans rail ni vis	L : 7.3 cm	1
	SM5211	Rail et vis pour SM5310	-	1
14	SM5300	6 instruments	L : 17.8 cm Ø 3 mm	1
15	SM5301	6 instruments	L : 17.8 cm Ø 6 mm	1
16	SM5312	4 instruments - 4 fentes	L : 7.3 cm	1
17	SM5343	Pour endoscopes	L : 7.8 cm	1
18	08949	«Barette» à clipser	125 x 25 x 4 mm	6



## SUPPORTS POUR EMBALLAGES


Fabrication acier inoxydable  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	08735	510 x 152 x 152 mm	4 espaces de 123 mm	1
02	08736	510 x 152 x 152 mm	8 espaces de 60 mm	1
03	08734	533 x 203 x 203 mm	10 espaces de 48 mm	1
04	08732	483 x 102 x 102 mm	21 espaces de 18 mm	1
05	08733	533 x 203 x 102 / 203 mm	6 espaces de 38 mm 7 espaces de 23 mm	1
06	08737	406 x 180 x 102 mm	4 espaces de 96 mm	1
07	08738	510 x 180 x 102 mm	5 espaces de 97 mm	1
08	08730	230 x 102 x 102 mm	5 espaces de 41.5 mm	1
09	08731	460 x 102 x 102 mm	10 espaces de 42 mm	1

01





02



## TAPIS SILICONE

Fabrication haute qualité  
Découpables selon besoins ou prédécoupés  
Stérilisables à 134°C




N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	ST19.010	Tapis haute qualité	495 x 275 mm		1
	ST495.01	"	495 x 275 mm		1
	ST495.02	"	495 x 275 mm		1
02	SY853.51	Tapis à larges perforations	500 x 235 mm		1
	SY853.31	"	370 x 235 mm		1
	SY853.21	"	225 x 235 mm		1
	SY853.11	"	260 x 125 mm		1



## TAPIS ET BOÎTES SILICONE

Fabrication haute qualité  
Stérilisables à 134°C



N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	SY850.00	Tapis prédécoupé, pour panier DIN - Non perforé	270 x 125 mm		1
02	SY852.00	Tapis prédécoupé, pour panier DIN	225 x 235 mm		1
03	SY851.00	Tapis prédécoupé, pour panier DIN - Non perforé	250 x 245 mm		1
04	SY852.10	Tapis prédécoupé, pour panier DIN	380 x 230 mm		1
05	SY852.20	Tapis prédécoupé, pour panier DIN	450 x 235 mm		1
06	SY852.30	Tapis prédécoupé, pour panier DIN	500 x 235 mm		1
07	W0700	Tapis pour ref. W0130 / W0310 (SP2313)	230 x 132 mm		1
08	W0730	Tapis DIN 1/2 pour ref. W0510 (SP4622)	230 x 220 mm		1
09	W0750	Tapis DIN 1/2 (SP2324)	235 x 245 mm		1
10	W0770	Tapis en rouleau 1m divisible en 10 morceaux	245 x 1000 mm		1
11	08700	Set de table silicone	3000 x 1200 x 2 mm		1
	08700-T	Set de table silicone	3000 x 1200 x 2 mm		1
	08701	Set de table silicone	3000 x 1200 x 2 mm		1
	08703	Set de table silicone	3000 x 1200 x 2 mm		1
12	08624	Set de table silicone	2000 x 600 x 10 mm		1
	08668	Set de table silicone	1300 x 550 x 10 mm		1
	08335	Set de table silicone	1000 x 550 x 10 mm		1
	09191	Set de table silicone	300 x 210 x 10 mm		1
	08669	Set de table silicone	200 x 100 x 10 mm		1
13	ST19.020	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
	ST19.021	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
	ST19.022	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
	ST19.023	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
	ST19.024	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
	ST19.025	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
	ST19.026	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
	ST19.027	Boîte de stérilisation MATBOX®	205 x 205 x 28 mm		1
14	26015	Panier clipsable silicone pour endoscopie - Stérilisable à 134°C	-		1
15	26030	Protection mousse - Usage unique, non stérilisable	-		200



## COUVERCLES / NAPPES SILICONE

Protègent les instruments durant le lavage, la stérilisation et le stockage  
Utilisables comme couvercle ou comme tapis au fond du panier  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01	08607	Nappe silicone souple		215 x 229 mm	1
02	08602	"		238 x 248 mm	1
03	08608	"		270 x 120 mm	1
04	08606	"		460 x 229 mm	1
05	08601	"		480 x 250 mm	1
06	08612	Nappe silicone souple à picots		215 x 229 mm	1
07	08613	"		238 x 248 mm	1
08	08614	"		270 x 120 mm	1
09	08611	"		460 x 229 mm	1
10	08609	"		480 x 250 mm	1



## COUVERCLES / NAPPES SILICONE

Protègent les instruments durant le lavage, la stérilisation et le stockage  
Utilisables comme couvercle ou comme tapis au fond du panier  
Stérilisables à 134°C


N°	Référence	Description	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01	08845	Couvercle cadre rigide (métallique siliconé)	■	235 x 210 mm	1
02	08882	"	■	445 x 230 mm	1
03	08846	Couvercle cadre flexible souple	■	235 x 210 mm	1
04	08881	"	■	445 x 230 mm	1
05	08600	Nappe souple	■	540 x 320 mm	1
	08605	"	■	600 x 400 mm	1
06	08974	Nappe souple	⊘	540 x 280 mm	1
	08110	"	⊘	600 x 324 mm	1




01



02




03



04




05



## COINS DE PROTECTION

Permettent de rendre atraumatiques les coins de paniers  
 Préservent les emballages souples lors de manipulations en limitant d'éventuelles déchirures  
 Disponibles en différents modèles afin de répondre à toutes les attentes  
 Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Utilisation	Couleur	Unité Vente
01	50062	Coin de protection silicone perforé	Réutilisable		4
	50063	Coin de protection silicone perforé	Réutilisable		100
	09097	Patte de fixation	À usage unique		100
02	CS.9013	Coin de protection silicone perforé	Réutilisable		80
03	ST22.101	Coin de protection papier rigide à plier	À usage unique		800
04	42007	Coin de protection papier rigide prêt à l'emploi	À usage unique		600
05	CS.9125C	Coins de protection en mousse	À usage unique		80



## ATTACHES SILICONE

Stérilisables à 134°C


Multiples utilisations possibles telles que fixation des étiquettes paniers, attaches instruments, identification par code couleur...

N°	6 cm	11 cm	19 cm	21 cm	22.4 cm	Description	Couleur	Unité Vente
01	-	-	-	ST22.200	-	INSTRU-FIX® Réutilisable		100
	-	-	-	ST22.201	-	INSTRU-FIX® Réutilisable		100
	-	-	-	ST22.202	-	INSTRU-FIX® Réutilisable		100
	-	-	-	ST22.203	-	INSTRU-FIX® Réutilisable		100
	-	-	-	ST22.204	-	INSTRU-FIX® Réutilisable		100
02	-	09235	-	09239	-	Usage unique		100
	-	09236	-	09240	-	Usage unique		100
	-	09237	-	09241	-	Usage unique		100
	-	09238	-	09242	-	Usage unique		100
	-	09369	-	09371	-	Usage unique		100
	-	09370	-	09372	-	Usage unique		100
03	09246	09373	09282	-	-	Usage unique		100
	09252	09376	09284	-	-	Usage unique		100
	09253	09377	09285	-	-	Usage unique		100
	09254	09375	09286	-	-	Usage unique		100
	09255	09379	09382	-	-	Usage unique		100
	09256	09374	09283	-	-	Usage unique		100
	09257	-	-	-	-	Usage unique		100
	09258	09378	09381	-	-	Usage unique		100
	09259	-	-	-	-	Usage unique		100
	09260	-	-	-	-	Usage unique		100
	09261	-	-	-	-	Usage unique		100
04	-	-	-	-	09730	Réutilisable		100
	-	-	-	-	09731	Réutilisable		100
	-	-	-	-	09732	Réutilisable		100
	-	-	-	-	09733	Réutilisable		100

01



02




## ATTACHES SILICONE

Stérilisables à 134°C

Multiples utilisations possibles telles que fixation des étiquettes paniers, attaches instruments, identification par code couleur...

N°	Référence	Longueur	Description	Couleur	Unité Vente	
01	09039	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09143	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09144	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09145	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09146	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09147	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09196	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09287	30 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09139	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09160	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09161	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09162	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09163	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09164	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09197	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	09288	50 cm	«Type ficelle» - Réutilisable		100	
	02	ST22.211	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
		ST22.212	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
		ST22.213	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
ST22.214		30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine	
ST22.215		30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine	
ST22.216		30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine	



## ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE


Fabrication polypropylène

Stérilisables à 134°C et lavables en machine

Inscription avec étiquettes Brother TZ, marqueurs ou gravage laser

Fixation avec porte-étiquette en acier inoxydable

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	01948	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01949	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01950	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01951	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01952	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01953	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01954	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01969	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01990	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01991	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	02	01498	Porte-étiquette	60 x 40 mm	
03	01550	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01551	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01552	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01553	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01555	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01556	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01557	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01558	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01992	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01993	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	04	01497	Porte-étiquette	50 x 20 mm	



## ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Fabrication polypropylène

Stérilisables à 134°C et lavables en machine

Inscription avec étiquettes Brother TZ, marqueurs ou gravage laser

Système de fixation des étiquettes voir pages 122 à 125

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0800	105 x 40 mm		100
	W0801	105 x 40 mm		100
	W0802	105 x 40 mm		100
	W0803	105 x 40 mm		100
	W0804	105 x 40 mm		100
	W0805	105 x 40 mm		100
	W0806	105 x 40 mm		100
	W0807	105 x 40 mm		100
	W0808	105 x 40 mm		100
	W0809	105 x 40 mm		100
	W0810	105 x 40 mm		100
02	02227	40 x 20 mm		100
	02228	40 x 20 mm		100
	02229	40 x 20 mm		100
	02230	40 x 20 mm		100
	02231	40 x 20 mm		100
	02232	40 x 20 mm		100
	03	01591	Ø 25 mm	
01592		Ø 25 mm		100
01593		Ø 25 mm		100
01594		Ø 25 mm		100
01595		Ø 25 mm		100
01596		Ø 25 mm		100
04		02253	90 x 40 mm	
	02254	90 x 40 mm		100
05	01421*	90 x 50 mm		150
	01422*	90 x 33 mm		200
	04122*	60 x 40 mm		1000

\*non compatible TZ



01



02

## ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Fabrication polypropylène

Stérilisables à 134°C et lavables en machine

Système de fixation des étiquettes voir pages 122 à 125

N°	90 x 33 mm	90 x 50 mm	Description	Couleur	Unité Vente
01	01900	01906	Compatible avec marqueur, gravage laser, <b>étiquette Brother TZ</b>		100
	01901	01907	"		100
	01962	01963	"		100
	01902	01908	"		100
	01903	01909	"		100
	01912	01994	"		100
	01904	01910	"		100
	01905	01911	"		100
	01956	01957	"		100
	01976	01978	"		100
	01977	01979	"		100
	01972	01973	"		100

N°	90 x 33 mm	90 x 50 mm	Description	Couleur	Unité Vente
02	01423	01432	Compatible avec marqueur, gravage laser		100
	01424	01433	"		100
	01425	01434	"		100
	01426	01435	"		100
	01427	01436	"		100
	01428	01437	"		100
	01429	01438	"		100
	01430	01439	"		100
	01431	01440	"		100
	01996	01998	"		100
	01997	01999	"		100



01



02

## ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Fabrication polypropylène  
Stérilisables à 134°C et lavable en machine  
Fixation par clipsage

N°	90 x 30 mm	90 x 50 mm	70 x 30 mm	55 x 30 mm	30 x 30 mm	Description	Couleur	Unité Vente
01	01934	01941	01927	01920	01913	Compatible avec marqueur, gravage laser, <b>étiquette Brother TZ</b>		25
	01935	01942	01928	01921	01914	"		25
	01936	01943	01929	01922	01915	"		25
	01967	01968	01966	01965	01964	"		25
	01937	01944	01930	01923	01916	"		25
	01938	01945	01931	01924	01917	"		25
	01939	01946	01932	01925	01918	"		25
	01940	01947	01933	01926	01919	"		25
	01564	01565	01562	01561	01563	"		25
	01986	01988	01984	01982	01980	"		25
	01987	01989	01985	01983	01981	"		25
	01958	-	01959	01960	01961	"		25

N°	90 x 30 mm	90 x 50 mm	70 x 30 mm	55 x 30 mm	30 x 30 mm	Description	Couleur	Unité Vente
02	02205	02210	02200	01578	01583	Compatible avec marqueur, gravage laser		25
	02206	02211	02201	01579	01584	"		25
	02233	-	-	02235	02234	"		25
	02207	02212	02202	01580	01585	"		25
	02208	02213	02203	01581	01586	"		25
	02209	02214	02204	01582	01587	"		25
	02251	-	-	02243	02236	"		25
	02252	02247	-	02242	02237	"		25
	-	02249	-	02244	02239	"		25
	-	02250	-	02245	02240	"		25
	-	-	-	02246	02241	"		25



## ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION EN INOX

Fabrication acier inoxydable

Système de fixation des étiquettes voir pages 122 à 125

Inscription avec étiquettes Brother TZ, marqueurs ou gravage laser

N°	Référence	Dimensions	Unité Vente
01	01444	90 x 50 mm	50
	01445	90 x 33 mm	50
02	01456	40 x 20 mm	50
	01588	65 x 24 mm	5
03	01452	Ø 25 mm	50
	01453	Ø 50 mm	50
04	01454	90 x 50 mm	25
	01449	90 x 30 mm	25
	01495	70 x 30 mm	25
05	01559	55 x 30 mm	25
06	01493	30 x 30 mm	25
07	01590	75 x 35 mm	25
	01520	42 x 36 mm	25

01



02




03



04



05



## FIXATIONS ET ATTACHES ÉTIQUETTES

Idéal pour la fixation des étiquettes ou pour l'identification des paniers par code couleur  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Fabrication	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01	09097	Patte de fixation	Silicone		-	100
	09225	"	Silicone		-	100
	09226	"	Silicone		-	100
	09227	"	Silicone		-	100
	09228	"	Silicone		-	100
02	09465	Patte de fixation	Silicone		-	100
	09466	"	Silicone		-	100
	09468	"	Silicone		-	100
	09469	"	Silicone		-	100
	09470	"	Silicone		-	100
03	09418	Bague de fixation	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09419	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09420	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09421	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09422	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09423	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09424	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09425	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09426	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
04	09230	Patte de fixation	Nylon		-	100
05	09415	Attache S	Nylon		80 x 2.3 mm	250
	09461	Attache M	Nylon		98 x 2.5 mm	100
	09462	"	Nylon		98 x 2.5 mm	100
	09463	"	Nylon		98 x 2.5 mm	100
	09464	"	Nylon		98 x 2.5 mm	100
	ST1055	Attache L	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1056	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1057	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1058	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1059	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1060	Attache XL	Nylon		150 x 3.5 mm	100
	ST1061	"	Nylon		150 x 3.5 mm	100
	ST1062	"	Nylon		150 x 3.5 mm	100
	09482	Attache XXL	Nylon		200 x 3.5 mm	100
	ST1065	"	Nylon		200 x 4.6 mm	100




## FIXATIONS ET ATTACHES ÉTIQUETTES

Fabrication acier inoxydable

Réutilisables

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
01	W0820	Anneau de fixation inox	Ø 30 mm	1
02	01458	Anneau de fixation inox	Ø 20 mm	100
	01490	Anneau de fixation inox	Ø 10 mm	100
03	01589	Attache «mousqueton»	Longueur 40 mm	5
04	08443	Vis inox V2A	M 4 x 8 mm	50
05	08444	Ecrou borgne inox V2A	M 4 x 8 mm	50
06	08477	Kit de fixation inox (1 écrou + 1 rondelle + 1 plaque)	M 4 mm	100
07	08952	Vis inox V4A	M 1.6 x 6 mm	100
08	08953	Rondelle inox V4A	M 1.6 x 4 mm	100
09	08954	Rondelle inox V4A	M 2 x 7 mm	100
10	08955	Ecrou inox V4A	M 1.6 mm	100





## ÉTIQUETTES «BAGAGE» SANS INSCRIPTION

Stérilisables à 134°C et lavable en machine

Inscription avec marqueurs

Idéales pour l'identification des paniers et containers

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	ST35.301A	236 x 50 mm		250
	ST35.301C	236 x 50 mm		250
	ST35.301F	236 x 50 mm		250
	ST35.301E	236 x 50 mm		250
	ST35.301H	236 x 50 mm		250
02	ST35.701A	160 x 35 mm		250
	ST35.701C	160 x 35 mm		250
	ST35.701F	160 x 35 mm		250
	ST35.701E	160 x 35 mm		250
	ST35.701H	160 x 35 mm		250
	ST35.701D	160 x 35 mm		250
	ST35.701J	160 x 35 mm		250




## ÉTIQUETTES «BAGAGE» AVEC INSCRIPTION

Stérilisables à 134°C et lavables en machine  
Idéales pour l'identification des paniers et containers

N°	Référence	Dimension	Couleur	Inscription	Unité Vente
01	ST35.121	240 x 50 mm		URGENT	250
	ST35.124	240 x 50 mm		URGENT	250
	ST35.125	240 x 50 mm		URGENT	250
	ST35.127	240 x 50 mm		URGENT	250
	ST35.128	240 x 50 mm		URGENT	250
	ST35.111	240 x 50 mm		à réparer	250
	ST35.114	240 x 50 mm		à réparer	250
	ST35.101	240 x 50 mm		En prêt	250
	ST35.107	240 x 50 mm		En prêt	250
	ST35.139	240 x 50 mm		Réservé	250
	ST35.146	240 x 50 mm		En dépôt	250
	ST35.151	240 x 50 mm		incomplet	250
	ST35.154	240 x 50 mm		incomplet	250
	ST35.157	240 x 50 mm		incomplet	250
	ST35.190	240 x 50 mm		MANQUANT	250
	ST35.194	240 x 50 mm		MANQUANT	250
	ST35.206	240 x 50 mm		PÉREMPTION PROCHE	250
	ST35.215	240 x 50 mm		Vente	250
	ST35.264	240 x 50 mm		QUARANTAINE	250
	ST35.271	240 x 50 mm		Ancillaire de prêt	250
ST35.348	240 x 50 mm		RETOUR ANCILLAIRE	250	
02	ST35.501	150 x 35 mm		En prêt	250
	ST35.504	150 x 35 mm		En prêt	250
	ST35.506	150 x 35 mm		En prêt	250
	ST35.507	150 x 35 mm		En prêt	250
	ST35.514	150 x 35 mm		à réparer	250
	ST35.527	150 x 35 mm		URGENT	250
	ST35.537	150 x 35 mm		Réservé	250
	ST35.565	150 x 35 mm		Plan Blanc	250
	ST35.608	150 x 35 mm		Bloc ortho	250

# ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

Les étiquettes "Bagage" personnalisables vous permettent d'identifier avec précision vos dispositifs médicaux.



# ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

Commande     Devis     Échantillons

Taille choisie  236 x 50 mm (Grand modèle)  
 150 x 35 mm (Petit modèle)

---

Texte personnalisé .....

Couleur texte  Blanc     Noir

---

Couleur étiquette

<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

---

Quantité (minimum 2500) .....

Commentaires :

Coordonnées / Cachet :

01



02



03



04



05



06



## MARQUEURS PERMANENTS

Utilisables sur toutes les surfaces  
Encre résistante à la stérilisation à 134°C

N°	Référence	Description	Couleur	Unité Vente
01	400.001	Pointe ogive : 1 mm	●	10
	400.002	"	●	10
	400.003	"	●	10
	400.004	"	●	10
	400N	Pointes de rechange 1mm	-	10
02	404.001	Pointe ogive : 0.75 mm	●	10
	404.002	"	●	10
	404.003	"	●	10
	404.004	"	●	10
	404N	Pointes de rechange 0.75 mm	-	10
03	MTK25.01	Recharge pour marqueurs Edding 400 et 404	●	25 ml
	MTK25.02	"	●	25 ml
	MTK25.03	"	●	25 ml
	MTK25.04	"	●	25 ml
04	05514	Pointe ogive : 1 mm	●	10
05	05515	Pointe biseautée : 2 - 5 mm	●	1
06	ST33.051	Spécial laboratoire - Pointe ogive : 1 mm	●	10
	ST33.061	Spécial laboratoire - Pointe ogive : 0.75 mm	●	10



## MARQUAGE LASER PERSONNALISÉ

Identifiez vos dispositifs médicaux avec le marquage de votre choix (code barre, code DataMatrix, texte, logo...)

- Commande       Devis       Échantillons

Marquage laser sur :	Quantité
<input type="checkbox"/> 01 Container de stérilisation	.....
<input type="checkbox"/> 02 Panier de stérilisation	.....
<input type="checkbox"/> 03 Étiquette de traçabilité inox	.....
<input type="checkbox"/> 04 Étiquette de traçabilité aluminium	.....
<input type="checkbox"/> 05 Étiquette de traçabilité polypropylène	.....
<input type="checkbox"/> Autre : .....	.....

Commentaires :

Coordonnées / Cachet :

N'HESITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS

**STERILMED France**  
20, route de Champigny  
F-51430 TINQUEUX

☎ +33(0)3 26 50 02 10  
☎ +33(0)3 26 50 02 11  
✉ info@sterilmed.fr  
💻 **www.sterilmed.fr**



# **STERIPLAST®**

## **HYGIÈNE ET SOINS**



### **Gamme réutilisable**

Plateaux de soins / stérilisation	141
Bacs et boîtes	146
Cupules et haricots	150
Bassines	154
Verres doseurs	155

### **Gamme usage unique**

Cupules et haricots	157
Plateaux de soins / stérilisation	160
Verres doseurs	161
Bassines	161

### **Gamme hygiène et soins**

Urinaux et bassins	163
Gobelets / Becs verseurs / Autres	166



# Gamme Réutilisable

01



## PLATEAUX DE SOINS / STÉRILISATION

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

**Garantis 1000 cycles d'utilisation**

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO),

et au peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

02




03



N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0110	Plateau (IT1913)	195 x 135 x 23 mm		115
	09832	Plateau	195 x 135 x 23 mm		12
	09833	"	195 x 135 x 23 mm		12
	09834	"	195 x 135 x 23 mm		12
	09835	"	195 x 135 x 23 mm		12
02	W0130	Plateau (IT2715)	270 x 150 x 30 mm		60
	W2690	"	270 x 150 x 30 mm		60
	W0220	Couvercle (ITL271)	-		10
03	MP225.01	Plateau	225 x 145 x 30 mm		25
	MP225.02	"	225 x 145 x 30 mm		25
	MP225.03	"	225 x 145 x 30 mm		25
	MP225.04	"	225 x 145 x 30 mm		25
	MP225.05	"	225 x 145 x 30 mm		25
	MP225.06	"	225 x 145 x 30 mm		25
	MP225.07	"	225 x 145 x 30 mm		25
	MP225.08	"	225 x 145 x 30 mm		25

*Sous conditionnement et panachage possible (sauf refs. 09832, 09833, 09834, 09835)*



## PLATEAUX FOND PLEIN

Fabrication polypropylène réutilisable  
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

**Garantis 1000 cycles d'utilisation**

Utilisables dans les services de soins  
Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO),  
et au peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0100	Plateau (IT1813)	181 x 134 x 54 mm		40
	W0200	Couvercle (ITL181)	-		10
02	W0121	Plateau (T2015)	200 x 150 x 51 mm		60
03	W0131	Plateau (T3025)	300 x 250 x 52 mm		25
	W0230	Couvercle (ITL302)	-		10
04	W0600	Plateau <b>3 compartiments</b> (CIT1814)	181 x 134 x 54 mm		38
	W0200	Couvercle (ITL181)	-		10
05	W0610	Plateau <b>3 compartiments</b> (CIT2013)	205 x 130 x 30 mm		120
06	W0630	Plateau <b>4 compartiments</b> (LCT2215)	220 x 150 x 24 mm		160
07	W0620	Plateau <b>4 compartiments</b> (CIT2718)	270 x 180 x 41 mm		25
	W0250	Couvercle (ITL281)	-		10

*Sous conditionnement possible*



## PLATEAUX AVEC NERVURES

Fabrication polypropylène réutilisable  
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

**Garantis 1000 cycles d'utilisation**

Utilisables dans les services de soins  
Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO),  
et au peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0120	Plateau (IT2015)	200 x 150 x 51 mm	■	60
	W0210	Couvercle (ITL201)	-	■	10
02	W0140	Plateau (IT3025)	300 x 250 x 52 mm	■	25
	W0230	Couvercle (ITL302)	-	■	10
03	W0150	Plateau (IT4030)	424 x 305 x 75 mm	■	12
04	W0400	Plateau à <b>fond perforé</b> (PIT3025)	300 x 250 x 52 mm	■	25
	W0230	Couvercle (ITL302)	-	■	10
05	W0410	Plateau à <b>fond perforé</b> (PIT4030)	424 x 305 x 75 mm	■	12

*Sous conditionnement possible*



01



02



03



04



05



06



07



08

## PLATEAUX / PANIERS GRILLAGÉS

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

**Garantis 1000 cycles d'utilisation**

Possibilité d'identifier à l'aide d'étiquettes TAG

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO), et au peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0300	Plateau fond grillagé (MIT2015)	200 x 150 x 51 mm		60
	W0210	Couvercle (ITL201)	-		10
02	W0310	Plateau fond grillagé (MIT2715)	270 x 150 x 30 mm		60
	W0220	Couvercle (ITL271)	-		10
03	W0320	Plateau tout grillagé (MIT2817)	280 x 170 x 55 mm		25
	W0240	Couvercle (ITL287)	-		10
04	W0350	Plateau tout grillagé (MIT2709)	275 x 110 x 30 mm		60
	W0360	Plateau tout grillagé (MIT1515)	200 x 180 x 30 mm		50
05	W0330	Plateau grillagé (MIT3025)	300 x 250 x 52 mm		24
	W0230	Couvercle (ITL302)	-		10
06	W0340	Plateau fond grillagé (MIT4030)	424 x 305 x 75 mm		12
07	W0500	Panier grillagé DIN demi (DINT2525)	255 x 255 x 50 mm		20
08	W0510	Panier grillagé DIN standard (DINT4825)	480 x 255 x 50 mm		25

*Sous conditionnement possible*



## BACS / BOÎTES

Fabrication polypropylène réutilisable  
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex  
**Garantis 1000 cycles d'utilisation**

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0900	Bac avec tamis et couvercle fixe (DSSW1000) Stérilisable à 134°C	260 x 130 x 65 mm 1 litre	□	10
02	W1020	Bac avec couvercle (IBXN290) Stérilisable à 134°C	300 x 224 x 140 mm	□	12
03	W0910	Bac avec tamis et couvercle (DSS2711) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres	■	5
04	W0911	Bac avec tamis et couvercle (DSSW2711) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres	□	5
05	W1000	Bac avec couvercle (IBX2718) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres	■	20
06	W0920	Bac avec tamis et couvercle perforé (DSSV2711) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres	■	5
07	W1010	Bac avec couvercle perforé (IBXV2718) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres	■	20
08	W0930	Bac avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir (DSS4215) Non stérilisable à 134°C, <b>température max. 121°C</b>	426 x 156 x 138 mm 4 litres	■	1
09	W0940	Bac avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir (DSS8515) Non stérilisable à 134°C, <b>température max. 121°C</b>	890 x 200 x 145 mm 12 litres	■	1
	W0950	Lot de 2 bacs, 2 couvercles, 1 égouttoir, 1 tamis (DS8515TP) Non stérilisable à 134°C, <b>température max. 121°C</b>	890 x 200 x 145 mm 12 litres	■	1
10	W1030	Boîte de transport avec poignée (MB2318) Non stérilisable à 134°C, <b>température max. 121</b>	230 x 170 x 200 mm	■	1

*Sous conditionnement possible*



## BOÎTES DE RAMASSAGE / TREMPAGE

Adaptées au ramassage et au transport de l'instrumentation souillée

Fabrication polypropylène

Réutilisables

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente	
01	17188	Couvercle <b>sans</b> fente - Stérilisable à 134°C	290 x 225 mm		1	
	17189	Couvercle <b>avec</b> fente - Stérilisable à 134°C	290 x 225 mm		1	
	17190	Cuve - Stérilisable à 134°C	290 x 225 x 125 mm		1	
02	17150	Cuve - Stérilisable à 134°C	290 x 225 x 125 mm		1	
	17160	"	290 x 225 x 125 mm		1	
	17170	"	290 x 225 x 125 mm		1	
	17180	"	290 x 225 x 125 mm		1	
	17148	Couvercle - Stérilisable à 134°C	290 x 225 mm		1	
	17158	"	290 x 225 mm		1	
	17168	"	290 x 225 mm		1	
	17178	"	290 x 225 mm		1	
	03	09816	Boîte sans poignée - Lavable en laveur désinfecteur jusque 60°C	278 x 115 x 103 mm		1
		09817	"	297 x 152 x 118 mm		1
09805		"	301 x 188 x 94 mm		1	
09806		Boîte avec poignée - Lavable en laveur désinfecteur jusque 60°C	295 x 230 x 106 mm		1	
09807		"	295 x 230 x 138 mm		1	
09818		"	295 x 230 x 203 mm		1	
04		09811	Boîte et inserts silicone pour identification (6 couleurs) Lavable en laveur désinfecteur jusque 110°C	325 x 256 x 100 mm		1
	09813	"	530 x 325 x 100 mm		1	
	09824	"	530 x 325 x 150 mm		1	
05	17201	Cuve de désinfection / transport - Lavable en laveur désinfecteur jusque 110°C	590 x 295 x 150 mm		1	
	17202	Couvercle - Lavable en laveur désinfecteur jusque 110°C	590 x 295 x 30 mm		1	
	17203	"	590 x 295 x 30 mm		1	
	17204	"	590 x 295 x 30 mm		1	
	17205	"	590 x 295 x 30 mm		1	
	17206	"	590 x 295 x 30 mm		1	
	17207	"	590 x 295 x 30 mm		1	



## CUPULES POLYPROPYLÈNE

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses et plots de surélévation externes pour une meilleure circulation de la vapeur

Sans latex

**Garanties 1000 cycles d'utilisation**

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO), et au peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

N°	Référence	Description	Couleur	Unité Vente
01	W1100	Cupule 35 ml (GP40)		100
02	W1110	Cupule 95 ml (GP60)		300
03	W1120	Cupule 280 ml (GP80)		80
04	W1111	Cupule fond plat 50 ml (GPLB60)		400
05	W1121	Cupule fond plat 200 ml (GPLB80)		200
06	W1201	Cupule fond plat 300 ml (GPLB100)		135
07	W1211	Cupule fond plat 500 ml (GPLB150)		60
08	W1200	Cupule graduée 280 ml (LB100)		200
09	W1210	Cupule graduée 900 ml (LB150)		60
10	W1220	Cupule graduée 2000 ml (LB200)		30
11	W1230	Cupule graduée 3000 ml (LB250)		20

*Sous conditionnement possible*

## CUPULES INOX

Fabrication acier inoxydable

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Contenance	Couleur	Unité Vente
12	08230	60 ml		2
	08231	120 ml		2
	08232	175 ml		2
	08233	235 ml		2



## HARICOTS

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

**Garantis 1000 cycles d'utilisation** (pour les refs. W...)

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO), et au peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1400	Avec graduations 300 ml (KD150)	150 x 35 mm		210
02	W1410	Avec graduations 500 ml (KD200)	200 x 45 mm		150
03	W1420	Avec graduations 750 ml (KD250)	250 x 55 mm		60
	W1421	Avec graduations 750 ml (KDY250)	250 x 55 mm		60
04	W1440	Avec graduations 1500 ml (KD300)	300 x 65 mm		25
05	W2680	Avec graduations (KDC250)	250 x 130 mm		60
06	W2695	1500ml, avec poignée (VB300)	300 x 144 mm		25
07	MH255.01	-	225 x 150 x 45 mm		25
	MH255.02	-	225 x 150 x 45 mm		25
	MH255.03	-	225 x 150 x 45 mm		25
	MH255.04	-	225 x 150 x 45 mm		25
	MH255.05	-	225 x 150 x 45 mm		25
	MH255.06	-	225 x 150 x 45 mm		25

*Sous conditionnement possible*



## BASSINES

Fabrication polypropylène réutilisable  
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

**Garanties 1000 cycles d'utilisation**

Utilisables dans les services de soins  
Stérilisables à 134°C, à l'Oxyde d'Ethylène (EtO),  
et au Peroxyde d'Hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1300	Bassine graduée 3 L (WB3112)	310 x 105 mm		25
02	W1320	Bassine graduée 5 L (WB3513)	350 x 120 mm		25
03	W1310	Bassine transparente graduée 3 L (WBN3112)	310 x 105 mm		25
04	W1330	Bassine graduée transparente 5 L (WBN3515)	350 x 120 mm		25

*Sous conditionnement possible*



## VERRES DOSEURS

Fabrication polypropylène réutilisable  
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

**Garantis 1000 cycles d'utilisation**

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO),  
et au peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

N°	Référence	Description	Couleur	Unité Vente
01	W2600	Pot gradué 50 ml (MM50)	∅	1000
	W2610	Pot gradué 60 ml (MM60)	∅	1000
02	W2620	Pot gradué 60 ml (MM60BL)	∅	1000
03	W1500	Verre doseur 500 ml (JG500)	∅	50
	W1510	Verre doseur 1000 ml (JG1000)	∅	45
04	W1520	Verre doseur 2000 ml (JG2000)	∅	20



# Gamme Usage unique

## CUPULES USAGE UNIQUE

Fabrication polypropylène

Garanties sans latex, à usage unique

Stérilisables à 134°C

Il est conseillé de ne pas placer les dispositifs métalliques à proximité des produits à paroi fine afin d'éviter toute déformation durant la stérilisation



N°	Référence	Description	Contenance	Couleur	Unité Vente
01	W1700	Cupule usage unique (GPS60)	60 ml	Ø	2000
	W1710	Cupule usage unique (GPS120)	120 ml	Ø	1000
	W1720	Cupule usage unique (GP100)	250 ml	Ø	750
	W1730	Cupule usage unique (GP130)	500 ml	Ø	735
	W1800	Cupule usage unique (SB170)	1000 ml	Ø	340
	W1810	Cupule usage unique (SB200)	2000 ml	Ø	220

*Sous conditionnement possible*

02	08240	Cupule graduée usage unique	100 ml	Ø	100
	08236	"	100 ml	●	100
	08237	"	100 ml	●	100
	08238	"	100 ml	●	100
03	08239	"	100 ml	●	100
	08214	"	150 ml	Ø	10
	08203	"	150 ml	●	10
	08204	"	150 ml	●	10
	08205	"	150 ml	●	10
04	08215	"	250 ml	Ø	10
	08206	"	250 ml	●	10
	08207	"	250 ml	●	10
	08208	"	250 ml	●	10
05	08209	"	500 ml	●	10
	08255	"	500 ml	●	300
	08210	"	1000 ml	●	10
	08211	"	3000 ml	●	1

01



## CUPULES STÉRILES USAGE UNIQUE

Fabrication polypropylène  
Garanties sans latex  
Stériles, à usage unique

N°	Référence	Description	Dimensions / Contenance	Couleur	Unité Vente
01	08218	Cupule stérile	250 ml	■	100
	08219	"	250 ml	■	100
	08220	"	250 ml	■	100
	08227	"	500 ml	■	40
	08228	"	1000 ml	■	35

02



02	08225	Set de 3 cupules stériles	1 x 250 ml 2 x 500 ml	■	25
	08226	Set de 5 cupules stériles	2 x 250 ml 2 x 500 ml 1 x 1000 ml	■	35
	08229	Set de 1 cupule stérile et 1 spatule	1 x 250 ml spatule 175 mm	■	50
	08235	Set de 1 cupule stérile et 1 spatule	1 x 500 ml spatule 175 mm	■	40
	08234	Set de 1 cupule stérile et 1 spatule	1 x 1000 ml spatule 175 mm	■	35



## HARICOTS USAGE UNIQUE

Fabrication polypropylène

Garantis sans latex

À usage unique

Utilisables dans les services de soins

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1910	Haricot usage unique 750 ml (KB250) Fabrication polypropylène Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	252 x 100 x 48 mm	∅	450
	W1920	Haricot usage unique 1500 ml (KB300) Fabrication polypropylène Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	300 x 140 x 57 mm	∅	135
02	09222	Haricot usage unique Fabrication carton Stérilisation vapeur 134°C	236 x 154 x 50 mm	■	300

Sous conditionnement possible refs. W1910 et W1920



## SPATULES USAGE UNIQUE

Fabrication plastique résistant

Stérilisables à 134°C



N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
03	08212	190 mm	■	50
04	08213	175 mm	□	12
05	08217	160 mm	□	50



## PLATEAUX DE SOINS / STÉRILISATION

Garantis sans latex

À usage unique

Utilisables dans les services de soins

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W2120	Plateau 4 compartiments polypropylène (LCT22155) Stérilisation vapeur 134°C, Eto, H <sup>2</sup> O <sup>2</sup>	220 x 150 x 24 mm		160
02	W2200	Plateau usage unique polypropylène (ST4330) Stérilisation vapeur 134°C, Eto, H <sup>2</sup> O <sup>2</sup>	430 x 330 x 64 mm		63
03	09220	Plateau usage unique en carton Stérilisation vapeur 134 °C	180 x 90 x 19 mm		1240
	09217	"	180 x 136 x 20 mm		1200
	09218	"	225 x 135 x 19 mm		840
	09219	"	260 x 135 x 19 mm		450

Sous conditionnement possible refs. W2120 et W2200



## VERRES DOSEURS / BASSINES

Fabrication polypropylène

Garanti sans latex

À usage unique

Utilisable dans les services de soins


N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W2240	Verre doseur (QV30) Stérilisation vapeur 134°C, Eto, H <sup>2</sup> O <sup>2</sup>	190 x 65 mm	Ø	75
02	W2230	Verre doseur 1000 ml (J1000) Stérilisation vapeur 134°C, Eto, H <sup>2</sup> O <sup>2</sup>		Ø	100
03	W1820	Bassine graduée 5L (TB350) Stérilisation vapeur 134°C, Eto, H <sup>2</sup> O <sup>2</sup>	352 x 116 mm	■	50

*Sous conditionnement possible*





# Gamme Hygiène et soins



## URINAUX

Fabrication polypropylène réutilisable  
Garantis sans latex (sauf W2370 et W2380)  
Lavables en laveur désinfecteur  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Contenance	Unité Vente
01	W2300	Urinal femme en polyéthylène (UF1000)	1000 ml	30
02	W2310	Bassin urinal plat pour femme en polyéthylène (PUF1000)	1000 ml	20
03	W2330	Urinal avec poignée et bouchon hermétique (UBS1000)	1200 ml	45
04	W2340	Urinal avec poignée et bouchon hermétique (UML1000)	1000 ml	50
05	W2380	Urinal avec poignée et valve (USP1200)	1000 ml	10
06	W2381	Urinal avec poignée et bouchon hermétique (UMA1000)	1000 ml	50
07	W2350	Urinal junior avec bouchon hermétique (UM650)	650 ml	25
08	W2360	Urinal adulte avec bouchon hermétique (UM1000)	1000 ml	30
09	W2370	Accessoire anti-reflux (UMT), pour réf. W2330	-	25
10	W2390	Porte urinaux pour réf. W2330, W2340, W2300 (UBH2002)	-	10

*Sous conditionnement possible*

01



02



03



04



05



08



06



07



09



10



11



12



13



14



## BASSINS

Fabrication polypropylène réutilisable

Lavables en laveur désinfecteur

Stérilisables à 134°C (sauf ref. W2470)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W2400	Bassin de lit avec couvercle (FPN)	449 x 309 x 99 mm		12
02	W2410	Bassin de lit avec couvercle (FPNW)	449 x 309 x 99 mm		12
03	W2320	Bassin de lit pour femme (SPN)	335 x 245 mm		25
04	W2420	Bassin de lit avec couvercle (VPN)	355 x 308 x 108 mm		15
05	W2422	Bassin de lit (VP)	355 x 308 x 108 mm		18
06	W2423	Couvercle pour réf. W2422 (VPL)	180 x 360 mm		10
07	W2421	Bassin de lit avec couvercle (VPNW)	355 x 308 x 108 mm		15
08	W2440	Bassin de lit rond avec couvercle et poignée (DPNF)	420 x 315 x 100 mm		15
09	W2470	Seau hygiénique avec couvercle et anse de transport (CBL) Non stérilisable	259 x 259 x 144 mm		25
10	W2450	Bidet amovible (CMP)	3000 ml		30
11	W2441	Bidet amovible (CMPW)	3000 ml		20
12	W2480	Bassin pour adulte (BPN)	2500 ml		30
13	W2481	Support pour bassin jetable (PBPS)	2500 ml		30
14	W2482	Support pour bassin jetable (PSPS)	1500 ml		30

*Sous conditionnement possible*

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



## GOBELETS / BECS VERSEURS / AUTRES

Fabrication polypropylène réutilisable

Garantis sans latex

Lavables en laveur-désinfecteur

N°	Référence	Description	Dimensions / Contenance	Couleur	Unité Vente
01	W2500	Bécher gradué 250 ml (BFC250)	250 ml		300
02	W2510	Bécher gradué avec poignées (BFH250)	250 ml		140
03	W2520	Couvercle verseur petit bec pour réf. W2500 et W2510 (BNS)	Perforation bec 4 x 4 mm		300
	W2530	Couvercle verseur bec moyen pour réf. W2500 et W2510 (BMS)	Perforation bec 7 x 4 mm		300
	W2540	Couvercle verseur grand bec pour réf. W2500 et W2510 (BWS)	Perforation bec 13 x 8 mm		300
04	W2550	Bec verseur pour réf. W2500 et W2510 (BRF)	-		180
05	W2560	Gobelet avec petites poignées et bec verseur (GPMC6250)	250 ml		90
06	W2570	Gobelet avec bec verseur (HDMS)	300 ml		40
07	W2580	Tasse avec bec verseur (TFB)	250 ml		45
08	W2590	Verre plastique (TBC)	280 ml		120
09	W2660	Cruche grande taille graduée avec couvercle (JGL1000)	1000 ml		40
	W2595	LOT : 1 plateau W2690, 1 verre W2590, 1 cruche W2660 (LST)	-		20
10	W2670	Boîte à dentier (DNT)	90 x 80 x 60 mm		75

*Sous conditionnement possible*



# **CONSOMMABLES DE STÉRILISATION**



Rubans adhésifs	170
Fonds de panier absorbants	172
Sachets de protection	174




01 02 03 04 05 06



07 08 09 10 11 12



13




14



15



16



## RUBANS ADHÉSIFS

Conçus pour sceller les emballages souples tels que les non-tissés et le papier crêpe

Avec ou sans indicateur

À usage unique

N°	Référence	Largeur ruban	Longueur ruban	Description	Indicateur	Couleur	Unité Vente
01	01522	18 mm	50 m	-	Vapeur		48 rouleaux
	01523	24 mm	50 m	-	Vapeur		36 rouleaux
02	01130	19 mm	50 m	-	Vapeur		48 rouleaux
	01505	25 mm	50 m	-	Vapeur		36 rouleaux
03	01500	19 mm	50 m	Forte adhérence	Vapeur		48 rouleaux
	01506	25 mm	50 m	Forte adhérence	Vapeur		36 rouleaux
04	01131	19 mm	50 m	-	EO		48 rouleaux
05	01151	19 mm	50 m	-	Air chaud		1 rouleau
06	01509	25 mm	25 m	-	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>		1 rouleau
07	01132	19 mm	50 m	-	Sans		48 rouleaux
08	01507	25 mm	50 m	-	Sans		36 rouleaux
09	01501	19 mm	50 m	Forte adhérence, adapté aux non-tissés	Sans		48 rouleaux
10	01508	25 mm	50 m	Forte adhérence, adapté aux non-tissés	Sans		36 rouleaux
11	01511	19 mm	50 m	Extra-forte adhérence	Sans		48 rouleaux
12	01502	50 mm	50 m	Ruban papier crêpe	Sans		1 rouleau
13	09001	-	-	Dévidoir pour 1 rouleau adhésif Largeur ruban max 25 mm	-	-	1
	09005	-	-	Lame de rechange pour ref. 09001	-	-	1
14	09035	-	-	Dévidoir pour 1 rouleau adhésif Largeur ruban max 25 mm + levier	-	-	1
	09036	-	-	Porte-lame pour ref. 09035	-	-	1
	09007	-	-	Lame de rechange pour ref. 09035	-	-	1
15	09002	-	-	Dévidoir pour 2 rouleaux adhésifs Largeur ruban max 25 mm	-	-	1
	09008	-	-	Lame de rechange pour ref. 09002	-	-	1
16	09063	-	-	Dévidoir pour 4 rouleaux adhésifs Largeur ruban max 25 mm	-	-	1
	09359	-	-	Lame de rechange pour ref. 09063	-	-	1



## FONDS DE PANIER ABSORBANTS

Réduit la formation de condensation et garantit son évaporation durant le cycle final de séchage  
Grandes propriétés d'absorption

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	01698	250 x 300 mm	Feuille absorbante en non-tissé	500
	01697	300 x 500 mm	Feuille absorbante en non-tissé	500
	15500	180 x 280 mm	Feuille absorbante en papier crêpe	250
	50110	350 x 350 mm	Feuille absorbante en papier crêpe	500
	49938	500 x 300 mm	Feuille absorbante	200
02	51448	580 x 350 mm	Feuille absorbante	500
	49937	600 x 400 mm	Feuille absorbante - L'absorption d'eau équivaut à 200-240% du poids du papier (= 2-2.4x)	500
03	1136011	330 x 300 mm	Tamis absorbant, plié - 100% cellulose, 60g/m2	1200
	1137011	330 x 550 mm	Tamis absorbant, plié - 100% cellulose, 80g/m2	500

01



02



03



## SACHETS TYVEK

Fabrication Tyvek et film composite  
 Avec indicateur H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  
 Résistants aux déchirures  
 Stérilisables basse température H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, FO, EO  
 À usage unique

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	36212	75 x 200 mm	Sachet Tyvek pelable	1000
	36213	100 x 250 mm	"	1000
	36214	150 x 300 mm	"	1000
	36215	160 x 440 mm	"	600
	36216	160 x 600 mm	"	600
	36217	200 x 380 mm	"	500
	36218	250 x 380 mm	"	500
	02	36220	90 x 200 mm	Sachet Tyvek pelable auto-adhésif
36221		90 x 250 mm	"	1000
36222		130 x 270 mm	"	1000
36223		130 x 380 mm	"	1000
36234		190 x 330 mm	"	1000
36225		250 x 400 mm	"	600
36226		300 x 450 mm	"	600
03		36227	75 mm x 100 m	Gaine Tyvek
	36228	100 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36229	150 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36230	200 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36232	250 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36233	300 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36237	400 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36238	500 mm x 100 m	"	1 rouleau

01



02



03



## SACHETS DE PROTECTION

Fabrication en polyéthylène

Transparents, à usage unique

Ne conviennent pas à la stérilisation à l'autoclave

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	03049	700 x 1050 mm, 70 µm	Sachet à rabat adhésif- Sans inscription	50
	03037	630 x 820 mm, 60 µm	"	100
	03032	600 x 750 mm, 50 µm	"	100
	03022	450 x 480 mm, 30 µm	"	100
	03031	420 x 700 mm, 50 µm	"	100
	03030	300 x 500 mm, 50 µm	"	100
	03007	300 x 400 mm, 60 µm	"	100
	03028	200 x 650 mm, 80 µm	"	100
	03029	200 x 300 mm, 50 µm	"	100
	03025	150 x 380 mm, 50 µm	"	100
	03023	150 x 270 mm, 50 µm	"	100
	03026	120 x 520 mm, 50 µm	"	100
	03024	100 x 350 mm, 50 µm	"	100
	03004	100 x 150 mm, 50 µm	"	500
02	03034	640 x 770 mm, 60 µm	Sachet à rabat adhésif Avec inscription «Sachet de protection auto-adhésif...»	100
	03040	500 x 500 mm, 60 µm	"	100
	03035	460 x 750 mm, 60 µm	"	100
	03017	400 x 600 mm, 50 µm	"	100
	03036	300 x 600 mm, 60 µm	"	100
	03033	245 x 345 mm, 60 µm	"	100
03	03046	480 x 640 mm, 70 µm	Sachet avec curseur refermable Sans inscription	50
	03045	320 x 440 mm, 70 µm	"	100
	03041	320 x 230 mm, 75 µm	"	100
	03042	250 x 170 mm, 60 µm	"	100
	03047	200 x 300 mm, 60 µm	"	100
	03043	200 x 150 mm, 60 µm	"	100
	03044	170 x 120 mm, 60 µm	"	100

01



02



03



04



05



## SACHETS DE PROTECTION

Fabrication en polyéthylène

Transparents, à usage unique

Ne conviennent pas à la stérilisation à l'autoclave

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	09908	40 x 60 mm, 50 µm	Sachet microsnap fermeture zip	2000
	09912	70 x 100 mm, 50 µm	"	1000
	09902	80 x 120 mm, 50 µm	"	1000
	09917	90 x 450 mm, 50 µm	"	1000
	09918	90 x 550 mm, 50 µm	"	1000
	09919	90 x 670 mm, 50 µm	"	1000
	09906	100 x 150 mm, 50 µm	"	1000
	09915	120 x 250 mm, 50 µm	"	1000
	09903	150 x 220 mm, 50 µm	"	1000
	09914	180 x 250 mm, 50 µm	"	1000
	09900	220 x 300 mm, 50 µm	"	1000
	09997	250 x 350 mm, 50 µm	"	1000
	09905	300 x 400 mm, 50 µm	"	1000
	09911	400 x 500 mm, 50 µm	"	500
	09909	400 x 600 mm, 50 µm	"	500
	09910	500 x 600 mm, 50 µm	"	500
	09925	60 x 130 mm, 50 µm	"	1000
	09913	120 x 170 mm, 50 µm	"	1000
02	09916	70 x 700 mm, 50 µm	Sachet plat	250
	09922	70 x 1000 mm, 50 µm	"	20
	09923	70 x 1000 mm, 50 µm	"	250
03	09924	200 x 400 mm, 80 µm	Sachet plat opaque, marron	1000
04	36210	80 x 160 mm, 36 µm	Sachet plat pour la stérilisation à l'air chaud	500
	36211	120 x 200 mm, 36 µm	"	500
05	36201	30 mm x 100 m, 30 µm	Film tubulaire pour la stérilisation à l'air chaud - Non soudable	1 rouleau
	36202	50 mm x 100 m, 30 µm	"	1 rouleau
	36203	75 mm x 100 m, 30 µm	"	1 rouleau
	36204	100 mm x 100 m, 30 µm	"	1 rouleau
	36205	150 mm x 100 m, 30 µm	"	1 rouleau
	36206	200 mm x 100 m, 30 µm	"	1 rouleau
	36207	250 mm x 100 m, 30 µm	"	1 rouleau
	36208	300 mm x 100 m, 30 µm	"	1 rouleau
	36209	450 mm x 80 m, 30 µm	"	1 rouleau

01



02



03



## SACHETS DE PROTECTION

Fabrication en polyéthylène  
Transparents, à usage unique

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	03063	530 x 700 mm	Sac jetable - <b>Sans indicateur</b> Stérilisable à 134°C, très résistant	200
	03064	630 x 800 mm	"	120
	03065	630 x 890 mm	"	120
	03066	800 x 1100 mm	"	100
	03067	870 x 1100 mm	"	100
	03068	530 x 700 mm	Sac jetable - <b>Avec indicateur</b> Stérilisable à 134°C, très résistant	200
	03069	630 x 800 mm	"	120
	03070	630 x 890 mm	"	120
	03071	800 x 1100 mm	"	100
	03072	870 x 1100 mm	"	100
02	26010	640 x 540 mm	Endo seal bag sachet de transport et de protection des endoscopes Identification simple des DM propres et souillés (faces rouge / vert) Fermeture adhésive à rabat sécurisée - Stérile, à usage unique	250
	279.02	630 x 800 mm	"	250
03	03073	120 x 100 mm	Sacs de sécurité en polyéthylène - Pour stockage hygiénique après désinfection Avec numéro de série et fermeture de sécurité : 40 mm Étiquette détachable : 50 mm	100
	03074	170 x 200 mm	"	100
	03076	220 x 500 mm	"	100
	03075	320 x 300 mm	"	100
	03077	520 x 500 mm	"	100
	03078	770 x 500 mm	"	100



# ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ



Infos étiquettes de traçabilité	184
Étiquettes synthétiques simple enduction	186
Étiquettes simple enduction - Sans indicateur	188
Étiquettes simple enduction - Indicateur vapeur	190
Étiquettes double enduction - Sans indicateur	192
Étiquettes double enduction - Indicateur vapeur	194
Étiquettes avec autres indicateurs	204
Étiquettes continues	206
Étiquettes adhésives laser A4	208
Film thermo-transfert	210
Étiquettes anti-traces	212
Rubans laminés TZ	214
Pincés à étiqueter	216
Pastilles d'identification autocollantes	220

# INFOS ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ

Un étiquetage approprié et complet permet une utilisation sécurisée et efficace du dispositif médical auprès du patient.

STERILMED propose une gamme complète d'étiquettes documentation pour une parfaite traçabilité des dispositifs médicaux stérilisés.




## CARACTÉRISTIQUES

- En papier ou synthétique de haute qualité
- À usage unique ou durable
- Adhésif de forte adhérence
- Compatibles avec les imprimantes d'étiquettes les plus utilisées
- Avec ou sans indicateur de passage
- Pour la stérilisation à 134°C 18 min ou pour la stérilisation à basse température
- Sens d'enroulement intérieur ou extérieur

## ETIQUETTE LAVABLE SYNTHÉTIQUE

Conçue pour la traçabilité des paniers et plateaux en cycle de lavage et désinfection.

Durable et stérilisable à 134°C, l'étiquette peut subir un ou plusieurs cycles sans se détériorer.



## SIMPLE / DOUBLE ENDUCTION

L'étiquette est dotée d'un support adhésif permettant à l'utilisateur de la positionner une fois pour les étiquettes simples puis une seconde fois pour les étiquettes à double enduction (double support adhésif)



## AVEC / SANS INDICATEURS

L'indicateur est un témoin visuel de passage en stérilisation.




## ETIQUETTE DIVISIBLE

L'étiquette est divisée en plusieurs parties qui peuvent être collées individuellement sur le dispositif médical mais aussi sur la fiche de traçabilité.




01



02



03



04



## ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUE SIMPLE ENDUCTION

Étiquettes thermo-transfert en synthétique à simple enduction sans indicateur de passage

Fixation durable grâce à une forte adhérence


Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Adhérence	Prédécoupe	Description	Couleur	Unités / Rouleau
01	04173	32 x 22 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04149	40 x 14 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04218	40 x 28 mm	25 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04174	40 x 28 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04227	50 x 23 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04271	50 x 23 mm	25 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04186	55 x 35 mm	50 mm	Adhésif fort	Oui	Avec languette sur le côté	<input type="checkbox"/>	1000
	04239	57 x 16 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04176	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04293	60 x 25 mm	76 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
02	04221	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1000
	04222	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1000
	04223	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1000
	04255	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1000
03	04175	70 x 33 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04139	70 x 33 mm	25 mm	Adhésif fort	Non	-	<input type="checkbox"/>	1000
	04096	75 x 35 mm	76 mm	Adhésif amovible	Non	Sans résidus Détachable des deux côtés	<input type="checkbox"/>	500
	04330	80 x 50 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-	<input type="checkbox"/>	1000
04	04277	105 x 36 mm	76 mm	-	Non	Pour la stérilisation H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Fente à gauche	<input type="checkbox"/>	1000

01




03




02



04



05



06



## ÉTIQUETTES SIMPLE ENDUCTION - SANS INDICATEUR

Étiquettes thermo-transfert à simple enduction sans indicateur de passage


Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Adhérence	Prédécoupe	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04257	38 x 98 mm	25 mm	-	Non		<input type="checkbox"/>	500
02	04267	40 x 25 mm	25 mm	-	Non		<input type="checkbox"/>	1000
	04159	40 x 25 mm	40 mm	-	Non		<input type="checkbox"/>	2000
03	04270	58 x 35 mm	40 mm	-	Oui		<input type="checkbox"/>	1000
	04146	75 x 35 mm	76 mm	-	Non		<input type="checkbox"/>	2000
04	04263	95 x 60 mm	40 mm	-	Non		<input type="checkbox"/>	2500
05	04078	105 x 33 mm	40 mm	Adhésif amovible	Oui		<input type="checkbox"/>	1000
06	04140	110 x 80 mm	40 mm	-	Oui		<input type="checkbox"/>	1000



## ÉTIQUETTES SIMPLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à simple enduction avec indicateur de passage vapeur


Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04199	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	2000
02	04037	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Fente au dos		<input type="checkbox"/>	1250
03	04178	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
04	04036	70 x 38 mm	40 mm	Oui	Fente au dos		<input type="checkbox"/>	2500
05	04286	100 x 70 mm	76 mm	Non	-		<input type="checkbox"/>	1000
	04317	100 x 70 mm	25 mm	Non	-		<input type="checkbox"/>	1000



## ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - SANS INDICATEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction sans indicateur de passage


Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04208	50 x 33 mm	40 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	1000
	04138	50 x 33 mm	76 mm	Non	-		<input type="checkbox"/>	1000
02	04152	60 x 34 mm	40 mm	Oui	Adhésif extra-fort		<input type="checkbox"/>	1000
	04087	60 x 34 mm	25 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	900
03	04161	63 x 40 mm	76 mm	Non	-		<input type="checkbox"/>	2000
04	04084	70 x 33 mm	40 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	1000
	04027	70 x 33 mm	76 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	1000
05	04292	72 x 48 mm	76 mm	Oui	Divisée en 2 étiquettes 72 x 32 mm / 72 x 16 mm		<input type="checkbox"/>	660
06	04321	75 x 35 mm	40 mm	Non	Sans fente		<input type="checkbox"/>	1000
	04284	75 x 35 mm	76 mm	Non	Sans fente		<input type="checkbox"/>	2000
	04188	75 x 35 mm	76 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	2000
07	04187	102 x 56 mm	76 mm	Oui	Divisée en 3 étiquettes 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm		<input type="checkbox"/>	2000



## ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction avec indicateur de passage vapeur





Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04088	40 x 43 mm	50 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	750
02	04207	50 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
03	04141	57 x 40 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04290	58 x 38 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04214	58.5 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
04	04209	58.5 x 35 mm	40 mm	Oui	Divisé en 2 étiquettes 58.5 x 17.5 mm Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
05	04160	60 x 31 mm	25 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04190	60 x 31 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04094	60 x 31 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	2000
	04300	60 x 33 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04086	60 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04158	60 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	2000
	04266	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	2000
	04265	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	1000
	04057	63 x 40 mm	76 mm	Oui	-		<input type="checkbox"/>	2000
	04282	63 x 40 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04038	63 x 40 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	2000
	04090	63 x 40 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04147	70 x 33 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	2000



## ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction avec indicateur de passage vapeur

Fixation durable grâce à une forte adhérence


Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04243	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-			1000
	04244	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-			1000
	04245	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-			1000
	04246	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-			1000
02	04010	60 x 33 mm	40 mm	Oui	Avec coin rouge Idéal pour les emballages non-tissés			1000
03	04144	70 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2000
	04089	70 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04169	70 x 33 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2000
	04295	70 x 33 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04180	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2500
	04183	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04291	83 x 40 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04241	83 x 40 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
04	04315	70 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04182	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04272	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04256	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
05	04306	70 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
06	04157	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2500
07	04262	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04197	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2000
08	04336	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04250	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04198	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04236	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2500
	04302	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04260	70 x 35 mm	76 mm	Non	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04242	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04313	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000

01




02



03



04



05



## ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction avec indicateur de passage vapeur


Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04273	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04274	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04275	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04276	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04365	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04366	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04367	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04368	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04369	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04370	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04371	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04372	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
02	04251	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04252	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04253	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04254	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
03	04133	70 x 38 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			750
04	04075	70 x 39 mm	76 mm	Oui	Coin rouge			2000
	04074	70 x 39 mm	76 mm	Oui	Coin bleu			2000
	04076	70 x 39 mm	76 mm	Oui	Coin vert			2000
	04077	70 x 39 mm	76 mm	Oui	Coin jaune			2000
05	04167	72 x 48 mm	40 mm	Oui	Divisé en 2 étiquettes 72 x 32 mm / 72 x 16 mm			660
	04287	72 x 48 mm	76 mm	Oui	Divisé en 2 étiquettes 72 x 32 mm / 72 x 16 mm			660
	04309	72 x 48 mm	76 mm	Non	Divisé en 2 étiquettes 72 x 32 mm / 72 x 16 mm			2000



## ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction avec indicateur de passage vapeur

Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles


Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04280	75 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
02	04296	90 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	2000
	04299	90 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	2000
03	04329	90 x 35 mm	40 mm	Oui	Angle rouge - Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
	04021	90 x 35 mm	40 mm	Oui	Angle rouge Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	2000
	04303	90 x 35 mm	40 mm	Oui	Angle rouge Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
04	04004	99 x 37 mm	-	Oui	Avec marges perforées Plié en zig-zag	-	<input type="checkbox"/>	2500
05	04311	100 x 60 mm	76 mm	Non	Idéal pour les emballages non-tissés		<input type="checkbox"/>	1000
06	04171	100 x 75 mm	25 mm	Non	Divisé en 3 étiquettes : 100 x 50 mm / 50 x 25 mm / 50 x 25 mm		<input type="checkbox"/>	500
07	04137	102 x 56 mm	76 mm	Non	Divisé en 3 étiquettes : 56 x 34 mm / 56 x 34 mm / 56 x 34 mm		<input type="checkbox"/>	2000
08	04150	102 x 56 mm	76 mm	Non	Divisé en 3 étiquettes : 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm		<input type="checkbox"/>	2000
	04164	102 x 56 mm	25 mm	Non	Divisé en 3 étiquettes : 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm		<input type="checkbox"/>	660
	04318	102 x 56 mm	76 mm	Non	Divisé en 3 étiquettes : 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm		<input type="checkbox"/>	1000
	04165	102 x 56 mm	40 mm	Oui	Divisé en 3 étiquettes : 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm		<input type="checkbox"/>	660
	04234	102 x 56 mm	76 mm	Oui	Divisé en 3 étiquettes. : 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm		<input type="checkbox"/>	660



# FABRICATION SUR-MESURE D'ÉTIQUETTES

Commande       Devis       Échantillons

Dimensions des étiquettes :  L x H en mm : \_\_\_\_\_

Diamètre du mandrin :  Ø en mm : \_\_\_\_\_

Couleur étiquettes : \_\_\_\_\_

Nombre d'étiquettes par rouleau : \_\_\_\_\_

Enduction :  Simple       Double

Indicateur de passage :  Avec indicateur       Sans indicateur

Étiquette divisée en plusieurs : \_\_\_\_\_

Quantité : \_\_\_\_\_

Dimensions : \_\_\_\_\_

Pré-inscription (texte souhaité) : \_\_\_\_\_

Face des étiquettes, intérieur / extérieur :    





Lavable / Stérilisable 134°C : \_\_\_\_\_

Consommation annuelle : \_\_\_\_\_

Autres informations utiles : \_\_\_\_\_

Commentaires :

Coordonnées / Cachet :



## ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - AUTRES INDICATEURS

Étiquettes double enduction avec différents indicateurs de passage




Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Indicateur	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04185	60 x 31 mm	40 mm	Oui	Vapeur - FO	Changement de couleur : violet à vert et rose à marron		<input type="checkbox"/>	1000
	04064	63 x 40 mm	76 mm	Oui	Vapeur - FO	Changement de couleur : violet à vert et rose à marron		<input type="checkbox"/>	2000
	04058	63 x 40 mm	40 mm	Oui	Vapeur - FO	Changement de couleur : violet à vert et rose à marron		<input type="checkbox"/>	2000
02	04065	88.5 x 36 mm	40 mm	Oui	Vapeur - FO	Changement de couleur : violet à vert et rose à marron		<input type="checkbox"/>	1000
03	04153	70 x 35 mm	40 mm	Non	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Changement de couleur : jaune à bleu		<input type="checkbox"/>	1000
	04135	70 x 33 mm	40 mm	Non	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Changement de couleur : jaune à bleu		<input type="checkbox"/>	1000
04	04278	70 x 35 mm	40 mm	Non	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Etiquette Tyvek Changement de couleur : rouge à jaune		<input type="checkbox"/>	1000

ÉTIQUETTES DE TRACABILITÉ



## ÉTIQUETTES CONTINUES

Étiquettes thermo-transfert continues avec indicateur de passage vapeur


Fixation durable grâce à une forte adhérence

Étiquettes enroulées à l'extérieur

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Stérilisables à 134°C


N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Adhérence	Indicateur	Description	Face int./ext.	Couleur	Unité vente
01	04269	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction Extra-fort	Vapeur	-		<input type="radio"/>	1 rouleau
02	04085	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur	Idéal emballages non-tissés		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04145	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction	Vapeur	Idéal emballages non-tissés		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04142	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction Adhésif spécial	Vapeur	Minimise l'encrassement du couteau de coupe de l'imprimante		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04268	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction Adhésif spécial	Vapeur	Minimise l'encrassement du couteau de coupe de l'imprimante		<input type="radio"/>	1 rouleau
03	04181	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur	Idéal emballages non-tissés Avec bordure libre des deux côtés		<input type="radio"/>	1 rouleau
04	04060	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne rouge		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04061	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne verte		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04062	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne bleue		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04063	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne jaune		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04210	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne rouge		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04211	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne verte		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04212	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne bleue		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04213	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction	Vapeur	Ligne jaune		<input type="radio"/>	1 rouleau
05	04098	60 mm x 100 m	76 mm	Simple enduction	Vapeur	-		<input type="radio"/>	1 rouleau
06	04093	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Sans	Sans inscriptions		<input type="radio"/>	1 rouleau
07	04046	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur / FO	Changement de couleur: rose à brun ou violet au vert		<input type="radio"/>	1 rouleau
	04307	70 mm x 80 m	76 mm	Double enduction	Vapeur / FO	Changement de couleur: rose à brun ou violet au vert		<input type="radio"/>	1 rouleau
08	04045	70 mm x 80 m	50 mm	Double enduction	Vapeur / EO	Changement de couleur: rose à brun ou violet au vert		<input type="radio"/>	1 rouleau



## ÉTIQUETTES ADHÉSIVES LASER A4

Fixation durable grâce à une forte adhérence  
Utilisation avec une imprimante ou manuellement  
Stérilisables à 134°C



N°	Référence	Dimensions	Adhérence	Indicateur	Description	Couleur	Unité vente
01	04285	65 x 39 mm	Simple enduction	Sans	Avec perforations détachables 50 feuilles A4 avec 21 étiquettes chacunes	<input type="checkbox"/>	1050
02	04016	48.3 x 25.4 mm	Simple enduction	Vapeur	Changement de couleur : rose à brun 25 feuilles A4 avec 44 étiquettes chacunes.	<input type="checkbox"/>	1100
	04017	63.5 x 38.1 mm	Simple enduction	Vapeur	Changement de couleur : rose à brun 25 feuilles A4 avec 21 étiquettes chacunes	<input type="checkbox"/>	525
03	50043	100 x 50 mm	Simple enduction	OE	Changement de couleur : blanc à jaune 50 feuilles A4 avec 4 étiquettes chacunes	<input type="checkbox"/>	200



## FILM THERMO-TRANSFERT

Avec revêtement résine, cire ou résine / cire  
Film enroulé à l'intérieur ou à l'extérieur selon les besoins  
Stérilisables à 134°C

Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Description	Face int./ext.	Unité vente
09882	45 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09855	57 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Cire / Résine		1
09270	70 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09852	76 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09854	80 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09452	85 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Cire / Résine - <b>Longueur mandrin 110 mm</b>		1
09062	90 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09494	90 mm x 360 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09853	110 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Cire / Résine		1
09262	110 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09065	110 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09070	57 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Résine		1
09859	80 mm x 600 m	Ø 38 mm	Résine		1
09486	80 mm x 300 m	Ø 25 mm	Résine		1
09476	85 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Résine - <b>Longueur mandrin 110 mm</b>		1
09858	85 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Résine - Résistant jusque 180°C <b>Longueur mandrin 110 mm</b>		1
09232	110 mm x 300 m	Ø 25 mm	Résine		1
09078	60 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09067	60 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09080	70 x 300 mm	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09069	76 x 300 mm	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09077	80 x 300 mm	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09213	85 x 74 mm	Ø 12.5 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C <b>Longueur mandrin 110 mm</b>		1
09061	110 x 300 mm	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09212	110 x 74 mm	Ø 12.5 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1



## ÉTIQUETTES ANTI-TRACES

Se collent et se décolle sans laisser de traces, ni résidus sur toutes les surfaces métalliques (inox, aluminium anodisé...)

Inscription manuelle avec marqueur

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité vente
01	04186	55 x 35 mm	Ø 50 mm Prédécoupée	1000
	04096	75 x 35 mm	Ø 76 mm	500
02	01001	102 x 25 mm	Ø 76 mm Avec indicateur	500
03	01002	102 x 25 mm	Ø 76 mm	500
04	09000	-	Distributeur d'étiquettes 1 rouleau Largeur max rouleau : 120 m	1
05	06013	-	Distributeur d'étiquettes Jusqu'à 4 rouleaux Largeur max rouleau : 250 mm	1

01



02



03



# RUBANS LAMINÉS BROTHER TZ

Stérilisables à 134 °C, résistant jusqu'à 150°C

N°	Référence	Largeur ruban	Longueur ruban	Couleur ruban	Couleur texte	Spécifications	Unité Vente
01	TZ121	9 mm	8 m			-	1
	TZ221	9 mm	8 m			-	1
	TZ421	9 mm	8 m			-	1
	TZ521	9 mm	8 m			-	1
	TZ621	9 mm	8 m			-	1
	TZ721	9 mm	8 m			-	1
	TZFX221	9 mm	8 m			Flexible	1
	TZB31	12 mm	5 m			-	1
	TZC31	12 mm	5 m			-	1
	TZ131	12 mm	8 m			-	1
	TZ231	12 mm	8 m			-	1
	TZ232	12 mm	8 m			-	1
	TZ335	12 mm	8 m			-	1
	TZ431	12 mm	8 m			-	1
	TZ531	12 mm	8 m			-	1
	TZ631	12 mm	8 m			-	1
	TZ731	12 mm	8 m			-	1
	TZEM931	12 mm	8 m			-	1
	TZFX231	12 mm	8 m			Flexible	1
	TZS231	12 mm	8 m			Adhésif puissant	1
	TZS631	12 mm	8 m			Adhésif puissant	1
TZ141	18 mm	8 m			-	1	
TZ241	18 mm	8 m			-	1	
TZ242	18 mm	8 m			-	1	
TZ243	18 mm	8 m			-	1	
TZ345	18 mm	8 m			-	1	
TZ441	18 mm	8 m			-	1	
TZ541	18 mm	8 m			-	1	
TZ641	18 mm	8 m			-	1	
TZ741	18 mm	8 m			-	1	
TZFX241	18 mm	8 m			Flexible	1	
TZS241	18 mm	8 m			Adhésif puissant	1	
TZ151	24 mm	8 m			-	1	
TZ251	24 mm	8 m			-	1	
TZ253	24 mm	8 m			-	1	
TZ451	24 mm	8 m			-	1	
TZ551	24 mm	8 m			-	1	
TZ651	24 mm	8 m			-	1	
TZ751	24 mm	8 m			-	1	
TZFX251	24 mm	8 m			Flexible	1	
TZFX651	24 mm	8 m			Flexible	1	
TZB51	24 mm	5 m			-	1	
TZC51	24 mm	5 m			-	1	
02	ST32.E101	Étiqueteuse Brother P-TOUCH PT-D600VP - Compatible TZ 3.5 à 21 mm					1
03	ST32.E102	Étiqueteuse Brother P-TOUCH PT-H110 - Compatible TZ 3.5 à 12 mm					1



01



02



03



04

05



## PINCE À ÉTIQUETER STERILMED

3 lignes -11 caractères par ligne - Caractères numériques

Garantie 2 ans

Dimensions étiquettes : 29 x 28 mm

Double enduction - Adhésif puissant

N°	Référence	Description	Couleur	Unités
01	ST32.E001	Pince à étiqueter	-	1
02	ST32.E002	Recharge d'encre noire	-	1
03	ST32.E010	Étiquette - modèle A - 500 étiquettes / rouleau Imprimé "DATE DE STÉRILISATION, LOT, PÉREMPTION"	□	30 rouleaux
	ST32.E011	"	●	30 rouleaux
	ST32.E012	"	●	30 rouleaux
	ST32.E013	"	●	30 rouleaux
	ST32.E014	"	●	30 rouleaux
	ST32.E015	"	●	30 rouleaux
04	ST32.E020	Étiquette - modèle B - 500 étiquettes / rouleau Imprimé "STÉRILISATION, PEREMPTION, AUTOCLAVAGE, AGENT, CYCLE/LOT, PRODUIT"	□	30 rouleaux
	ST32.E021	"	●	30 rouleaux
	ST32.E022	"	●	30 rouleaux
	ST32.E023	"	●	30 rouleaux
	ST32.E024	"	●	30 rouleaux
	ST32.E025	"	●	30 rouleaux
05	04068	Indicateur de passage vapeur - 400 étiquettes / rouleau	●	12 rouleaux
	04069	Indicateur de passage vapeur - 400 étiquettes / rouleau	□	12 rouleaux
	04070	Indicateur de passage vapeur - 400 étiquettes / rouleau	●	12 rouleaux
	04071	Indicateur de passage vapeur - 400 étiquettes / rouleau	●	12 rouleaux
	04072	Indicateur de passage vapeur - 400 étiquettes / rouleau	●	12 rouleaux
	04073	Indicateur de passage vapeur - 400 étiquettes / rouleau	●	12 rouleaux
	04308	Indicateur H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> - 500 étiquettes / rouleau Changement de couleur : Rose à jaune	□	1 rouleau



## PINCE À ÉTIQUETER «METO»

3 lignes - 12 caractères (1234567890)

Caractères numériques

Dimensions étiquettes : 29 x 28 mm

Double enduction

N°	Référence	Description	Couleur	Unité vente
01	ST32.E050	Pince à étiqueter	-	1
02	ST32.E051	Recharge d'encre noire	-	1
03	ST32.E010	Étiquette - modèle A 500 étiquettes / rouleau	□	30 rouleaux
	ST32.E011	"	■	30 rouleaux
	ST32.E012	"	■	30 rouleaux
	ST32.E013	"	■	30 rouleaux
	ST32.E014	"	■	30 rouleaux
	ST32.E015	"	■	30 rouleaux
04	ST32.E020	Étiquette - modèle B 500 étiquettes / rouleau	□	30 rouleaux
	ST32.E021	"	■	30 rouleaux
	ST32.E022	"	■	30 rouleaux
	ST32.E023	"	■	30 rouleaux
	ST32.E024	"	■	30 rouleaux
	ST32.E025	"	■	30 rouleaux
05	04068	Indicateur vapeur 400 étiquettes / rouleau	■	12 rouleaux
	04069	"	□	12 rouleaux
	04070	"	■	12 rouleaux
	04071	"	■	12 rouleaux
	04072	"	■	12 rouleaux
	04073	"	■	12 rouleaux



## PINCE À ÉTIQUETER «MONARCH»

3 lignes


Première ligne 12 caractères (ABC123456789)

Ligne du milieu 12 caractères (012345678912)

Ligne inférieure 12 caractères (012345678912)

Dimensions étiquettes : 22.5 x 31 mm

Double enduction



N°	Référence	Description	Couleur	Unité vente
01	ST32.E030	Pince à étiqueter	-	1
02	ST32.E031	Recharge d'encre noire	-	1
03	ST32.E032	Étiquette 750 étiquettes / rouleau	■	12 rouleaux
	ST32.E033	"	■	12 rouleaux
	ST32.E034	"	■	12 rouleaux
	ST32.E035	"	■	12 rouleaux
	ST32.E036	"	□	12 rouleaux
	ST32.E037	"	■	12 rouleaux
	ST32.E038	"	■	12 rouleaux
04	04048	Indicateur vapeur 750 étiquettes / rouleau	■	12 rouleaux
	04049	"	□	12 rouleaux
	04050	"	■	12 rouleaux
	04051	"	■	12 rouleaux
	04052	"	■	12 rouleaux
	04053	"	■	12 rouleaux



## PASTILLES D'IDENTIFICATION AUTOCOLLANTES

N°	Référence	Description	Diamètre	Couleur	Unité vente
01	01779	Stérilisable à 134°C	Ø 10 mm		500
	01780	"	Ø 10 mm		500
	01781	"	Ø 10 mm		500
	01782	"	Ø 10 mm		500
	01783	"	Ø 10 mm		500
	01784	"	Ø 10 mm		500
02	04319	Satisfait	Ø 100 mm		100
	04320	Pas satisfait	Ø 100 mm		100

## PASTILLES D'IDENTIFICATION KEYDOT®

Pastille autocollante avec code DataMatrix pour la traçabilité des instruments et autres dispositifs  
Mise en oeuvre simple ne nécessitant pas d'appareil spécifique ou de formation, la lecture du code se fait simplement par scanners déjà existants

Reste lisible même si endommagé à 60%, garanti 2 ans ou 200 passages à l'autoclave

100 pastilles par planche

Mise en oeuvre en 5 étapes :

1 - Nettoyer la zone d'application

2 - Décoller la pastille KeyDot® de son support

3 - Apposer la pastille KeyDot® sur l'instrument


4 - Appliquer une pression sur la pastille KeyDot® pour la coller sur l'instrument

5 - Passer à l'autoclave l'instrument marqué pour renforcer et finaliser l'adhérence

N°	Référence	Diamètre	Description	Unité vente
03	ID.405	Ø 3.1 mm	Codage sur 17 caractères	1 planche
	ID.400	Ø 4.7 mm	Codage sur 17 caractères	1 planche
	ID.410	Ø 6.3 mm	Codage sur 20 caractères	1 planche
	ID.420	Ø 9.5 mm	Codage sur 20 caractères	1 planche



# ASSURANCE QUALITÉ



Indicateurs de lavage	224
Tests Bowie & Dick	225
Tests PCD	226
Contrôles de charges	228
Autres indicateurs	231
Contrôles de scellage	232
Accessoires de contrôle	234



## INDICATEUR DE LAVAGE 360°

Test de forme circulaire multi-indicateurs  
 Simule en un seul passage 4 niveaux de difficulté  
 Indicateur conforme à la norme ISO 15883

N°	Référence	Unité Vente
01	50052	18





## TEST BOWIE & DICK

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	04012	<b>Test Bowie &amp; Dick test</b> EN ISO 11140-4 classe 2 Test de performance (134 °C / 3,5 minutes) À usage unique	10



## DISPOSITIF D'ÉPREUVE DE PROCÉDÉ (PCD)

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	08120	<b>PCD LCpro</b> DIN EN ISO 11140-1 type 2, 121°C - 15 min / 134°C - 5 min Système de test de contrôle de charge pour la surveillance de routine des autoclaves Pour la stérilisation à la vapeur, avec indicateur de vapeur Kit 1 DEP*, 500 bandes d'indicateurs à 4 niveaux, 1 support DEP, 2 joints toriques, 1 vis, 1 clé Allen	1
	08145	<b>PCD LCpro</b> DIN EN ISO 11140-1 type 2, 134°C - 18 min - <b>Cycle Prion</b> Système de test de contrôle de charge pour la surveillance de routine des autoclaves Pour la stérilisation à la vapeur, avec indicateur de vapeur Kit 1 DEP*, 500 bandes d'indicateurs à 4 niveaux, 1 support DEP, 2 joints toriques, 1 vis, 1 clé Allen	1
	08125	<b>Tube LCpro</b> Kit 1 DEP*, 1 support DEP, 2 joints toriques, 1 vis, 1 clé Allen	1
	08121	<b>Recharge d'indicateur à 4 niveaux</b> Avec indicateur de vapeur, changement de couleur jaune au noir Convient pour LCPRO Réf. 08120 et 08125 Kit 500 indicateurs, 2 joints toriques	1
	08130	<b>Recharge d'indicateur à 4 niveaux</b> Avec indicateur de vapeur, changement de couleur jaune à noir Convient pour LCPRO Réf. 08120 et 08125 Kit 200 indicateurs, 1 joint torique	1
02	08122	<b>PCD BDpro</b> DIN EN ISO 11140-4 type 2 Système de test de vide d'air pour les tests fonctionnels de l'autoclave Pour la stérilisation à la vapeur, avec indicateur de vapeur Kit 1 DEP*, 1 support DEP, 250 bandes d'indicateurs à 6 niveaux, 1 joint torique, 1 vis, 1 clé Allen	1
	08126	<b>Tube BDpro</b> Kit 1 DEP*, 1 support DEP, 2 joints toriques, 1 vis, 1 clé Allen	1
	08123	<b>Recharge d'indicateur à 6 niveaux</b> Avec indicateur de vapeur, changement de couleur jaune au noir Convient pour BDPRO Réf. 08122 et 08126 Kit 250 indicateurs, 1 joint torique	1



## CONTRÔLES DE CHARGES

Indicateurs appropriés pour la surveillance des charges dans le stérilisateur  
Prêts à l'emploi, à usage unique

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	HX100	<b>Steriking® Helix Challenge Test</b> Pour la simulation des charges type instruments creux Conforme EN 867-5 et ISO 11140-1 (Classe 6)	100
02	08003	<b>Indicateur de contrôle de vapeur - type 2</b> Pour effectuer des auto-vérifications Stérilisation vapeur à 134°C Changement de couleur du beige au noir Taille de l'indicateur : 6 x 74 mm Autocollant, 200 bandes / boîte, avec éprouvette	1 boîte
03	08006	<b>Indicateur de formaldéhyde - de type 2</b> Pour la stérilisation à la vapeur de formaldéhyde Changement de couleur du beige au violet Taille de l'indicateur : 6 x 74 mm Autocollant, 200 bandes / boîte, avec DEP	1 boîte
04	08102	<b>Indicateur H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (plasma)</b> Indicateur de type 2 pour la stérilisation au plasma Changement de couleur du rose au jaune Autocollant, 100 bandes / boîte, avec DEP	1 boîte
05	08051	<b>Indicateur de contrôle de vapeur - type 5</b> Stérilisation vapeur 134°C / 18 min - Cycle Prion Taille de l'indicateur : 6 x 74 mm Autocollant, 200 bandes + 1 DEP	1 boîte
06	08026	<b>Indicateur triphasé (vapeur) - type 5</b> Stérilisation vapeur 134°C / 3,5 min   121°C / 15 min 3 indicateurs couleurs 250 unités / boîte	1 boîte
07	08016	<b>Indicateur de vapeur - type 6</b> Stérilisation vapeur 134°C / 3,5 min   121°C / 15 min 250 unités / boîte	1 boîte

01

Datum / Date	Ladungs-Nr. / Load-No.	Steri-No.	Lot-No.	Unterschrift / Signature	Etikett / Label	Indikator accepted <input type="checkbox"/>
MENGE / QUANTITY		INHALT / CONTENTS				Nein / No <input type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>STEAM</span> <span>STERILISATION CONTROL</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>LOT 01162/2</span> <span>REF. 01162</span> <span>Datum / Date:</span> </div>						



## CARTES DE CONTRÔLE

À usage unique  
Avec indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
01	01162	Carte de contrôle de stérilisation avec indicateur de vapeur Changement de couleur du jaune clair au noir Inscriptions : Sterilisation control, Date, Load-No, Steri-No, Lot-No, Signature, Label, Quantity, Contents, Indicator accepted / not accepted	148 x 105 mm	1000
02	01150	Cartes d'insertion pour les plateaux d'instruments Imprimé sur les deux faces Changement de couleur du rose au brun	20 x 20 mm	1000
03	01154	Cartes d'insertion pour les plateaux d'instruments Imprimé sur les deux faces Changement de couleur du rose au brun	45 x 45 mm	1000




## BANDES ET PASTILLES AVEC INDICATEUR

N°	Référence	Description	Dimensions	Stérilisation	Adhérence	Unité Vente
01	01410	Changement de couleur du rose au brun Avec champ de documentation, référence à la norme et changement de couleur	20 x 170 mm	Vapeur	Non	1000
02	01159	Changement de couleur du rose au brun Pastilles par rouleau : 5000	Ø 15 mm	Vapeur	Autocollant	1 rouleau
	01401	Changement de couleur du rose au brun Pastilles par rouleau : 10000	Ø 10 mm	Vapeur	Autocollant	1 rouleau
	01195	Changement de couleur du rose au brun Pastilles par rouleau : 10000	Ø 9 mm	Vapeur	Autocollant	1 rouleau
	01165	Changement de couleur du bleu au noir Pastilles par rouleau : 5000	Ø 15 mm	Vapeur	Autocollant	1 rouleau
03	01414	Changement de couleur du blanc au jaune Pastilles par rouleau : 5000	Ø 15 mm	EO	Autocollant	1 rouleau
04	01415	Changement de couleur de violet au vert 20 feuilles de 42 étiquettes	16 x 22 mm	FO	Simple	840
05	01408	Changement de couleur de blanc au jaune 20 feuilles de 54 étiquettes	Ø 16 mm	EO	Simple enduction	1080
06	01413	Changement de couleur de jaune au bleu 20 feuilles de 25 étiquettes Fabrication Tyvek	10 x 10 mm	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (Plasma)	Simple enduction	500

01



02



03




04



## CONTRÔLES DE SCELLAGE

Conçus pour détecter les fuites d'étanchéité et de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	08116	<b>Test de contrôle de scellage Inkcheck® Plus</b> EN ISO 11607-1 annexe B Permet de détecter les fuites d'étanchéité Pour les sachets <b>papier - Encre bleue</b>	30
	08124	<b>Test de contrôle de scellage Inkcheck® Plus</b> EN ISO 11607-1 annexe B Permet de détecter les fuites d'étanchéité Pour les sachets <b>en Tyvek - Encre rouge</b>	30
02	08101	<b>Test de contrôle de scellage Inkcheck®</b> EN ISO 11607-1 annexe B Permet de détecter les fuites d'étanchéité Pour les sachets <b>papier - Encre bleue</b> Ampoules de 2 ml	50
03	08011	<b>Test de contrôle de scellage Sealproof</b> EN ISO 11607-2:2006 Permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses <b>173 x 91 mm - Pour les sachets en papier</b>	250
	08017	<b>Test de contrôle de scellage Sealproof</b> EN ISO 11607-2:2006 Permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses <b>172 x 90 mm - Pour les sachets en Tyvek</b>	100
	08022	<b>Test de contrôle de scellage Sealproof</b> EN ISO 11607-2:2006 Permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses <b>173 x 91 mm - Pour les sachets en papier</b>	50
04	70019	<b>Test de contrôle de scellage Seal Check</b> EN ISO 11607-2 Permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses IntelligentScan® compatible : Lorsque le code est scanné, le scelleur hm 780 DC-V passe en mode de contrôle d'étanchéité Dossier d'archives + 250 bandelettes pour emballages transparents (papier / feuille)	250
	70020	<b>Recharge test de contrôle de scellage Seal Check</b> Pour emballages transparents (papier / feuille)	250
	70030	<b>Recharge test de contrôle de scellage Seal Check</b> Pour emballages Tyvek	250
	70040	<b>Bandelette de test de contrôle de scellage Seal Check</b>	100



## ACCESSOIRES DE CONTRÔLE ET TEST

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	09973	<b>Lampe loupe LED 9W</b> Ø Lentille 150 mm - Grossissement 5 dioptries - Zoom : 2,25 x Lumière du jour / 90 LEDs - Tension fonctionnement 230 V Agrafe de table avec raccord à vis - Bras articulé (80 cm) Couvercle à charnière pour protéger la lentille - Ressorts internes Fabrication métal et plastique	1
02	09978	<b>Lampe loupe LED 12W fluorescente</b> Ø Lentille 90 mm - Grossissement 3 et 12 dioptries - Zoom : 0.75x et 4x Lumière blanche froide - Tension fonctionnement 230 V Couvercle à charnière pour protéger la lentille - Ressorts internes Fabrication plastique	1
	09988	<b>Anneau néon fluorescent de remplacement</b> Pour réf. 09978	1
03	08514	<b>Loupe en aluminium éclairage LED</b> Boîte de protection Grossissement 2.5x 2 piles AA 1.5V fournies	1
04	08509	<b>Loupe pour endoscopes rigides</b> Grossissement 10x	1
05	09987	<b>Ressort gradué</b> Graduations Newton 0 - 25 N	1
06	09800	<b>Pied à coulisse numérique</b> Affichage LCD à 6 chiffres - Plage de mesures 0 -150 mm Résolution 0.1mm - Permutation entre mm et pouces Fonction de mise hors tension automatique - Fourni avec 2 piles AG13 Boîte incluse	1
07	26045	<b>Horloge digitale</b> Avec fonction mémoire, compte à rebours et chronomètre Plage de temps : 1 s - 99 m 59 s Piles non incluses	1
08	07500	<b>Calibreur</b> Avec diamètres de fil : 0,7 - 3,0 mm	1



# IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INSTRUMENTS




## Identification des instruments

ID-Pearl	239
ID-Spirale	240
ID-Ring	241
ID-Ruban	242
Compteurs de cycles	254
Étiquettes tag "à réparer - défectueux"	255

## Protection des instruments

Protecteurs TPE	257
Protecteurs vinyle	258
Protecteurs papier	264
Tubes silicone	266



# Identification des instruments

## ID-PEARL

Fabrication silicone  
À usage unique  
Stérilisables à 134°C



N°	Référence	Description	Ø max. instrument	Couleur	Unité Vente
01	09271	MINI	4 mm		100
	09272	"	4 mm		100
	09273	"	4 mm		100
	09274	"	4 mm		100
	09275	"	4 mm		100
	09276	"	4 mm		100
	09277	"	4 mm		100
	09278	"	4 mm		100
	09279	"	4 mm		100
	09280	"	4 mm		100
	09281	"	4 mm		100
02	09289	MEDIUM	8 mm		100
	09290	"	8 mm		100
	09291	"	8 mm		100
	09292	"	8 mm		100
	09293	"	8 mm		100
	09294	"	8 mm		100
	09295	"	8 mm		100
	09296	"	8 mm		100
	09297	"	8 mm		100
	09298	"	8 mm		100
	09299	"	8 mm		100
03	09652	MAXI	10 à 20 mm		100
	09653	"	10 à 20 mm		100
	09654	"	10 à 20 mm		100
	09655	"	10 à 20 mm		100
	09656	"	10 à 20 mm		100
	09657	"	10 à 20 mm		100
	09658	"	10 à 20 mm		100
	09659	"	10 à 20 mm		100
	09660	"	10 à 20 mm		100
	09661	"	10 à 20 mm		100
	09662	"	10 à 20 mm		100

## ID-SPIRALE

Fabrication polypropylène

À usage unique

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Ø max. instrument	Couleur	Unité Vente
01	09620	MINI	3.5 mm		500
	09621	"	3.5 mm		500
	09622	"	3.5 mm		500
	09623	"	3.5 mm		500
	09624	"	3.5 mm		500
	09625	"	3.5 mm		500
	09626	"	3.5 mm		500
	09627	"	3.5 mm		500
	09628	"	3.5 mm		500
	09629	"	3.5 mm		500
	09630	"	3.5 mm		500
	09631	"	3.5 mm		500
	09632	"	3.5 mm		500
02	09639	MEDIUM	6 mm		500
	09640	"	6 mm		500
	09641	"	6 mm		500
	09642	"	6 mm		500
	09643	"	6 mm		500
	09644	"	6 mm		500
	09645	"	6 mm		500
	09646	"	6 mm		500
	09647	"	6 mm		500
	09648	"	6 mm		500
	09649	"	6 mm		500
	09650	"	6 mm		500
	09651	"	6 mm		500
03	09663	MAXI	7 mm		100
	09664	"	7 mm		100
	09665	"	7 mm		100
	09666	"	7 mm		100
	09667	"	7 mm		100
	09668	"	7 mm		100
	09669	"	7 mm		100
	09670	"	7 mm		100
	09671	"	7 mm		100
	09672	"	7 mm		100
	09673	"	7 mm		100
	09674	"	7 mm		100
	09675	"	7 mm		100

01



02



03



## ID-RING

Fabrication silicone  
À usage unique  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Diamètre	Couleur	Unité Vente
01	ST5040.A	4 mm		50
	ST5040.B	4 mm		50
	ST5040.C	4 mm		50
	ST5040.D	4 mm		50
	ST5040.E	4 mm		50
	ST5040.F	4 mm		50
	ST5040.G	4 mm		50
	ST5040.H	4 mm		50
	ST5040.I	4 mm		50
	ST5040.J	4 mm		50
	ST5040.K	4 mm		50
	02	ST5050.A	6 mm	
ST5050.B		6 mm		50
ST5050.C		6 mm		50
ST5050.D		6 mm		50
ST5050.E		6 mm		50
ST5050.F		6 mm		50
ST5050.G		6 mm		50
ST5050.H		6 mm		50
ST5050.I		6 mm		50
ST5050.J		6 mm		50
ST5050.K		6 mm		50

## BACS DE RANGEMENT

Pour ID-PEARL, ID-SPIRALE, ID-RING

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
03	09819	17 compartiments	270 x 185 x 42 mm	1



01



## ID-RUBAN COULEUR (ROULEAU)


À usage unique  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Couleur	Longueur	Largeur	Unité vente
01	T.01.01		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.02		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.03		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.04		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.05		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.06		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.07		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.08		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
	T.01.09		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau


02



02	T.02.01		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.02.02		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.02.03		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.02.04		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.02.05		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.02.06		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.02.07		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.20.08		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
	T.02.09		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

462 bandes de 3.2 x 25.4 mm  
 88 bandes de 3.2 x 38.1 mm  
 22 bandes de 3.2 x 51 mm  
 22 bandes de 3.2 x 127 mm

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm  
 44 bandes de 6.3 x 38.1 mm  
 11 bandes de 6.3 x 51 mm  
 11 bandes de 6.3 x 127 mm

## ID-RUBAN COULEUR UNIE (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
 Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.110.01	□	3.2 mm	1 planche
	T.110.02	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.03	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.04	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.05	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.06	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.07	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.08	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.09	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.10	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.11	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.12	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.13	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.14	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.15	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.16	■	3.2 mm	1 planche
	T.110.17	■	3.2 mm	1 planche
02	T.120.01	□	6.3 mm	1 planche
	T.120.02	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.03	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.04	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.05	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.06	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.07	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.08	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.09	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.10	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.11	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.12	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.13	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.14	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.15	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.16	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.17	■	6.3 mm	1 planche
	T.120.21	■	6.3 mm	1 planche

## ID-RUBAN «RAYURES» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm


44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.320.0102	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0103	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0104	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0105	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0106	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0107	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0108	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0109	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0110	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0111	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0113	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0114	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0115	■	6.3 mm	1 planche
02	T.320.0902	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0903	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0904	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0905	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0906	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0907	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0911	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0912	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0913	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0914	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0915	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0916	■	6.3 mm	1 planche



## ID-RUBAN «DAMIER» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**


231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm

N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.220.0102		6.3 mm	1 planche
	T.220.0103		6.3 mm	1 planche
	T.220.0104		6.3 mm	1 planche
	T.220.0105		6.3 mm	1 planche
	T.220.0106		6.3 mm	1 planche
	T.220.0107		6.3 mm	1 planche
	T.220.0109		6.3 mm	1 planche
	T.220.0111		6.3 mm	1 planche
	T.220.0113		6.3 mm	1 planche



## ID-RUBAN «DRAPEAU» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm

N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
02	T.330.040102		6.3 mm	1 planche
	T.330.030104		6.3 mm	1 planche
	T.330.040509		6.3 mm	1 planche

## ID-RUBAN «MOTIFS» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C




**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm




N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.701.0104	□	6.3 mm	1 planche
	T.701.02	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.03	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.04	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.06	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.07	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.09	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.11	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.21	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.0509	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.1309	■	6.3 mm	1 planche
	T.701.1509	■	6.3 mm	1 planche
02	T.702.0104	□	6.3 mm	1 planche
	T.702.02	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.03	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.04	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.06	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.07	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.08	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.09	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.11	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.19	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.21	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.0509	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.1309	■	6.3 mm	1 planche
	T.702.1509	■	6.3 mm	1 planche
03	T.712.0104	□	6.3 mm	1 planche
04	T.720.02	■	6.3 mm	1 planche
	T.720.04	■	6.3 mm	1 planche




01




02



03



04



05

## ID-RUBAN «MOTIFS» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm

N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.713.02		6.3 mm	1 planche
	T.713.03		6.3 mm	1 planche
	T.713.04		6.3 mm	1 planche
	T.713.06		6.3 mm	1 planche
	T.713.07		6.3 mm	1 planche
	T.713.1109		6.3 mm	1 planche
02	T.703.02		6.3 mm	1 planche
	T.703.03		6.3 mm	1 planche
	T.703.04		6.3 mm	1 planche
	T.703.06		6.3 mm	1 planche
	T.703.07		6.3 mm	1 planche
	T.703.19		6.3 mm	1 planche
	T.703.20		6.3 mm	1 planche
T.703.21		6.3 mm	1 planche	
03	T.704.06		6.3 mm	1 planche
	T.704.19		6.3 mm	1 planche
	T.704.20		6.3 mm	1 planche
	T.704.21		6.3 mm	1 planche
04	T.705.06		6.3 mm	1 planche
	T.705.19		6.3 mm	1 planche
	T.705.20		6.3 mm	1 planche
	T.705.21		6.3 mm	1 planche
05	T.716.03		6.3 mm	1 planche
	T.716.04		6.3 mm	1 planche

## ID-RUBAN «MOTIFS» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C


**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm




44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.707.02		6.3 mm	1 planche
	T.707.04		6.3 mm	1 planche
	T.707.17		6.3 mm	1 planche
02	T.706.02		6.3 mm	1 planche
	T.706.03		6.3 mm	1 planche
	T.706.04		6.3 mm	1 planche
	T.706.06		6.3 mm	1 planche
	T.706.0509		6.3 mm	1 planche
	T.706.0709		6.3 mm	1 planche
	T.706.1109		6.3 mm	1 planche
	T.706.1309		6.3 mm	1 planche
	T.706.1409		6.3 mm	1 planche
03	T.718.0111		6.3 mm	1 planche
04	T.711.0109		6.3 mm	1 planche
05	T.714.0504		6.3 mm	1 planche
06	T.708.0104		6.3 mm	1 planche
07	T.715.0109		6.3 mm	1 planche
08	T.719.04		6.3 mm	1 planche



## ID-RUBAN «TEXTE» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**


231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm

N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.606.02		6.3 mm	1 planche
	T.606.03		6.3 mm	1 planche
	T.606.04		6.3 mm	1 planche
	T.606.06		6.3 mm	1 planche
	T.606.07		6.3 mm	1 planche
	T.606.09		6.3 mm	1 planche
02	T.607.03		6.3 mm	1 planche
	T.607.04		6.3 mm	1 planche
	T.607.06		6.3 mm	1 planche
	T.607.07		6.3 mm	1 planche
	T.607.19		6.3 mm	1 planche
	T.607.20		6.3 mm	1 planche
03	T.610.02		6.3 mm	1 planche
	T.610.03		6.3 mm	1 planche
	T.610.04		6.3 mm	1 planche
	T.610.06		6.3 mm	1 planche
	T.610.07		6.3 mm	1 planche
	T.610.11		6.3 mm	1 planche
04	T.616.03		6.3 mm	1 planche
	T.616.04		6.3 mm	1 planche
	T.616.06		6.3 mm	1 planche
	T.616.20		6.3 mm	1 planche
05	T.617.04		6.3 mm	1 planche
	T.617.14		6.3 mm	1 planche
06	T.611.14		6.3 mm	1 planche
	T.611.18		6.3 mm	1 planche
	T.611.1309		6.3 mm	1 planche
07	T.621.03		6.3 mm	1 planche
08	T.622.03		6.3 mm	1 planche



## ID-RUBAN «CHIFFRES» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**  
308 bandes de 6.3 x 25.4 mm  
44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.900.0109		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.03		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.06		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.07		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.19		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.20		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.21		012345678	6.3 mm	1 planche

## ID-RUBAN «CHIFFRES /LETTRES» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C


**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.800.0509		000000	6.3 mm	1 planche
T.801.0509		111111	6.3 mm	1 planche
T.802.0509		222222	6.3 mm	1 planche
T.803.0509		333333	6.3 mm	1 planche
T.804.0509		444444	6.3 mm	1 planche
T.805.0509		555555	6.3 mm	1 planche
T.806.0509		666666	6.3 mm	1 planche
T.807.0509		777777	6.3 mm	1 planche
T.808.0509		888888	6.3 mm	1 planche
T.401.0509		AAAAAA	6.3 mm	1 planche
T.402.0509		BBBBBB	6.3 mm	1 planche
T.403.0509		CCCCCC	6.3 mm	1 planche

## ID-RUBAN «12 MOIS» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

308 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm



Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.901.01		JAN FEB MAR	6.3 mm	1 planche
T.902.01		APR MAY JUN	6.3 mm	1 planche
T.903.01		JUL AUG SEP	6.3 mm	1 planche
T.904.01		OCT NOV DEC	6.3 mm	1 planche



## ID-RUBAN «ALPHABET» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

308 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm


Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.910.0109		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.02		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.03		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.04		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.19		A à Z	6.3 mm	1 planche



## COMPTEURS DE CYCLES

Se fixent sur l'instrument ou le dispositif médical nécessitant un comptage des cycles de lavage ou de stérilisation, à découper à chaque cycle  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Fabrication	Unité vente
01	09243	Numérotation de 1 à 10 cycles	Synthétique	200
02	09245	Numérotation de 11 à 20 cycles	Synthétique	200
03	09247	Numérotation de 1 à 10 cycles	Silicone	100



## ÉTIQUETTES TAG "À RÉPARER - DÉFECTUEUX"

Identifient l'instrument ou le dispositif médical défectueux

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
04	01007	Pré-imprimé "defekt / damage" Non stérilisable, lavable à 90°C	Tyvek	160 x 30 mm	1000
	04121	Sans inscription Non stérilisable, lavable à 90°C	Tyvek	160 x 30 mm	1000
	04151	Sans inscription Stérilisable à 134°C	Synthétique	190 x 30 mm	500
05	01261	Clip "à réparer" Stérilisable à 134°C	Polypropylène	-	100



# Protection des instruments



## PROTECTEURS TPE

Fabrication TPE, ne collent pas aux instruments après la stérilisation

Pour instruments pointus et tranchants

Perforés pour une meilleure circulation de la vapeur

À usage unique

Stérilisables à 134°C

N° Référence	Description	Couleur	Dimensions	Unité vente
01 30006	Embout circulaire		Ø 1.6 x 19 mm	100
30012	"		Ø 2 x 19 mm	100
30013	"		Ø 2.8 x 19 mm	100
30014	"		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
30015	"		Ø 5 x 25 mm	100
02 30007	Embout circulaire		Ø 2 x 19 mm	100
30008	"		Ø 2.8 x 19 mm	100
30009	"		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
30010	"		Ø 5 x 25 mm	100
03 30004	Embout plat Pour ostéotomes		6.4 x 19 mm	50
30005	Embout plat		9 x 25 x 2 mm	100
30016	Embout plat		16 x 25 x 2 mm	100
30003	Embout plat Pour ostéotomes		19 x 25.4 mm	50
30001	Embout plat		25 x 25 x 3 mm	100
04 30000	Embout plat		9 x 25 x 2 mm	100
30017	"		16 x 25 x 2 mm	100
30002	"		25 x 25 x 3 mm	100



01

## PROTECTEURS VINYLE

Fabrication vinyle  
 Pour instruments pointus et tranchants  
 Perforés pour une meilleure circulation de  
 la vapeur  
 À usage unique  
 Stérilisables à 134°C



02



03



04

N°	Référence	Couleur	Dimensions	Unité vente
01	01484		Ø 1.6 x 19 mm	100
	01485		Ø 2 x 19 mm	100
	01486		Ø 2.8 x 19 mm	100
	01487		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
	01488		Ø 5 x 25 mm	100
	01489		Ø 10 x 19 mm	100
02	01460		Ø 1.6 x 19 mm	100
	01461		Ø 2 x 19 mm	100
	01462		Ø 2.8 x 19 mm	100
	01463		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
	01464		Ø 5 x 25 mm	100
	01465		Ø 10 x 19 mm	100
03	01480		9 x 25 x 2 mm	100
	01481		16 x 25 x 2 mm	100
	01482		25 x 25 x 3 mm	100
04	01466		9 x 25 x 2 mm	100
	01467		16 x 25 x 2 mm	100
	01468		25 x 25 x 3 mm	100

01



02



## PROTECTEURS CONIQUES

Fabrication vinyle

Pour instruments pointus et tranchants

Perforés pour une meilleure circulation de la vapeur

À usage unique

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Couleur	Longueur	Diamètre	Unité vente
01	01826	□	38 mm	2 - 3 mm	70
	01827	■	38 mm	3 - 4 mm	70
	01828	■	38 mm	4 - 5 mm	70
	01829	■	38 mm	5 - 6 mm	70
	01830	■	38 mm	6 - 7 mm	70
	01831	■	38 mm	7 - 8 mm	70
	01832	■	38 mm	8 - 9 mm	70
	01833	■	38 mm	9 - 10 mm	70
	01834	■	38 mm	10 - 11 mm	70
	01835	■	38 mm	13 - 14 mm	50
	01836	■	38 mm	15 - 16 mm	50
02	01838	□	51 mm	2 - 3 mm	70
	01839	■	51 mm	3 - 4 mm	70
	01840	■	51 mm	4 - 5 mm	70
	01841	■	51 mm	5 - 6 mm	70
	01842	■	51 mm	6 - 7 mm	70
	01843	■	51 mm	7 - 8 mm	70
	01844	■	51 mm	8 - 9 mm	70
	01845	■	51 mm	9 - 10 mm	70
	01846	■	51 mm	10 - 11 mm	70
	01847	■	51 mm	15 - 16 mm	50
	01848	■	51 mm	19 - 20 mm	50



## PROTECTEURS VINYLE

Fabrication vinyle

Perforés pour une meilleure circulation de la vapeur

À usage unique

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	01800	Protecteur double	Ø 1.6 x 19 mm		50
	01801	"	Ø 2 x 19 mm		50
	01802	"	Ø 2.8 x 19 mm		50
	01803	"	Ø 3.2 x 25 mm		50
	01804	"	Ø 5 x 25 mm		50
	01805	"	Ø 9 x 25 mm		50
02	3.05.02	Pour optiques	Ø 7.4 x 31.8 mm		50
	3.09.04	"	Ø 9.5 x 41.3 mm		50
	3.05.07	"	Ø 12.7 x 44.5 mm		50
03	3.09.07	Pour écarteurs de Weitlaner	21.6 x 20.3 mm		100
	3.09.08	"	25.4 x 25.4 mm		100
	3.09.09	"	25.4 x 31.8 mm		100
	3.09.10	"	25.4 x 44.5 mm		100



## PROTECTEURS POUR OSTÉOTOMES

Fabrication vinyle  
Perforés pour une meilleure circulation  
de la vapeur  
À usage unique  
Stérilisables à 134°C



N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	3.04.11	6.4 x 19.5 mm	∅	100
	3.04.12	9.5 x 25.4 mm	∅	100
	3.04.13	12.7 x 25.4 mm	∅	100
	3.04.15	19 x 25.4 mm	∅	100
	01810	25 x 25 mm	∅	50
	3.04.17	31.8 x 31.8 mm	∅	100
	3.04.18	38 x 38 mm	∅	100
	3.04.19	44.5 x 31.8 mm	∅	100

02	3.08.11	6.4 x 19.5 mm	□	100
	3.08.12	9.5 x 25.4 mm	■	100
	3.08.13	12.7 x 25.4 mm	■	100
	3.08.15	19.1 x 25.4 mm	■	100
	3.08.17	31.8 x 31.8 mm	■	100
	3.08.18	38 x 38 mm	■	100
	3.08.19	44.5 x 31.8 mm	■	100



01

## PROTECTEURS VINYLE POUR INSTRUMENTS

Fabrication vinyle  
À usage unique  
Stérilisables à 134°C



02

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	01857	Pour trocards et MIS	Ø 5 x 20 mm	☉	25
	01858	"	Ø 5 x 43 mm	☉	20
	01859	"	Ø 10 x 20 mm	☉	25
	01860	"	Ø 10 x 57 mm	☉	20



03

02	3.10.03	Pour crochets de Joseph ou Frazier	4.2 x 19 mm	☉	100
	3.10.01	"	4.8 x 19 mm	☉	100
	3.10.02	"	6.4 x 19 mm	☉	100
	3.10.04	"	6.7 x 19 mm	☉	100
	3.10.05	"	9.1 x 19 mm	☉	100



04

03	3.09.03	Pour écarteurs de Gelpi	38 mm x Ø 8 mm	☉	100
	3.09.04	"	51 mm x Ø 8 mm	☉	100
	3.09.05	"	63 mm x Ø 8 mm	☉	100



05

04	01856	Pour aiguilles de Verres	19 mm x Ø 2 mm	☉	50
05	3.16.05	À picots internes Non perforés	Ø 4.7 x 25.4 mm	☉	100
	3.16.06	"	Ø 10.3 x 19.1 mm	☉	100
	3.16.07	"	9.5 x 25.4 mm	☉	100
	3.16.08	"	15.8 x 25.4 mm	☉	100
	3.16.09	"	25.4 x 25.4 mm	☉	100



06


06	3.05.28	Pour optiques Camera	Ø 11.1 x 25.4 mm	●	100
	3.05.29	Pour optiques Oculaire	Ø 31.8 x 6.4 mm	●	100
	3.05.30	Pour optiques Extrémité distale	Ø 4 x 25.4 mm	●	100




## PROTECTEURS PAPIER POUR INSTRUMENTS

À usage unique  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Largeur max. instrument	Unité Vente
01	ST23.001	Protecteur bi-matière, papier / film	25 mm	100
02	01478	Protecteur pour couteaux - L : 246 mm	33 mm	100
	01479	Protecteur pour couteaux - L : 123 mm	33 mm	100
03	01477	Protecteur en plastique transparent	50 mm	100
	01471	"	25 mm	1000
	01476	"	10 mm	1000
04	01492	Protecteur en papier	50 mm	100
	01469	"	25 mm	1000
	01470	"	10 mm	1000
05	01499	Protecteur en papier	20 mm	100
	01496	"	20 mm	1000



DIFFÉRENTS PROFILS DE COUPE  
DISPONIBLES



# TUBES SILICONE

À usage unique

Stérilisables à 134°C

Conditionnement 2 rouleaux de 25 mètres


N°	Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Profil de coupe	Couleur	Description	Unité Vente
01	ST62.101	Ø 1 mm	Ø 1.6 mm	0.3 mm			Translucide	50 m
	09017	Ø 1 mm	Ø 2 mm	0.5 mm			Translucide	50 m
	ST62.102	Ø 1 mm	Ø 3 mm	1 mm			Translucide	50 m
	ST62.103	Ø 1 mm	Ø 5 mm	2 mm			Translucide	50 m
	ST62.104	Ø 1.5 mm	Ø 2.5 mm	0.5 mm			Translucide	50 m
	ST62.105	Ø 1.5 mm	Ø 3 mm	0.75 mm			Translucide	50 m
	ST62.106	Ø 1.5 mm	Ø 3.5 mm	1 mm			Translucide	50 m
	ST62.107	Ø 2 mm	Ø 3 mm	0.5 mm			Translucide	50 m
	ST62.108	Ø 2 mm	Ø 3.5 mm	0.75 mm			Translucide	50 m
	ST62.109	Ø 2 mm	Ø 4 mm	1 mm			Translucide	50 m
	ST62.110	Ø 2 mm	Ø 5 mm	1.5 mm			Translucide	50 m
	09149	Ø 2.5 mm	Ø 5.5 mm	1.5 mm			Translucide	50 m
	ST62.111	Ø 3 mm	Ø 6 mm	1.5 mm			Translucide	50 m
	ST62.112	Ø 4 mm	Ø 6 mm	1 mm			Translucide	50 m
	ST62.113	Ø 4 mm	Ø 7 mm	1.5 mm			Translucide	50 m
	ST62.114	Ø 4 mm	Ø 8 mm	2 mm			Translucide	50 m
	ST62.115	Ø 5 mm	Ø 7 mm	1 mm			Translucide	50 m
	ST62.116	Ø 5 mm	Ø 9 mm	2 mm			Translucide	50 m
	ST62.117	Ø 5 mm	Ø 10 mm	2.5 mm			Translucide	50 m
	ST62.118	Ø 6 mm	Ø 10 mm	2 mm			Translucide	50 m
	ST62.119	Ø 6 mm	Ø 12 mm	3 mm			Translucide	50 m
	ST62.120	Ø 7 mm	Ø 10 mm	1.5 mm			Translucide	50 m
	09018	Ø 7 mm	Ø 11 mm	2 mm			Translucide	50 m
	09116	Ø 7 mm	Ø 13 mm	3 mm			Translucide	50 m
	ST62.121	Ø 8 mm	Ø 12 mm	2 mm			Translucide	50 m
	ST62.122	Ø 8 mm	Ø 13 mm	2.5 mm			Translucide	50 m
ST62.123	Ø 8 mm	Ø 14 mm	3 mm			Translucide	50 m	
ST62.124	Ø 10 mm	Ø 13 mm	1.5 mm			Translucide	50 m	
ST62.125	Ø 10 mm	Ø 15 mm	2.5 mm			Translucide	50 m	
ST62.126	Ø 22 mm	Ø 26 mm	2 mm			Translucide	50 m	
02	09021	Ø 2 mm	Ø 4 mm	1 mm			Opaque	50 m
	09015	Ø 5 mm	Ø 8 mm	1.5 mm			Translucide	50 m
03	09727	Ø 2 mm	Ø 4 mm	1 mm			Opaque	50 m
	09119	Ø 1.5 mm	Ø 5 mm	1.75 mm			Opaque	50 m
	09135	Ø 3 mm	Ø 7 mm	2 mm			Opaque	50 m
	09154	Ø 3 mm	Ø 7 mm	2 mm			Opaque	50 m
04	09706	Ø 2.5 mm	Ø 3.5 mm	0.5 mm			Translucide	50 m
	09183	Ø 2.5 mm	Ø 4.9 mm	1.2 mm			Translucide	50 m
	09233	Ø 4 mm	Ø 5 mm	0.5 mm			Translucide	50 m
	09150	Ø 4 mm	Ø 6.4 mm	1.2 mm			Translucide	50 m
	09151	Ø 6 mm	Ø 8.4 mm	1.2 mm			Translucide	50 m
	09152	Ø 8 mm	Ø 10.4 mm	1.2 mm			Translucide	50 m
	09142	Ø 10.6 mm	Ø 13 mm	1.2 mm			Translucide	50 m
	09153	Ø 12 mm	Ø 14.4 mm	1.2 mm			Translucide	50 m
	09705	Ø 20 mm	Ø 22 mm	1 mm			Translucide	50 m
05	09710	Ø 2.5 mm	Ø 3.5 mm	0.5 mm			Translucide	50 m
	09711	Ø 4.0 mm	Ø 5.0 mm	0.5 mm			Translucide	50 m
	09712	Ø 6.0 mm	Ø 8.4 mm	1.2 mm			Translucide	50 m
	09713	Ø 8.0 mm	Ø 10.4 mm	1.2 mm			Translucide	50 m

01

## TUBES SILICONE

À usage unique  
Stérilisables à 134°C  
Conditionnement : 2 rouleaux de 25 m

N°	Référence	Diamètre intérieur	Épaisseur	Profil de coupe	Couleur	Unité Vente
01	ST62.001	Ø 1 mm	1 mm	○		50 m
	ST62.002	Ø 1.5 mm	0.75 mm	○		50 m
	ST62.003	Ø 2 mm	1 mm	○		50 m
	ST62.004	Ø 3 mm	1.5 mm	○		50 m
	ST62.005	Ø 4 mm	1.5 mm	○		50 m
	ST62.006	Ø 5 mm	1.5 mm	○		50 m
	ST62.007	Ø 6 mm	2 mm	○		50 m
	ST62.008	Ø 8 mm	2 mm	○		50 m
	ST62.009	Ø 10 mm	2 mm	○		50 m



02



03



## ACCESSOIRES POUR TUBES SILICONE

N°	Référence	Description	Unité Vente
02	09703	Jauge de mesure diamètre interne / externe des tubes silicone	1
03	08510	Pince à découper pour tubes silicone avec revêtement Teflon	1



# **ÉCOUVILLONS ET BROSSES / NETTOYAGE**




### **Écouvillons et brosses**

Écouvillons	272
Brosses de nettoyage	298
Écouvillons d'endoscopie	306
Kits brosses et écouvillons	310
Accessoires de brosses	310

### **Accessoires de nettoyage**

Collecteurs de lavage	312
Écarteurs de lavage	314
Porte-instruments	316
Produits et accessoires de nettoyage	318



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS Z-TIP®

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon

Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne


Extrémité du manche en anneau

Extrémité de l'écouvillon arrondie, lisse et indissociable de la tige (Technologie Z-Tip®)

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BZ.10.050	1.27 mm	25.4 mm	25 cm	2
02	BZ.12.062	1.58 mm	25.4 mm	31 cm	2
	BZ.18.062	1.58 mm	50.8 mm	46 cm	2
03	BZ.18.079	2.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
04	BZ.12.087	2.20 mm	25.4 mm	31 cm	2
05	BZ.12.098	2.50 mm	25.4 mm	31 cm	2
06	BZ.18.105	2.67 mm	50.8 mm	46 cm	2
07	BZ.08.125	3.18 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BZ.12.125	3.18 mm	25.4 mm	31 cm	2
	BZ.18.125	3.18 mm	50.8 mm	46 cm	2
	BZ.24.125	3.18 mm	50.8 mm	61 cm	2
08	BZ.18.131	3.33 mm	50.8 mm	46 cm	2
09	BZ.18.144	3.37 mm	50.8 mm	25 cm	2
10	BZ.12.158	4.00 mm	25.4 mm	31 cm	2
	BZ.18.158	4.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
11	BZ.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
12	BZ.18.236	6.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
13	BZ.16.250	6.35 mm	50.8 mm	41 cm	2
	BZ.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
14	BZ.18.312	8.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
15	BZ.18.354	9.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
16	BZ.18.393	10.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
17	BZ.18.433	11.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
18	BZ.18.472	12.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
19	BZ.18.1000	25.40 mm	50.8 mm	46 cm	2
20	BZ.18.1543	4.00 mm à 11.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
21	BZ.06.2550	6.35 mm à 12.70 mm	19.1 mm	15 cm	2



## ÉCOUVILLONS STANDARDS Ø 1 À 3 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.06.039	1.00 mm	06.3 mm	15 cm	2
	BR.06.039-50	1.00 mm	06.3 mm	15 cm	50
02	BR.08.039	1.00 mm	12.7 mm	20 cm	2
	BR.08.039-50	1.00 mm	12.7 mm	20 cm	50
03	BR.18.039	1.00 mm	06.3 mm	46 cm	2
	BR.18.039-50	1.00 mm	06.3 mm	46 cm	50
04	BR.06.062	1.60 mm	12.7 mm	15 cm	2
	BR.06.062-50	1.60 mm	12.7 mm	15 cm	50
	BR.18.062	1.60 mm	12.7 mm	46 cm	2
	BR.18.062-50	1.60 mm	12.7 mm	46 cm	50
05	BR.08.070	1.80 mm	12.7 mm	20 cm	2
	BR.08.070-50	1.80 mm	12.7 mm	20 cm	50
	BR.18.070	1.80 mm	12.7 mm	46 cm	2
	BR.18.070-50	1.80 mm	12.7 mm	46 cm	50
	BR.24.070	1.80 mm	12.7 mm	61 cm	2
	BR.24.070-50	1.80 mm	12.7 mm	61 cm	50
06	BR.06.079	2.00 mm	12.7 mm	15 cm	2
	BR.06.079-50	2.00 mm	12.7 mm	15 cm	50
07	BR.08.079	2.00 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BR.08.079-50	2.00 mm	19.1 mm	20 cm	50
	BR.12.079	2.00 mm	19.1 mm	30 cm	2
	BR.12.079-50	2.00 mm	19.1 mm	30 cm	50
	BR.24.080	2.03 mm	25.4 mm	61 cm	2
08	BR.24.080-50	2.03 mm	25.4 mm	61 cm	50
	BR.08.087	2.20 mm	12.7 mm	20 cm	2
09	BR.08.087-50	2.20 mm	12.7 mm	20 cm	50
	BR.18.087	2.20 mm	12.7 mm	46 cm	2
	BR.18.087-50	2.20 mm	12.7 mm	46 cm	50
	BR.08.092	2.34 mm	12.7 mm	20 cm	2
10	BR.08.092-50	2.34 mm	12.7 mm	20 cm	50
	BR.24.098	2.50 mm	12.7 mm	61 cm	2
11	BR.24.098-50	2.50 mm	12.7 mm	61 cm	50
	BR.08.105	2.70 mm	25.4 mm	20 cm	2
12	BR.08.105-50	2.70 mm	25.4 mm	20 cm	50
	BR.18.105	2.70 mm	25.4 mm	46 cm	2
	BR.18.105-50	2.70 mm	25.4 mm	46 cm	50
	BR.08.118	3.00 mm	38.1 mm	20 cm	2
13	BR.08.118-50	3.00 mm	38.1 mm	20 cm	50
	BR.12.118	3.00 mm	70.0 mm	30 cm	2
14	BR.12.118-50	3.00 mm	70.0 mm	30 cm	50



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS STANDARDS Ø 3.18 À 7 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.18.125	3.18 mm	50.8 mm	46 cm	2
	BR.18.125-50	3.18 mm	50.8 mm	46 cm	50
02	BR.08.131	3.33 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BR.08.131-50	3.33 mm	19.1 mm	20 cm	50
03	BR.08.144	3.67 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BR.08.144-50	3.67 mm	19.1 mm	20 cm	50
04	BR.08.158	4.00 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BR.08.158-50	4.00 mm	19.1 mm	20 cm	50
	BR.12.158	4.00 mm	19.1 mm	30 cm	2
	BR.12.158-50	4.00 mm	19.1 mm	30 cm	50
05	BR.18.158	4.00 mm	19.1 mm	46 cm	2
	BR.18.158-50	4.00 mm	19.1 mm	46 cm	50
	BR.12.197	5.00 mm	76.2 mm	30 cm	2
	BR.12.197-50	5.00 mm	76.2 mm	30 cm	50
	BR.16.197	5.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.16.197-50	5.00 mm	76.2 mm	41 cm	50
	BR.18.197	5.00 mm	76.2 mm	46 cm	2
	BR.18.197-50	5.00 mm	76.2 mm	46 cm	50
06	BR.24.197	5.00 mm	76.2 mm	61 cm	2
	BR.24.197-50	5.00 mm	76.2 mm	61 cm	50
07	BR.24.200	5.08 mm	50.8 mm	61 cm	2
	BR.24.200-50	5.08 mm	50.8 mm	61 cm	50
08	BR.12.236	6.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	BR.12.236-50	6.00 mm	50.8 mm	30 cm	50
	BR.16.236	6.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
	BR.16.236-50	6.00 mm	50.8 mm	41 cm	50
	BR.24.236	6.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
	BR.24.236-50	6.00 mm	50.8 mm	61 cm	50
	BR.06.250	6.35 mm	50.8 mm	15 cm	2
	BR.06.250	6.35 mm	50.8 mm	15 cm	50
	BR.08.250	6.35 mm	50.8 mm	20 cm	2
	BR.08.250-50	6.35 mm	50.8 mm	20 cm	50
	BR.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
	BR.18.250-50	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	50
08	BR.16.276	7.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.16.276-50	7.00 mm	76.2 mm	41 cm	50
	BR.24.276	7.00 mm	76.2 mm	61 cm	2
	BR.24.276-50	7.00 mm	76.2 mm	61 cm	50



*Images taille réelle*

## ÉCOUVILLONS STANDARDS Ø 8 À 22.35 MM

Constitués d'un manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.24.312	8.00 mm	76.2 mm	61 cm	2
	BR.24.312-50	8.00 mm	76.2 mm	61 cm	50
02	BR.06.375	9.52 mm	38.1 mm	15 cm	2
	BR.06.375-50	9.52 mm	38.1 mm	15 cm	50
03	BR.24.375	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	2
	BR.24.375-50	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	50
04	BR.16.393	10.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.16.393-50	10.00 mm	76.2 mm	41 cm	50
	BR.18.393	10.00 mm	76.2 mm	46 cm	2
	BR.18.393-50	10.00 mm	76.2 mm	46 cm	50
	BR.24.393	10.00 mm	76.2 mm	61 cm	2
	BR.24.393-50	10.00 mm	76.2 mm	61 cm	50
05	BR.24.425	10.80 mm	76.2 mm	61 cm	2
	BR.24.425-50	10.80 mm	76.2 mm	61 cm	50
06	BR.08.440	11.18 mm	76.2 mm	20 cm	2
	BR.08.440-50	11.18 mm	76.2 mm	20 cm	50
07	BR.16.443	11.25 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.16.443-50	11.25 mm	76.2 mm	41 cm	50
	BR.24.443	11.25 mm	76.2 mm	61 cm	2
	BR.24.443-50	11.25 mm	76.2 mm	61 cm	50
08	BR.16.472	12.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.16.472-50	12.00 mm	76.2 mm	41 cm	50
09	BR.06.500	12.70 mm	50.8 mm	15 cm	2
	BR.06.500-50	12.70 mm	50.8 mm	15 cm	50
10	BR.16.591	15.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
	BR.16.591-50	15.00 mm	50.8 mm	41 cm	50
	BR.18.591	15.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	BR.18.591-50	15.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
11	BR.08.630	16.00 mm	50.8 mm	20 cm	2
	BR.08.630-50	16.00 mm	50.8 mm	20 cm	50
12	BR.16.787	20.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
	BR.16.787-50	20.00 mm	50.8 mm	41 cm	50
13	BR.18.880	22.35 mm	88.9 mm	46 cm	2
	BR.18.880-50	22.35 mm	88.9 mm	46 cm	50
14	BR.24.880	22.35 mm	108.0 mm	61 cm	2
	BR.24.880-50	22.35 mm	108.0 mm	61 cm	50



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS À EMBOUT PROTECTEUR Ø 4 À 12 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon


Extrémité du manche en anneau

Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	09052	4.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09345	4.00 mm	100.0 mm	50 cm	5
02	09324	5.00 mm	35.0 mm	50 cm	5
03	09318	5.00 mm	80.0 mm	40.5 cm	5
04	09336	5.00 mm	100.0 mm	25 cm	5
	09306	5.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09312	5.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09317	5.00 mm	100.0 mm	65 cm	5
	09365	5.00 mm	100.0 mm	85 cm	5
05	09053	6.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
06	09051	7.00 mm	80.0 mm	35 cm	5
07	09058	7.00 mm	50.0 mm	40.5 cm	5
08	09307	7.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09068	7.00 mm	100.0 mm	50 cm	5
	09311	7.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09316	7.00 mm	100.0 mm	65 cm	5
09	09054	8.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
10	09303	10.00 mm	45.0 mm	14 cm	5
11	09499	10.00 mm	50.0 mm	40.5 cm	5
12	09055	10.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09310	10.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09315	10.00 mm	100.0 mm	65 cm	5
13	09309	12.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09314	12.00 mm	100.0 mm	65 cm	5



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS À EMBOUT PROTECTEUR Ø 15 À 50 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon


Extrémité du manche en anneau

Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	09056	15.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09066	15.00 mm	100.0 mm	80 cm	5
02	09331	20.00 mm	150.0 mm	45 cm	5
03	09332	20.00 mm	100.0 mm	50 cm	5
04	09059	30.00 mm	80.0 mm	30 cm	5
05	09334	40.00 mm	60.0 mm	50 cm	5
	09458	40.00 mm	60.0 mm	65 cm	5
06	09083	50.00 mm	100.0 mm	140 cm	5



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS À EXTREMITÉ RETOURNÉE Ø 5 À 12.7 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon jusqu'à l'extrémité


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	FT.12.197	5.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.12.197-50	5.00 mm	50.8 mm	30 cm	50
	FT.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	FT.18.197-50	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
	FT.24.197	5.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
	FT.24.197-50	5.00 mm	50.8 mm	61 cm	50
02	FT.12.250	6.35 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.12.250-50	6.35 mm	50.8 mm	30 cm	50
	FT.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
	FT.18.250-50	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	50
	FT.24.250	6.35 mm	50.8 mm	61 cm	2
	FT.24.250-50	6.35 mm	50.8 mm	61 cm	50
03	FT.12.276	7.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.12.276-50	7.00 mm	50.8 mm	30 cm	50
	FT.18.276	7.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	FT.18.276-50	7.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
	FT.24.276	7.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
	FT.24.276-50	7.00 mm	50.8 mm	61 cm	50
04	FT.12.375	9.52 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.12.375-50	9.52 mm	50.8 mm	30 cm	50
05	FT.18.375	9.52 mm	76.2 mm	46 cm	2
	FT.18.375-50	9.52 mm	76.2 mm	46 cm	50
	FT.24.375	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	2
	FT.24.375-50	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	50
06	FT.12.440	11.18 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.12.440-50	11.18 mm	50.8 mm	30 cm	50
07	FT.18.440	11.18 mm	76.2 mm	46 cm	2
	FT.18.440-50	11.18 mm	76.2 mm	46 cm	50
	FT.24.440	11.18 mm	76.2 mm	61 cm	2
	FT.24.440-50	11.18 mm	76.2 mm	61 cm	50
08	FT.12.500	12.70 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.12.500-50	12.70 mm	50.8 mm	30 cm	50
09	FT.18.500	12.70 mm	76.2 mm	46 cm	2
	FT.18.500-50	12.70 mm	76.2 mm	46 cm	50
	FT.24.500	12.70 mm	76.2 mm	61 cm	2
	FT.24.500-50	12.70 mm	76.2 mm	61 cm	50





Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS SPÉCIAUX

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon  
 Extrémité du manche en anneau  
 Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur  
 Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR-8110	9.50 mm	50.8 mm	9.5 cm	3
	BR-8110-50	9.50 mm	50.8 mm	9.5 cm	50
02	BR-8115	12.70 mm	101.6 mm	20 cm	3
	BR-8115-50	12.70 mm	101.6 mm	20 cm	50
03	BR-8210	4.75 mm à 12.70 mm	76.2 mm	18 cm	3
	BR-8210-50	4.75 mm à 12.70 mm	76.2 mm	18 cm	50
04	BR-8310	12.70 mm	63.5 mm	30 cm	3
	BR-8310-50	12.70 mm	63.5 mm	30 cm	50
05	BR-8315	12.70 mm	76.2 mm	30 cm	3
	BR-8315-50	12.70 mm	76.2 mm	30 cm	50
06	BR-8410	12.70 mm	76.2 mm	15 cm	3
	BR-8410-50	12.70 mm	76.2 mm	15 cm	50
07	09366*	0.60 mm	8.0 mm	45 cm	5
08	09388*	1.40 mm	8.0 mm	45 cm	5





Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS LONGS POUR ALÉSOIRS OSSEUX

Manche en inox rigide recouvert de fibres en nylon


Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.31.118	3.00 mm	76.2 mm	79 cm	3
02	BR.31.197	5.00 mm	76.2 mm	79 cm	3
03	BR.31.276	7.00 mm	76.2 mm	79 cm	3





12

\*Sans anneau aux extrémités

13

\*Sans anneau aux extrémités

*Images taille réelle*

## ÉCOUVILLONS POLYPROPYLÈNE

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en polypropylène (matière plus rigide que le nylon, résistant à la prolifération des bactéries)

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	PP.16.039	1.00 mm	25.4 mm	41 cm	2
	PP.16.039-50	1.00 mm	25.4 mm	41 cm	50
	PP.22.039	1.00 mm	25.4 mm	56 cm	2
	PP.22.039-50	1.00 mm	25.4 mm	56 cm	50
02	PP.16.062	1.58 mm	25.4 mm	41 cm	2
	PP.16.062-50	1.58 mm	25.4 mm	41 cm	50
	PP.22.062	1.58 mm	25.4 mm	56 cm	2
	PP.22.062-50	1.58 mm	25.4 mm	56 cm	50
03	PP.16.087	2.20 mm	25.4 mm	41 cm	2
	PP.16.087-50	2.20 mm	25.4 mm	41 cm	50
	PP.22.087	2.20 mm	25.4 mm	56 cm	2
	PP.22.087-50	2.20 mm	25.4 mm	56 cm	50
04	PP.16.105	2.67 mm	50.8 mm	41 cm	2
	PP.16.105-50	2.67 mm	50.8 mm	41 cm	50
	PP.22.105	2.67 mm	50.8 mm	56 cm	2
	PP.22.105-50	2.67 mm	50.8 mm	56 cm	50
05	PP.16.125	3.18 mm	50.8 mm	41 cm	2
	PP.16.125-50	3.18 mm	50.8 mm	41 cm	50
	PP.22.125	3.18 mm	50.8 mm	56 cm	2
	PP.22.125-50	3.18 mm	50.8 mm	56 cm	50
06	PP.16.158	4.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
	PP.16.158-50	4.00 mm	50.8 mm	41 cm	50
	PP.22.158	4.00 mm	50.8 mm	56 cm	2
	PP.22.158-50	4.00 mm	50.8 mm	56 cm	50
07	PP.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	PP.18.197-50	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
	PP.22.197	5.00 mm	50.8 mm	56 cm	2
	PP.22.197-50	5.00 mm	50.8 mm	56 cm	50
08	PP.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
	PP.18.250-50	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	50
09	PP.18.393	10.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	PP.18.393-50	10.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
10	PP.18.591	15.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	PP.18.591-50	15.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
11	PP.18.750	19.05 mm	152.4 mm	46 cm	2
	PP.18.750-50	19.05 mm	152.4 mm	46 cm	50
12	PT.28.118*	3.00 mm	50.8 mm	71 cm	2
	PT.28.118-50*	3.00 mm	50.8 mm	71 cm	50
13	PT.28.197*	5.00 mm	50.8 mm	71 cm	2
	PT.28.197-50*	5.00 mm	50.8 mm	71 cm	50



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS À MANCHON Ø 1.58 À 3.33 MM

Tige en acier inoxydable recouverte d'un manchon plastique et de fibres nylon


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne

Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique acrylique

Non stérilisables en autoclave, lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	AT.12.062	1.58 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.12.062-50	1.58 mm	25.4 mm	30 cm	50
	AT.18.062	1.58 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.18.062-50	1.58 mm	25.4 mm	46 cm	50
	AT.24.062	1.58 mm	25.4 mm	61 cm	2
	AT.24.062-50	1.58 mm	25.4 mm	61 cm	50
02	AT.12.087	2.20 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.12.087-50	2.20 mm	25.4 mm	30 cm	50
	AT.18.087	2.20 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.18.087-50	2.20 mm	25.4 mm	46 cm	50
	AT.24.087	2.20 mm	25.4 mm	61 cm	2
	AT.24.087-50	2.20 mm	25.4 mm	61 cm	50
03	AT.12.105	2.67 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.12.105-50	2.67 mm	25.4 mm	30 cm	50
	AT.18.105	2.67 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.18.105-50	2.67 mm	25.4 mm	46 cm	50
	AT.24.105	2.67 mm	25.4 mm	61 cm	2
	AT.24.105-50	2.67 mm	25.4 mm	61 cm	50
04	AT.12.118	3.00 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.12.118-50	3.00 mm	25.4 mm	30 cm	50
	AT.18.118	3.00 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.18.118-50	3.00 mm	25.4 mm	46 cm	50
	AT.24.118	3.00 mm	25.4 mm	61 cm	2
	AT.24.118-50	3.00 mm	25.4 mm	61 cm	50
05	AT.12.125	3.18 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.12.125-50	3.18 mm	25.4 mm	30 cm	50
	AT.18.125	3.18 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.18.125-50	3.18 mm	25.4 mm	46 cm	50
	AT.24.125	3.18 mm	25.4 mm	61 cm	2
	AT.24.125-50	3.18 mm	25.4 mm	61 cm	50
06	AT.12.131	3.33 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.12.131-50	3.33 mm	25.4 mm	30 cm	50
	AT.18.131	3.33 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.18.131-50	3.33 mm	25.4 mm	46 cm	50
	AT.24.131	3.33 mm	25.4 mm	61 cm	2
	AT.24.131-50	3.33 mm	25.4 mm	61 cm	50



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS À MANCHON Ø 4 À 11.18 MM

Tige en acier inoxydable recouverte d'un manchon plastique et de fibres nylon

Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne

Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique acrylique

Non stérilisables en autoclave, lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	AT.12.158	4.00 mm	38.1 mm	30 cm	2
	AT.12.158-50	4.00 mm	38.1 mm	30 cm	50
	AT.18.158	4.00 mm	38.1 mm	46 cm	2
	AT.18.158-50	4.00 mm	38.1 mm	46 cm	50
	AT.24.158	4.00 mm	38.1 mm	61 cm	2
	AT.24.158-50	4.00 mm	38.1 mm	61 cm	50
02	AT.12.197	5.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	AT.12.197-50	5.00 mm	50.8 mm	30 cm	50
	AT.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	AT.18.197-50	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
	AT.24.197	5.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
	AT.24.197-50	5.00 mm	50.8 mm	61 cm	50
03	AT.12.250	6.35 mm	50.8 mm	30 cm	2
	AT.12.250-50	6.35 mm	50.8 mm	30 cm	50
	AT.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
	AT.18.250-50	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	50
	AT.24.250	6.35 mm	50.8 mm	61 cm	2
	AT.24.250-50	6.35 mm	50.8 mm	61 cm	50
04	AT.12.276	7.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	AT.12.276-50	7.00 mm	50.8 mm	30 cm	50
	AT.18.276	7.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	AT.18.276-50	7.00 mm	50.8 mm	46 cm	50
	AT.24.276	7.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
	AT.24.276-50	7.00 mm	50.8 mm	61 cm	50
05	AT.12.375	9.52 mm	76.2 mm	30 cm	2
	AT.12.375-50	9.52 mm	76.2 mm	30 cm	50
	AT.18.375	9.52 mm	76.2 mm	46 cm	2
	AT.18.375-50	9.52 mm	76.2 mm	46 cm	50
	AT.24.375	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	2
	AT.24.375-50	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	50
06	AT.12.440	11.18 mm	76.2 mm	30 cm	2
	AT.12.440-50	11.18 mm	76.2 mm	30 cm	50
	AT.18.440	11.18 mm	76.2 mm	46 cm	2
	AT.18.440-50	11.18 mm	76.2 mm	46 cm	50
	AT.24.440	11.18 mm	76.2 mm	61 cm	2
	AT.24.440-50	11.18 mm	76.2 mm	61 cm	50



Images taille réelle

## ÉCOUVILLONS TYPE CHENILLE


Tiges métalliques recouvertes de fibres douces en coton, polyester ou nylon

À usage unique

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur totale	Fabrication	Unité Vente
01	PC.100C	3.18 mm	15 m	Coton	1 rouleau
02	PC.200C	6.35 mm	15 m	Coton	1 rouleau
03	PC.300P	3.18 mm	15 m	Polyester	1 rouleau
04	PC.400P	6.35 mm	15 m	Polyester	1 rouleau
05	PC.112C	3.18 mm	30 cm	Coton	100
06	PC.212C	6.35 mm	30 cm	Coton	100
07	PC.312P	3.18 mm	30 cm	Polyester	100
08	PC.412P	6.35 mm	30 cm	Polyester	100
09	PC.503	3.00 mm	15 cm	Coton et nylon	100
10	PC.512	12.70 mm	30 cm	Soft polyester	50
11	PC.515	15.87 mm	30 cm	Polyester et nylon	20
12	PC.606	6.00 mm	15 m	Polyester et nylon	1 rouleau


01



02



03



04



## BROSSES DE NETTOYAGE

Manche en plastique ergonomique et fibres synthétiques

Réutilisables

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	09478	Fibres souples	21.5 cm	1
	26491	Fibres medium	21.5 cm	1
	26492	Fibres dures	21.5 cm	1
	09460	Fibres extra-dures	21.5 cm	2
02	09485	Fibres extra-dures, poignée inclinée	23.5 cm	2
03	09084	Double tête - Fibres souples	17.5 cm	2
	09098	Double tête - Fibres dures / extra-dures	17.5 cm	2
	09459	Double tête - Fibres extra-dures	17.5 cm	2
04	09320	Fibres dures	16.5 cm	10



## BROSSES DE NETTOYAGE

Manche en plastique ergonomique et fibres en nylon ou inox

Réutilisables

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	N.3000	Fibres en nylon	17.78 cm	1
	N.3000-3	"	17.78 cm	3
02	N.4000	Fibres en nylon	18.42 cm	1
03	BR.1010	Tête ronde, fibres inox, à usage unique	6.35 cm	1
	BR.1010-50	"	6.35 cm	50
04	BR.1031	1 rangée de fibres inox, à usage unique	16.51 cm	1
	BR.1031-50	"	16.51 cm	50
05	BR.1033	3 rangées de fibres inox, à usage unique	16.51 cm	1
	BR.1033-50	"	16.51 cm	50
06	BR.1050	Lot de 3 brosses (BR.1010, BR.1031, BR.1033)	-	1 lot



## BROSSES DE NETTOYAGE

Manche en plastique et fibres en nylon, inox ou laiton

Traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Les brosses en inox et Laiton sont abrasives, à utiliser avec précaution

Réutilisables

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	S.2121	En inox, à double tête, 3 rangées de fibres	18 cm	2
	S.2121-50	"	18 cm	50
02	N.2100	En nylon, 3 rangées de fibres	18 cm	3
	N.2100-50	"	18 cm	50
03	B.2100	En laiton, 3 rangées de fibres	18 cm	3
	B.2100-50	"	18 cm	50
04	S.2100	En inox, 3 rangées de fibres	18 cm	3
	S.2100-50	"	18 cm	50
05	S.2300	En inox doux, 3 rangées de fibres	18 cm	3
	S.2300-50	"	18 cm	50
06	S.2131	En inox doux, 1 rangée de fibres	18 cm	3
	S.2131-50	"	18 cm	50
07	D.2100BN	En nylon et laiton, à double tête, 3 rangées de fibres	18 cm	3
	D.2100BN-50	"	18 cm	50
08	D.2100SN	En nylon et inox, à double tête, 3 rangées de fibres	18 cm	3
	D.2100SN-50	"	18 cm	50



## AUTRES BROSSES DE NETTOYAGE

Non stérilisables  
Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	09064	Réutilisable - Lavable en laveur-désinfecteur À double tête	-	30 mm / 10 mm	15.5 cm	10
02	26029	Réutilisable - Lavable en laveur-désinfecteur Taille ajustable	-	-	5.5 cm	3
03	26023	À usage unique Fibres nylon	40 mm / 8 mm	45 mm / 25 mm	19 cm	3
04	09338	Non lavable en laveur-désinfecteur Fibres nylon	3.5 mm	60 mm	26.5 cm	2
05	09096	Lavable en laveur-désinfecteur Fibres nylon	20 mm	70 mm	27 cm	1
06	BR.5500	Long manche plastique - Non autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	35 mm	-	71 cm	1
07	BR.5450	Brosse Sparlon, double tête - Tige inox Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	25 mm / 13 mm	51 mm / 76 mm	30 cm	1
08	BR.5455	Tige inox - Autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	25 mm	76 mm	26.7 cm	1
09	BR.5000	Brosse pour nettoyage autoclave Non autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	-	-	76 cm	1
10	BR.4000	Brosse pour nettoyage autoclave Non autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	-	-	20.32 cm	1



01

02

03

04

05

06



## ÉCOUVILLONS D'ENDOSCOPIE 1 TÊTE

Constitués d'une tête recouverte de fibres en nylon et d'un manchon en plastique coloré

À usage unique, garantis sans latex

Non stériles

N°	Référence	Description	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Couleur	Unité Vente
01	BR.075.18	-	1.8 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.18	-	1.8 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.18	-	1.8 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.18	-	1.8 mm	20 mm	200 cm		1
02	BR.075.24	-	2.4 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.24	-	2.4 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.24	-	2.4 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.24	-	2.4 mm	20 mm	200 cm		1
03	BR.075.32	-	3.2 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.32	-	3.2 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.32	-	3.2 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.32	-	3.2 mm	20 mm	200 cm		1
04	BR.075.42	-	4.2 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.42	-	4.2 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.42	-	4.2 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.42	-	4.2 mm	20 mm	200 cm		1
05	26024	-	2.5 mm	14 mm	230 cm		50
06	09356	Kit brosse endoscopie et brosse à valve	6.5 mm	20 mm	257 cm		1

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11




## ÉCOUVILLONS D'ENDOSCOPIE 2 TÊTES

Constitués de deux têtes recouvertes de fibres en nylon et d'un manchon en plastique

À usage unique, garantis sans latex

Non stériles

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Couleur	Unité Vente
01	09352	2.0 mm	12 mm	100 cm		1
02	09353	3.0 mm	12 mm	100 cm		1
03	26090	2.5 mm	15 mm	230 cm		1
04	26022	3.0 mm	20 mm	230 cm		50
05	26025	4-6 mm / 3-5 mm	15 mm / 24 mm	230 cm		50
06	26020	5.0 mm	20 mm	230 cm		50
07	26028	5.5 mm / 10 mm	20 mm / 20 mm	230 cm		50
08	26021	6.0 mm	20 mm	230 cm		50
	26482	6.0 mm	20 mm	360 cm		50
09	26305	3.0 mm	20 mm / 300 mm	230 cm		50
	26026	5.0 mm	20 mm / 310 mm	265 cm		50
10	26027	5.2 mm / 11 mm	-	15.6 cm		100
11	BR.3202	5.0 mm / 9 mm	-	15 cm		3
	BR.3202-50	5.0 mm / 9 mm	-	15 cm		50




## KITS BROSSES ET ÉCOUVILLONS

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	09057	<b>Assortiment 7 brosses</b>	
		1 x REF 09050 (500 mm x 2.5 mm) 1 x REF 09052 (300 mm x 4.0 mm) 1 x REF 09054 (300 mm x 8.0 mm) 1 x REF 09056 (300 mm x 15.0 mm)	1 x REF 09051 (350 mm x 7.0 mm) 1 x REF 09053 (300 mm x 6.0 mm) 1 x REF 09055 (300 mm x 10.0 mm)
02	26035	<b>Assortiment 54 brosses</b>	
		3 x REF 45906 (215 mm x 1.6 mm) 3 x REF 45910 (215 mm x 2.5 mm) 3 x REF 45914 (215 mm x 4.0 mm) 3 x REF 09339 (300 mm x 2.0 mm) 3 x REF 09052 (300 mm x 4.0 mm) 3 x REF 09053 (300 mm x 6.0 mm) 3 x REF 09058 (405 mm x 7.0 mm) 3 x REF 09313 (610 mm x 2.5 mm) 3 x REF 09311 (610 mm x 7.0 mm)	3 x REF 45908 (215 mm x 2.0 mm) 3 x REF 45912 (215 mm x 3.0 mm) 3 x REF 09335 (250 mm x 3.5 mm) 3 x REF 09341 (300 mm x 3.0 mm) 3 x REF 09306 (300 mm x 5.0 mm) 3 x REF 09318 (400 mm x 5.0 mm) 3 x REF 09499 (405 mm x 10.0 mm) 3 x REF 09312 (610 mm x 5.0 mm) 3 x REF 09310 (610 mm x 10.0 mm)
03	26033	<b>Assortiment 42 brosses et écouvillons</b>	
		6 x REF 26027 (156 mm x 5.0/7.0 mm) 3 x REF 09341 (300 mm x 3.0 mm) 6 x REF 09318 (405 mm x 5.0 mm) 3 x REF 09313 (610 mm x 2.5 mm) 3 x REF 09310 (610 mm x 10.0 mm)	3 x REF 09339 (300 mm x 2.0 mm) 3 x REF 09306 (300 mm x 5.0 mm) 6 x REF 09499 (405 mm x 10.0 mm) 3 x REF 09312 (610 mm x 5.0 mm) 6 x REF 09098
04	26034	<b>Assortiment 42 brosses et écouvillons</b>	
		3 x REF 45906 (215 mm x 1.6 mm) 3 x REF 45910 (215 mm x 2.5 mm) 3 x REF 45914 (215 mm x 4.0 mm) 3 x REF 09318 (405 mm x 5.0 mm) 3 x REF 09310 (610 mm x 10.0 mm) 6 x REF 09098	3 x REF 45908 (215 mm x 2.0 mm) 3 x REF 45912 (215 mm x 3.0 mm) 3 x REF 09341 (300 mm x 3.0 mm) 3 x REF 09313 (405 mm x 7.0 mm) 3 x REF 09325 6 x 09488

## ACCESSOIRES DE BROSSES ET ÉCOUVILLONS




N°	Référence	Description	Unité Vente
05	06012	Support inox pour brosses 10 crochets 300 mm	1
	06021	Support inox pour brosses 20 crochets 600 mm	1
06	MJ.370	Jauge de mesure pour déterminer les diamètres adaptés des écouvillons	4



## COLLECTEURS DE LAVAGE

Fabrication acier inoxydable  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
01	25000	Collecteur 6 adaptateurs - 2 bouchons fournis	Longueur 162 mm	1
	25001	"	Longueur 196 mm	1
02	25029	Collecteur 10 adaptateurs - 2 bouchons fournis	Longueur 215 mm	1
03	25025	Filtre pour collecteur ref. 25000 et ref. 25001		10
04	25027	Bouchon pour collecteur ref. 25000 et ref. 25001		1
05	25022	Bouchon Luer-Lock mâle		1
06	25023	Bouchon Luer-Lock femelle		1
07	25028	Connecteur Y en inox pour tube flexible	Ø 8 mm - Ø extérieur 7-9 mm	1
08	25100	Connecteur Y en polypropylène pour tube flexible	Ø 4 mm - Ø extérieur 3-5 mm	1
	25101	"	Ø 6 mm - Ø extérieur 5-7 mm	1
	25102	"	Ø 8 mm - Ø extérieur 7-9 mm	1
09	25014	Connecteur Luer-Lock mâle	Ø 4 mm	1
	25015	"	Ø 5 mm	1
	25016	"	Ø 6 mm	1
	25017	"	Ø 8 mm	1
10	25018	Connecteur Luer-Lock femelle	Ø 4 mm	1
	25019	"	Ø 5 mm	1
	25020	"	Ø 6 mm	1
	25021	"	Ø 8 mm	1
11	25002	Adaptateur Luer-Lock femelle, raccord mâle		1
12	25003	Adaptateur 2x Luer-Lock femelle avec filetage		1
13	25004	Adaptateur 2x Luer-Lock mâle		1
14	25005	Adaptateur 2x Luer-Lock mâle		1
15	25006	Adaptateur Luer-Lock mâle et Luer-Lock femelle		1
16	25007	Adaptateur Luer-Lock mâle	M5 x 6 mm	1
	25008	"	M6 x 10 mm	1
	25009	"	M8 x 10 mm	1
17	25010	Adaptateur Luer-Lock femelle	M5 x 6 mm	1
	25011	"	M6 x 10 mm	1
	25012	"	M8 x 10 mm	1



## ÉCARTEURS DE LAVAGE

Garantis sans latex  
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	20460	Acier inoxydable et revêtement silicone. Réutilisable	40 mm		1
	20411	"	50 mm		1
	20408	"	60 mm		1
	20406	"	70 mm		1
	20412	"	80 mm		1
02	20407	Acier inoxydable. Réutilisable	-		1
03	20413	Acier inoxydable. Réutilisable	ø 4.8 mm		1
	20409	"	ø 6 mm		5
	20429	"	ø 8.4 mm		5
	20410	"	ø 10 mm		5
	20430	Ovale	ø 14 mm		5
04	20414	Polypropylène. À usage unique	ø 4.8 mm		50
	20415	"	ø 4.8 mm		50
	20416	"	ø 4.8 mm		50
	20417	"	ø 4.8 mm		50
	20418	"	ø 4.8 mm		50
	20419	"	ø 6 mm		50
	20420	"	ø 6 mm		50
	20421	"	ø 6 mm		50
	20422	"	ø 6 mm		50
	20423	"	ø 6 mm		50
	20424	"	ø 10 mm		50
	20425	"	ø 10 mm		50
	20426	"	ø 10 mm		50
	20427	"	ø 10 mm		50
20428	"	ø 10 mm		50	
05	20462	Ouvre-conchotomes acier inoxydable	-		1



## PORTE-INSTRUMENTS

Fabrication acier inoxydable

Garantis sans latex

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
01	IS.12504	Épingle porte-instruments	10 x 6 cm	1
	IS.12506	"	15 x 6 cm	1
	IS.12508	"	20 x 6 cm	1
	IS.12510	"	25 x 6 cm	1
02	IS.32504	"	10 x 7 cm	1
	IS.32506	"	15 x 7 cm	1
	IS.32508	"	20 x 7 cm	1
	IS.32510	"	25 x 7 cm	1
	IS.32512	"	30 x 7 cm	1
	IS.32514	"	36 x 7 cm	1
	IS.32516	"	41 x 7 cm	1
	IS.33018	"	46 x 8 cm	1
	IS.33020	"	51 x 8 cm	1
	03	IS.35506	"	15 x 14 cm
IS.35508		"	20 x 14 cm	1
IS.35510		"	25 x 14 cm	1
IS.35512		"	30 x 14 cm	1
04	20451	"	10 x 6 cm	1
	20452	"	15 x 6 cm	1
	20453	"	20 x 6 cm	1
	20454	"	25 x 6 cm	1
05	20455	"	15 x 15 cm	1
	20456	"	20 x 15 cm	1
	20457	"	25 x 15 cm	1
	20458	"	30 x 15 cm	1
06	IS.62455	Porte-instruments vertical stringer	5 x 10 x 13.3 cm - H : 7.5 cm	1
07	20403	Épingle porte-instruments	75 mm	1
	20404	"	100 mm	1
	20405	"	125 mm	1
08	20459	Support de lavage haricots	460 x 220 x 165 mm	1



## PRODUITS ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Lubrifiants et produits de nettoyage pour instruments, huiles de maintenance, lubrifiants moteur et accessoires de nettoyage

Nettoient les surfaces et éliminent les tâches difficiles

N°	Référence	Description	Dimensions / Contenance	Unité Vente
01	02004	<b>LUBRINOL</b> Huile de maintenance spéciale instruments	400 ml	1 aérosol
02	02008	<b>LUBRIFLUID</b> Lubrifiant pour moteur à air comprimé et pièces à main	500 ml	1 aérosol
03	02110	<b>CHIROL</b> Nettoyant containers et surfaces Recommandé pour les surfaces métalliques	250 ml	1 flacon
04	02111	<b>TAPE-EX</b> Nettoyant adhésif Décolle et enlève tous les résidus adhésifs	300 ml	1 aérosol
05	02006	<b>ENGINOL</b> Huile de maintenance	50 ml	1 flacon
06	02120	Gomme nettoyante	40 x 25 x 12 mm	1
07	02121	1 kit : porte-gomme + 2 gommes + taille-gomme	-	1
	02122	Gomme de nettoyage	80 x 10 x 10 mm	2
08	26030	Éponge de protection	ø 55 mm - Largeur 95 mm	200
	26484	Éponge de protection	ø 55 mm - Largeur 95 mm	50
09	02117	Éponge grattante grise "douce"	150 x 100 mm	3
10	02118	Éponge grattante marron "dure" Très abrasif, utiliser avec précautions	150 x 100 mm	3
11	50055	Leonardo Wet Set® - Bleu Avec bouchons silicone perforés - Bleu	-	3
	50058	Leonardo Wet Set® - Bleu Avec bouchons silicone perforés - Bleu	-	20
	50065	Leonardo Wet Set® - Bleu Avec bouchons silicone non-perforés	-	20
	50066	Leonardo Wet Set® - Bleu Avec bouchons silicone perforés (x10) / non perforés (x10)	-	20
	50078	Leonardo Wet Set® - Violet Avec bouchons silicone à double perforation	-	20
	50083	Leonardo Wet Set® - Violet Avec bouchons silicone non-perforés	-	20



# **PROTECTION DE LA PERSONNE**



Gants de protection	322
Protections du visage	326
Protections auditives	330
Blouses de protection et accessoires	332
Sabots de bloc	334



## GANTS DE PROTECTION ANTI-CHALEUR

Très résistants à la chaleur  
Garantis sans latex

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Taille	Couleur	Unité Vente
01	M99292	<b>Gant de protection Long anti-chaleur</b> Stérilisables à 134°C Résistant à <b>300°C</b>	100 % silicone	44 cm	Unique		1 gant
02	09368	<b>Gant de protection anti-chaleur</b> Stérilisables à 134°C Résistant à <b>240°C</b>	100 % silicone	35 cm	Unique		1 gant
	09484	"	100 % silicone	43 cm	Unique		1 gant
03	ST9000	<b>Gants de protection sortie autoclave</b> Résistant <b>jusqu'à 300°C</b> max en usage court	Para-amide Kevlar	40 cm	8		1 paire
	ST9001	"	Para-amide Kevlar	40 cm	10		1 paire
04	09223	<b>Gants de protection anti-chaleur Thermoplus</b> Excellente sensibilité et grand confort Résistant <b>jusqu'à 100°C</b> - Lavable à 30°C	Coton et fibres para-amide	33 cm	9		1 paire
	09224	"	Coton et fibres para-amide	33 cm	10		1 paire
05	09031	<b>Gants de protection anti-chaleur Crusader Flex</b> Résistant <b>jusqu'à 180°C</b> en usage court Lavable à 60°C	Nitrile / Doublure Molleton	33 cm	9		1 paire
	09034	"	Nitrile / Doublure Molleton	33 cm	10		1 paire
06	09883	<b>Gants de protection en Nomex®</b> Résistant <b>de -180°C jusqu'à +260 ° C</b> Résistance chimique - Lavable à 40°C	Nomex®	52 cm	8.5 - 9		1 paire
	09884	"	Nomex®	52 cm	9.5 - 10		1 paire
	09885	"	Nomex®	52 cm	10.5 - 11		1 paire
	09886	"	Nomex®	30 cm	8.5 - 9		1 paire
	09887	"	Nomex®	30 cm	9.5 - 10		1 paire
	09888	"	Nomex®	30 cm	10.5 - 11		1 paire



## GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Excellente résistance  
Garantis sans latex

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Taille	Couleur	Unité Vente
01	PS.3224	Protection complète du bras Réutilisable - Traitement anti-bactérien	Nitrile	61 cm	S		1 paire
	PS.3324	"	Nitrile	61 cm	M		1 paire
	PS.3334	"	Nitrile	61 cm	L		1 paire
02	09589	Protection jusqu'au coude - Usage unique Boîte distributrice de 100 pièces	Nitrile	40 cm	M	<input type="checkbox"/>	1 boîte
	09590	"	Nitrile	40 cm	L	<input type="checkbox"/>	1 boîte
	09591	"	Nitrile	40 cm	XL	<input type="checkbox"/>	1 boîte
	09592	"	Nitrile	40 cm	XXL	<input type="checkbox"/>	1 boîte
03	09362	Protection jusqu'au poignet - Usage unique Boîte de 100 pièces	Nitrile	24 cm	S		1 boîte
	09360	"	Nitrile	24 cm	M		1 boîte
	09361	"	Nitrile	24 cm	L		1 boîte
	09364	"	Nitrile	30 cm	M	<input type="checkbox"/>	1 boîte
	09363	"	Nitrile	30 cm	L	<input type="checkbox"/>	1 boîte
	09481	"	Nitrile	30 cm	XL	<input type="checkbox"/>	1 boîte
04	09033	Conditionnement : 12 paires	Néoprène / latex		6.5 - 7		1 boîte
	09032	"	Néoprène / latex		7.5 - 8		1 boîte
	09030	"	Néoprène / latex		8.5 - 9		1 boîte
05	09836	Protection complète du bras Conditionnement : Boîte de 50 pièces	Polyéthylène	90 cm	Unique		1 boîte
06	09200	Distributeur pour 1 boîte	Acier inoxydable		250 x 135 x 95 mm	<input type="checkbox"/>	1
07	09201	Distributeur de gants 3 boîtes (S/M/L) Fixation au mur, vis et chevilles fournies	Acier inoxydable		258 x 392 x 95 mm	<input type="checkbox"/>	1
	09202	Distributeur de gants 1 boîte Fixation au mur, vis et chevilles fournies	Acier inoxydable		250 x 135 x 95 mm	<input type="checkbox"/>	1
	20439	Adaptateur pour réf. 09201 et Réf. 09202	Acier inoxydable		202 x 23 x 37 mm	<input type="checkbox"/>	1
08	09204	Distributeur de gants 1 boîte Fixation au mur, vis et chevilles fournies	Acier inoxydable		400 x 135 x 90 mm	<input type="checkbox"/>	1
09	09205	Distributeur de gants 4 boîtes Fixation au mur, vis et chevilles fournies	Acier inoxydable		522 x 258 x 95 mm	<input type="checkbox"/>	1

01



03



02



04



05




06



## VISIÈRES DE PROTECTION

Montures réutilisables, écrans de protection à usage unique


N°	Référence	Description	Contenu	Couleur	Unité Vente
01	09714	<b>Kit protection visage</b> - Pas de distorsion du champ de vision, anti-éblouissement, anti-statique, anti-buée, résiste aux rayures, liquides...	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	09715	"	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	09716	"	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	09717	"	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	09718	"	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	09719	"	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	09726	"	10 visières de rechange		1 kit
	02	09081	<b>Lunettes de protection</b> - Monture et visière de protection	10 montures 10 visières de rechange	
09431		"	10 montures 10 visières de rechange		1 kit
09082		"	25 visières de rechange		1 kit
03	UV711.00	<b>Visière de protection totale</b> - Anti-buée, ultra léger, très confortable Classe optique 1	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	UV711.01	"	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
	UV711.02	"	1 monture 10 visières de rechange		1 kit
04	UV712.00	<b>Visière de protection</b> - Anti-buée, ultra légère, très confortable	5 monture 20 visières de rechange	    	1 kit
	UV712.K1	"	200 visières de rechange		1 kit
05	UV568	<b>Lunettes de protection simple</b> - Ultra légères, réutilisables EN 166	10 paires		1 kit
06	UV5X7	<b>Lunettes de protection</b> - Anti-buée, anti-rayures, ultra légères, branches ajustables, protection UV400 - EN 166	10 paires		1 kit



## VISIÈRES DE PROTECTION

Anti-buée, anti-reflets  
Confort optimal

N°	Référence	Description	Contenu	Couleur	Unité Vente
01	K.4600	Monture réutilisable	1 monture		20
	K.4615	Ecran usage unique Harnais frontal en mousse Largeur 19 cm	Écran de protection		40
	K.4625	Ecran usage unique Harnais frontal en mousse Largeur 14.5 cm	Écran de protection		40
	K.4610	KIT 1	8 montures ref. K.4600 40 écrans usage unique ref. K.4615		1 kit
	K.4620	KIT 2	8 montures ref. K.4600 40 écrans usage unique ref. K.4625		1 kit
02	K.4505	Visière de protection intégrale Harnais frontal en mousse Usage unique - Maintien par élastique	24 visières		1 kit
03	K.4509	Visière de protection avec masque TYVEK Maintien par élastique Largeur 33 cm	24 visières		1 kit
04	09441	Visière de protection avec masque Masque chirurgical 3 épaisseurs Maintien par élastique auriculaire	20 visières		1 kit
05	K.4517	Visière de protection avec masque Usage unique Maintien par élastique auriculaire	25 visières		1 kit



## PROTECTIONS AUDITIVES

Arceaux réutilisables  
 Embouts de rechange à usage unique en mousse polyuréthane  
 Protection : 23dB

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	09432	Arceau léger et flexible avec bouchons d'oreilles	1 pièce
02	09434	Embouts de rechange pour réfs. 09432, 09433 Conditionnement : 10 paires	1 boîte
03	09433	Arceau léger avec bouchons d'oreilles	1 pièce
04	09435	Distributeur de bouchons d'oreille 1000 bouchons d'oreille inclus	1 kit
05	09444	Bouchons d'oreilles	250 paires

01



02



03



04



05



07

08



09



10



## BLOUSES DE PROTECTION ET ACCESSOIRES

À usage unique

N°	Référence	Description	Longueur	Épaisseur	Taille	Couleur	Unité Vente
01	09437	Blouse de protection contre les projections en zone de lavage Imperméable, épaisse et résistante	130 cm	72g/m <sup>2</sup>	Unique		50
02	09480	Blouse de visiteur en non-tissé - Non enduite, respirante Manches longues avec ceinture élastique	120 cm	15g/m <sup>2</sup>	Unique		100
03	09442	Blouse de protection contre les projections en zone de lavage Imperméable, épaisse et résistante	150 cm	30g/m <sup>2</sup>	XXL	<input type="checkbox"/>	100
04	PS.4201	Combinaison de protection en polypropylène Non tissée	-	-	S	<input type="checkbox"/>	25
	PS.4301	"	-	-	M	<input type="checkbox"/>	25
	PS.4401	"	-	-	L	<input type="checkbox"/>	25
	PS.4501	"	-	-	XL	<input type="checkbox"/>	25
	PS.4601	"	-	-	XXL	<input type="checkbox"/>	25
	PS.4701	"	-	-	XXXL	<input type="checkbox"/>	25
	PS.4801	"	-	-	4XL	<input type="checkbox"/>	25
05	09401	Blouse de protection contre les projections en zone de lavage Imperméable	136 cm	30g/m <sup>2</sup>	Unique		100
	09445	Blouse de protection <b>avec poignées</b> contre les projections en zone de lavage - Imperméable	136 cm	30g/m <sup>2</sup>	Unique		100
	09402	Blouse de protection contre les projections en zone de lavage Imperméable	136 cm	15g/m <sup>2</sup>	Unique		100
06	09438	Manchettes en polyéthylène Elastiques aux extrémités	40 cm	20 µm	Unique	<input type="checkbox"/>	100
07	09440	Masque chirurgical 3 épaisseurs Maintien par élastique auriculaire	-	-	Unique	<input type="checkbox"/>	50
08	09439	Chauffe épaule 100% coton Traitement anti-pilling	-	-	S	<input type="checkbox"/>	1
	09403	"	-	-	M	<input type="checkbox"/>	1
	09404	"	-	-	L	<input type="checkbox"/>	1
09	PS.12101	Charlotte de protection pour cheveux anti-transpirante Maintien avec élastique - Garantie sans latex	61 cm	-	Unique	<input type="checkbox"/>	1000
	PS.12401	"	53 cm	-	Unique	<input type="checkbox"/>	1000
	PS.21801	Protection visage anti-transpirante Maintien avec élastique - Garantie sans latex	-	-	Unique	<input type="checkbox"/>	1000
10	09964	Sur-chaussures pour distributeur FarStar en LPDE Conditionnement 9 x 200 unités	-	20 µm	Unique		1
	09965	Distributeur de sur-chaussures FarStar Capacité 50 pièces	-	-	-		1



01



02



03



04



05



06

PERFORATIONS  
LATÉRALES

VOÛTE PLANTAIRE  
ANATOMIQUE

STIMULATION DE LA  
CIRCULATION SANGUINE

AÉRATION TOTALE  
DU PIED

SEMELLE  
ANTIDÉRAPANTE



07

200 g

## SABOTS DE BLOC

Antistatiques dans la masse  
Stérilisables à 134°C et lavables en machine  
Conformes EN 347-1

N°	Référence	Description	Pointures disponibles	Couleurs disponibles	Unité Vente
01	2705	Léger contrefort	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46, 47/48		1 paire
02	2704	Léger contrefort	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46, 47/48		1 paire
03	2710	Bride amovible Léger contrefort	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46, 47/48		1 paire
04	2376	<b>Avec embout de sécurité</b> Bride fixe Contrefort montant + EN 345 EA	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46		1 paire
05	2707	Contrefort montant	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46		1 paire
06	2377	Bride amovible Contrefort montant	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46		1 paire

## SABOTS DE BLOC POIDS PLUME


Antistatiques aux talons  
Lavables en machine 50°C maximum, non autoclavables  
Certification CE et EPI - Conformes EN ISO 20347

N°	Référence	Description	Pointures disponibles	Couleurs disponibles	Unité Vente
07	2721	Bride amovible Ultra léger : 200g Contrefort montant	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46		1 paire

**Tailles larges, en tenir compte lors de votre commande**



# **BLOC OPÉRATOIRE ET SOINS**



Canules à usage unique	338
Accessoires de suture	342
Accessoires endoscopie	344
Brosses à ongles chirurgicales	346
Soins - Diagnostics - Accessoires	348




## CANULES POLYPROPYLÈNE


Fabrication en polypropylène  
Flexibles, conservent la forme donnée  
Embout boutonné ou épointé  
À usage unique, stériles ou non stériles

N°	Référence	Type embout	Longueur utile	Longueur totale	Diamètre int.	Stérile / Non stérile	Unité Vente
01	05005		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Non stérile	200
	05004		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	200
	05053		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	50
	05023		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	21
02	05001		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Non stérile	150
	05000		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	150
	05050		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	50
	05021		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	21
03	05003		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Non stérile	150
	05002		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	150
	05052		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	50
	05022		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	21
04	05007		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Non stérile	150
	05006		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	150
	05056		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	50
	05026		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	21
05	05009		35 mm	55 mm	Ø 0.8 mm	Non stérile	200
	05008		35 mm	55 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	200
	05058		35 mm	55 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	50
	05028		35 mm	55 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	21


01



02



03



## CANULES INOX


Fabrication en acier inoxydable

Embout boutonné ou épointé

De forme droite ou coudée selon les modèles

À usage unique, stériles

N°	Référence	Type embout	Longueur utile	Longueur totale	Diamètre ext.	Diamètre int.	Unité Vente
01	05013		80 mm	95 mm	0.8 mm	0.50 mm	100
	05011		100 mm	115 mm	1.0 mm	0.60 mm	100
	05047		100 mm	116 mm	1.2 mm	0.65 mm	100
	05038		40 mm	55 mm	1.4 mm	1.00 mm	100
	05046		60 mm	75 mm	0.9 mm	0.65 mm	100
02	05016		80 mm	95 mm	1.5 mm	1.00 mm	100
	05036		80 mm	95 mm	2.5 mm	2.00 mm	100
	05035		80 mm	95 mm	2.8 mm	2.00 mm	100
03	05030		100 mm	115 mm	0.6 mm	0.35 mm	100
	05031		100 mm	115 mm	0.8 mm	0.50 mm	100
	05032		80 mm	95 mm	1.0 mm	0.60 mm	100
	05033		90 mm	105 mm	1.0 mm	0.60 mm	100
	05034		90 mm	105 mm	1.5 mm	1.00 mm	50
	05042		80 mm	95 mm	1.6 mm	1.00 mm	50
	05043		80 mm	95 mm	1.8 mm	1.20 mm	50
	05044		80 mm	95 mm	2.0 mm	1.30 mm	50
	05045		80 mm	95 mm	2.4 mm	1.80 mm	50



## ACCESSOIRES DE SUTURE

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Contenu	Unité Vente
01	42026	Embouts de pince Usage unique - Emballage stérile	Standard		5 x 2 paires	20 / boîte
	42028	"	Standard		5 x 3 paires	30 / boîte
	42020	"	Standard		5 x 5 paires	50 / boîte
	42022	"	Standard		5 x 5 paires	50 / boîte
	42023	"	Standard		5 x 5 paires	50 / boîte
	42024	"	Standard		5 x 5 paires	50 / boîte
	42025	"	Standard		5 x 5 paires	50 / boîte
	42027	"	Large		5 x 2 paires	20 / boîte
	42021	"	Large		5 x 5 paires	50 / boîte
	02	42001	Protection pour clamps silicone Emballage stérile	2.5 x 125 mm		2 par sachets
42002		"	5 x 125 mm		2 par sachets	40 / boîte
42003		"	7.5 x 125 mm		2 par sachets	20 / boîte
03	41210	Couvre pince silicone Emballage stérile	1.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41220	"	1.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41230	"	1.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41240	"	1.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41110	"	2.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41120	"	2.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41130	"	2.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41140	"	2.5 x 1.0 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	41000	"	5.0 x 1.5 x 450 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte



## ACCESSOIRES BLOC ENDOSCOPIE

Garantis sans latex  
À usage unique


N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	26041	Nappe en viscose non-tissé avec <b>3 poches</b> Bande adhésive à l'arrière Poches transparentes	750 x 900 mm		10
	26042	Nappe en viscose non-tissé avec <b>4 poches</b> Bande adhésive à l'arrière Poches transparentes	750 x 900 mm		10
02	26009	Taie d'oreiller jetable Fabrication CPE	60 x 60 mm		250



## TENUES DU PATIENT

Garanties sans latex  
À usage unique

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	26060	Bermuda de coloscopie Non tissé avec velcro + rabat	Taille L 600 x 700 mm		100
	26061	"	Taille XL 780 x 780 mm		100
	26062	Bermuda de coloscopie Non tissé avec fente	Taille L 600 x 700 mm		100
	26063	"	Taille XL 780 x 780 mm		100
02	26064	Pantalon de coloscopie en SMS Avec rabat et bandes adhésives	Taille XL 1100 x 650 mm		100
03	26066	Filet de coloscopie Avec ouverture	Taille unique	<input type="checkbox"/>	100



01



02



03



04



## BROSSES À ONGLES CHIRURGICALES

Emballages individuels avec éponge et cure-ongle  
À usage unique

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	09391	Brosse sèche stérile Boîte distributrice de 40 unités	6 boîtes
	09323	Brosse sèche stérile Boîte distributrice de 25 unités	15 boîtes
	09337	Brosse imprégnée povidone iodée 1.1% Boîte distributrice de 25 unités	15 boîtes
	09367	Brosse imprégnée chlorexidine 4% Boîte distributrice de 25 unités	15 boîtes
02	09203	Distributeur de brosses acier inoxydable Pour réf 09391	1
	09347	Distributeur de brosses acier inoxydable Pour réfs 09323, 09337, 09367	1
03	09321	Brosse <b>MEDIUM</b> non stérile Stérilisable à 134°C, ne convient pas aux laveurs désinfecteurs	14
04	09357	Brosse <b>SOFT</b> non stérile - <b>Avec</b> cure-ongles Stérilisable à 134°C, ne convient pas aux laveurs désinfecteurs	14
	09327	Brosse <b>SOFT</b> non stérile - <b>Sans</b> cure-ongles Stérilisable à 134°C, ne convient pas aux laveurs désinfecteurs	12

01



02



03



04



05



06



07



08



09



## ACCESSOIRES DE SOINS

Emballages individuels, prêts à l'emploi  
Garantis sans latex  
À usage unique


N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	26000	Cale-dents - Stérile	Caoutchouc	26 x 20 mm		100
	26001	Cale-dents avec connecteur oxygène - Stérile Avec bandeau de maintien <b>textile</b>	Caoutchouc	26 x 20 mm		100
02	26002	Cale-dents pédiatrique - Stérile Modèle enfant avec bandeau de maintien <b>textile</b>	Polypropylène	20 x 16 mm		50
	26003	Cale-dents adulte - Stérile Modèle avec bandeau de maintien <b>silicone</b>	Polypropylène	25 x 20 mm		50
	26004	Cale-dents adulte - Stérile Modèle avec bandeau de maintien <b>textile</b>	Polypropylène	25 x 20 mm		50
03	26040	Piège à polypes - 4 compartiments - Stérile		-		1
04	26043	Aspirateur de mucus - Stérile		20 ml		5
	26044	Aspirateur de mucus - Stérile		40 ml		5
05	26050	Valve de biopsie adaptée aux endoscopes Olympus et Fujinon - Non stérile		-		100
06	26052	Valve de biopsie adaptée aux endoscopes Pentax GI Non stérile		-		100
07	26031	Anneau pour ligature		-		100
08	06014	Housse pour poignées des scialytiques Rigide		-		24
	06015	Housse pour poignées des scialytiques Flexible		-		100
09	06016	Housse pour poignées des scialytiques Flexible (2 unités par sachet)		-		160
	06017	Housse pour poignées des scialytiques Flexible (3 unités par sachet)		-		240



## ACCESSOIRES DE SOINS

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	20600	Main de plomb Stérilisable à 134°C - Réutilisable et pliable	Acier inoxydable	Épaisseur 0.98 mm		1
02	09611	Anneau pour main de plomb Stérilisable à 134°C - Usage unique	Silicone	Ø 18 mm Épaisseur 3.5 mm		25
03	KS385	Pince multifonction Stérilisable à 134°C	Plastique	10.8 cm		25
04	04217	Chevalet «Team Time Out» <b>non stérile</b> Stérilisable à 134°C - Usage unique	Carton	270 x 70 mm		75
	04220	Chevalet «Team Time Out» <b>stérile</b> Stérilisable à 134°C - Usage unique	Carton résistant	270 x 70 mm		50
	20436	Chevalet sans inscription - Gravage laser en option Stérilisable à 134°C - Réutilisable	Acier inoxydable	140 x 60 x 53 mm		1
05	CR3264	Tapis pelable adhésif anti-salissures 4 tapis de 30 couches	-	66 x 114 cm		1
06	03050	Protection microscope pour Zeiss Pour diamètre de bague d'objectif : 65 mm	-	160 x 115 mm		10
	03051	Protection microscope pour Zeiss Pour diamètre de bague d'objectif : 65 mm	-	262 x 115 mm		10
	03052	Protection microscope pour Zeiss Pour diamètre de bague d'objectif : 65 mm	-	300 x 115 mm		10
	03053	Protection C-Bow pour appareils rayons-X, stérile	-	235 x 104 mm		20
07	09141	Étiquette d'identification de lit	-	58 x 105 mm		10 000
08	09210	Étiquette de lit 2 coins biseautés, oeillet métal et cordon caoutchouc	-	58 x 110 mm		750
09	09436	Panneau protège lames Coins arrondis - Stérilisable à basse température	Synthétique	24 x 19 x 3 mm		1
	09453	Panneau protège lames Coins arrondis - Stérilisable à basse température	Synthétique	24 x 19 x 10 mm		1

01



02



03




04




## ACCESSOIRES

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	26300	Tapis magnétique silicone Stérilisable à 134°C	300 x 400 mm		1
	26318	"	300 x 400 mm		1
	26319	"	300 x 400 mm		1
02	06007	Épingle de sûreté stérile Par sachets de 2	25mm	-	50 sachets
	06008	"	38 mm	-	50 sachets
	06009	"	50 mm	-	50 sachets
03	26201	Compteur d'aiguilles avec aimant - 10 aiguilles Emballages individuels - Stérile, à usage unique	-		100
	26208	Compteur d'aiguilles avec aimant et insert mousse - 20 aiguilles Emballages individuels - Stérile, à usage unique	-		100
	26209	Compteur d'aiguilles avec 2 aimants - 10 aiguilles Emballages individuels - Stérile, à usage unique	-		100
04	26304	Housse à objets tranchants Stérile, à usage unique	145 x 120 mm		1




# **SCELLÉS DE SÉCURITÉ HOSPITALIERS**



Scellés de sécurité ajustables  
Autres scellés de sécurité

356  
358

01



02



03



## SCELLÉS DE SÉCURITÉ AJUSTABLES

Numérotation consécutive

Possibilité de marquage laser personnalisé

N°	Référence	Fabrication	Longueur tige	Dimensions tige	Dimensions platine	Couleur	Unité Vente
01	KMT20.01	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.02	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.03	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.04	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.05	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
02	MFS20.01	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.02	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.03	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.04	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.05	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
03	KGL35.01	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000
	KGL35.02	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000
	KGL35.03	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000
	KGL35.04	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000

01



02



03



04



## AUTRES SCELLÉS DE SÉCURITÉ

N°	Référence	Description	Couleur	Unité Vente
01	LT.100N	Type cadenas Numérotation consécutive		100
	LT.300N	"		100
	LT.400N	"		100
	LT.500N	"		100
	LT.900N	"		100
02	MCBOX.01	Pour bacs de transport plastiques type Alibert, Linpac, Arca, Buckhom...		1000
	MCBOX.02	"		1000
	MCBOX.03	"		1000
	MCBOX.04	"		1000
03	04281	Étiquette de sécurité pré-imprimée Auto-adhésive, numérotation consécutive 90 x 30 mm - À usage unique		500
	04240	"		500
04	09679	Étiquette d'identification synthétique réutilisable Longueur : 200 mm - Étiquette : 50 x 30 mm		100
	09680	"		100
	09681	"		100
	09682	"		100
	09683	"		100

# INDEX

## A

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE	318
ACCESSOIRES DE SUTURE	342
ADAPTATEURS LUER-LOCK	312
ANNEAUX POUR LIGATURE	348
ASPIRATEURS DE MUCUS	348
ATTACHES / ANNEAUX DE FIXATION INOX	126
ATTACHES SILICONE	110 à 113

## B

BACS / BOÎTES	146 à 149
BAGUES DE FIXATION	124
BANDES / PASTILLES AVEC INDICATEUR	231
BARRES DE SÉPARATION	90
BASSINS DE LIT	164
BASSINES	154 / 161
BECS VERSEURS	166
BLOUSES DE PROTECTION	332
BOÎTES À DENTIER	166
BOÎTES SILICONE MATBOX	100
BOUCHONS LUER-LOCK	312
BOUCHONS D'OREILLES	330
BOULES À MAILLE INOX	72
BROSSES À ONGLES CHIRURGICALES	346
BROSSES DE NETTOYAGE	298 à 305

## C

CALE-DENTS	348
CALIBREURS	234
CANULES USAGE UNIQUE	338 à 341
CASSETTES DE STÉRILISATION	88
CLIPS DE MAINTIEN	92
COINS DE PROTECTION	108
COLLECTEURS DE NETTOYAGE	312
COMPTEURS À AIGUILLES	352
COMPTEURS DE CYCLES	254
CONNECTEURS LUER-LOCK	312
CONTAINERS DE STÉRILISATION	14 à 25
CONTRÔLES DE CHARGES	228
CONTRÔLES DE SCELLAGE	232
CONTRÔLES QUALITÉ	230
COUVERCLES SILICONE	104 à 107
CUPULES RÉUTILISABLES	150
CUPULES USAGE UNIQUE	157

## D

DISTRIBUTEURS DE BROSSES À ONGLES	346
DISTRIBUTEURS DE GANTS	324
DÉVIDOIRS	170

## E

ÉCARTEURS DE NETTOYAGE	314
ÉCOUVILLONS	272 à 297 / 306 à 309
ÉLÉMENTS DE FIXATION ET CALAGE	92
EMBOUTS DE PINCE	342
ÉPINGLES DE SÛRETÉ STÉRILE	352
ÉPINGLES PORTE-INSTRUMENTS	316
ÉPONGES DE PROTECTION	318
ÉPONGES GRATTANTE	318
ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ	358
ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION DE LIT	350
ÉTIQUETTES ADHÉSIVES LASER A4	208
ÉTIQUETTES ANTI-TRACES	212
ÉTIQUETTES «BAGAGE»	128 à 133
ÉTIQUETTES CONTINUES	206
ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION PANIERS	114 à 123
ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION	192 à 205
ÉTIQUETTES POUR CONTAINERS	30 à 35
ÉTIQUETTES POUR ENDOSCOPES	132
ÉTIQUETTES SIMPLE ENDUCTION	186 à 191
ÉTIQUETTES TAG "À RÉPARER / DÉFECTUEUX"	255

## F

FILETS DE COLOSCOPIE	345
FILMS THERMO-TRANSFERT	210
FILTRES POUR COLLECTEUR	312
FILTRES POUR CONTAINERS	26 à 31
FIXATIONS / ATTACHES ÉTIQUETTES	124 à 127
FONDS DE PANIER ABSORBANTS	172

## G

GANTS DE PROTECTION	322 à 325
GOBELETS	166
GOMMES NETTOYANTE	318

## H

HARICOTS RÉUTILISABLES	152
HARICOTS USAGE UNIQUE	159
HORLOGES DIGITALE	234
HOUSSES POUR OBJETS TRANCHANTS	352
HOUSSES POUR POIGNÉES SCIALYTIQUES	348

## I

IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS	238 à 253
INDICATEURS DE LAVAGE	224

## J

JAUGES DE MESURE DES TUBES SILICONE	269
JAUGES DE MESURE DE DIAMÈTRES BROSSES	310

## K

KEYDOT® PASTILLES D'IDENTIFICATION	220
------------------------------------	-----

**L**

LAMPES LOUPES	234
LEONARDO WET SET® TUBES DE TREMPAGE	318
LUNETTES DE PROTECTION	326

**M**

MAINS DE PLOMB	350
MARQUEURS PERMANENTS	134
MICRO-CASSETTES DE STÉRILISATION	88
MICRO-PANIER / PETITS PANIERS	58 à 73

**N**

NAPPES EN VISCOSE	344
NAPPES SILICONE	104 à 107
NETTOYANTS	318

**O**

ORGANISATEURS MURAUX DE BROSSES À ONGLES	346
OUVRE-CONCHOTOMES	314

**P**

PANIERS CADRE PERFORÉ	52
PANIERS CYLINDRIQUES	76 à 81
PANIERS GRILLAGÉS	54
PANIERS OPTIQUES	82 à 87
PANIERS PERFORÉS	50
PANIERS ROBOTIQUES	82
PANNEAUX PROTÈGE LAMES	350
PANTALONS DE COLOSCOPIE	345
PASTILLES D'IDENTIFICATION	220
PATTES DE FIXATION	124
PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES	234
PIÈGES À POLYPES	348
PINCES MULTIFONCTION	350
PINCES À DÉCOUPER POUR TUBES SILICONE	269
PINCES À ÉTIQUETER	216 à 219
PLATEAUX DE SOINS / STÉRILISATION	141 à 145
PLATEAUX USAGE UNIQUE	160
PLATEAUX PERFORÉS À SUSPENDRE	74
PLOMBES DE VERROUILLAGE	38 à 45
PLOTS POUR SÉPARATEURS	90
PORTE-ÉTIQUETTES	114
PORTE-FILTRES	30
PORTE-INSTRUMENTS	94 à 97 / 316
POTS GRADUÉS	155
PROTECTEURS PAPIER	264
PROTECTEURS VINYL	258 à 263
PROTECTEURS TPE	257
PROTECTIONS C-BOW	350
PROTECTIONS POUR MICROSCOPE	350
PROTECTIONS POUR CLAMPS SILICONE	342
PROTECTIONS AUDITIVES	330
PROTECTIONS POUR ENDOSCOPIE	101

**R**

RACKS DE CALAGE	94
RUBANS ADHÉSIFS	170
RUBANS LAMINÉS TZ	214

**S**

SABOTS DE BLOC	334
SACHETS DE PROTECTION	174 à 181
SCELLÉS DE SÉCURITÉ	356 à 359
SPATULES USAGE UNIQUE	159
SUPPORTS DE LAVAGE	98 / 316
SUR-CHAUSSURES	332

**T**

TAIES D'OREILLER USAGE UNIQUE	344
TAPIS MAGNÉTIQUES	352
TAPIS PELABLES	350
TAPIS SILICONE	100 à 103
TESTS BOWIE & DICK	225
TESTS HÉLIX	228
TESTS PCD	226
TUBES SILICONE	266 à 268

**U**

URINAUX	163
---------	-----

**V**

VALVES DE BIOPSIE	348
VERRES DOSEURS	155 / 161
VISIÈRES DE PROTECTION	326 à 329
VIS INOX	126

**W****X****Y****Z**



20, route de Champigny  
F-51430 TINQUEUX

 +33 (0)3 26 50 02 10

 +33 (0)3 26 50 02 11

 [info@sterilmed.fr](mailto:info@sterilmed.fr)

 [www.sterilmed.fr](http://www.sterilmed.fr)





*"Fournitures pour la Stérilisation Centrale  
et le Bloc Opérateur depuis 2002"*

**STERILMED France**  
20, route de Champigny  
F-51430 TINQUEUX

 +33(0)3 26 50 02 10  
 +33(0)3 26 50 02 11  
 [info@sterilmed.fr](mailto:info@sterilmed.fr)  
 [www.sterilmed.fr](http://www.sterilmed.fr)