


ÉTIQUETTE D'INFORMATIONS ANTI-TRACES


- Dimensions : 100 x 29 mm
- Avec indicateur de passage vapeur, autoclavable à 134°C
- Composé d'une partie papier pré-inscrite et d'une partie synthétique transparente
- Inscription avec marqueur permanent sur l'intégralité de l'étiquette
- Préhension facile côté transparent
- Se colle et décolle sur toutes surfaces lisses (Aluminium, Inox, plastique...)
- Conditionnement : 500 unités




Étiquettes taille réelle




ST32.101
Rouge



ST32.102
Bleu



ST32.103
Vert



ST32.109
Blanc



404.001
Marqueur pointe fine 0.75 mm

ÉTIQUETTE D'INFORMATIONS ANTI-TRACES

Devis

Échantillons

Commande

Produits	Référence	Quantité

Commentaires :

Coordonnées / Cachet :

Testez nos produits gratuitement

STERILMED France
20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

☎ +33(0)3 26 50 02 10
 📠 +33(0)3 26 50 02 11
 ✉ info@sterilmed.fr
 🌐 www.sterilmed.fr