



a STERIS company

PANIERIS DE STÉRILISATION et accessoires



Édition
novembre 2024

www.sterilmed.fr

*Fournitures pour la Stérilisation Centrale
et le Bloc Opératoire depuis 2002*

PANIER DE STÉRILISATION

- 05** Paniers perforés
- 06** Paniers cadre perforé
- 07** Paniers grillagés
- 08** Micro paniers - Petits paniers
- 14** Paniers cylindriques
- 16** Paniers optiques / robotiques
- 19** Plateaux de stérilisation

ACCESSOIRES DE PANIER

- 21** Porte-instruments silicone
- 22** Tapis silicone
- 24** Couvercles / Nappes silicone
- 25** Coins de protection
- 26** Attaches silicone
- 27** Étiquettes d'identification
- 32** Fixations et attaches étiquettes
- 34** Étiquettes bagage / Marqueurs permanent

IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INSTRUMENTS

- 39** Identification des instruments
- 40** Protecteurs vinyle
- 42** Protecteurs papier
- 43** Tubes silicone



PANIER DE STÉRILISATION

PANIER PERFORÉS



	Référence	Dimensions
PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY181.05	539 x 252 x 45 mm
	SY181.07	539 x 252 x 65 mm
	DIN 1/1	SY181.10 539 x 252 x 95 mm
Couvercle	SY181.01	543 x 256 mm

Couvercle en option

PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY180.05	484 x 252 x 45 mm
	SY180.07	484 x 252 x 65 mm
	DIN 1/1	SY180.10 484 x 252 x 95 mm
Couvercle	SY180.01	488 x 256 mm

Couvercle en option

PANIER PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY280.05	405 x 252 x 45 mm
	SY280.07	405 x 252 x 65 mm
	DIN 3/4	SY280.10 405 x 252 x 95 mm
Couvercle	SY280.01	409 x 256 mm

Couvercle en option

PANIER PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY380.05	242 x 252 x 45 mm
	SY380.07	242 x 252 x 65 mm
	DIN 1/2	SY380.10 242 x 252 x 95 mm
Couvercle	SY380.01	246 x 256 mm

Couvercle en option

Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 4 x 4 mm




Compatible avec les porte-instruments
page 21



PANIER CADRE PERFORÉ

	Référence	Dimensions
PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY197.05C	540 x 255 x 50 mm
	SY197.07C	540 x 255 x 70 mm
	DIN 1/1	SY197.10C
Couvercle	SY195.01C	510 x 240 mm
Couvercle en option		
PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY196.05C	485 x 255 x 50 mm
	SY196.07C	485 x 255 x 70 mm
	DIN 1/1	SY196.10C
Couvercle	SY194.01C	455 x 240 mm
Couvercle en option		
PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY296.05C	405 x 255 x 50 mm
	SY296.07C	405 x 255 x 70 mm
	DIN 3/4	SY296.10C
Couvercle	SY294.01C	375 x 240 mm
Couvercle en option		
PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY396.05C	255 x 245 x 50 mm
	SY396.07C	255 x 245 x 70 mm
	DIN 1/2	SY396.10C
Couvercle	SY394.01C	215 x 240 mm
Couvercle en option		

Perforations latérales Ø 3 mm
Mailles fond et couvercle 6 x 6 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21

PANIER GRILLAGÉS



DIN	Référence	Dimensions
PANIERS GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE DIN 1/1	SY193.05	540 x 255 x 50 mm
	SY193.07	540 x 255 x 70 mm
	SY193.10	540 x 255 x 100 mm
Couvercle	SY193.01B	510 x 240 mm
Couvercle en option		
PANIERS GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE DIN 1/1	SY192.05	485 x 255 x 50 mm
	SY192.07	485 x 255 x 70 mm
	SY192.10	485 x 255 x 100 mm
Couvercle	SY192.01B	455 x 240 mm
Couvercle en option		
PANIERS GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE DIN 3/4	SY292.05	405 x 255 x 50 mm
	SY292.07	405 x 255 x 70 mm
	SY292.10	405 x 255 x 100 mm
Couvercle	SY292.01B	375 x 240 mm
Couvercle en option		
PANIERS GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE DIN 1/2	SY392.05	255 x 245 x 50 mm
	SY392.07	255 x 245 x 70 mm
	SY392.10	255 x 245 x 100 mm
Couvercle	SY392.01B	215 x 240 mm
Couvercle en option		

Mailles 4 x 4 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21

MICRO PANIERS / PETITS PANIERS




PETITS PANIERS
CADRE PERFORÉ
ACIER INOXYDABLE

Couvercle amovible
Verrouillage sécurisé


Référence	Dimensions
SY590.01	125 x 110 x 50 mm
SY590.03	125 x 110 x 70 mm
SY590.04	195 x 70 x 40 mm
SY590.05	220 x 125 x 40 mm
SY590.07	265 x 120 x 40 mm
SY590.08	265 x 120 x 50 mm
SY590.10	265 x 120 x 70 mm
SY398.03	270 x 170 x 30 mm
SY398.05	270 x 170 x 50 mm
SY398.07	270 x 170 x 70 mm
SY398.10	270 x 170 x 100 mm

Perforations latérales Ø 2 mm
Mailles 3.5 x 3.5 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21

MICRO PANIERS / PETITS PANIERS



PETITS PANIERS
PERFORÉS 4X4
ACIER INOXYDABLE

Couvercle à charnière
Coins arrondis
Verrouillage sécurisé

Référence	Dimensions
ST12.B01	80 x 80 x 40 mm
ST12.B02	100 x 80 x 30 mm
ST12.B03	130 x 115 x 40 mm
ST12.B04	130 x 115 x 60 mm
ST12.B05	195 x 70 x 40 mm
ST12.B06	225 x 130 x 40 mm
ST12.B07	250 x 115 x 25 mm
ST12.B08	250 x 115 x 40 mm
ST12.B09	250 x 115 x 60 mm
ST12.B11	270 x 123 x 45 mm
ST12.B12	270 x 123 x 65 mm
ST12.B13	270 x 170 x 50 mm
ST12.B14	270 x 170 x 100 mm
ST12.B10	480 x 115 x 50 mm

Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 4 x 4 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21

MICRO PANIERS / PETITS PANIERS



PETITS PANIERS
PERFORÉS 2X2
ACIER INOXYDABLE


Couvercle à charnière
Coins arrondis
Verrouillage sécurisé

Référence	Dimensions
ST12.A40	115 x 90 x 45 mm
ST12.A41	115 x 115 x 25 mm
ST12.A42	145 x 150 x 50 mm
ST12.A43	170 x 135 x 35 mm
ST12.A44	210 x 145 x 25 mm
ST12.A45	210 x 145 x 45 mm
ST12.A46	240 x 240 x 45 mm
ST12.A47	275 x 175 x 35 mm
ST12.A48	280 x 170 x 60 mm

Perforations 2 mm



MICRO PANIERS / PETITS PANIERS



MICOR-PANIERS
PERFORÉS
ACIER INOXYDABLE

Couvercle riveté
Fermeture "spot"

N°	Référence	Dimensions
01	ST12.A01	40 x 40 x 25 mm
02	ST12.A02	60 x 60 x 25 mm
03	ST12.A03	60 x 60 x 40 mm
04	ST12.A05	80 x 80 x 40 mm

Perforations 2 mm



MICRO-PANIERS
LONGS PERFORÉS
ACIER INOXYDABLE

Couvercle à charnière
Fermeture bouton
Verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
05	ST12.A21	160 x 30 x 25 mm
06	ST12.A22	200 x 30 x 25 mm
07	ST12.A24	300 x 40 x 40 mm
08	ST12.A25	450 x 40 x 40 mm

Perforations 2 mm



D'autres modèles diponibles sur demande

MICRO PANIERS / PETITS PANIERS



MICRO-PANIER
GRILLAGÉS 1X1
ACIER INOXYDABLE

Verrouillage sécurisé
Fermeture ruban

Référence	Dimensions
ST12.301	40 x 40 x 20 mm
ST12.302	60 x 60 x 20 mm
ST12.303	60 x 60 x 40 mm
ST12.304	80 x 40 x 40 mm
ST12.305	80 x 80 x 20 mm
ST12.306	80 x 80 x 60 mm
ST12.307	80 x 80 x 80 mm
ST12.308	120 x 120 x 27 mm
ST12.309	160 x 40 x 40 mm
ST12.310	240 x 120 x 27 mm



MICRO-PANIER
GRILLAGÉS 1X1
ACIER INOXYDABLE

Verrouillage sécurisé
Fermeture boucle

Référence	Dimensions
08910	40 x 40 x 20 mm
08935	80 x 40 x 20 mm
08911	80 x 80 x 40 mm
08931	150 x 110 x 20 mm
08912	160 x 40 x 50 mm
08936	200 x 40 x 40 mm
08957	230 x 150 x 50 mm

Mailles 1 x 1 mm



MICRO PANIERS / PETITS PANIERS



MICRO-PANIER
GRILLAGÉS 2X2
ACIER INOXYDABLE

Verrouillage sécurisé
Fermeture boucle

Référence	Dimensions
08896	40 x 40 x 20 mm
08897	80 x 40 x 20 mm
08900	80 x 80 x 40 mm
08901	80 x 80 x 40 mm
08902	90 x 90 x 50 mm
08903	150 x 110 x 20 mm
SY591.03	150 x 145 x 50 mm
08898	160 x 40 x 20 mm
08904	180 x 130 x 20 mm
08899	200 x 40 x 40 mm
08948	200 x 60 x 40 mm
08905	210 x 170 x 20 mm
SY591.07	220 x 140 x 50 mm
08906	250 x 200 x 20 mm
SY591.08	275 x 175 x 35 mm
SY591.09	280 x 170 x 60 mm
08907	300 x 180 x 20 mm

Mailles 2 x 2 mm





**PANIER
CYLINDRIQUE
PERFORÉ
ACIER INOXYDABLE**

Bouchon à vis inclus

Référence	Dimensions
07465	100 x Ø10 mm
07400	170 x Ø10 mm
07466	190 x Ø10 mm
07467	210 x Ø10 mm
07401	240 x Ø10 mm
07468	260 x Ø10 mm
07402	330 x Ø10 mm
07421	450 x Ø10 mm



**PANIER
CYLINDRIQUE
ROBUSTE TISSÉ
ACIER INOXYDABLE**

Bouchon plein et
bouchon grillagé inclus

Référence	Dimensions
ST12.001	120 x Ø32 mm
ST12.002	240 x Ø32 mm
ST12.003	360 x Ø32 mm

PANIER CYLINDRIQUES

PANIER CYLINDRIQUES



**PANIER
CYLINDRIQUE
PERFORÉ
ACIER INOXYDABLE**

Anneau, étiquette inox,
2 bouchons
silicone inclus

Référence	Dimensions
07433	55 x Ø19 mm
07434	110 x Ø19 mm
07435	165 x Ø19 mm
07436	220 x Ø19 mm
07437	275 x Ø19 mm
07438	330 x Ø19 mm
07439	385 x Ø19 mm
07440	440 x Ø19 mm
07441	495 x Ø19 mm
07442	550 x Ø19 mm
07443	605 x Ø19 mm
07444	660 x Ø19 mm
07446	770 x Ø19 mm
07448	880 x Ø19 mm
Bouchons	07451 -



**PANIER
CYLINDRIQUE
GRILLAGÉ
ACIER INOXYDABLE**

Maille 0.8 x 0.8 mm

Référence	Dimensions
07430	170 x Ø22 mm
07431	200 x Ø22 mm
07461	330 x Ø22 mm



Référence	Dimensions
ST11.160	750 x 150 x 80 mm
ST11.150	670 x 290 x 70 mm
ST11.140	650 x 150 x 70 mm
ST11.130	600 x 300 x 60 mm
ST11.121	600 x 150 x 80 mm
ST11.120	600 x 150 x 50 mm
ST11.110	480 x 150 x 50 mm
ST11.103	452 x 103 x 44 mm
ST11.102	452 x 83 x 44 mm
ST11.101	272 x 103 x 44 mm
ST11.100	272 x 83 x 44 mm

PANIER OPTIQUES / ROBOTIQUES
ACIER INOXYDABLE


Couvercle amovible,
fermeture sécurisée

Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 8 x 8 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21

PANIER OPTIQUES / ROBOTIQUES



PANIER OPTIQUES
ACIER INOXYDABLE
1 OPTIQUE

N°	Référence	Dimensions
01	SY690.02	290 x 80 x 55 mm
	SY690.04	460 x 80 x 55 mm
	SY690.06	670 x 80 x 55 mm
02	SY691.02	290 x 80 x 55 mm
	SY691.04	460 x 80 x 55 mm
03	SY695.00	272 x 83 x 44 mm
	SY696.00	452 x 83 x 44 mm

D'autres modèles diponibles sur demande

PLATEAUX DE STÉRILISATION



Référence	Dimensions
SM1.3600	148 x 64 x 18 mm
SM1.2700	185 x 50 x 20 mm
SM1.4800	190 x 102 x 19 mm
SM1.7100	267 x 159 x 16 mm





PLATEAU DE
STÉRILISATION
POLYPROPYLÈNE

Avec couvercle et tapis
silicone inclus



ACCESSOIRES DE PANIERS

PORTE-INSTRUMENTS SILICONE



Référence	Dimensions	Unité Vente
-----------	------------	----------------

SY857.80	25 x 40 x 17 mm	1
----------	-----------------	---

SY857.70	100 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.71	225 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.83	25 x 40 x 17 mm	1
----------	-----------------	---

SY857.73	100 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.74	225 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.85	25 x 40 x 17 mm	1
----------	-----------------	---

SY857.75	100 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.76	225 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

PORTE-INSTRUMENT SILICONE

Fabrication silicone
Rail inox avec vis
Stérilisables à 134°C
Compatible maillage 3,5
à 6 mm

SY857.42	25 x 30 x 17 mm Ø 12 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.40	25 x 37 x 17 mm Ø 12 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.43	25 x 30 x 17 mm Ø 14 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.41	25 x 37 x 17 mm Ø 14 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.44	24 x 21 x 17 mm Ø 5 mm	1
----------	---------------------------	---

SY857.45	24 x 21 x 17 mm Ø 10 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.47	225 x 21 x 17 mm Ø 10 et 5 mm	1
----------	----------------------------------	---


TAPIS SILICONE



TAPIS SILICONE

Découpable selon les besoins

Référence	Couleur	Dimensions
ST19.010	■	495 x 275 mm
ST495.01	■	495 x 275 mm




TAPIS SILICONE

Large perforations

Référence	Dimensions
ST19.030	495 x 240 mm


TAPIS SILICONE



TAPIS SILICONE EN ROULEAU

1M divisible en 10

Référence	Dimensions
W0770	245 x 1000 mm



TAPIS SILICONE MAGNÉTIQUE

Stérilisable à 134°C


Référence	Dimensions
26300	300 x 400 mm



BOÎTE DE STÉRILISATION MATBOX®


Référence	Dimensions
ST19.023	205 x 205 x 28 mm

COUVERCLES / NAPPES SILICONE



NAPPE SILICONE

Référence	Couleur	Dimensions
08607	■	215 x 229 mm
08602	■	238 x 248 mm
08608	■	270 x 120 mm
08606	■	460 x 229 mm
08601	■	480 x 250 mm



NAPPE SILICONE À PICOTS

Référence	Couleur	Dimensions
08612	■	215 x 229 mm
08613	■	238 x 248 mm
08614	■	270 x 120 mm
08611	■	460 x 229 mm
08609	■	480 x 250 mm



COUVERCLE SILICONE

Cadre rigide (métallique siliconé)

Référence	Dimensions
09009	235 x 210 mm
09020	445 x 230 mm

COUVERCLES / NAPPES SILICONE



COIN DE PROTECTION SILICONE

Référence	Description	Unité vente
50063	Perforé Réutilisable	100
09097	Patte de fixation Usage unique	100



COIN DE PROTECTION SILICONE

Référence	Description	Unité vente
CS.9013	Perforé Réutilisable	80



COIN DE PROTECTION PAPIER


Référence	Description	Unité vente
ST22.101	Papier rigide à plier Usage unique	800



COIN DE PROTECTION PAPIER

Référence	Description	Unité vente
42007	Papier rigide prêt à l'emploi Usage unique	600

ATTACHES SILICONE



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE INSTRU-FIX® Réutilisable	ST22.200	21 cm		100
	ST22.201	21 cm		100



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE Usage unique	09235	11 cm		100
	09238	11 cm		100
	09239	21 cm		100
	09242	21 cm		100



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE Usage unique	09253	6 cm		100
	09256	6 cm		100
	09377	11 cm		100
	09374	11 cm		100
	09285	19 cm		100
	09283	19 cm		100

D'autres modèles disponibles sur demande

ATTACHES SILICONE



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE Usage unique	09730	22.4 cm		100
	09733	22.4 cm		100

	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE "TYPE FICELLE" Usage unique	09039	30 cm		100
	09143	30 cm		100
	09144	30 cm		100
	09145	30 cm		100
	09146	30 cm		100
				

	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE Usage unique Epaisseur 3 mm	ST22.211	30 m		1 bobine
	ST22.212	30 m		1 bobine
	ST22.213	30 m		1 bobine
	ST22.214	30 m		1 bobine
	ST22.215	30 m		1 bobine
	ST22.216	30 m		1 bobine

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
SYNTHÉTIQUE

	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE	01948	60 x 40 mm		100
	01949	60 x 40 mm		100
	01950	60 x 40 mm		100
	01951	60 x 40 mm		100
	01952	60 x 40 mm		100
	01954	60 x 40 mm		100
	01969	60 x 40 mm		100
PORTE-ÉTIQUETTE	01498	-		25



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
POLYAMIDE

	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION POLYAMIDE	ST24.100	90 x 38 mm		100
	ST24.101	90 x 38 mm		100
	ST24.102	90 x 38 mm		100
	ST24.103	90 x 38 mm		100
	ST24.104	90 x 38 mm		100
	ST24.105	90 x 38 mm		100
	ST24.107	90 x 38 mm		100
	ST24.108	90 x 38 mm		100
	ST24.109	90 x 38 mm		100
	ST24.110	90 x 38 mm		100

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
SYNTHÉTIQUE
CLIPSABLE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01934	90 x 30 mm		25
01935	90 x 30 mm		25
01936	90 x 30 mm		25
01967	90 x 30 mm		25
01937	90 x 30 mm		25
01938	90 x 30 mm		25
01927	70 x 30 mm		25
01928	70 x 30 mm		25
01929	70 x 30 mm		25
01966	70 x 30 mm		25
01930	70 x 30 mm		25
01931	70 x 30 mm		25
01913	30 x 30 mm		25
01914	30 x 30 mm		25
01915	30 x 30 mm		25
01916	30 x 30 mm		25
01917	30 x 30 mm		25



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
INOX
CLIPSABLE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01454	90 x 50 mm		25
01449	90 x 30 mm		25
01495	70 x 30 mm		25
01559	55 x 30 mm		25
01590	75 x 35 mm		25
01520	42 x 36 mm		25
01493	30 x 30 mm		25

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
SYNTHÉTIQUE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
W0800	105 x 40 mm		100
W0801	105 x 40 mm		100
W0802	105 x 40 mm		100
W0803	105 x 40 mm		100
W0804	105 x 40 mm		100
W0805	105 x 40 mm		100
W0806	105 x 40 mm		100
W0807	105 x 40 mm		100
W0808	105 x 40 mm		100
W0809	105 x 40 mm		100
W0810	105 x 40 mm		100



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
SYNTHÉTIQUE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01900	90 x 33 mm		100
01901	90 x 33 mm		100
01962	90 x 33 mm		100
01902	90 x 33 mm		100
01903	90 x 33 mm		100
01904	90 x 33 mm		100
01905	90 x 33 mm		100

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
INOX

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01444	90 x 50 mm		50
01445	90 x 33 mm		50

ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
INOX

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01588	65 x 24 mm		5



ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
INOX

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01452	Ø 25 mm		50
01453	Ø 50 mm		50

FIXATIONS ET ATTACHES ÉTIQUETTES



FIXATIONS ET ATTACHES ÉTIQUETTES

	Référence	Fabrication	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01 PATTE DE FIXATION	09097	Silicone		-	100
	09225	Silicone		-	100
	09226	Silicone		-	100
	09227	Silicone		-	100
	09228	Silicone		-	100
02 BAGUE DE FIXATION	09418	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09419	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09420	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09421	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09422	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09423	Polypropylène		Ø 10 mm	100
03 ATTACHE	ST1055	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1058	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1059	Nylon		100 x 2.5 mm	100
04 ANNEAU DE FIXATION	01458	inox		Ø 20 mm	100

ÉTIQUETTES BAGAGE

Notes



En prêt



À réparer



Urgent

ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE

Stérilisable à 134°C
235 x 50 mm
Par 250 unités

ÉTIQUETTES BAGAGE

En dépôt



incomplet



Type de Réparation



Ancillaire de prêt



Lavé & Désinfecté



Contaminé

Maintenance
ContainerMaintenance -
Réparation

Covid-19




Ultrasons

ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE

Stérilisable à 134°C
235 x 50 mm
Par 250 unités

**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE
MODÈLE STANDARD
SANS INSCRIPTION**

Stérilisable à 134°C
235 x 50 mm
Par 250 unités



ST35.301A

ST35.301C


ST35.301F

ST35.301E

ST35.301H

**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE
PETIT MODÈLE
SANS INSCRIPTION**

Stérilisable à 134°C
160 x 35 mm
Par 250 unités



ST35.701A

ST35.701C


ST35.701F

ST35.701E

ST35.701H

**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE
PETIT MODÈLE
SANS INSCRIPTION**

Stérilisable à 134°C
206 x 110 mm
Par 250 unités



ST35.302A

N° Référence pointe ogive Unité vente

01 400.001 1 mm 10

02 404.001 0.75 mm 10

03 05514 1 mm 10

**MARQUEUR
PERMANENT**

01



02



03



ÉTIQUETTES BAGAGE

ACCESSOIRES DE LAVAGE



	Référence	Description	Unité Vente
COLLECTEUR DE LAVAGE	25000	Longueur 162 mm 2 bouchons fournis	1

	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
ÉCARTEUR DE LAVAGE	20460	40 mm	○	1
	20411	50 mm	●	1
	20408	60 mm	●	1
	20406	70 mm	●	1
	20412	80 mm	●	1

	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
ÉCARTEUR DE LAVAGE	20413	ø 4.8 mm	●	1
	20409	ø 6 mm	●	5
	20429	ø 8.4 mm	●	5
	20410	ø 10 mm	●	5
	20430	ø 14 mm Ovale	●	5

	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
ÉCARTEUR DE LAVAGE	20415	ø 4.8 mm	●	50
	20416	ø 4.8 mm	●	50
	20419	ø 6 mm	●	50
	20420	ø 6 mm	●	50
	20421	ø 6 mm	●	50
	20424	ø 10 mm	●	50
	20425	ø 10 mm	●	50
	20426	ø 10 mm	●	50


	Référence	Unité Vente
OUVRE-CONCHOTOMES Acier inoxydable	20462	1





IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INSTRUMENTS

IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS



Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
09652	10 à 20 mm	■	100
09653	10 à 20 mm	■	100
09654	10 à 20 mm	■	100
09655	10 à 20 mm	■	100
ID-PEARL			
09656	10 à 20 mm	■	100
09657	10 à 20 mm	■	100
09658	10 à 20 mm	■	100
09659	10 à 20 mm	■	100
09660	10 à 20 mm	■	100
09661	10 à 20 mm	■	100
096623	10 à 20 mm	■	100

Fabrication silicone
Usage unique
Stérilisable à 134°C

Référence	Ø max. instrument	Couleur	Unité vente
09639	6 mm	■	500
09640	6 mm	■	500
09641	6 mm	■	500
09642	6 mm	■	500
ID-SPIRALE			
09643	6 mm	■	500
09645	6 mm	■	500
09646	6 mm	■	500
09647	6 mm	■	500
09648	6 mm	■	500
09649	6 mm	■	500
09650	6 mm	■	500
09651	6 mm	■	500

Fabrication polypropylène
Usage unique
Stérilisable à 134°C

Référence	Long.	Larg.	Couleur	Unité vente
T.02.01	6.3 m	6.4 mm	○	1 rouleau
T.02.02	6.3 m	6.4 mm	■	1 rouleau
T.02.04	6.3 m	6.4 mm	■	1 rouleau
T.02.05	6.3 m	6.4 mm	■	1 rouleau
T.02.07	6.3 m	6.4 mm	■	1 rouleau
T.02.09	6.3 m	6.4 mm	■	1 rouleau

ID-RUBAN
Usage unique
Stérilisable à 134°C



PROTECTEURS VINYLE

N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
01	30801	Ø 1.6 x 19 mm		100
	30802	Ø 2 x 19 mm		100
	30803	Ø 2.8 x 19 mm		100
	30804	Ø 3.2 x 25.4 mm		100
	30805	Ø 5 x 25 mm		100
02	30407	9 x 25 x 2 mm		100
	30408	16 x 25 x 2 mm		100
	30409	25 x 25 x 3 mm		100
	30807	9 x 25 x 2 mm		100
	30808	16 x 25 x 2 mm		100
	30809	25 x 25 x 3 mm		100
03	31101	38 x Ø 2 - 3 mm		50
	31102	38 x Ø 3 - 4 mm		50
	31103	38 x Ø 4 - 5 mm		50
	31104	38 x Ø 5 - 6 mm		50
	31105	38 x Ø 6 - 7 mm		50
	31106	38 x Ø 7 - 8 mm		50
	31107	38 x Ø 8 - 9 mm		50
	31108	38 x Ø 9 - 10 mm		50
	31109	38 x Ø 10 - 11 mm		50

PROTECTEURS
VINYLE

Perforés pour une
meilleure circulation
de la vapeur
Usage unique
Stérilisable à 134°C

PROTECTEURS VINYLE



N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
	30601	Ø 1.6 x 19 mm		50
	30602	Ø 2 x 19 mm		50
	30603	Ø 2.8 x 19 mm		50
	30604	Ø 3.2 x 25 mm		50
	30605	Ø 5 x 25 mm		50
	30607	Ø 9 x 25 mm		50

PROTECTEURS
VINYLE
DOUBLE

Perforés pour une
meilleure circulation
de la vapeur
Usage unique
Stérilisable à 134°C

N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
	30907	21.6 x 20.3 mm		100
	30908	25.4 x 25.4 mm		100
	30909	25.4 x 31.8 mm		100
	30910	25.4 x 44.5 mm		100

PROTECTEURS
POUR
ÉCARTEURS
DE WEITLANER

Usage unique
Stérilisable à 134°C

N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
	30811	6.4 x 19.5 mm		100
	30812	9.5 x 25.4 mm		100
	30813	12.7 x 25.4 mm		100
	30815	19.1 x 25.4 mm		100
	30817	31.8 x 31.8 mm		100

PROTECTEURS
OSTÉOTOMES

Usage unique
Stérilisable à 134°C




PROTECTEURS PAPIER

	Réf	Largeur max. instrument	Unité vente
PROTECTEURS PAPIER	ST23.001	25 mm	100
	01457	40 mm	100

	Réf	Largeur max. instrument	Unité vente
PROTECTEURS PLASTIQUE TRANSPARENT	01471	25 mm	100
	01476	10 mm	1000

	Réf	Largeur max. instrument	Unité vente
PROTECTEURS PAPIER	01469	25 mm	1000
	01470	10 mm	1000

TUBES SILICONE



	Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Couleur	Unité Vente
 TUBE PROFILÉ SILICONE Usage unique Stérilisable à 134°C	ST62.201	Ø 2.5 mm	Ø 4.5 mm	1 mm		50 m
	ST62.202	Ø 4 mm	Ø 6.4 mm	1.2 mm		50 m
	ST62.203	Ø 6 mm	Ø 8.4 mm	1.2 mm		50 m
	ST62.204	Ø 8 mm	Ø 10.4 mm	1.2 mm		50 m
	ST62.205	Ø 10.6 mm	Ø 13 mm	1.2 mm		50 m
 TUBE LISSE SILICONE Usage unique Stérilisable à 134°C	ST62.102	Ø 1 mm	Ø 3 mm	1 mm		50 m
	ST62.118	Ø 6 mm	Ø 10 mm	2 mm		50m
	ST62.121	Ø 8 mm	Ø 12 mm	2 mm		50 m
	ST62.002	Ø 1.5 mm		0.75 mm		50 m
	ST62.003	Ø 2 mm		1 mm		50 m
	ST62.004	Ø 3 mm		1.5 mm		50 m
	ST62.005	Ø 4 mm		1.5 mm		50 m
	ST62.006	Ø 5 mm		1.5 mm		50 m
	ST62.009	Ø 10 mm		2 mm		50 m

D'autres modèles disponibles sur demande



a STERIS company

Tous nos produits sont visibles
sur notre site internet
www.sterilmed.fr

STERILMED France

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

 +33(0)3 26 50 02 10
 +33(0)3 26 50 02 11
 info@sterilmed.fr
 www.sterilmed.fr