



**Garanti
1000 cycles
d'utilisation**



STERIPLAST®

Stérilisation centrale, bloc opératoire
et service des soins



STERIPLAST®

Stérilisation centrale, bloc opératoire et service des soins



DURABILITÉ

Garanti 1000 cycles d'utilisation
Robuste, économique
Recyclable, écologique

STÉRILISATION

Autoclave à 134°C, oxyde d'éthylène (EtO), Peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)



ERGONOMIE

50% plus léger que l'acier
Stockage et manipulation optimisés
Design atraumatique

FABRICATION

Polypropylène durable
Garanti sans latex



Panier grillagé DIN

480 x 255 x 50 mm

Par 25 unités

W0510 (DINT4825)



Plateau grillagé

300 x 250 x 52 mm

Par 24 unités

W0330 (MIT3025)



Plateau grillagé

275 x 110 x 30 mm

Par 60 unités

W0350 (MIT2709)



Panier grillagé DIN 1/2

255 x 255 x 50 mm

Par 20 unités

W0500 (DINT2525)



Plateau fond grillagé

270 x 150 x 30 mm

Par 60 unités

W0310 (MIT2715)



Plateau grillagé

280 x 170 x 55 mm

Par 25 unités

W0320 (MIT2817)



Plateau grillagé

200 x 180 x 30 mm

Par 50 unités

W0360 (MIT1515)



**Plateau fond perforé
avec nervures**

424 x 305 x 75 mm

Par 12 unités

W0410 (PIT4030)



Plateau fond grillagé

424 x 305 x 75 mm

Par 12 unités

W0340 (MIT4030)



**Plateau fond perforé
avec nervures**

300 x 250 x 52 mm

Par 25 unités

W0400 (PIT3025)



Plateau fond grillagé

200 x 150 x 51 mm

Par 60 unités

W0300 (MIT2015)

Accessoires



Couvercles



Tapis silicone



Étiquettes

➤ Plus sur www.sterilmed.fr



Plateau fond plein avec nervures

424 x 305 x 75 mm

Par 12 unités

W0150 (IT4030)



Plateau fond plein

300 x 250 x 52 mm

Par 25 unités

W0131 (T3025)



Plateau fond plein avec nervures

200 x 150 x 51 mm

Par 60 unités

W0120 (IT2015)



Plateau fond plein avec nervures

300 x 250 x 52 mm

Par 25 unités

W0140 (IT3025)



Plateau fond plein

200 x 150 x 51 mm

Par 60 unités

W0121 (T2015)



Plateau fond plein

195 x 135 x 23 mm

Par 115 unités

W0110 (IT1913)



Plateau fond plein

270 x 150 x 30 mm

Par 60 unités

W0130 (IT2715)



Plateau fond plein

181 x 134 x 54 mm

Par 40 unités

W0100 (IT1813)



Cupule 35 ml

40 x 30 mm
Par 100 unités
W1100 (GP40)



Cupule 95 ml

60 x 40 mm
Par 300 unités
W1110 (GP60)



Cupule 280 ml

80 x 60 mm
Par 80 unités
W1120 (GP80)



**Cupule
fond plat 50 ml**

60 x 40 mm
Par 400 unités
W1111 (GPLB60)



**Cupule
fond plat 200 ml**

80 x 60 mm
Par 200 unités
W1121 (GPLB80)



**Cupule
fond plat 300 ml**

100 x 45 mm
Par 135 unités
W1201 (GPLB100)



**Cupule
fond plat 500 ml**

150 x 70 mm
Par 60 unités
W1211 (GPLB150)



Cupule graduée 280 ml

100 x 45 mm
Par 200 unités
W1200 (LB100)



Cupule graduée 900 ml

150 x 70 mm
Par 60 unités
W1210 (LB150)



Cupule graduée 2000 ml

200 x 90 mm
Par 30 unités
W1220 (LB200)



Cupule graduée 3000 ml

250 x 105 mm
Par 20 unités
W1230 (LB250)

Cupules usage unique



60 ml

62 x 30 mm
Par 2000 unités
W1700 (GPS60)



120 ml

85 x 30 mm
Par 1000 unités
W1710 (GPS120)



250 ml

100 x 53 mm
Par 1050 unités
W1720 (GP100)



500 ml

130 x 66 mm
Par 735 unités
W1730 (GP130)



1000 ml

170 x 84 mm
Par 340 unités
W1800 (SB170)



2000 ml

210 x 90 mm
Par 220 unités
W1810 (SB200)

Fabrication
Polypropylène

Garanti sans Latex, à
usage unique

Stérilisables à
l'autoclave 134°C,
à l'Oxyde d'Ethylène
(EtO), et au Peroxyde
d'Hydrogène (H₂O₂)

Bac 12 litres

Avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir

Non autoclavable, température max 121°C

890 x 200 x 145 mm - 12 litres

Par 1 unité

W0940 (DSS8515)

Bac 4 litres

Avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir

Non autoclavable, température max 121°C

426 x 156 x 138 mm - 4 litres

Par 1 unité

W0930 (DSS4215)

Bacs de pré-désinfection



Boîte avec couvercle plein

257 x 180 x 128 mm

Par 20 unités

W1000 (IBX2718)



Boîte avec couvercle à fente

257 x 180 x 128 mm

Par 20 unités

W1010 (IBXV2718)

STERILMED France

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

☎ +33(0)3 26 50 02 10

☎ +33(0)3 26 50 02 11

✉ info@sterilmed.fr

🌐 www.sterilmed.fr