





Paniers de stérilisation et accessoires

Edition 2019



*Fournitures pour la Stérilisation Centrale
et le Bloc Opérateur depuis 2002*



PANIERES DE STÉRILISATION

Paniers Inox perforés	P04
Paniers Inox cadre perforé	P06
Paniers Inox grillagés	P08
Paniers Inox dimensions spéciales	P12
Paniers cadre perforé de microchirurgie	P14
Paniers perforés de microchirurgie	P16
Paniers grillagés de microchirurgie	P30
Fabrication sur mesure	P38
Plateaux Inox à suspendre	P40
Paniers cylindriques	P42
Paniers optiques et robotiques	P52
Plateaux de stérilisation	P60
Cassettes de stérilisation	P64

ACCESSOIRES DE PANIERS

Éléments de fixations et calage	P68
Boîtes et tapis Silicone	P74
Couvercles Silicone	P82
Coins de protection	P84
Attaches instruments Silicone	P88
Étiquettes d'identification Inox	P94
Étiquettes d'identification synthétiques	P98
Marqueurs permanents	P110
Étiquettes d'identification Bagage	P112
Autres étiquettes d'identification	P118
Fixations pour étiquettes	P120
Collecteurs de lavage	P122
Écarteurs de nettoyage	P126
Épingles porte-instruments	P130



PANIERS INOX PERFORÉS

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage


- Excellente qualité – excellente finition
- Idéal pour les emballages papier
- Compatible avec les containers de stérilisation taille DIN
- Maille indésoudable
- Tous les avantages d'un panier tissé dans un panier perforé
- Coins arrondis – atraumatiques



PANIERSS INOX PERFORÉS

Fabrication Acier inoxydable
Perforations latérales, fond
et couvercle **4 x 4 mm**
Couvercle en option

DIN	Référence	Dimensions
1/1	SY181.03	539 x 252 x 25 mm
	SY181.05	539 x 252 x 45 mm
	SY181.07	539 x 252 x 65 mm
	SY181.10	539 x 252 x 95 mm
	SY181.01	Couvercle 543 x 256 mm
1/1	SY180.03	484 x 252 x 25 mm
	SY180.05	484 x 252 x 45 mm
	SY180.07	484 x 252 x 65 mm
	SY180.10	484 x 252 x 95 mm
	SY180.01	Couvercle 488 x 256 mm
3/4	SY280.03	405 x 252 x 25 mm
	SY280.05	405 x 252 x 45 mm
	SY280.07	405 x 252 x 65 mm
	SY280.10	405 x 252 x 95 mm
	SY280.01	Couvercle 409 x 256 mm
1/2	SY380.03	242 x 252 x 25 mm
	SY380.05	242 x 252 x 45 mm
	SY380.07	242 x 252 x 65 mm
	SY380.10	242 x 252 x 95 mm
	SY380.01	Couvercle 242 x 256 mm



PANIERS INOX CADRE PERFORÉ

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Très grande robustesse
- Idéal pour les emballages papier
- Compatible avec les containers de stérilisation taille DIN
- Coins arrondis – atraumatiques



PANIERSS INOX CADRE PERFORÉ

Fabrication Acier inoxydable
Perforations latérales Ø 3 mm
Fond treillis soudé Ø 1.2 mm
Maille 6 x 6 mm
Couvercle en option

DIN	Référence	Dimensions
1/1	SY197.03C	540 x 255 x 30 mm
	SY197.05C	540 x 255 x 50 mm
	SY197.07C	540 x 255 x 70 mm
	SY197.10C	540 x 255 x 100 mm
	SY195.01C	Couvercle 510 x 240 mm
1/1	SY196.03C	485 x 255 x 30 mm
	SY196.05C	485 x 255 x 50 mm
	SY196.07C	485 x 255 x 70 mm
	SY196.10C	485 x 255 x 100 mm
	SY194.01C	Couvercle 455 x 240 mm
3/4	SY296.03C	405 x 255 x 30 mm
	SY296.05C	405 x 255 x 50 mm
	SY296.07C	405 x 255 x 70 mm
	SY296.10C	405 x 255 x 100 mm
	SY294.01C	Couvercle 375 x 240 mm
1/2	SY396.03C	255 x 245 x 30 mm
	SY396.05C	255 x 245 x 50 mm
	SY396.07C	255 x 245 x 70 mm
	SY396.10C	255 x 245 x 100 mm
	SY394.01C	Couvercle 240 x 215 mm

PANIER GRILLAGÉS STANDARDS

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Idéal pour le lavage
- Convient également pour les emballages papier
- Compatible avec les containers de stérilisation taille DIN
- Coins arrondis – atraumatiques





PANIERES INOX GRILLAGÉS STANDARDS

Fabrication Acier inoxydable
Maille 4 x 4 mm (ou 5 x 5 mm)
Couvercle en option

DIN	Référence	Dimensions
1/1	SY193.03	540 x 255 x 30 mm
	SY193.05	540 x 255 x 50 mm
	SY193.07	540 x 255 x 70 mm
	SY193.10	540 x 255 x 100 mm
	SY193.01B	Couvercle 510 x 240 mm
1/1	SY192.03	485 x 255 x 30 mm
	SY192.05	485 x 255 x 50 mm
	SY192.07	485 x 255 x 70 mm
	SY192.10	485 x 255 x 100 mm
	SY192.01B	Couvercle 455 x 240 mm
3/4	SY292.03	405 x 255 x 30 mm
	SY292.05	405 x 255 x 50 mm
	SY292.07	405 x 255 x 70 mm
	SY292.10	405 x 255 x 100 mm
	SY292.01B	Couvercle 375 x 240 mm
1/2	SY392.03	255 x 245 x 30 mm
	SY392.05	255 x 245 x 50 mm
	SY392.07	255 x 245 x 70 mm
	SY392.10	255 x 245 x 100 mm
	SY392.01B	Couvercle 240 x 215 mm

1



2



3



4



5



PANIERI INOX GRILLAGÉS DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication Acier inoxydable
Maille 5 x 5 mm

N°	Référence	Maille	Dimensions
1	SY191.60	5 x 5 mm	533 x 337 x 101 mm
2	SY190.55	5 x 5 mm	470 x 337 x 51 mm
3	SK090.05	5 x 5 mm	300 x 230 x 50 mm
	SK090.07	5 x 5 mm	300 x 230 x 70 mm
4	SY590.13	4 x 4 mm	270 x 170 x 45 mm
5	SY492.05	4 x 4 mm	265 x 120 x 45 mm
	SY590.15	4 x 4 mm	265 x 120 x 70 mm



MARQUAGE LASER SUR PANIERS

STERILMED vous propose un service de marquage laser personnalisé. Vous pourrez ainsi identifier d'une façon sûre et permanente vos paniers avec une référence, un code barre, un code DataMatrix, un logo...
N'hésitez pas à nous contacter.

PANIERS INOX DIMENSIONS SPÉCIALES

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Idéal pour les emballages papier
- Très grande robustesse
- Cadre perforé
- Coins arrondis – atraumatiques



1



2



3



4



PANIERSS INOX CADRE PERFORÉ DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication Acier inoxydable

Dimensions spéciales

Perforations latérales **3 x 3 mm**

Mailles fond et couvercle **3.5 x 3.5 mm**

Couvercle inclus

N°	Référence	Description	Dimensions
1	SY297.04	Avec couvercle	340 x 250 x 40 mm
2	SY298.04	Avec couvercle	440 x 250 x 40 mm
3	SY298.08	Avec couvercle et poignées de maintien	440 x 250 x 80 mm
4	SY299.08	Avec couvercle et poignées de maintien	460 x 320 x 80 mm

PETITS PANIERS CADRE PERFORÉ

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Idéal pour les emballages papier et sachets
- Très robuste
- Fermeture sécurisée par verrouillage
- Coins arrondis – atraumatiques



1



2



3



4



5



PETITS PANIERS INOX CADRE PERFORÉ

Fabrication Acier inoxydable

Perforations latérales Ø 2 mm

Mailles fond et couvercle 3.5 x 3.5 mm

Couvercle amovible

Verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	SY590.01	130 x 115 x 50 mm
	SY590.03	130 x 115 x 70 mm
2	SY590.04	200 x 75 x 40 mm
3	SY590.05	225 x 130 x 40 mm
4	SY590.07	260 x 115 x 40 mm
	SY590.08	260 x 115 x 50 mm
	SY590.10	260 x 115 x 70 mm
5	SY398.03	272 x 172 x 30 mm
	SY398.05	272 x 172 x 50 mm
	SY398.07	272 x 172 x 70 mm
	SY398.10	272 x 172 x 100 mm

MICRO-PANIERES INOX PERFORÉS

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Tous les avantages d'un panier tissé dans un panier perforé
- Maille indésoudable
- Gravage laser possible
- Convient à la fois pour le lavage et la stérilisation
- Coins atraumatiques, sans aspérités



1



2



3



4



5



6




MICRO-PANIERES INOX PERFORÉS

Fabrication Acier inoxydable

Perforations latérales, fond et couvercle **2 x 2 mm**

Couvercle riveté avec fermeture spot

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.A01	40 x 40 x 25 mm
2	ST12.A02	60 x 60 x 25 mm
3	ST12.A03	60 x 60 x 40 mm
4	ST12.A04	80 x 80 x 25 mm
5	ST12.A05	80 x 80 x 40 mm
6	ST12.A06	80 x 40 x 40 mm



PANIER LONGS INOX PERFORÉS

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Tous les avantages d'un panier tissé dans un panier perforé
- Maille indésoudable
- Personnalisation possible avec gravage laser sur emplacement prévu
- Très robuste
- Convient aussi bien pour le lavage que pour la stérilisation
- Coins atraumatiques, sans aspérités

1



2



3



PANIER LONGS INOX PERFORÉS

Fabrication Acier inoxydable

Perforations latérales, fond et couvercle **2 x 2 mm**

Extrémités **non perforées**

Couvercle à charnière


Fermeture bouton poussoir et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.A20	100 x 30 x 25 mm
2	ST12.A21	160 x 30 x 25 mm
3	ST12.A22	200 x 30 x 25 mm
4	ST12.A23	240 x 40 x 40 mm
5	ST12.A24	300 x 40 x 40 mm
6	ST12.A25	450 x 40 x 40 mm


4



5



6



PETITS PANIERS INOX PERFORÉS

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Coins arrondis – atraumatiques
- Tous les avantages d'un panier tissé dans un panier perforé
- Maille indésoudable
- Personnalisation possible avec gravage laser sur emplacement prévu
- Très robuste
- Convient aussi bien pour le lavage que pour la stérilisation



1



2



3



4



PETITS PANIERS INOX PERFORÉS DE MICROCHIRURGIE 2 X 2

Fabrication Acier inoxydable

Coins arrondis

Perforations latérales, fond et couvercle **2 x 2 mm**

Couvercle à charnière

Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.A40	115 x 90 x 45 mm
2	ST12.A41	115 x 115 x 25 mm
3	ST12.A42	145 x 150 x 50 mm
4	ST12.A43	170 x 135 x 35 mm

1



2



3



PETITS PANIERS INOX PERFORÉS DE MICROCHIRURGIE 2 X 2

Fabrication Acier inoxydable

Coins arrondis

Perforations latérales, fond et couvercle **2 x 2 mm**

Couvercle à charnière

Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.A44	210 x 145 x 25 mm
2	ST12.A45	210 x 145 x 45 mm
3	ST12.A46	240 x 240 x 45 mm

1



2



PETITS PANIERS INOX PERFORÉS DE MICROCHIRURGIE 2 X 2

Fabrication Acier inoxydable

Coins arrondis

Perforations latérales, fond et couvercle **2 x 2 mm**

Couvercle à charnière

Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.A47	275 x 175 x 35 mm
2	ST12.A48	280 x 170 x 60 mm



PETITS PANIERS INOX PERFORÉS

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Coins arrondis – atraumatiques
- Tous les avantages d'un panier tissé dans un panier perforé
- Maille indésoudable
- Personnalisation possible avec gravage laser sur emplacement prévu
- Très robuste
- Convient aussi bien pour le lavage que pour la stérilisation



PETITS PANIERS INOX PERFORÉS DE MICROCHIRURGIE 4 X 4

Fabrication Acier inoxydable
 Coins arrondis
 Perforations latérales **2 x 2 mm**
 Perforations fond et couvercle **4 x 4 mm**
 Couvercle à charnière
 Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
----	-----------	------------

1	ST12.B01*	80 x 80 x 40 mm
---	-----------	-----------------

2	ST12.B02	100 x 80 x 30 mm
---	----------	------------------

3	ST12.B03	130 x 115 x 40 mm
---	----------	-------------------

4	ST12.B04	130 x 115 x 60 mm
---	----------	-------------------

5	ST12.B05	195 x 70 x 40 mm
---	----------	------------------

6	ST12.B06	225 x 130 x 40 mm
---	----------	-------------------

* Fermeture bouton poussoir



PETITS PANIERS INOX PERFORÉS DE MICROCHIRURGIE 4 X 4

Fabrication Acier inoxydable

Coins arrondis

Perforations latérales **2 x 2 mm**

Perforations fond et couvercle **4 x 4 mm**

Couvercle à charnière

Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.B07	250 x 115 x 25 mm
2	ST12.B08	250 x 115 x 40 mm
3	ST12.B09	250 x 115 x 60 mm
4	ST12.B11	270 x 123 x 45 mm
5	ST12.B12	270 x 123 x 65 mm





PETITS PANIERS INOX PERFORÉS DE MICROCHIRURGIE 4 X 4

Fabrication Acier inoxydable
 Coins arrondis
 Perforations latérales **2 x 2 mm**
 Perforations fond et couvercle **4 x 4 mm**
 Couvercle à charnière
 Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé



N°	Référence	Dimensions
1	ST12.B13	270 x 170 x 50 mm
2	ST12.B14	270 x 170 x 100 mm
3	ST12.B10	480 x 115 x 50 mm





1



2



PANIERES DENTAL PERFORÉS

Fabrication Acier inoxydable

Dimensions spéciales

Perforations latérales **2 x 2 mm**

Perforations fond et couvercle **4 x 4 mm**

Couvercle avec poignée intégrée

Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	SY480.04	270 x 123 x 45 mm
2	SY480.06	270 x 123 x 65 mm

PANIERES MINI PERFORÉS

Fabrication Acier inoxydable

Dimensions spéciales

Perforations latérales **2 x 2 mm**

Perforations fond et couvercle **4 x 4 mm**

Couvercle avec poignée intégrée

Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
3	SY580.05	270 x 170 x 50 mm
4	SY580.10	270 x 170 x 100 mm

3



4





PANIER GRILLAGÉ DE MICROCHIRURGIE

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Coins arrondis – atraumatiques
- Maille très fine
- Gravage laser possible
- Idéal pour le lavage des petites pièces et la stérilisation

1



2



3



4



PANIERES GRILLAGÉS DE MICROCHIRURGIE 1 X 1

Fabrication Acier inoxydable

Mailles 1 x 1 mm

Verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.301	40 x 40 x 20 mm
2	ST12.302	60 x 60 x 20 mm
3	ST12.303	60 x 60 x 40 mm
4	ST12.304	80 x 40 x 40 mm

1



2



3



4



5



PANIERES GRILLAGÉS DE MICROCHIRURGIE 1 X 1

Fabrication Acier inoxydable

Mailles 1 x 1 mm

Verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.305	80 x 80 x 20 mm
2	ST12.306	80 x 80 x 60 mm
	ST12.307	80 x 80 x 80 mm
3	ST12.308	120 x 120 x 27 mm
4	ST12.309	160 x 40 x 40 mm
5	ST12.310	240 x 120 x 27 mm

1



2



3



4



5



6



PANIER GRILLAGÉ DE MICROCHIRURGIE 1.2 X 1.2

Fabrication Acier inoxydable

Mailles **1.2 x 1.2 mm**

Verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	ST12.351	40 x 40 x 20 mm
2	ST12.352	80 x 40 x 20 mm
3	ST12.353	80 x 80 x 40 mm
4	ST12.354	150 x 110 x 20 mm
5	ST12.355	230 x 150 x 50 mm
6	ST12.356	160 x 40 x 20 mm
	ST12.357	200 x 40 x 40 mm

1



2



3



4



5




6




7



8



9



10



11



PANIERES GRILLAGÉS DE MICROCHIRURGIE 1.8 X 1.8

Fabrication Acier inoxydable
Mailles **1.8 x 1.8 mm**
Verrouillage sécurisé

12



13



N°	Référence	Dimensions
1	ST12.401	40 x 40 x 20 mm
2	ST12.402	80 x 40 x 20 mm
3	ST12.403	80 x 40 x 40 mm
4	ST12.404	80 x 80 x 40 mm
5	ST12.405	90 x 90 x 50 mm
6	ST12.406	150 x 110 x 20 mm
7	ST12.407	180 x 130 x 20 mm
8	ST12.408	160 x 40 x 20 mm
9	ST12.409	200 x 40 x 40 mm
10	ST12.410	200 x 60 x 40 mm
11	ST12.411	210 x 170 x 20 mm
12	ST12.412	250 x 200 x 20 mm
13	ST12.413	300 x 180 x 20 mm



PANIER GRILLAGÉ DE MICROCHIRURGIE 2 X 2

Fabrication Acier inoxydable
Mailles 2 x 2 mm
Verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
1	SY591.01	80 x 80 x 40 mm
2	SY591.03	150 x 145 x 50 mm
3	SY591.07	220 x 140 x 50 mm
4	SY591.08	275 x 175 x 35 mm
5	SY591.09	280 x 170 x 60 mm



PANIER DE LAVAGE MICRO-MAILLE

Fabrication Acier inoxydable
Maille 0.4 x 0.4 mm



Référence	Description	Dimensions
08879	Panier de lavage	76 x 70 x 45 mm
08877	Support panier de lavage	80 x 80 x 92 mm
08874	Cadre pour 6 supports	330 x 230 x 97 mm

BOULES À MAILLE

Fabrication Acier inoxydable

Référence	Dimensions
HBMR.44	Ø 44 mm
HBMR.54	Ø 54 mm
HBMR.64	Ø 64 mm






FABRICATION SUR MESURE

Fabrication Acier inoxydable

N°	Référence	Description	Dimensions
1	08880	Panier de lavage à compartiments	200 x 200 x 25 mm
2	08937	Panier à 5 compartiments maille fine	165 x 135 x 25 mm
	08938	Couvercle pour panier réf. 08937	-
3	ST11.220	Panier perforé	260 x 115 x 40 mm
4	ST11.210	Panier perforé	265 x 115 x 45 mm
	ST11.212	Panier perforé	265 x 165 x 45 mm



CONCEPTION SUR MESURE


STERILMED vous propose des solutions :


- Fabrication sur mesure de paniers pour vos besoins spécifiques (dimensions, perforations, caractéristiques...)
- Aménagement personnalisé de vos paniers : agencement et éléments de calage soudés (support en Silicone, séparation...)

PLATEAUX INOX À SUSPENDRE

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Conçu pour aménager et moduler les paniers
- Idéal pour créer un étage supplémentaire dans les paniers
- Permet d'isoler, séparer les instruments





PLATEAUX INOX À SUSPENDRE

Fabrication Acier inoxydable
Dimensions spéciales
Perforations 4 x 4 mm

N°	Référence	Dimensions
1	ST11.204	254 x 72 x 30 mm
2	ST11.201	254 x 120 x 30 mm
3	ST11.202	254 x 170 x 30 mm
4	ST11.203	254 x 240 x 30 mm

Plateau à suspendre

Conçu pour nos 3 modèles de paniers DIN (Inox perforé, Inox cadre perforé, Inox grillagé)

Un étage supplémentaire modulable qui permet d'obtenir une séparation / aménagement spécifique



PANIERS CYLINDRIQUES PERFORÉS

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Très grande variété
- Convient aussi bien pour le lavage que pour la stérilisation et le conditionnement



PANIER CYLINDRIQUE PERFORÉ AVEC BOUCHONS SILICONE

Fabrication Acier inoxydable
Fourni avec 2 bouchons en silicone,
un anneau de fixation et une
étiquette inox
Ø externe 19 mm

Référence	Dimensions
07433	55 mm
07434	110 mm
07435	165 mm
07436	220 mm
07437	275 mm
07438	330 mm
07439	385 mm
07440	440 mm
07441	495 mm
07442	550 mm
07443	605 mm
07444	660 mm
07445	715 mm
07446	770 mm
07447	825 mm
07448	880 mm
07449	935 mm
07451	Bouchon en silicone Par 10 unités





PANIERES CYLINDRIQUES INOX PERFORÉS

Fabrication Acier inoxydable
Très robuste
Ø interne 17 mm
Fermeture à vis


Référence	Dimensions
ST12.101	100 mm
ST12.102	120 mm
ST12.103	160 mm
ST12.104	180 mm
ST12.105	200 mm
ST12.106	230 mm
ST12.107	250 mm
ST12.108	310 mm
ST12.109	440 mm
ST12.110	480 mm
ST12.111	550 mm



PANIERES CYLINDRIQUES TITANE PERFORÉS À 4 COMPARTIMENTS

Fabrication Titane
Ø externe 20 mm
Fermeture à vis

Référence	Dimensions
07493	130 mm
07494	200 mm
07495	350 mm



PANIERES INOX PERFORÉS RECTANGULAIRES

Fabrication Acier inoxydable
Fermeture à vis

N°	Référence	Dimensions
1	07473	170 x 20 x 20 mm
	07474	200 x 20 x 20 mm
	07475	330 x 20 x 20 mm
	07454	Bouchon à vis Ø 20 mm

PANIERES INOX PERFORÉS RECTANGULAIRES À 4 COMPARTIMENTS*

Fabrication Acier inoxydable
Fermeture à vis

N°	Référence	Dimensions
2	07476	170 x 20 x 20 mm *Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm
	07478	170 x 20 x 20 mm *Ø 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 mm
	07477	200 x 20 x 20 mm *Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm



PANIERES CYLINDRIQUES TRÈS ROBUSTE

Fabrication Acier inoxydable
Extérieur tube Inox ajouré
Intérieur enveloppe en toile
tissée Inox
Ø externe 32 mm
Fermeture à vis

Référence	Description
ST12.001	Longueur : 120 mm
ST12.002	Longueur : 240 mm
ST12.003	Longueur : 360 mm
ST12.010	Anneau de liaison



PANIER CYLINDRIQUE GRILLAGÉ À 4 COMPARTIMENTS

Fabrication Acier inoxydable
4 compartiments
Ø externe 20 mm
Fermeture à vis

Référence	Dimensions	4 compartiments
07460	170 mm	Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm



PANIERES CYLINDRIQUES GRILLAGÉS

Fabrication Acier inoxydable

Ø externe 22 mm


Fermeture à vis

Référence	Description	Dimensions
07430	-	Longueur : 170 mm
07431	-	Longueur : 200 mm
07461	-	Longueur : 330 mm
07464	Fermeture à vis	-

PANIER OPTIQUES ET ROBOTIQUES

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Très robuste
- Parfaitement aménageable avec les inserts silicone
- Coins arrondis – atraumatiques






PANIERES OPTIQUES ET ROBOTIQUES

Fabrication Acier inoxydable
 Perforations latérales **2 x 2 mm**
 Perforations fond et couvercle **8 x 8 mm**
 Couvercle amovible et verrouillage sécurisé


N°	Référence	Dimensions
1	ST11.160	750 x 150 x 80 mm
2	ST11.150	670 x 290 x 70 mm
3	ST11.140	670 x 120 x 80 mm



PANIER OPTIQUE ET ROBOTIQUE

Fabrication Acier inoxydable
 Perforations latérales **2 x 2 mm**
 Perforations fond et couvercle **8 x 8 mm**
 Couvercle amovible et verrouillage sécurisé

N°	Référence	Dimensions
4	ST11.130	600 x 300 x 60 mm
5	ST11.121	600 x 150 x 80 mm
	ST11.120	600 x 150 x 50 mm
6	ST11.110	480 x 150 x 50 mm
7	ST11.103	452 x 103 x 44 mm
	ST11.102	452 x 83 x 44 mm
8	ST11.101	272 x 103 x 44 mm
9	ST11.100	272 x 83 x 44 mm



PORTE INSTRUMENTS

Fabrication Silicone
Fourni avec vis et rails


N°	Référence	Description	Dimensions
1	SM5330	3 instruments	Longueur 7.3 cm Ø 3-8 mm
	SM5370	10 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 3-8 mm
2	SM5331	3 instruments	Longueur 7.3 cm Ø 8-15 mm
	SM5371	8 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 8-15 mm
3	SM5332	3 instruments	Longueur 7.3 cm Ø double 5 & 10 mm
	SM5372	9 instruments	Longueur 17.8 cm Ø double 5 & 10 mm
4	SM5335	5 instruments	Longueur 7.3 cm Ø 3 mm
	SM5375	12 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 3 mm
5	SM5310	Barre séparatrice *sans rail ni vis	Longueur 17.8 cm
	SM5311	Barre séparatrice *sans rail ni vis	Longueur 7.3 cm
6	SM5300	6 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 3 mm
7	SM5301	6 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 6 mm
8	SM5312	4 instruments, 4 fentes	Longueur 7.3 cm
9	SM5343	Pour endoscopes	Longueur 7.8 cm



PANIERES OPTIQUES PERFORÉS

Fabrication Acier inoxydable
 Couvrete amovible avec poignée
 Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé
 Support porte-instrument soudé
 Inserts Silicone fournis

Référence	Description	Dimensions
SY695.00	1 optique	272 x 83 x 44 mm
SY695.03	2 optiques	272 x 103 x 44 mm
SY696.00	1 optique	452 x 83 x 44 mm
SY696.03	2 optiques	452 x 103 x 44 mm



PANIER OPTIQUE GRILLAGÉ


Fabrication Acier inoxydable
Couvercle amovible
Verrouillage sécurisé
Support porte-instrument soudé
Inserts Silicone fournis


Référence	Description	Dimensions
SY690.02	1 optique	290 x 80 x 55 mm
SY690.03	2 optiques	290 x 80 x 55 mm
SY690.04	1 optique	460 x 80 x 55 mm
SY690.05	2 optiques	460 x 80 x 55 mm
SY690.06	1 optique	670 x 80 x 55 mm

PANIER OPTIQUE GRILLAGÉ

Fabrication Acier inoxydable
Couvercle amovible
Verrouillage sécurisé
Support porte-instrument soudé
Inserts Silicone fournis

Référence	Description	Dimensions
SY691.02	1 optique	290 x 80 x 55 mm
SY691.04	1 optique	460 x 80 x 55 mm





PANIERES OPTIQUES THERMOFORMÉS

Fabrication Radel

Avec couvercle amovible et porte-instruments silicone

N°	Référence	Description	Dimensions
1	SM3.3130	Pour 1 optique	271 x 70 x 35 mm
	SM3.3131	Pour 2 optiques	271 x 70 x 35 mm
	SM3.3170	Pour 1 optique	394 x 70 x 35 mm
	SM3.3180	Pour 2 optiques	394 x 70 x 35 mm
	SM3.3200	Pour 1 optique	457 x 70 x 35 mm
	SM3.3210	Pour 2 optiques	457 x 70 x 35 mm
2	SM3.5120	Pour optique, trocart, canule et cable	430 x 155 x 39 mm
3	SM3.5130	Pour optique, trocart, canule et cable	635 x 155 x 39 mm



PANIER OPTIQUE THERMOFORMÉ POLYPROPYLÈNE

Fabrication Polypropylène
Avec couvercle et porte-instruments silicone

N°	Référence	Description	Dimensions
1	SM1.2710	Pour 1 optique	185 x 50 x 20 mm
	SM1.2720	Pour 2 optiques	185 x 50 x 20 mm
2	SMT5510	Jusqu'à 3 optiques	660 x 110 x 66 mm
	SG5510	Insert porte-instruments en silicone pour SMT5510 (SG5510) - Par 10 unités	-
	09225	Patte de fermeture en silicone pour SMT5510 - Par 100 unités	-




1



2



3



4



PLATEAUX DE STÉRILISATION

Fabrication Polypropylène
Avec tapis Silicone intérieur
Stérilisables en autoclave à 134°C

N° Référence Dimensions

1 SM1.3600 148 x 64 x 18 mm

2 SM1.2700 185 x 50 x 20 mm

SM1.3700 185 x 75 x 20 mm

3 SM1.4800 190 x 102 x 19 mm

4 SM1.7110 267 x 159 x 35 mm


1




2




3



4



5




PLATEAUX DE STÉRILISATION

Fabrication Polypropylène

Avec tapis Silicone intérieur

Stérilisables en autoclave à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions
1	PST1100SB	-	190 x 63 x 19 mm
2	PST2100SB	-	165 x 102 x 19 mm
3	PST3100SB	-	254 x 152 x 19 mm
4	PST3200SB	-	245 x 152 x 38 mm
5	PST3300SB	2 étages	254 x 152 x 38 mm



BOÎTES DE STÉRILISATION

Fabrication Polypropylène
Stérilisables en autoclave à 134°C

	Référence	Couleur	Dimensions
1	MB285.01	Bleu	285 x 185 x 22 mm
	MB285.03	Beige	"
2	MB180.01	Bleu	180 x 80 x 30 mm
	MB180.03	Beige	"

CASSETTES DE STÉRILISATION

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage





CASSETTES DE STÉRILISATION

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisables en autoclave à 134°C

Référence	Description	Dimensions
ST2770.A	Grand modèle - 20 instruments	288 x 182 x 34 mm
ST2771.A	Moyen modèle - 10 instruments	182 x 144 x 34 mm
ST2772.A	Petit modèle - 5 instruments	182 x 72 x 34 mm

MICRO-CASSETTES DE STÉRILISATION

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisables en autoclave à 134°C

Référence	Dimensions
S182040	40 x 55 x 20 mm
S182060	74 x 45 x 20 mm
S182070	74 x 59 x 24 mm





CASSETTES DE STÉRILISATION À CLIP

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisables en autoclave à 134°C

Référence	Dimensions
S182812B	215 x 180 x 27 mm
S182810B	180 x 136 x 27 mm
S182000B	180 x 95 x 27 mm
S182803B	180 x 64 x 27 mm

CASSETTES DE STÉRILISATION À COMPARTIMENTS SILICONE

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisables en autoclave à 134°C

Référence	Description	Dimensions
S182096	6 compartiments	210 x 60 x 20 mm
S182095	12 compartiments	210 x 60 x 20 mm





CASSETTES DE STÉRILISATION POLYPROPYLÈNE

Fabrication Polypropylène
Stérilisables en autoclave à 134°C

Référence	Description	Dimensions
SM7.6050	Avec tapis silicone	203 x 114 x 15 mm
SM7.6000	Avec porte instruments (6 instru.) Ø 2.5 à 8 mm	203 x 114 x 15 mm

MINI-CASSETTES DE STÉRILISATION POLYPROPYLÈNE USAGE UNIQUE

Fabrication Polypropylène
À usage unique
Stérilisables en autoclave à 134°C
Par 50 unités

Référence

Dimensions

09889

31 x 26 x 5 mm (dimensions internes)




ÉLÉMENTS DE FIXATION ET CALAGE

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Nombreux accessoires
- Multiples aménagements possibles





BARRES DE SÉPARATION

Fabrication Acier inoxydable

Référence	Description	Dimensions
SY831.05	Barre de séparation	50 x 20 mm
SY831.13	Barre de séparation	130 x 20 mm
SY831.22	Barre de séparation	225 x 20 mm
SY831.46	Barre de séparation	460 x 20 mm
SY830.01	Plots pour séparateurs avec fente	-
SY830.00	Plots pour séparateurs sans fente	-

SÉPARATEURS AVEC VIS

Fabrication Acier inoxydable


Référence	Dimensions
SY842.05	110 x 38 mm
SY842.06	235 x 38 mm




SÉPARATEURS SUR RAILS AVEC VIS

Fabrication Silicone sur rail en Acier inoxydable





Référence	Dimensions
SY854.76	30 x 38 mm
SY854.78	115 x 38 mm
SY854.80	235 x 38 mm






ÉLÉMENTS DE CALAGE

N°	Référence	Description	Dimensions
1	SY849.20	Clip de maintien Inox pour paniers	24 x 28 x 25 mm Ø 7-12 mm
	SY849.21	Clip de maintien Inox pour paniers	24 x 28 x 29 mm Ø 12-16 mm
	SY849.22	Clip de maintien Inox pour paniers	24 x 28 x 31 mm Ø 16-26 mm
	SY849.23	Clip de maintien Inox pour paniers	24 x 28 x 40 mm Ø 26-36 mm
	SY849.24	Clip de maintien Inox pour paniers	24 x 28 x 44 mm Ø 36-45 mm
2	SY841.00	Rail de fixation avec vis de blocage	Longueur 230 mm
	SY841.01	Rail de fixation avec vis de blocage	Longueur 470 mm
	SY840.00	Séparateur à utiliser avec réf. SY841.00 et SY841.01	-
3	SY842.00	Élément de calage de bord avec vis de blocage	Longueur 230 mm
	SY842.01	Élément de calage de bord avec vis de blocage	Longueur 470 mm
4	SY845.00	Ressort de maintien d'instruments	Longueur 105 mm
	SY847.00	Ressort de maintien d'instruments	Longueur 210 mm



INSERTS SILICONE

N°	Référence	Description	Dimensions	
1	SY843.06	Rack de rangement pour endoscopie	485 x 235 x 160 mm	
	SY855.01	Insert silicone pour rack	Ø 10 mm	
	SY855.02	Insert silicone pour rack	Ø 5 mm	
2	SY856.05	Insert silicone pour paniers optiques	Ø 12 mm	
	SY855.06	Insert silicone pour paniers optiques	Ø 14 mm	
	3	SY858.03	Insert silicone pour paniers 1 optique	40 x 17 mm
SY858.04		Insert silicone pour paniers 1 optique	70 x 17 mm	
SY859.04		Insert silicone pour paniers 2 optiques	54 x 17 mm	
SY859.06		Insert silicone pour paniers 2 optiques	68 x 17 mm	
SY859.07		Insert silicone pour paniers 2 optiques	80.5 x 17 mm	
4		SY843.04	Rack de calage ajustable	230 x 220 x 40 mm
		SY857.01	Insert silicone droit pour rack	226 x 17 mm
	SY857.03	Insert silicone cranté pour rack	226 x 17 mm	



INSERTS SILICONE

Fabrication Silicone



À insérer individuellement dans son support

N°	Référence	Description	Dimensions
1	SY854.00	Insert	8 x 26 x 40 mm
2	SY854.03	Insert	8 x 26 x 40 mm
3	SY854.05	Insert	8 x 26 x 40 mm
4	SY854.60P	Rail thermoformé	Longueur : 100 mm

PORTE INSTRUMENTS COMPLETS

Fabrication Silicone
Rails + 4 inserts + 4 clips de fixation

N°	Référence	Dimensions
5	SY854.70	104 x 40 mm
6	SY854.73	104 x 40 mm
7	SY854.75	104 x 40 mm




PORTE INSTRUMENTS «BARETTE» À CLIPSER

Fabrication Silicone

Par 6 unités

Référence	Dimensions
08949	125 x 25 x 4 mm



PORTE INSTRUMENTS

Fabrication Silicone
Fourni avec vis et rails

N°	Référence	Description	Dimensions
1	SM5330	3 instruments	Longueur 7.3 cm Ø 3-8 mm
	SM5370	10 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 3-8 mm
2	SM5331	3 instruments	Longueur 7.3 cm Ø 8-15 mm
	SM5371	8 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 8-15 mm
3	SM5332	3 instruments	Longueur 7.3 cm Ø double 5 & 10 mm
	SM5372	9 instruments	Longueur 17.8 cm Ø double 5 & 10 mm
4	SM5335	5 instruments	Longueur 7.3 cm Ø 3 mm
	SM5375	12 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 3 mm
5	SM5310	Barre séparatrice sans rail ni vis	Longueur 17.8 cm
	SM5311	Barre séparatrice sans rail ni vis	Longueur 7.3 cm
6	SM5300	6 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 3 mm
7	SM5301	6 instruments	Longueur 17.8 cm Ø 6 mm
8	SM5312	4 instruments, 4 fentes	Longueur 7.3 cm
9	SM5343	Pour endoscopes	Longueur 7.8 cm
10	SM2.8103		38 x 51 mm
11	SM2.8134		38 x 51 mm
12	SM2.8107		38 x 51 mm
13	SM2.8109		38 x 51 mm
14	SM2.8114		76 x 51 mm
15	SM2.8115		38 x 51 mm
16	SM2.8117		38 x 51 mm
17	SM2.8125		76 x 51 mm

BOÎTES ET TAPIS SILICONE

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Large choix de tapis ajustables et divisibles





BOÎTES DE STÉRILISATION MATBOX®

Fabrication Silicone haute qualité
Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Couleur	Dimensions
ST19.020	Orange	205 x 205 x 28mm
ST19.021	Bleu foncé	"
ST19.022	Vert foncé	"
ST19.023	Rose	"
ST19.024	Vert fluo	"
ST19.025	Rouge	"
ST19.026	Gris	"
ST19.027	Jaune	"








TAPIS SILICONE PERFORÉ

Fabrication Silicone médical haute qualité
 Larges perforations
 Dessous de tapis bosselé
 Découpable selon besoins
 Couleur rose
 Stérilisables en autoclave à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions
1	W0770	Rouleau de 1 m divisible en 10 morceaux (SR10)	1000 x 245 mm
2	W0700	Pour réf. W0130/W0310 (SP2313)	230 x 132 mm
3	W0710	Pour réf. W0140/W0330/W0400 (SP2823)	280 x 230 mm
4	W0720	Pour réf. W0150/W0340/W0410 (SP2719)	270 x 190 mm
5	W0730	DIN 1/2 - Pour réf. W0510 (SP4622)	230 x 220 mm
6	W0750	DIN 1/2 (SP2524)	235 x 245 mm
7	W0760	DIN 1/1 (SP4825)	480 x 250 mm



TAPIS SILICONE TRÈS AJOURÉ

Fabrication Silicone haute qualité
Picots souples et longs
Larges perforations
Dessous de tapis bosselé
Découpable selon besoins
Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Couleur	Dimensions
-----------	---------	------------


SY853.00	Bleu	545 x 255 mm
----------	------	--------------

TAPIS SILICONE PERFORÉ

Fabrication Silicone haute qualité
Dessous de tapis bosselé
Découpable selon besoins
Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Couleur	Dimensions
-----------	---------	------------

ST19.010	Fuchsia	495 x 275 mm
----------	---------	--------------





TAPIS SILICONE POUR PANIERS DIN

Fabrication Silicone haute qualité

Picots souples et longs

Découpable selon besoins

Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Description	Couleur	Dimensions
SY850.00	Non perforé	Vert	270 x 125 mm
SY852.00	Non perforé	"	225 x 235 mm
SY852.10	Perforé	"	380 x 230 mm
SY852.20	Perforé	"	450 x 235 mm
SY852.30	Perforé	"	500 x 235 mm



TAPIS SILICONE MAGNÉTIQUE

Fabrication Silicone haute qualité

Permet d'immobiliser les instruments métalliques

Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Couleur	Dimensions
26300	Vert	300 x 400 mm



TAPIS ANTI-DÉRAPANT EN SILICONE

Fabrication Silicone haute qualité

Antidérapant, stabilise les instruments

Découpable selon besoins


Stérilisable en autoclave à 134°C et lavable en laveur-désinfecteur.


Référence	Couleur	Dimensions
08700	Rouge	300 x 120 x 2 mm
08700T	Transparent	300 x 120 x 2 mm
08703	Bleu	300 x 120 x 2 mm
08701	Vert	300 x 120 x 2 mm

NAPPES EN SILICONE


Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Excellente qualité – excellente finition
- Idéal en fond de panier ou de container







1



2



3



4

NAPPES EN SILICONE

Fabrication Silicone haute qualité
Stérilisable en autoclave à 134°C et lavable en
laveur-désinfecteur

N°	Référence	Couleur	Dimensions
1	08601	Bleu	480 x 250 mm
2	08602	Bleu	238 x 248 mm
3	08606	Violet	460 x 229 mm
4	08608	Vert	270 x 120 mm

COUVERCLE GRILLAGÉ INOX

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence

Dimensions

08847

445 x 230 mm




COUVERCLES GRILLAGÉS EN SILICONE

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Idéal comme couvercle de lavage
- Maintien les instruments à l'intérieur du panier lors du lavage
- Grandes perforations pour un lavage optimal sans rétention d'eau
- Souple et atraumatique
- S'adapte facilement au contenu du panier




1



2



3



4



COUVERTRES GRILLAGÉS SILICONE

Fabrication Silicone haute qualité

Utilisable comme couvercle ou comme tapis silicone au fond du panier

Stérilisable en autoclave à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions
1	08882	Cadre rigide (métallique siliconé)	445 x 230 mm
2	08881	Cadre flexible souple	445 x 230 mm
3	08845	Cadre rigide (métallique siliconé)	235 x 210 mm
4	08846	Cadre flexible souple	235 x 210 mm



COINS DE PROTECTION

Lavage - Désinfection - Stérilisation - Stockage

- Idéal pour protéger les paniers emballés
- Evite les déchirures lors de la stérilisation, du transport et du stockage



COINS DE PROTECTION PERFORÉ EN SILICONE

Fabrication Silicone médical
Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Description	Unité vente
50062	Coin silicone	4
50063	Coin silicone	100
09097	Patte de fixation - Gris translucide	100
09225	Patte de fixation - Bleu	100
09226	Patte de fixation - Rouge	100
09227	Patte de fixation - Jaune	100
09228	Patte de fixation - Vert	100
09465	Patte de fixation - Rose	100



COINS DE PROTECTION EN SILICONE MODÈLE LARGE

Fabrication Silicone médical
Réutilisable
Stérilisable en autoclave à 134°C
Par 80 unités

Référence


CS.9013

COINS DE PROTECTION EN MOUSSE

Fabrication mousse
À usage unique
Stérilisable en autoclave à 134°C
Par 80 unités

Référence

CS.9125C





**COINS DE PROTECTION
EN PAPIER RIGIDE
PRÊT À L'EMPLOI**

Fabrication papier cartonné
À usage unique
Stérilisable en autoclave à 134°C
Par 600 unités

Référence


42007

**COINS DE PROTECTION
EN PAPIER RIGIDE
À PLIER**

Fabrication papier cartonné
À usage unique
Stérilisable en autoclave à 134°C
Par 800 unités

Référence

ST22.101





ATTACHES INSTRUMENTS À USAGE UNIQUE

Fabrication Silicone


À usage unique

Stérilisable en autoclave à 134°C

Par 100 unités



Référence	Couleur	Longueur
09246	Transparent	6 cm
09252	Vert	"
09253	Bleu	"
09254	Jaune	"
09255	Noir	"
09256	Rouge	"
09257	Blanc	"
09258	Orange	"
09259	Marron	"
09260	Gris	"
09261	Violet	"
09373	Transparent	11 cm
09374	Rouge	"
09375	Jaune	"
09376	Vert	"
09377	Bleu	"
09378	Orange	"
09379	Noir	"
09282	Transparent	19 cm
09283	Rouge	"
09284	Vert	"
09285	Bleu	"
09286	Jaune	"
09381	Orange	"
09382	Noir	"



ATTACHES INSTRUMENTS INSTRU-FIX®

Fabrication Silicone

Réutilisable

Stérilisable en autoclave à 134°C

Longueur totale 22 cm

Par 100 unités


Référence	Couleur	Dimensions
ST22.200	Bleu	22 cm
ST22.201	Rouge	"
ST22.202	Vert	"
ST22.203	Jaune	"
ST22.204	Orange	"



ATTACHES INSTRUMENTS USAGE UNIQUE

Fabrication Silicone
Usage unique
Stérilisable en autoclave à 134°C
Par 100 unités

Référence	Couleur	Dimensions
09235	Rouge	11 cm
09236	Jaune	"
09237	Vert	"
09238	Bleu	"
09369	Violet	"
09370	Noir	"
09239	Rouge	21 cm
09240	Jaune	"
09241	Vert	"
09242	Bleu	"
09371	Violet	"
09372	Noir	"



ATTACHES INSTRUMENTS SILICONE

Fabrication Silicone haute qualité
Réutilisable
Stérilisable en autoclave à 134°C
Bobine de 30 m

Référence	Couleur	Dimensions
ST22.211	Rouge	Ø 3 mm
ST22.212	Vert	"
ST22.213	Bleu	"
ST22.214	Jaune	"
ST22.215	Orange	"
ST22.216	Violet	"




**ATTACHES INSTRUMENTS
TYPE «FICELLE»**

Fabrication Silicone haute qualité
Réutilisable
Stérilisable en autoclave à 134°C
Par 100 unités



Référence	Couleur	Dimensions	Référence	Couleur	Dimensions
09039	Vert	30 cm	09139	Vert	50 cm
09143	Bleu	"	09160	Bleu	"
09144	Jaune	"	09161	Jaune	"
09145	Noir	"	09162	Noir	"
09146	Rouge	"	09163	Rouge	"
09147	Gris	"	09164	Gris	"
09287	Orange	"	09288	Orange	"
09196	Violet	"	09197	Violet	"





ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION INOX À ATTACHER

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisable à 134°C et lavable en
laveur-désinfecteur
Par 50 unités

Référence	Dimensions
01444	90 x 50 mm
01445	90 x 33 mm
01456	40 x 20 mm

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION INOX À ATTACHER

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisable à 134°C et lavable en
laveur-désinfecteur
Par 50 unités


Référence	Dimensions
01452	Ø 25 mm
01453	Ø 50 mm



FIXATIONS ÉTIQUETTES



BAGUES DE FIXATION
Réf. 09418



ATTACHES EN NYLON
Réf. 09415



ANNEAUX
Réf. 01458

BLOC N°2



DM1204



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION INOX À CLIPSER

Fabrication Acier inoxydable

Stérilisable à 134°C et lavable en laveur-désinfecteur

Par 25 unités

N°	Référence	Dimensions
1	01454	90 x 50 mm
2	01449	90 x 30 mm
3	01495	70 x 30 mm
4	01559	55 x 30 mm
5	01493	30 x 30 mm
6	01590	75 x 35 mm
7	01520	42 x 36 mm



BLOC ORTHO



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION 56 X 18 MM POUR PORTE-ÉTIQUETTE

Stérilisable à 134°C et lavable
en laveur-désinfecteur
Dimensions : 56 x 18 mm
Inscription avec étiquettes Brother
TZ, marqueurs ou gravage laser
Fixation avec porte-étiquette Inox

Référence	Description	Unité Vente
01550	Blanc	10
01551	Rouge	10
01552	Vert	10
01553	Bleu	10
01555	Orange	10
01556	Noir	10
01557	Jaune	10
01992	Rose	10
01993	Violet	10
01558	Marron	10
01497	Porte-étiquette Inox clipsable - 50 x 20 mm	25



974





ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION 60 X 40 MM POUR PORTE-ÉTIQUETTE

Fabrication Polypropylène

Dimensions : 60 x 40 mm

Stérilisable à 134°C

Compatible avec les étiquettes laminées Brother TZ

Fixation avec porte-étiquette Inox

Utilisable aussi directement sur les containers Wagner

Référence	Description	Unité Vente
01948	Blanc	100
01949	Rouge	100
01950	Vert	100
01969	Bleu foncé	100
01951	Bleu clair	100
01952	Orange	100
01953	Noir	100
01954	Jaune	100
01990	Rose	100
01991	Violet	100
01498	Porte-étiquette Inox clipsable	25

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE TRANSPARENTE

Stérilisable à 134°C et lavable en machine
Inscription avec étiquettes Brother ou marqueurs

Référence	Description	Unité Vente
01421	90 x 50 mm - Avec 2 perforations	150
01422	90 x 33 mm - Avec 2 perforations	200
04122	60 x 40 mm - Sans perforations	1000



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION 105 X 40 MM

Fabrication polypropylène
Inscription avec étiquettes
Brother TZ, marqueurs ou gravage
laser
Stérilisable à 134°C et lavable en
laveur-désinfecteur
Par 100 unités (Panachage possible)




Référence	Couleur
W0800	Blanc
W0801	Jaune
W0802	Bleu
W0803	Vert clair
W0804	Orange
W0805	Rouge
W0806	Vert
W0807	Gris
W0808	Lavande
W0809	Fauve
W0810	Noir

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION 90 X 40 MM

Fabrication polypropylène
Inscription avec étiquettes Brother
TZ, marqueurs ou gravage laser
Stérilisable à 134°C et lavable en
laveur-désinfecteur
Par 100 unités (Panachage possible)

Référence	Couleur
02253	Bleu
02254	Blanc





ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION 40 X 20 MM

Fabrication polypropylène
Inscription avec étiquettes Brother
TZ, marqueurs ou gravage laser
Stérilisable à 134°C et lavable en
laveur-désinfecteur
Par 100 unités (Panachage possible)

Référence	Couleur
02227	Blanc
02228	Rouge
02229	Vert
02230	Bleu clair
02231	Bleu foncé
02232	Jaune

JETONS D'IDENTIFICATION Ø 25 MM

Fabrication polypropylène
Inscription avec étiquettes Brother
TZ, marqueurs ou gravage laser
Stérilisable à 134°C et lavable en
laveur-désinfecteur
Par 100 unités (Panachage possible)


Référence	Couleur
01591	Blanc
01592	Rouge
01593	Vert
01594	Bleu clair
01595	Bleu foncé
01596	Jaune



FIXATIONS ÉTIQUETTES



BAGUES DE FIXATION
Réf. 09418



ATTACHES EN NYLON
Réf. 09415



ANNEAUX
Réf. 01458

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION

Fabrication polypropylène

Inscription avec marqueurs ou gravage laser

Compatible avec étiquettes Brother TZ

Fixation avec pattes en silicone (ref. 09097) , bagues en synthétique (ref. 09418), attaches en nylon (ref. 09415) ou anneaux (ref. 01458)

Stérilisable à 134°C et lavable en laveur-désinfecteur

Par 100 unités (Panachage possible)



Référence	Couleur	Dimensions
01900	Rouge	90 x 33 mm
01972	Corail	"
01901	Vert	"
01962	Bleu foncé	"
01902	Bleu clair	"
01903	Jaune	"
01912	Noir	"
01904	Blanc	"
01905	Orange	"
01956	Marron	"
01976	Rose	"
01977	Violet	"
01906	Rouge	90 x 50 mm
01973	Corail	"
01907	Vert	"
01963	Bleu foncé	"
01908	Bleu clair	"
01909	Jaune	"
01994	Noir	"
01910	Blanc	"
01911	Orange	"
01957	Marron	"
01978	Rose	"
01979	Violet	"

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION

Fabrication polypropylène

Inscription avec marqueurs ou gravage laser

Non compatible avec étiquettes Brother TZ

Fixation avec pattes en silicone (ref. 09097) , bagues en synthétique (ref. 09418), attaches en nylon (ref. 09415) ou anneaux (ref. 01458)

Stérilisable à 134°C et lavable en laveur-désinfecteur

Par 100 unités (Panachage possible)



Référence	Couleur	Dimensions
01423	Rouge	90 x 33 mm
01424	Vert foncé	"
01425	Bleu foncé	"
01426	Jaune	"
01427	Noir	"
01428	Blanc	"
01429	Marron	"
01430	Orange	"
01431	Transparent	"
01996	Vert clair	"
01997	Bleu clair	"
01432	Rouge	90 x 50 mm
01433	Vert foncé	"
01434	Bleu foncé	"
01435	Jaune	"
01436	Noir	"
01437	Blanc	"
01438	Marron	"
01439	Orange	"
01440	Transparent	"
01998	Vert clair	"
01999	Bleu clair	"

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION À CLIPSER

Fabrication polypropylène


Inscription avec marqueurs ou gravage laser

Compatible avec étiquettes Brother TZ

Fixation par clipsage

Stérilisable à 134°C et lavable en laveur-désinfecteur

Par 25 unités (Panachage possible)



Référence	Couleur	Dimensions
-----------	---------	------------

01941	Blanc	90 x 50 mm
01942	Rouge	"
01943	Vert	"
01968	Bleu foncé	"
01944	Bleu clair	"
01945	Orange	"
01946	Noir	"
01947	Ocre	"
01565	Jaune	"
01988	Rose	"
01989	Violet	"
01955	Marron	"

01934	Blanc	90 x 30 mm
01935	Rouge	"
01936	Vert	"
01967	Bleu foncé	"
01937	Bleu clair	"
01938	Orange	"
01939	Noir	"
01940	Ocre	"
01564	Jaune	"
01986	Rose	"
01987	Violet	"
01958	Marron	"



Référence	Couleur	Dimensions
01927	Blanc	70 x 30 mm
01928	Rouge	"
01929	Vert	"
01966	Bleu foncé	"
01930	Bleu clair	"
01931	Orange	"
01932	Noir	"
01933	Ocre	"
01562	Jaune	"
01984	Rose	"
01985	Violet	"
01959	Marron	"
01920	Blanc	50 x 30 mm
01921	Rouge	"
01922	Vert	"
01965	Bleu foncé	"
01923	Bleu clair	"
01924	Orange	"
01925	Noir	"
01926	Ocre	"
01561	Jaune	"
01982	Rose	"
01983	Violet	"
01960	Marron	"
01913	Blanc	30 x 30 mm
01914	Rouge	"
01915	Vert	"
01964	Bleu foncé	"
01916	Bleu clair	"
01917	Orange	"
01918	Noir	"
01919	Ocre	"
01563	Jaune	"
01980	Rose	"
01981	Violet	"
01961	Marron	"

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION À CLIPSER

Fabrication polypropylène

Inscription avec marqueurs ou gravage laser

Non compatible avec étiquettes Brother TZ

Fixation par clipsage

Stérilisable à 134°C et lavable en laveur-désinfecteur

Par 25 unités (Panachage possible)



Référence	Couleur	Dimensions
02210	Orange	90 x 50 mm
02211	Rouge	"
02212	Bleu	"
02213	Jaune	"
02214	Vert	"

02205	Orange	90 x 30 mm
02206	Rouge	"
02207	Bleu	"
02208	Jaune	"
02209	Vert	"



Référence	Couleur	Dimensions
02200	Orange	70 x 30 mm
02201	Rouge	"
02202	Bleu	"
02203	Jaune	"
02204	Vert	"



01578	Orange	50 x 30 mm
01579	Rouge	"
02235	Bleu foncé	"
01580	Bleu clair	"
01581	Jaune	"
01582	Vert	"



01583	Orange	30 x 30 mm
01584	Rouge	"
02234	Bleu foncé	"
01585	Bleu clair	"
01586	Jaune	"
01587	Vert	"
02236	Blanc	"
02237	Noir	"
02239	Rose	"
02240	Violet	"
02241	Marron	"



MARQUEURS PERMANENTS EDDING

Utilisable sur toutes les surfaces
Rechargeable (4 couleurs)
Encre résistante à la stérilisation
à 134°C
Par 10 unités

Référence	Description	Couleur
400.001	Pointe ogive 1 mm	Noir
400.002	Pointe ogive 1 mm	Rouge
400.003	Pointe ogive 1 mm	Bleu
400.004	Pointe ogive 1 mm	Vert
400N	Lot 10 pointes 1 mm	-
404.001	Pointe ogive 0.75 mm	Noir
404.002	Pointe ogive 0.75 mm	Rouge
404.003	Pointe ogive 0.75 mm	Bleu
404.004	Pointe ogive 0.75 mm	Vert
404N	Lot 10 pointes 0.75 mm	-

RECHARGES MARQUEURS

Recharge par capillarité
spécialement destinée aux
marqueurs Edding 400 et 404
Contenance : 25 ml

Référence	Couleur
MTK25.01	Noir
MTK25.02	Rouge
MTK25.03	Bleu
MTK25.04	Vert



Mettre le marqueur pointe vers le bas durant une heure
dans le flacon, par capillarité le marqueur est alors de
nouveau rechargé.







MARQUAGE LASER SUR ÉTIQUETTES

STERILMED vous propose un service de marquage laser personnalisé. Vous pourrez ainsi identifier d'une façon sûre et permanente vos étiquettes avec une référence, un code barre, un code DataMatrix, un logo...
N'hésitez pas à nous contacter.



URGENT




ÉTIQUETTES BAGAGE PRÉINSCRITES AVEC TEXTES STANDARDS GRAND MODÈLE

Dimensions : 236 x 50 mm





Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Par 250 unités

N°	Référence	Couleur	Inscription
1	ST35.121	Rose	URGENT
	ST35.124	Rouge	URGENT
	ST35.125	Vert	URGENT
	ST35.127	Jaune	URGENT
	ST35.128	Bleu	URGENT
2	ST35.111	Rose	à réparer
	ST35.114	Rouge	à réparer
3	ST35.101	Rose	En prêt
	ST35.107	Jaune	En prêt
4	ST35.139	Noir	Réserve
5	ST35.146	Orange	En dépôt



Taille réelle (grand modèle)



ÉTIQUETTES BAGAGE PRÉINSCRITES AVEC TEXTES STANDARDS GRAND MODÈLE

Dimensions : 236 x 50 mm
Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Par 250 unités

N°	Référence	Couleur	Inscription
6	ST35.151	Rose	incomplet
	ST35.154	Rouge	incomplet
	ST35.157	Jaune	incomplet
7	ST35.190	Blanc	MANQUANT
	ST35.194	Rouge	MANQUANT
8	ST35.206	Orange	PÉREMPTION PROCHE
9	ST35.264	Rouge	QUARANTAINE


Réservé




**ÉTIQUETTES BAGAGE PRÉINSCRITES
AVEC TEXTES STANDARDS
GRAND MODÈLE**

Dimensions : 236 x 50 mm
Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Par 250 unités

N°	Référence	Couleur	Inscription
10	ST35.271	Rose	Ancillaire de prêt
11	09563	Vert	Service ____



Taille réelle (petit modèle)




ÉTIQUETTES BAGAGE PRÉINSCRITES AVEC TEXTES STANDARDS PETIT MODÈLE

Dimensions : 150 x 35 mm

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Par 250 unités

N°	Référence	Couleur	Inscription
1	ST35.501	Rose	En prêt
	ST35.504	Rouge	En prêt
	ST35.506	Orange	En prêt
	ST35.507	Jaune	En prêt
2	ST35.514	Rouge	à réparer
3	ST35.527	Jaune	URGENT
4	ST35.537	Jaune	Réservé
5	ST35.565	Vert	Plan Blanc
6	ST35.608	Bleu	Bloc ortho



ÉTIQUETTES BAGAGE SANS INSCRIPTION GRAND MODÈLE


Dimensions : 236 x 50 mm

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Par 250 unités

Inscription avec marqueurs. Réf 400.001



Référence	Couleur
09244	Blanc
09264	Bleu
09265	Vert
09266	Rouge
09267	Jaune



ÉTIQUETTES BAGAGE SANS INSCRIPTION PETIT MODÈLE

Dimensions : 160 x 35 mm

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Par 250 unités

Inscription avec marqueurs. Réf 400.001



Référence	Couleur
09634	Blanc
09635	Bleu
09636	Vert
09637	Rouge
09638	Jaune
09676	Marron
09677	Noir



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION POUR ENDOSCOPE

Double face dont une pour identifier les dates du process
Identification date, mois, jour (en anglais)

Dimensions : 33.6 x 3.8 cm

Marqueur fourni

Par 100 unités

Référence	Couleur
ET.101	Blanc
ET.102	Bleu
ET.103	Vert
ET.104	Rouge
ET.105	Jaune
ET.106	Violet
ET.107	Orange

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION POUR ENDOSCOPE

Double face dont une pour identifier les dates
du process

Identification date, mois, jour (en anglais)

Dimensions : 26.6 x 7.6 cm

Marqueur fourni

Par 100 unités



Référence	Couleur
ET.200	Blanc



KIT ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION

Kit comprenant 100 étiquettes à usage unique,
100 attaches Nylon et 1 marqueur
Stérilisable à 134°C

Référence

Dimensions

WT.0009

80 x 50 mm

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUES

Fabrication Polypropylène
Réutilisables
Stérilisable à 134°C et lavable en laveur-désinfecteur
Par 100 unités

Référence

Couleur

Dimensions

09679

Blanc

Longueur : 200 mm
Étiquette : 50 x 30 mm

09680

Bleu

"

09681

Vert

"

09682

Rouge

"

09683

Jaune

"



1



2



3




4




5



6



7



FIXATIONS POUR ÉTIQUETTES

Réutilisable
Stérilisable à 134°C


N°	Référence	Description	Unité Vente
1	09097	Patte de fixation - Gris translucide	100
	09225	Patte de fixation - Bleu	100
	09226	Patte de fixation - Rouge	100
	09227	Patte de fixation - Jaune	100
	09228	Patte de fixation - Vert	100
2	09465	Patte de fixation - Rose	100
	09466	Patte de fixation - Gris translucide	100
	09468	Patte de fixation - Rouge	100
	09469	Patte de fixation - Jaune	100
	09470	Patte de fixation - Vert	100
3	09418	Bague de fixation - Bleu - Ø 10 mm	100
	09419	Bague de fixation - Vert - Ø 10 mm	100
	09420	Bague de fixation - Blanc - Ø 10 mm	100
	09421	Bague de fixation - Rouge - Ø 10 mm	100
	09422	Bague de fixation - Jaune - Ø 10 mm	100
	09423	Bague de fixation - Orange - Ø 10 mm	100
	09424	Bague de fixation - Violet - Ø 10 mm	100
	09425	Bague de fixation - Noir - Ø 10 mm	100
	09426	Bague de fixation - Transparent - Ø 10 mm	100
4	09230	Patte de fixation en Nylon	100
5	09415	Attache Nylon - 80 x 2.3 mm	250
6	09461	Attache Nylon - Rouge - 98 x 2.5 mm	100
	09462	Attache Nylon - Vert - 98 x 2.5 mm	100
	09463	Attache Nylon - Bleu - 98 x 2.5 mm	100
	09464	Attache Nylon - Jaune - 98 x 2.5 mm	100
7	09482	Attache Nylon - Transparent - 200 x 3.5 mm	100



FIXATIONS POUR ÉTIQUETTES

Réutilisable
Stérilisable à 134°C

N°	Référence	Description	Unité Vente
1	01458	Attache type «anneau» Inox - Ø 20 mm	100
	01490	Attache type «anneau» Inox - Ø 10 mm	100
2	01589	Attache «mousqueton» - Longueur 40 mm	1
3	08443	Vis Inox V2A - M4 x 8 mm	50
4	08444	Ecrou borne Inox V2A - M4	50
5	08477	Kit de fixation Inox - M4	100
6	08952	M1.6 x 6 mm - Vis Inox V4A	100
7	08953	M1.6 x 4 mm - Rondelle Inox V4A	100
8	08954	M2 x 7 mm - Rondelle Inox V4A	100
9	08955	M1.6 - Ecrou Inox V4A	100



1



2



3



4



5



6





7



COLLECTEURS DE LAVAGE

Fabrication Acier inoxydable
Constitués de 6 ou 10 adaptateurs
Luer-Lock mâle
Stérilisable à 134°C

N°	Référence	Description
1	25000	Longueur 162 mm 6 adaptateurs 2 bouchons fournis
2	25001	Longueur 196 mm 6 adaptateurs 2 bouchons fournis
3	25029	Longueur 215 mm 10 adaptateurs 2 bouchons fournis
4	25025	Filtre Inox pour collecteur Par 10 unités
5	25027	Filtre Inox pour collecteur
6	25022	Bouchon Luer-Lock mâle
7	25023	Bouchon Luer-Lock femelle



CONNECTEURS DE COLLECTEURS DE LAVAGE

Stérilisable à 134°C

N° Référence Description

1	25028	Connecteur Y en Inox Ø extérieur 7-9 mm pour flexible Ø 8 mm
2	25100	Connecteur Y en Polypropylène Ø flexible 4 mm Ø extérieur 3-5 mm
	25101	Connecteur Y en Polypropylène Ø flexible 6 mm Ø extérieur 5-7 mm
	25102	Connecteur Y en Polypropylène Ø flexible 8 mm Ø extérieur 7-9 mm
3	25014	Connecteur Luer-Lock mâle Ø 4 mm
	25015	Connecteur Luer-Lock mâle Ø 5 mm
	25016	Connecteur Luer-Lock mâle Ø 6 mm
	25017	Connecteur Luer-Lock mâle Ø 8 mm
4	25018	Connecteur Luer-Lock femelle Ø 4 mm
	25019	Connecteur Luer-Lock femelle Ø 5 mm
	25020	Connecteur Luer-Lock femelle Ø 6 mm
	25021	Connecteur Luer-Lock femelle Ø 8 mm



ADAPTATEURS DE COLLECTEURS DE LAVAGE

Stérilisable à 134°C

N° Référence Description

1 25002 Adaptateur Luer-Lock femelle, raccord mâle

2 25003 Adaptateur 2x Luer-Lock femelle avec filetage

3 25004 Adaptateur 2x Luer-Lock mâle

4 25005 Adaptateur 2x Luer-Lock mâle

5 25006 Adaptateur Luer-Lock mâle et Luer-Lock femelle

6 25007 Adaptateur Luer-Lock mâle M5 x 6 mm

25008 Adaptateur Luer-Lock mâle M6 x 10 mm

25009 Adaptateur Luer-Lock mâle M8 x 10 mm

7 25010 Adaptateur Luer-Lock femelle M5 x 6 mm

25011 Adaptateur Luer-Lock femelle M6 x 10 mm

25012 Adaptateur Luer-Lock femelle M8 x 10 mm





ÉCARTEURS DE NETTOYAGE

Fabrication Acier inoxydable avec revêtement en silicone anti-dérapant

Réutilisable

Garanti sans Latex

Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Couleur	Dimensions
20460	Blanc	40 mm
20411	Jaune	50 mm
20408	Bleu	60 mm
20406	Rouge	70 mm
20412	Vert	80 mm

ÉCARTEURS DE NETTOYAGE

Fabrication Acier inoxydable

Réutilisable

Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence

20407



OUVRE-CONCHOTOMES

Fabrication Acier inoxydable

Réutilisable

Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence

20462





ÉCARTEURS DE NETTOYAGE

Fabrication Acier inoxydable
Réutilisable
Stérilisable en autoclave à 134°C


Référence	Dimensions	Unité vente
20413	ø 4.8 mm	1
20409	ø 6 mm	5
20429	ø 8.4 mm	5
20410	ø 10 mm	5
20430	ø 14 mm - ovale	5






ÉCARTEURS DE NETTOYAGE

Fabrication polypropylène
 À usage unique
 Garanti sans Latex
 Stérilisable en autoclave à 134°C
 Par 50 unités



Référence	Couleur	Dimensions
20414	Rouge	ø 4.8 mm
20415	Vert	"
20416	Bleu	"
20417	Jaune	"
20418	Blanc	"
20419	Rouge	ø 6 mm
20420	Vert	"
20421	Bleu	"
20422	Jaune	"
20423	Blanc	"
20424	Rouge	ø 10 mm
20425	Vert	"
20426	Bleu	"
20427	Jaune	"
20428	Blanc	"





ÉPINGLES PORTE-INSTRUMENTS

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Dimensions
20403	Longueur 75 mm
20404	Longueur 100 mm
20405	Longueur 125 mm

PORTE-INSTRUMENTS VERTICAL STRINGER

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisable en autoclave à 134°C

Référence	Dimensions
IS.62455	5 x 10 x 13.3 cm - hauteur : 7.5 cm



SUPPORT DE LAVAGE HARICOTS

Fabrication Acier inoxydable
Pour 8 haricots
Stérilisable en autoclave à 134°C




Référence	Dimensions
20459	460 x 220 x 165 mm

1



2



3



4





ÉPINGLES PORTE-INSTRUMENTS

Fabrication Acier inoxydable
Stérilisable en autoclave à 134°C

N°	Référence	Dimensions
1	IS.12504	10 x 6 cm
	IS.12506	15 x 6 cm
	IS.12508	20 x 6 cm
	IS.12510	25 x 6 cm
2	IS.32504	10 x 7 cm
	IS.32506	15 x 7 cm
	IS.32508	20 x 7 cm
	IS.32510	25 x 7 cm
	IS.32512	30 x 7 cm
	IS.32514	36 x 7 cm
	IS.32516	41 x 7 cm
	IS.33018	46 x 8 cm
	IS.33020	51 x 8 cm
	3	IS.35506
IS.35508		20 x 14 cm
IS.35510		25 x 14 cm
IS.35512		30 x 14 cm
4	20451	10 x 6 cm
	20452	15 x 6 cm
	20453	20 x 6 cm
	20454	25 x 6 cm
5	20455	15 x 15 cm
	20456	20 x 15 cm
	20457	25 x 15 cm
	20458	30 x 15 cm



Tous nos catalogues et brochures sont disponibles en téléchargement sur notre site internet

www.sterilmed.fr