

STERILMED[®]

F R A N C E

Containers de stérilisation et consommables

Stérilisation
Centrale

Bloc
Opératoire

Services
des Soins



01

www.sterilmed.fr

*Fournitures pour la Stérilisation Centrale
et le Bloc Opératoire depuis 2002*



CONTAINERS DE STÉRILISATION

Info containers	P04
Containers Taille DIN 1/1	P12
Containers Taille DIN 3/4	P14
Containers Taille DIN 1/2	P16
Containers Extra-larges	P20
Containers Taille spéciale	P21
Containers 1/2 Plats	P24
Containers Minis 1/4	P25
Containers Dentaires	P26
Containers 1/2 Dentaires	P27
Containers à soupapes	P28
Accessoires de containers	P32
Maintenance containers	P34
Location containers	P36

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

Filtres papier pour containers	P39
Étiquettes pour containers	P46
Plombs de verrouillage	P50
Étiquettes à plomb	P60
Étiquettes Bagage	P61
Étiquettes anti-traces	P66
Marqueurs permanents	P67
Rubans indicateurs	P68
Sachets de protection	P70
Contrôle et tests	P72

Info Containers

Sterilization Container System





STERILMED propose des containers de stérilisation de grande qualité destinés à l'emballage, la stérilisation, le transport et la mise à disposition des instruments chirurgicaux.

La large gamme de containers permet de répondre complètement aux besoins les plus spécifiques des opérateurs en milieux hospitaliers.

Ils répondent parfaitement aux exigences des normes EN868 et EN11607.

Les containers sont disponibles en 6 coloris : alu, jaune, rouge, bleu, vert, noir.

Ils sont garantis 2 ans.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabrication en Aluminium à surface anodisée
- Cuves et couvercles emboutis pour une plus grande résistance et rigidité
- Joint en Silicone atoxique garantissant une parfaite étanchéité
- Système de verrouillage compatible avec les plombs de verrouillage usuels
- Système de containers modulaires
- Stockage stérile de longue durée
- Sécurité d'acheminement des instruments stériles
- Plus de sécurité par rapport aux emballages papier
- Nettoyage et manipulation facile
- Conforme à la série des normes EN-868 et EN-11607
- Marquage CE



COUVERCLE

Fermetures en Inox
Joint Silicone pour une étanchéité parfaite
Joint garanti 1200 cycles de stérilisation
6 coloris au choix : Alu, jaune, rouge, bleu, vert et noir



SUR-COUVERCLE

Le sur-couvercle s'enlève indépendamment du couvercle
Protection de la barrière stérile assurée (norme EN-11607)
6 coloris au choix : Alu, jaune, rouge, bleu, vert et noir
Disponible en option



FILTRES USAGE UNIQUE OU PERMANENTS

Utilisation de filtres papier à usage unique ou filtres permanents PTFE (1200 cycles)



PORTE-FILTRE INOX

Système de verrouillage par clipsage / déclipsage



ÉTIQUETTE ALU

Étiquette d'identification avec gravage laser



ÉTIQUETTE PAPIER

Étiquette à usage unique avec indicateur de passage



PLOMB DE VERROUILLAGE

Plomb garantissant l'inviolabilité du container

Pour vous permettre une traçabilité efficace, STERILMED vous propose plusieurs solutions d'identification permanentes

LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION UNIQUE (OU LE NUMÉRO UNIQUE DE SÉRIE)

Un numéro d'identification unique est marqué sur chacun des éléments qui composent le container (cuve, couvercle, porte-filtre, sur-couvercle). Il permet de tracer, d'identifier et de recomposer facilement chaque container.



L'ÉTIQUETTE ALU METAL PHOTO

Étiquette adhésive en aluminium avec inscriptions de code barre et textes.
Idéal pour une lecture par douchette



LE GRAVAGE LASER COMPLÉMENTAIRE

STERILMED propose un service de marquage laser personnalisé permettant une identification plus sûre avec les informations de votre choix (code barre, texte, logo...)



COMBINAISONS CONTAINERS

Modèles sans sur-couvercle



Cuve non perforée,
couvercle perforé



Cuve perforée,
couvercle perforé



Modèles avec sur-couvercle



Cuve non perforée,
couvercle perforé



Cuve perforée,
couvercle perforé



Containers Taille DIN

Sterilization Container System



Container
Standard
1/1



Container
3/4



Container
1/2






Container Standard 1/1

N°	Cuve Non Perforée	Cuve Perforée	Couleur	Dimensions
1	SY110.10	SY111.10	Alu	580 x 280 x 100 mm
	SY120.10	SY121.10	Jaune	"
	SY130.10	SY131.10	Rouge	"
	SY140.10	SY141.10	Bleu	"
	SY150.10	SY151.10	Vert	"
	SY160.10	SY161.10	Noir	"
2	SY110.13	SY111.13	Alu	580 x 280 x 135 mm
	SY120.13	SY121.13	Jaune	"
	SY130.13	SY131.13	Rouge	"
	SY140.13	SY141.13	Bleu	"
	SY150.13	SY151.13	Vert	"
	SY160.13	SY161.13	Noir	"
3	SY110.15	SY111.15	Alu	580 x 280 x 150 mm
	SY120.15	SY121.15	Jaune	"
	SY130.15	SY131.15	Rouge	"
	SY140.15	SY141.15	Bleu	"
	SY150.15	SY151.15	Vert	"
	SY160.15	SY161.15	Noir	"
4	SY110.20	SY111.20	Alu	580 x 280 x 200 mm
	SY120.20	SY121.20	Jaune	"
	SY130.20	SY131.20	Rouge	"
	SY140.20	SY141.20	Bleu	"
	SY150.20	SY151.20	Vert	"
	SY160.20	SY161.20	Noir	"
5	SY110.26	SY111.26	Alu	580 x 280 x 260 mm
	SY120.26	SY121.26	Jaune	"
	SY130.26	SY131.26	Rouge	"
	SY140.26	SY141.26	Bleu	"
	SY150.26	SY151.26	Vert	"
	SY160.26	SY161.26	Noir	"



Option sur-couvercle 1/1

Référence	Couleur	Dimensions
SY103.01	Alu	580 x 280 mm
SY103.02	Jaune	"
SY103.03	Rouge	"
SY103.04	Bleu	"
SY103.05	Vert	"
SY103.06	Noir	"



Couvercle 1/1

Référence	Couleur	Dimensions
SY100.01	Alu	580 x 280 mm
SY100.02	Jaune	"
SY100.03	Rouge	"
SY100.04	Bleu	"
SY100.05	Vert	"
SY100.06	Noir	"

Cuve 1/1

Non perforée



Perforée



Dimensions

SY105.10	SY106.10	580 x 280 x 100 mm
SY105.13	SY106.13	580 x 280 x 135 mm
SY105.15	SY106.15	580 x 280 x 150 mm
SY105.20	SY106.20	580 x 280 x 200 mm
SY105.26	SY106.26	580 x 280 x 260 mm



1



2




3



Container 3/4

N°	Cuve Non Perforée	Cuve perforée	Couleur	Dimensions
1	SY210.10	SY211.10	Alu	465 x 280 x 100 mm
	SY220.10	SY221.10	Jaune	"
	SY230.10	SY231.10	Rouge	"
	SY240.10	SY241.10	Bleu	"
	SY250.10	SY251.10	Vert	"
	SY260.10	SY261.10	Noir	"
2	SY210.13	SY211.13	Alu	465 x 280 x 135 mm
	SY220.13	SY221.13	Jaune	"
	SY230.13	SY231.13	Rouge	"
	SY240.13	SY241.13	Bleu	"
	SY250.13	SY251.13	Vert	"
	SY260.13	SY261.13	Noir	"
3	SY210.15	SY211.15	Alu	465 x 280 x 150 mm
	SY220.15	SY221.15	Jaune	"
	SY230.15	SY231.15	Rouge	"
	SY240.15	SY241.15	Bleu	"
	SY250.15	SY251.15	Vert	"
	SY260.15	SY261.15	Noir	"



Option sur-couvercle 3/4

Référence	Couleur	Dimensions
SY203.01	Alu	465 x 280 mm
SY203.02	Jaune	"
SY203.03	Rouge	"
SY203.04	Bleu	"
SY203.05	Vert	"
SY203.06	Noir	"



Couvercle 3/4

Référence	Couleur	Dimensions
SY200.01	Alu	465 x 280 mm
SY200.02	Jaune	"
SY200.03	Rouge	"
SY200.04	Bleu	"
SY200.05	Vert	"
SY200.06	Noir	"

Cuve 3/4

Non perforée

Perforée

Dimensions



SY205.10

SY206.10

465 x 280 x 100 mm

SY205.13

SY206.13

465 x 280 x 135 mm

SY205.15

SY206.15

465 x 280 x 150 mm





Container 1/2

N°	Cuve		Couleur	Dimensions
	Non Perforée	Perforée		
1	SY310.10	SY311.10	Alu	285 x 280 x 100 mm
	SY320.10	SY321.10	Jaune	"
	SY330.10	SY331.10	Rouge	"
	SY340.10	SY341.10	Bleu	"
	SY350.10	SY351.10	Vert	"
	SY360.10	SY361.10	Noir	"
2	SY310.13	SY311.13	Alu	285 x 280 x 135 mm
	SY320.13	SY321.13	Jaune	"
	SY330.13	SY331.13	Rouge	"
	SY340.13	SY341.13	Bleu	"
	SY350.13	SY351.13	Vert	"
	SY360.13	SY361.13	Noir	"
3	SY310.15	SY311.15	Alu	285 x 280 x 150 mm
	SY320.15	SY321.15	Jaune	"
	SY330.15	SY331.15	Rouge	"
	SY340.15	SY341.15	Bleu	"
	SY350.15	SY351.15	Vert	"
	SY360.15	SY361.15	Noir	"
4	SY310.20	SY311.20	Alu	285 x 280 x 200 mm
	SY320.20	SY321.20	Jaune	"
	SY330.20	SY331.20	Rouge	"
	SY340.20	SY341.20	Bleu	"
	SY350.20	SY351.20	Vert	"
	SY360.20	SY361.20	Noir	"
5	SY310.26	SY311.26	Alu	285 x 280 x 260 mm
	SY320.26	SY321.26	Jaune	"
	SY330.26	SY331.26	Rouge	"
	SY340.26	SY341.26	Bleu	"
	SY350.26	SY351.26	Vert	"
	SY360.26	SY361.26	Noir	"



Option sur-couvercle 1/2

Référence	Couleur	Dimensions
SY303.01	Alu	285 x 280 mm
SY303.02	Jaune	"
SY303.03	Rouge	"
SY303.04	Bleu	"
SY303.05	Vert	"
SY303.06	Noir	"



Couvercle 1/2

Référence	Couleur	Dimensions
SY300.01	Alu	285 x 280 mm
SY300.02	Jaune	"
SY300.03	Rouge	"
SY300.04	Bleu	"
SY300.05	Vert	"
SY300.06	Noir	"

Cuve 1/2

Non perforée



Perforée



Dimensions

SY305.10	SY306.10	285 x 280 x 100 mm
SY305.13	SY306.13	285 x 280 x 135 mm
SY305.15	SY306.15	285 x 280 x 150 mm
SY305.20	SY306.20	285 x 280 x 200 mm
SY305.26	SY306.26	285 x 280 x 260 mm



Containers

Dimensions spéciales

Sterilization Container System



Container
Extra-large



Container
Taille spéciale



1



Container Extra-Large

N°	Cuve Non Perforée	Cuve Perforée	Couleur	Dimensions
1	SY110.62	SY111.62	Alu	600 x 400 x 120 mm
	SY120.62	SY121.62	Jaune	"
	SY130.62	SY131.62	Rouge	"
	SY140.62	SY141.62	Bleu	"
	SY150.62	SY151.62	Vert	"
	SY160.62	SY161.62	Noir	"
2	SY110.68	SY111.68	Alu	600 x 400 x 180 mm
	SY120.68	SY121.68	Jaune	"
	SY130.68	SY131.68	Rouge	"
	SY140.68	SY141.68	Bleu	"
	SY150.68	SY151.68	Vert	"
	SY160.68	SY161.68	Noir	"

2



Panier grillagé Extra-Large

N°	Référence	Dimensions
3	SY190.55	470 x 337 x 51 mm
4	SY191.60	533 x 337 x 101 mm

3



4




1



2



Container Taille Spéciale

N°	Cuve Non Perforée	Couleur	Dimensions
1		Alu	350 x 250 x 100 mm
2		Alu	350 x 250 x 135 mm

Panier grillagé taille spéciale

N°	Référence	Dimensions
3	SK090.05	300 x 230 x 50 mm
4	SK090.07	300 x 230 x 70 mm

3



4



Petits Containers

Sterilization Container System



Container
1/2 plat



Container
Mini 1/2



Container
Dentaire



Container
1/2 Dentaire




1



2




Container 1/2 Plats

N°	Cuve Non Perforée	Couleur	Dimensions
1			
	SY310.05A	Alu	285 x 280 x 55 mm
	SY320.05A	Jaune	"
	SY330.05A	Rouge	"
	SY340.05A	Bleu	"
	SY350.05A	Vert	"
	SY360.05A	Noir	"
2			
	SY310.08A	Alu	285 x 280 x 85 mm
	SY320.08A	Jaune	"
	SY330.08A	Rouge	"
	SY340.08A	Bleu	"
	SY350.08A	Vert	"
	SY360.08A	Noir	"


3



4



5




Accessoires 1/2 Plats

N°	Référence	Description	Dimensions
3	SY390.03	Panier grillagé	255 x 245 x 30 mm
4	SY393.00	Fond grillagé	533 x 337 x 101 mm
5	SY851.00	Tapis Silicone	245 x 245 mm




Container Mini 1/4

N°	Cuve Non Perforée	Couleur	Dimensions
1			
	SY410.04A	Alu	300 x 140 x 40 mm
	SY420.04A	Jaune	"
	SY430.04A	Rouge	"
	SY440.04A	Bleu	"
	SY450.04A	Vert	"
2			
	SY410.07A	Alu	300 x 140 x 65 mm
	SY420.07A	Jaune	"
	SY430.07A	Rouge	"
	SY440.07A	Bleu	"
	SY450.07A	Vert	"
3			
	SY410.10A	Alu	300 x 140 x 100 mm
	SY420.10A	Jaune	"
	SY430.10A	Rouge	"
	SY440.10A	Bleu	"
	SY450.10A	Vert	"
	SY460.10A	Noir	"



Accessoires 1/4

N°	Référence	Description	Dimensions
4	SY492.05	Panier grillagé	265 x 120 x 45 mm
5	SY850.00	Tapis Silicone	270 x 125 mm






Container Dentaire

N°	Cuve Non Perforée	Cuve Perforée	Couleur	Dimensions
1			Alu	310 x 190 x 40 mm
2			Alu	310 x 190 x 65 mm
3			Alu	310 x 190 x 80 mm
4			Alu	310 x 190 x 100 mm
5			Alu	310 x 190 x 130 mm

Panier grillagé dentaire

N°	Référence	Dimensions
6	SY590-13	270 x 170 x 45 mm





Container 1/2 Dentaire

Cuve
Non Perforée



SY515.05

Couleur

Alu

Dimensions

210 x 153 x 50 mm

Containers à Soupapes

Sterilization Container System



Container à soupapes 1/1




Container à soupapes 3/4




Container à soupapes 1/2




Étape 1




Étape 2



Étape 3



Étape 4



1



Container à soupapes 1/2

N°	Cuve Non Perforée	Dimensions
1	SK310.10B	285 x 280 x 100 mm
	SK310.13B	285 x 280 x 135 mm
	SK310.15B	285 x 280 x 150 mm

2



Container à soupapes 3/4

N°	Cuve Non Perforée	Dimensions
2	SK210.10B	465 x 280 x 100 mm
	SK210.13B	465 x 280 x 135 mm
	SK210.15B	465 x 280 x 150 mm

3



Container à soupapes 1/1

N°	Cuve Non Perforée	Dimensions
3	SK110.10B	580 x 280 x 100 mm
	SK110.13B	580 x 280 x 135 mm
	SK110.15B	580 x 280 x 150 mm
	SK110.20B	580 x 280 x 200 mm

1



Option sur-couvercle 1/2

N°	Référence	Couleur	Dimensions
1	SK303.01	Alu	285 x 280 mm
	SK303.02	Jaune	"
	SK303.03	Rouge	"
	SK303.04	Bleu	"
	SK303.05	Vert	"
	SK303.06	Noir	"

2



Option sur-couvercle 3/4

N°	Référence	Couleur	Dimensions
2	SK203.01	Alu	465 x 280 mm
	SK203.02	Jaune	"
	SK203.03	Rouge	"
	SK203.04	Bleu	"
	SK203.05	Vert	"
	SK203.06	Noir	"

3



Option sur-couvercle 1/1

N°	Référence	Couleur	Dimensions
3	SK103.01	Alu	580 x 280 mm
	SK103.02	Jaune	"
	SK103.03	Rouge	"
	SK103.04	Bleu	"
	SK103.05	Vert	"
	SK103.06	Noir	"



PORTE FILTRES

Système de verrouillage par clipsage / déclipsage.

Référence	Unité Vente
SY809.00	1




FILTRES POUR CONTAINERS


Fabrication papier
Norme ISO 11607-1
Avec ou sans indicateur de passage

N°	Référence	Dimensions	Description	Type Container	Unité Vente
1	ST30.001	Ø 190 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 500	DIN 1/1, 1/2, 3/4	1000
2	ST30.002	235 x 118 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 200	Mini, dentaire	1000
3	ST30.051	Ø 190 mm	Filter PTFE Teflon Permanent 1000 cycles d'utilisation	DIN 1/1, 1/2, 3/4	10
4	ST30.052	215 x 95 mm	Filter PTFE Teflon Permanent 1000 cycles d'utilisation	Mini, dentaire	10

1




2



3



4



5



ÉTIQUETTES PAPIER POUR CONTAINERS

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
1	ST32.B001	Non autocollante - Usage unique Avec indicateur de passage	64 x 36 mm	1000
2	ST32.B002	Autocollante - Usage unique Avec indicateur de passage	60 x 18 mm	1000

ÉTIQUETTES MÉTAL PHOTO

Avec code barre et texte

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
3	ST24.001	Étiquette Aluminium adhésive	40 x 20 mm	50
	ST24.002	Étiquette Aluminium adhésive	50 x 20 mm	50
	ST24.003	Étiquette Aluminium adhésive	50 x 30 mm	50

*autres dimensions sur demande

ÉTIQUETTES EN ALUMINIUM GRAVAGE LASER EN OPTION

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
4	SY820.01	Étiquette Aluminium - Alu	50 x 18 x 1 mm	1
	SY820.02	Étiquette Aluminium - Jaune	50 x 18 x 1 mm	1
	SY820.03	Étiquette Aluminium - Rouge	50 x 18 x 1 mm	1
	SY820.04	Étiquette Aluminium - Bleu	50 x 18 x 1 mm	1
	SY820.05	Étiquette Aluminium - Vert	50 x 18 x 1 mm	1
	SY820.06	Étiquette Aluminium - Noir	50 x 18 x 1 mm	1

SCELLÉS DE SÉCURITÉ

À usage unique.
Sans indicateur de passage.

N°	Réf.	Couleur	Unité Vente
5	ST29.001	Bleu	1000

Maintenance Containers

Sterilization Container System





CONTRÔLE ET RÉPARATION

- Réalisation de maintenance préventive et curative (dans nos ateliers)
- Diagnostic complet à réception des containers
- Mis en conformité avec délivrance d'un certificat
- Test d'étanchéité selon protocole de l'Afnor
- Traçabilité de la maintenance (éléments du containers gravés et datés)
- Forfait de maintenance selon la taille du container
- Immobilisation de courte durée
- Possibilité de prêt de containers durant l'immobilisation des containers

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ-NOUS
À L'AIDE DU FORMULAIRE PAGE 74 OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 26 50 02 10**

Location Containers

Sterilization Container System



LOCATION LONGUE DURÉE (SUPÉRIEURE À 2 ANS)

- Mise à disposition de containers neufs
- Prix très compétitifs et dégressifs
(Possibilité d'achat à l'issue de la location)

LOCATION COURTE DURÉE (INFÉRIEURE À 2 ANS)

- Répond à un besoin ponctuel / non planifié
- Containers révisés, testés et certifiés

AVANTAGES DE LA LOCATION :

- Maîtrise du budget : pas de variation brutale de trésorerie
- Libération des contraintes liées à la maintenance et la réparation
- Assurance d'utiliser des containers toujours en conformité
- Adaptabilité : évolution de votre parc en fonction de vos besoins (de 1 à plusieurs centaines de containers)
- Traçabilité garantie des containers



**POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ-NOUS
À L'AIDE DU FORMULAIRE PAGE 74 OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 26 50 02 10**

Consommables et accessoires

Sterilization Container System






FILTRES PAPIER POUR CONTAINERS AESCULAP

Fabrication papier à usage unique
 Norme ISO 11607-1
 Avec ou sans indicateur de passage

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
1	01140	Ø 190 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Perforation centrale Ø 6 mm Conditionnement par 500	1000
	01141	Ø 190 mm	Sans indicateur - Perforation centrale Ø 6 mm Conditionnement par 500	1000
2	01365	Ø 190 mm	Papier non-tissé avec indicateur de passage vapeur - Perforation centrale Ø 6 mm Conditionnement par 500	1000
3	01148	118 x 235 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 200	1000
	01186	118 x 235 mm	Sans indicateur Conditionnement par 200	1000
4	01317	170 x 230 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 500	1000
5	01153	230 x 230 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Coins biseautés Conditionnement par 500	1000
	01142	230 x 230 mm	Sans indicateur - Coins biseautés Conditionnement par 500	1000
	01149	230 x 230 mm	Sans indicateur - Coins non biseautés Conditionnement par 500	1000
6	ST30.051	Ø 190 mm	Filtre PTFE Teflon permanent Durée 1000 cycles d'utilisation	10
7	ST30.052	215 x 95 mm	Filtre PTFE Teflon permanent Durée 1000 cycles d'utilisation	10



FILTRES PAPIER POUR CONTAINERS WAGNER

Fabrication papier à usage unique
 Norme ISO 11607-1
 Avec ou sans indicateur de passage

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
1	01355	Ø 190 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Perforation centrale Ø 10 mm Conditionnement par 500	1000
2	01369	Ø 75 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Perforation centrale Ø 10 mm Conditionnement par 1000	1000
3	01363	400 x 245 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 500	1000
4	01323	96 x 212 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 250	1000



FILTRES PAPIER POUR CONTAINERS CBM ET WAGNER

Fabrication papier à usage unique
Norme ISO 11607-1
Avec ou sans indicateur de passage

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
1	01312	540 x 240 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Coins biseautés Conditionnement par 100	1000
	01327	540 x 240 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Coins droits Conditionnement par 100	1000
	01181	540 x 240 mm	Sans indicateur de passage vapeur- Coins droits Conditionnement par 100	1000
2	01315	240 x 240 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Coins biseautés Conditionnement par 250	1000
	01144	240 x 240 mm	Sans indicateur de passage vapeur Conditionnement par 250	1000




FILTRES PAPIER POUR CONTAINERS MARTIN

Fabrication papier à usage unique

Norme ISO 11607-1

Avec ou sans indicateur de passage

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
1	01330	104 x 104 mm	Avec indicateur de passage vapeur - Coins arrondis, perforation centrale Conditionnement par 250	1000
2	01158	240 x 110 mm	Avec indicateur de passage vapeur - 2 perforations Conditionnement par 200	1000
3	01143	270 x 180 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 500	1000
4	01321	255 x 180 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 500	1000
5	01145	225 x 225 mm	Papier non-tissé avec indicateur de passage vapeur - Bleu - 2 perforations Conditionnement par 500	1000



FILTRES PAPIER POUR AUTRES CONTAINERS AVEC INDICATEUR

Fabrication papier à usage unique

Norme ISO 11607-1


Avec indicateur de passage

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
1	01314	205 x 145 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 100	1000
2	01357	255 x 170 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 500	1000
3	01356	435 x 200 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 100	1000
4	01367	350 x 250 mm	Avec indicateur de passage vapeur Conditionnement par 200	1000


1



2




3



4



5




FILTRES PAPIER POUR AUTRES CONTAINERS SANS INDICATEUR

Fabrication papier à usage unique

Norme ISO 11607-1

Sans indicateur de passage

N°	Référence	Dimensions	Description	Conditionnement	Unité Vente
1	01157	Ø 130 mm	2 perforations	Par 200	1000
2	01318	358 x 132 mm	4 perforations, coins arrondis	Par 50	1000
	01167	245 x 165 mm	"	Par 100	1000
	01305	210 x 210 mm	"	Par 500	1000
	01304	490 x 210 mm	"	Par 100	1000
3	01345	280 x 160 mm	4 perforations, coins droits	Par 200	1000
4	01306	255 x 220 mm	4 perforations, 2 coins arrondis et 2 coins droits	Par 100	1000
5	01303	40 x 155 mm	Sans perforations, coins droits	Par 250	1000
	01301	40 x 285mm	"	Par 250	1000
	01313	85 x 140 mm	"	Par 200	1000
	01302	85 x 155 mm	"	Par 250	1000
	01300	85 x 285 mm	"	Par 200	1000
	01377	100 x 200 mm	"	Par 100	1000
	01366	100 x 230 mm	"	Par 250	1000
	01352	100 x 300 mm	"	Par 250	1000
	01351	110 x 170 mm	"	Par 250	1000
	01336	112 x 225 mm	"	Par 250	1000
	01333	120 x 120 mm	"	Par 250	1000
	01380	120 x 285 mm	"	Par 100	1000
	01370	130 x 215 mm	"	Par 250	1000
	01311	145 x 205 mm	"	Par 200	1000
	01371	165 x 245 mm	"	Par 250	1000
	01183	180 x 260 mm	"	Par 250	1000
	01194	180 x 270 mm	"	Par 250	1000
	01361	185 x 390 mm	"	Par 500	1000
	01354	200 x 400 mm	"	Par 250	1000
	01358	200 x 550 mm	"	Par 250	1000
	01383	210 x 390 mm	"	Par 250	1000
	01196	210 x 490 mm	"	Par 100	1000
	01198	230 x 540 mm	"	Par 250	1000
	01359	300 x 400 mm	"	Par 500	1000



ÉTIQUETTES POUR CONTAINERS AESCULAP

N°	Référence	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
1	01136	68 x 39,5 mm	Oui	Oui	1000
	01135	68 x 39,5 mm	Oui	Non	1000
	01123	68 x 39,5 mm	Non	Non	1000
2	04102	68 x 39,5 mm	Non	Non	1000
	04106	68 x 39,5 mm	Non	Oui	1000
3	04000	60 x 18 mm	Oui	Oui	1000
4	04005	60 x 18 mm	Oui	Non	1000
5	01400	50 x 18 mm	Oui	Non	1000
	04184	80 x 35 mm	Non	Non	1000


ÉTIQUETTES POUR CONTAINERS WAGNER

N°	Référence	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
6	01133	59 x 40 mm	Oui	Non	1000
7	01134	59 x 40 / 10 mm	Oui	Oui	1000
8	01169	59 x 40 / 15 mm	Oui	Oui	1000

9



10



11



12



13



14



15



ÉTIQUETTES POUR CONTAINERS CBM




N°	Référence	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
9	04116	55 x 39,5 mm	Oui	Non	1000
10	01133	59 x 40 mm	Oui	Non	1000

ÉTIQUETTES POUR CONTAINERS MEDICON

N°	Référence	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
11	01120	67 x 36 mm	Oui	Oui	1000
	01121	64 x 36 mm	Oui	Non	1000
	04123	67 x 36 mm	Non	Non	1000






ÉTIQUETTES POUR CONTAINERS MARTIN

N°	Référence	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
11	01119	60 x 46 mm	Oui	Non	1000
	01122	60 x 46 mm	Oui	Oui	1000
	01124	60 x 46 mm	Non	Non	1000
	04105	60 x 46 mm	Non	Oui	1000
12	01137	50 x 35 mm	Oui	Non	1000
	01125	50 x 35 mm	Oui	Oui	1000
13	01138	50 x 46 mm	Oui	Non	1000
	01139	50 x 46 mm	Oui	Oui	1000
14	04112	63 x 39 mm	Oui	Oui	1000




ÉTIQUETTES PLOMBS POUR CONTAINERS

N°	Référence	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
1	01010	100 x 18 mm	Non	Non	1000
2	02638	105 x 30 mm	Oui	Non	1000
	01003	105 x 30 mm	Oui	Non	1000
3	01004	117 x 38 mm	Oui	Non	500
	04120	132 x 38 mm	Oui	Non	500
4	01005	117 x 38 mm	Oui	Oui	500
5	04179	145 x 35 mm	Oui	Oui	750
6	02665	70 x 38 mm	Non	Non	500



ÉTIQUETTES PLOMBS POUR CONTAINERS AESCULAP


N°	Référence	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Couleur	Unité vente
1	01006	35 x 74 mm	Oui	Oui	-	1000
	01008	35 x 74 mm	Oui	Non	-	1000
2	04114	35 x 74 mm	Non	Non	-	1000
3	04113	35 x 80 mm	Oui	Oui	-	1000
4	01009	35 x 74 mm	Oui	Oui	-	1000
	04108	35 x 74 mm	Oui	Non	-	1000
5	04128	35 x 74 mm	Oui	Oui	Jaune	1000
	04129	35 x 74 mm	Oui	Oui	Bleu	1000
	04130	35 x 74 mm	Oui	Oui	Rouge	1000
	04131	35 x 74 mm	Oui	Oui	Vert	1000



PLOMBS DE VERROUILLAGE TYPE AESCULAP

À usage unique
Avec ou sans indicateur
de passage

N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	01228	Avec	Bleu	1000
	01229	Avec	Vert	1000
	01230	Avec	Blanc	1000
	01231	Avec	Rouge	1000
	01232	Avec	Jaune	1000
	01235	Avec	Orange	1000
	01237	Avec	Violet	1000
2	01020	Sans	Bleu	1000
	01021	Sans	Vert	1000
	01022	Sans	Blanc	1000
	01023	Sans	Rouge	1000
	01024	Sans	Jaune	1000
	01234	Sans	Orange	1000
	01236	Sans	Violet	1000
	02618	Sans	Jaune fluo	1000
	02619	Sans	Orange fluo	1000
	01286	Sans	Noir	1000
3	01210	Avec	Bleu	1000
4	01015	Sans	Bleu	1000





PLOMBES DE VERROUILLAGE TYPE AESCULAP ET WAGNER

À usage unique
Avec ou sans indicateur
de passage

N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	02632	Avec	Rouge	1000
	02633	Avec	Bleu	1000
	02634	Avec	Vert	1000
	02635	Avec	Jaune	1000
	02663	Avec	Blanc	1000
	02664	Avec	Noir	1000
2	02612	Sans	Rouge	1000
	02613	Sans	Bleu	1000
	02614	Sans	Vert	1000
	02615	Sans	Jaune	1000
	02661	Sans	Blanc	1000
	02662	Sans	Noir	1000



PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS KILPP FLUO

À usage unique
Avec ou sans indicateur de passage

N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	KLIPP.1i	Avec	Vert	1000
	KLIPP.2i	Avec	Bleu	1000
	KLIPP.3i	Avec	Orange	1000
	KLIPP.4i	Avec	Jaune	1000
	KLIPP.6i	Avec	Violet	1000
2	KLIPP.1	Sans	Vert	1000
	KLIPP.2	Sans	Bleu	1000
	KLIPP.3	Sans	Orange	1000
	KLIPP.4	Sans	Jaune	1000
	KLIPP.6	Sans	Violet	1000



PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS UNICLIP®

À usage unique
Avec ou sans indicateur
de passage

N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	02650	Avec	Bleu	1000
	02651	Avec	Vert	1000
	02652	Avec	Blanc	1000
	02653	Avec	Rouge	1000
	02654	Avec	Jaune	1000
	02655	Avec	Orange	1000
	02658	Avec	Bleu clair	1000
	02659	Avec	Violet	1000
2	02644	Sans	Bleu	1000
	02645	Sans	Vert	1000
	02646	Sans	Blanc	1000
	02647	Sans	Rouge	1000
	02648	Sans	Jaune	1000
	02649	Sans	Orange	1000
	02656	Sans	Bleu clair	1000
	02657	Sans	Violet	1000





PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS STERICLIP®

À usage unique
Avec ou sans indicateur
de passage


N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	01220	Avec	Bleu	1000
	01221	Avec	Rouge	1000
	01233	Avec	Vert	1000
	01238	Avec	Jaune	1000
	01239	Avec	Blanc	1000
2	01025	Sans	Bleu	1000
	01026	Sans	Rouge	1000
	01027	Sans	Vert	1000
	01028	Sans	Jaune	1000
	01029	Sans	Blanc	1000
	02624	Sans	Orange	1000
	02625	Sans	Violet	1000



PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

À usage unique
Avec ou sans indicateur de passage

N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	01274	Avec	Rouge	1000
	01275	Avec	Vert	1000
	01276	Avec	Jaune	1000
	01277	Avec	Bleu	1000
2	01270	Sans	Rouge	1000
	01271	Sans	Vert	1000
	01272	Sans	Jaune	1000
	01273	Sans	Bleu	1000






PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS UNILOCK® XL

À usage unique
Avec ou sans indicateur
de passage

N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	01255	Avec	Bleu	1000
	01256	Avec	Vert	1000
	01257	Avec	Blanc	1000
	01258	Avec	Rouge	1000
	01259	Avec	Jaune	1000
	02516	Avec	Violet	1000
	02517	Avec	Orange	1000




2	01250	Sans	Bleu	1000
	01251	Sans	Vert	1000
	01252	Sans	Blanc	1000
	01253	Sans	Rouge	1000
	01254	Sans	Jaune	1000
	02514	Sans	Violet	1000
	02515	Sans	Orange	1000




PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

À usage unique
Avec ou sans indicateur de passage


N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	02603	Avec	Blanc	1000
	02605	Avec	Jaune	1000
	02607	Avec	Rouge	1000
	02609	Avec	Bleu	1000
	02611	Avec	Vert	1000
2	02602	Sans	Blanc	1000
	02604	Sans	Jaune	1000
	02606	Sans	Rouge	1000
	02608	Sans	Bleu	1000
	02610	Sans	Vert	1000




1




2



3



4




PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

À usage unique
Avec ou sans indicateur
de passage

N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Unité Vente
1	01013	Avec	Bleu	1000
	01212	Avec	Rouge	1000
	01213	Avec	Vert	1000
	01214	Avec	Jaune	1000
	01215	Avec	Noir	1000
2	01014	Sans	Bleu	1000
	01216	Sans	Rouge	1000
	01217	Sans	Vert	1000
	01218	Sans	Jaune	1000
	01219	Sans	Noir	1000
3	01205	Avec	Bleu	1000
4	01204	Sans	Bleu	1000
	02641	Sans	Rouge	1000
	02643	Sans	Jaune	1000
	02660	Sans	Vert	1000



1



2



3

PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS TYPE MARTIN

À usage unique
Avec ou sans indicateur
de passage


N°	Référence	Indicateur vapeur	Couleur	Type	Unité Vente
1	01011	Sans	Blanc	-	1000
	01012	Avec	Blanc	-	1000
2	02630	Sans	Rouge	Miniset	1000
	02631	Avec	Rouge	Miniset	1000
3	02636	Sans	Rouge	Microstop	500
	02637	Avec	Rouge	Microstop	500

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Usage unique
Non autoclavable

Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
04240	Rouge	90 x 30 mm	500
04281	Vert	90 x 30 mm	500






ÉTIQUETTES À PLOMB POUR TRAÇABILITÉ

Stérilisables à l'autoclave à 134°C
À usage unique

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
1	04162	90 x 50 + 20 mm	Blanc	1000
	04192	90 x 50 + 20 mm	Rouge	1000
	04193	90 x 50 + 20 mm	Bleu	1000
	04194	90 x 50 + 20 mm	Jaune	1000
	04195	90 x 50 + 20 mm	Vert	1000
2	04172	75 x 40 + 20 mm	Blanc	1000
3	04216	110 x 60 + 20 mm	Blanc	1000
	04289	110 x 60 + 20 mm	Rouge	1000
4	04237	160 x 100 + 20 mm	Blanc	1000




ÉTIQUETTES BAGAGE SANS INSCRIPTION

Stérilisables à 134°C et lavables en machine
Idéal pour l'identification des dispositifs médicaux






Inscription avec marqueurs. Réf 400.001






N°	Référence	Couleur	Dimensions	Unité Vente
1	ST35.301A	Blanc	236 x 50 mm	250
	ST35.301C	Bleu	"	250
	ST35.301F	Vert	"	250
	ST35.301E	Rouge	"	250
	ST35.301H	Jaune	"	250



2	ST35.701A	Blanc	160 x 35 mm	250
	ST35.701C	Bleu	"	250
	ST35.701F	Vert	"	250
	ST35.701E	Rouge	"	250
	ST35.701H	Jaune	"	250
	ST35.701D	Marron	"	250
	ST35.701J	Noir	"	250






ÉTIQUETTES BAGAGE AVEC TEXTES STANDARDS GRAND MODÈLE - 236 X 50 MM

Stérilisables à 134°C et lavables en machine
Idéal pour l'identification des dispositifs médicaux

N°	Référence	Couleur	Inscription	Unité Vente
1	ST35.121	Rose	URGENT	250
	ST35.124	Rouge	URGENT	250
	ST35.125	Vert	URGENT	250
	ST35.127	Jaune	URGENT	250
2	ST35.128	Bleu	URGENT	250
	ST35.111	Rose	à réparer	250
3	ST35.114	Rouge	à réparer	250
	ST35.101	Rose	En prêt	250
4	ST35.107	Jaune	En prêt	250
	ST35.139	Noir	Réservé	250
5	ST35.146	Orange	En dépôt	250
6	ST35.151	Rose	incomplet	250
	ST35.154	Rouge	incomplet	250
	ST35.157	Jaune	incomplet	250
7	ST35.190	Blanc	MANQUANT	250
	ST35.194	Rouge	MANQUANT	250
8	ST35.206	Orange	PÉREMPTION PROCHE	250
9	ST35.264	Rouge	QUARANTAINE	250
10	ST35.271	Rose	Ancillaire de prêt	250
11	ST35.303F	Vert	Service	250
12	ST35.302I	Bleu	Calendrier	250



ÉTIQUETTES BAGAGE PRÉINSCRITES AVEC TEXTES STANDARDS PETIT MODÈLE - 150 X 35 MM

Stérilisables à 134°C et lavables en machine
Idéal pour l'identification des dispositifs médicaux

N°	Référence	Couleur	Inscription	Unité Vente
1	ST35.501	Rose	En prêt	250
	ST35.504	Rouge	En prêt	250
	ST35.506	Orange	En prêt	250
	ST35.507	Jaune	En prêt	250
2	ST35.514	Rouge	à réparer	250
3	ST35.527	Jaune	URGENT	250
4	ST35.537	Jaune	Réservé	250
5	ST35.565	Vert	Plan Blanc	250
6	ST35.608	Bleu	Bloc ortho	250

PORTE ÉTIQUETTES BAGAGE INOX

Fabrication Acier inoxydable
Idéal pour l'organisation des étiquettes bagage

Référence	Modèle	Dimensions
20441	Pour 3 étiquettes	188 x 100 x 255 mm
20442	Pour 6 étiquettes	368 x 100 x 255 mm





ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

Personnalisez vos étiquettes avec le texte de votre choix :

Taille choisie	<input type="checkbox"/> Grand modèle 240 x 50 mm <input type="checkbox"/> Petit modèle 160 x 35 mm
Couleur	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> </div> </div>
Texte personnalisé	<p>.....</p> <p>.....</p>
Quantité <i>(minimum 2500)</i>	<p>.....</p>

Vos coordonnées (ou cachet) :


Vos commentaires :

.....

.....

.....



.....



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES ANTI-TRACES

Inscription manuelle avec un marqueur
 Peut-être utilisé comme étiquettes de traçabilité
 Avec ou sans indicateur de passage
 Extrémité non collante pour une meilleure préhension

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité vente
1	04096	70 x 35 mm - Ø 76 mm	Sans indicateur	500 / rouleau
2	01001	102 x 25 mm - Ø 76 mm	Avec indicateur	500 / rouleau
3	01002	102 x 25 mm - Ø 76 mm	Sans indicateur	500 / rouleau
4	09000	-	Dévidoir	1



MARQUEURS PERMANENTS EDDING 400

Encre résistante à la stérilisation à 134°C
Rechargeable (4 couleurs)

N°	Référence	Description	Couleur	Unité Vente
1	400.001	Edding 400 Pointe ogive 1 mm	Noir	10
	400.002	"	Rouge	10
	400.003	"	Bleu	10
	400.004	"	Vert	10
	400N	Pointes recharge 1 mm	-	10

2	404.001	Edding 404 Pointe ogive 0.75 mm	Noir	10
	404.002	"	Rouge	10
	404.003	"	Bleu	10
	404.004	"	Vert	10
	404N	Pointes recharge 0.75 mm	-	10

RECHARGES POUR MARQUEURS EDDING

Recharges par capillarité Edding 400 et 404
Contenance 25 ml

N°	Référence	Couleur	Unité Vente
3	MTK25.01	Noir	10
	MTK25.02	Rouge	10
	MTK25.03	Bleu	10
	MTK25.04	Vert	10

RUBANS INDICATEURS

Idéal pour sceller des emballages souples
Permettent d'évaluer le processus de stérilisation
Avec indicateur





N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
1	01130	50 m x 19 mm	Indicateur vapeur	48 rouleaux
	01505	50 m x 25 mm	Indicateur vapeur	36 rouleaux
	01522	50 m x 18 mm	Indicateur vapeur Garanti sans plomb	48 rouleaux
	01523	50 m x 24 mm	Indicateur vapeur Garanti sans plomb	36 rouleaux
2	01500	50 m x 19 mm	Indicateur vapeur bleu Pour emballages non-tissés	48 rouleaux
	01506	50 m x 25 mm	Indicateur vapeur bleu Pour emballages non-tissés	36 rouleaux
3	01131	50 m x 19 mm	Indicateur Oxyde d'Éthylène (OE)	1 rouleau
4	01524	55 m x 18 mm	Indicateur Peroxyde d'Hydrogène (H2O2/Plasma)	6 rouleaux
5	01509	25 m x 25 mm	Indicateur Peroxyde d'Hydrogène (H2O2/Plasma)	45 rouleaux

RUBANS SANS INDICATEURS

Sans indicateur
Dimensions : Longueur 50 m

N°	Référence	Largeur	Description	Unité Vente
6	01132	19 mm	-	48 rouleaux
	01507	25 mm	-	36 rouleaux
7	01501	19 mm	Conçu pour les emballages non-tissés	48 rouleaux
	01511	19 mm	Conçu pour les emballages non-tissés	48 rouleaux
	01508	25 mm	Conçu pour les emballages non-tissés	36 rouleaux





DÉVIDOIRS POUR RUBANS INDICATEURS

Conception robuste

N°	Référence	Description	Unité Vente
1	09035	Modèle pour 1 ruban Largeur ruban max 25 mm	1
	09007	Lame de rechange	1
2	09002	Modèle pour 2 ruban Largeur ruban max 25 mm	1
	09008	Lame de rechange	1
3	09063	Modèle pour 4 ruban Largeur ruban max 25 mm	1
	09359	Lame de rechange	1

SACHETS TYVEK

Fabrication Tyvek
Avec indicateur H2O2
Stérilisables basse température H2O2, FO, EO

1



2



3



N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
1	36212	75 x 200 mm	Sachet pelable	1000
	36213	100 x 250 mm	"	1000
	36214	150 x 300 mm	"	1000
	36215	160 x 440 mm	"	1000
	36216	160 x 600 mm	"	1000
	36217	200 x 380 mm	"	500
	36218	250 x 380 mm	"	500
	36219	250 x 500 mm	"	500
2	36220	90 x 200 mm	Sachet pelable auto-adhésif	1000
	36221	90 x 250 mm	"	1000
	36222	130 x 270 mm	"	1000
	36223	130 x 380 mm	"	1000
	36234	190 x 330 mm	"	1000
	36224	200 x 350 mm	"	1000
	36225	250 x 400 mm	"	600
	36226	300 x 450 mm	"	600
3	36227	75 mm x 100 m	Gaine Tyvek	1 rouleau
	36228	100 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36229	150 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36230	200 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36232	250 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36233	300 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36237	400 mm x 100 m	"	1 rouleau
	36238	500 mm x 100 m	"	1 rouleau



SACHETS DE PROTECTION FERMETURE ADHÉSIVE

Fabrication en Polyéthylène
Transparent, avec inscription :
«Sachet de protection auto-adhésif...»
À usage unique

Référence	Dimensions	Unité Vente
03034	640 x 770 mm, 60 µm	100
03040	500 x 500 mm, 60 µm	100
03035	460 x 750 mm, 60 µm	100
03017	400 x 600 mm, 60 µm	100
03036	300 x 600 mm, 60 µm	100
03039	300 x 500 mm, 60 µm	100
03033	245 x 345 mm, 60 µm	100

ENDO SEAL BAG

Sachet de transport et de protection
des endoscopes
Identification visuelle simple des dispositifs
médicaux propres (face verte) et souillés (face rouge)
Fermeture adhésive sécurisée
Stérile, à usage unique

Référence	Dimensions	Unité Vente
26010	640 x 540 mm	250



SACHETS DE PROTECTION FERMETURE ADHÉSIVE

Fabrication en Polyéthylène
Transparent, sans inscription
À usage unique



Référence	Dimensions	Unité Vente
03057	90 x 325 mm, 80 µm	100



PASTILLES D'IDENTIFICATION AUTOCOLLANTES

Stérilisable en autoclave à 134°C
À usage unique

Référence	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01779	Rouge	Ø 10 mm	500 / rouleau
01780	Jaune	Ø 10 mm	500 / rouleau
01781	Bleu	Ø 10 mm	500 / rouleau
01782	Vert	Ø 10 mm	500 / rouleau
01783	Noir	Ø 10 mm	500 / rouleau
01784	Blanc	Ø 10 mm	500 / rouleau

TEST DE CONTRÔLE DE SCELLAGE SEALPROOF (EN ISO 11607-2:2006)

Le test Sealproof permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses. Des écarts (température d'étanchéité, pression d'étanchéité) sont visibles sur l'indicateur.

Utilisation :

1. Mettez la feuille de test dans votre poche plate.
2. Faites-le passer à travers le scellant une fois.

Référence	Description	Unité Vente
08011	173 x 91 mm - Pour les sachets en papier / film	250
08017	172 x 90 mm - Pour les sachets en Tyvek	100
08022	173 x 91 mm - Pour les sachets en papier / film	50





TEST BOWIE & DICK

Test autoclave journalier
 Cycle 134 °C / 3,5 minutes
 Selon EN ISO 11140-4 classe 2
 Pour les autoclaves avec procédé à vide fractionné
 À usage unique

Référence	Unité Vente
04012	10

HELIX TEST SYSTEM

Steriking® Helix Challenge Test
 134°C / 3.5 min - 121°C / 15 min
 Test pour la simulation des charges type
 instruments creux

Conforme EN 867-5 et ISO 11140-1 (Classe 6)

Réf.	Unité Vente
HX100	100



Code Client

- Devis
- Maintenance (Containers Sammex)
- Location Containers
- Audit Parc Containers

Produits	Référence	Quantité

Brochure Containers de stérilisation et consommables - Novembre 2018 - Photos non contractuelles

Vos coordonnées (ou cachet) :

Vos commentaires :

.....

.....

.....

.....



Tous nos catalogues et brochures sont disponibles en téléchargement sur notre site internet

www.sterilmed.fr