



---

**Garanti  
1000 cycles  
d'utilisation**

---

# STERIPLAST<sup>®</sup>

Stérilisation centrale, bloc opératoire  
et service des soins



# STERIPLAST®

**Stérilisation centrale, bloc opératoire et service des soins**



## DURABILITÉ

Garanti 1000 cycles d'utilisation  
Robuste, économique  
Recyclable, écologique

## STÉRILISATION

Autoclave à 134°C, oxyde d'éthylène (EtO), Peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)



## ERGONOMIE

50% plus léger que l'acier  
Stockage et manipulation optimisés  
Design atraumatique

## FABRICATION

Polypropylène durable  
Garanti sans latex



**Panier grillagé DIN**

480 x 255 x 50 mm

Par 25 unités

W0510 (DINT4825)



**Plateau grillagé**

300 x 250 x 52 mm

Par 24 unités

W0330 (MIT3025)



**Plateau grillagé**

275 x 110 x 30 mm

Par 60 unités

W0350 (MIT2709)



**Panier grillagé DIN 1/2**

255 x 255 x 50 mm

Par 20 unités

W0500 (DINT2525)



**Plateau fond grillagé**

270 x 150 x 30 mm

Par 60 unités

W0310 (MIT2715)



**Plateau grillagé**

280 x 170 x 55 mm

Par 25 unités

W0320 (MIT2817)



**Plateau grillagé**

200 x 180 x 30 mm

Par 50 unités

W0360 (MIT1515)



**Plateau fond perforé  
avec nervures**

424 x 305 x 75 mm

Par 12 unités

W0410 (PIT4030)



**Plateau fond grillagé**

424 x 305 x 75 mm

Par 12 unités

W0340 (MIT4030)



**Plateau fond perforé  
avec nervures**

300 x 250 x 52 mm

Par 25 unités

W0400 (PIT3025)



**Plateau fond grillagé**

200 x 150 x 51 mm

Par 60 unités

W0300 (MIT2015)

**Accessoires**



Couvercles



Tapis silicone



Étiquettes

↳ Plus sur [www.sterilmed.fr](http://www.sterilmed.fr)



**Plateau fond plein avec nervures**

424 x 305 x 75 mm

Par 12 unités

W0150 (IT4030)



**Plateau fond plein**

300 x 250 x 52 mm

Par 25 unités

W0131 (T3025)



**Plateau fond plein avec nervures**

200 x 150 x 51 mm

Par 60 unités

W0120 (IT2015)



**Plateau fond plein avec nervures**

300 x 250 x 52 mm

Par 25 unités

W0140 (IT3025)



**Plateau fond plein**

200 x 150 x 51 mm

Par 60 unités

W0121 (T2015)



**Plateau fond plein**

270 x 150 x 30 mm

Par 60 unités

W0130 (IT2715)



**Plateau fond plein**

195 x 135 x 23 mm

Par 115 unités

W0110 (IT1913)



**Plateau fond plein**

181 x 134 x 54 mm

Par 40 unités

W0100 (IT1813)



**Cupule 35 ml**

40 x 30 mm  
Par 100 unités  
W1100 (GP40)



**Cupule 95 ml**

60 x 40 mm  
Par 300 unités  
W1110 (GP60)



**Cupule 280 ml**

80 x 60 mm  
Par 80 unités  
W1120 (GP80)



**Cupule fond plat 50 ml**

60 x 40 mm  
Par 400 unités  
W1111 (GPLB60)



**Cupule fond plat 200 ml**

80 x 60 mm  
Par 200 unités  
W1121 (GPLB80)



**Cupule fond plat 300 ml**

100 x 45 mm  
Par 135 unités  
W1201 (GPLB100)



**Cupule fond plat 500 ml**

150 x 70 mm  
Par 60 unités  
W1211 (GPLB150)



**Cupule graduée 280 ml**

100 x 45 mm  
Par 200 unités  
W1200 (LB100)



**Cupule graduée 900 ml**

150 x 70 mm  
Par 60 unités  
W1210 (LB150)



**Cupule graduée 2000 ml**

200 x 90 mm  
Par 30 unités  
W1220 (LB200)



**Cupule graduée 3000 ml**

250 x 105 mm  
Par 20 unités  
W1230 (LB250)

## Cupules usage unique

Fabrication  
Polypropylène

Garanti sans Latex, à  
usage unique

Stérilisables à  
l'autoclave 134°C,  
à l'Oxyde d'Éthylène  
(EtO), et au Peroxyde  
d'Hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)



### 60 ml

62 x 30 mm  
Par 2000 unités

W1700 (GPS60)



### 120 ml

85 x 30 mm  
Par 1000 unités

W1710 (GPS120)



### 250 ml

100 x 53 mm  
Par 1050 unités

W1720 (GP100)



### 500 ml

130 x 66 mm  
Par 735 unités

W1730 (GP130)



### 1000 ml

170 x 84 mm  
Par 340 unités

W1800 (SB170)



### 2000 ml

210 x 90 mm  
Par 220 unités

W1810 (SB200)



**Bac 12 litres**

Avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir  
 Non autoclavable, température max 121°C  
 890 x 200 x 145 mm - 12 litres  
 Par 1 unité  
 W0940 (DSS8515)

**Bac 4 litres**

Avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir  
 Non autoclavable, température max 121°C  
 426 x 156 x 138 mm - 4 litres  
 Par 1 unité  
 W0930 (DSS4215)

**Bacs de pré-désinfection**



**Boite transparente avec couvercle**

300 x 224 x 140 mm  
 Par 12 unités  
 W1020 (IBXN290)



**Boite avec couvercle plein**

257 x 180 x 128 mm  
 Par 20 unités  
 W1000 (IBX2718)



**Boite avec couvercle à fente**

257 x 180 x 128 mm  
 Par 20 unités  
 W1010 (IBXV2718)

**STERILMED France**  
 20, route de Champigny  
 F-51430 TINQUEUX

☎ +33(0)3 26 50 02 10  
 📠 +33(0)3 26 50 02 11  
 ✉ info@sterilmed.fr  
 🌐 [www.sterilmed.fr](http://www.sterilmed.fr)